

Sonic Electric Toothbrush

Operation Instructions



Enjoy Your Life Every Day!

Important safety information

Before using the product, please read this important information carefully and keep it properly for future reference.


Danger

Keep the charger away from the water source. Do not place or store it above or near any container with water, such as bathtub, washbasin, pool, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before connecting it to the power supply.

Warning

Do not replace the power cord. If the power cord is damaged, please discard the charger. You should always use the original model charger for charging to avoid danger. If the product is damaged (brush head, toothbrush handle or charger), please stop using it.
The charger of this product can not charge other brands of electric toothbrush or any product with inductive/wireless charging function, either.
If possible, avoid charging for more than 12 hours. Do not let children play with this product.
Do not wash the brush head, toothbrush handle or charger in the dishwasher.
If you have had oral cavity or gum surgery in the past 2 months, please consult your dentist before using this product.
If the gum bleeds a lot after using this product or it will still bleed after 1 week, please consult your dentist.
If you feel discomfort or pain when using this product, please stop using it.
If any questions related to power/maker or other implantable device, please consult your doctor or the device manufacturer of the implantable device before use.
If you have medical problems, please consult your doctor before using this product.
This product is designed only for cleaning teeth and gum only. Do not use it for any other purpose.
If you feel any discomfort or pain, please stop using this product.
This product is for personal use, so it can not be used again by other patients in the dentist office or institutions.
Please stop using the brush head that splintered or with bent bristles. For bristles of traditional and tufting type, the bristles in the tuft will become lighter with use when a brush head should be replaced. It is recommended to replace the brush head every 3 months. If there are signs of wear, it should be replaced immediately. Do not use other brush heads that are not recommended by the manufacturer.
If your toothpaste contains peroxide, sodium bicarbonate or other bicarbonates (a common ingredient in whitening toothpastes), be sure to brush thoroughly with the brush head with soap and water after each use, which can prevent possible paste breakage.

Parts



1. Brush head
2. Body
3. Power on/off button
4. USB charging base
5. Charging indicator lamp
6. USB charger base

Introduction

Intelligent sonic-wave electric toothbrush (Figure 1)
1. Brush head
2. Body
3. Power on/off button
4. Hidden brushing mode indicator lamp
5. Charging indicator lamp
6. USB charger base
Note: Items in the packaging box may vary depending on the model purchased.


Product Information

Model: S1000-DC IV	Rated power: 2W
Product material: PC/ABS	Brush head: Nylon

Preparation for use

Brush head installation steps:
1. Align the brush head so that the direction of the bristles is the same as the front of the toothbrush handle (Figure 2).
2. Press the brush head down hard to the metal axis until it will not go down anymore.


Instructions



Charging the product

Plug the charger into the power socket (Figure 3).
Please make sure that the machine body and the charging base are perpendicular to the horizontal plane during charging, otherwise the machine body will fall down and cause safety hazards.
Place the body on the charger base, and the charging indicator lamp will flicker until it is fully charged when the indicator is on.
The body is pre-charged, so you don't need to fully charge it before you use it for the first time. This charger can only charge one toothbrush handle at a time normally.

Charging base



Use this product

Use steps:
1. Insert the brush head carefully into the oscillating axle, and leave a certain gap between the brush head and the main body to reserve a working space for the normal work of the brush head.
2. To prevent toothpaste splashing, take a small amount of toothpaste on the brush head before use (generally speaking, sonic-wave electric toothbrush saves more toothpaste than manual toothbrush).
3. First hold the brush head and put it into the mouth, then start the toothbrush.
4. Move the toothbrush slowly with the bristles at 45° to the gum line.
5. Hold the toothbrush handle gently and move slowly in a circular motion. Do not press it hard!
6. Please stop using water with water after brushing.

The product can be used safely with:

Restoration of teeth (filling, crown, porcelain teeth).

Brushing mode

Cleaning mode
Effectively remove periodontal plaque (default mode). The duration of cleaning mode is 2 minutes, including four 30s intervals.

Whitening mode

2 minutes to deep whitening teeth, effectively improving tooth surface color.

Polishing mode

Brushing and polish the front teeth, and users can press and hold the power button to stop polishing in advance according to their own needs.

Milder mode (beginner mode)

It is suggested that mild mode can be used for the beginner which can effectively clean teeth and gently massage gum to improve gum health.

Sensitive mode

It is a super gentle mode for sensitive teeth and gums which lasts 2 minutes.

Toothbrush handle

1. Remove the brush head and wash the metal axle with warm water. Make sure to remove all remaining toothpaste.
Caution: Do not press the handle surface with rubber sealing ring on the metal axle, otherwise it may cause damage.
2. Wipe the entire surface of the toothbrush handle with a wet cloth.
Caution: Do not use rubbing alcohol of isopropyl, vinegar or bleach to clean the handle, otherwise it may cause discoloration of the handle.

Cleaning, service and storage

Clean the brush head: wash the brush head and bristles after each use, and dry them with natural air. Do not put the bristles, so this will deform them and cause them to fall off.
Clean the body: clean the handle surface with clean water, and scour it with soft cloth, and dry it with natural air. Do not press the objects on the rubber sealing ring on the metal axle, otherwise it may cause damage.

Replace brush head

Professional dentists recommend replacing the brush head every 2-3 months for the best results.

Clean the bottom of the brush handle: before charging, be sure to clean the bottom of the brush handle, wipe the bottom surface with a wet cloth, and then charge after the cleaning.

Storage

If you do not use this product for a long time, please fully charge the toothbrush handle, using the charger from the power socket, clean the two parts and store them in a cool and dry place away from direct sunlight.

Recovery

When discarding this product, please do not put it together with the general domestic waste. Instead, hand them to the recycling center designated by the government. This will be beneficial to the environment.

This product contains a built-in rechargeable battery, do not discard the rechargeable battery together with general domestic waste.

Follow your country's regulations on classifying and recycling electronic and electrical products and rechargeable batteries. Proper discarding of products will help to avoid adverse consequences on the environment and human health. Warranty period of intelligent sonic-wave electric toothbrush.

Manual de Instrucciones (ES)

Información importante de Seguridad

Leer atentamente esta información importante antes de utilizar el producto y guárdela en un lugar seguro para futuras consultas.

Peligros


Mantenga el cargador alejado de fuentes de agua y nunca lo coloque o almacénelo sobre o cerca de cualquier recipiente con agua, como bañeros, lavabos, fregaderos, etc. No sumerja el cargador en agua ni en ningún otro líquido. Después de la limpieza, asegúrese de que el cargador esté completamente seco antes de conectarlo a la fuente de alimentación.

Advertencias

No se debe sustituir el cabezal de alimentación. Si el cabezal de alimentación está dañado, desmonte el cargador. Utilice siempre el tipo de cargador original para la carga, a fin de evitar peligros. Si sus productos están clasificados como "limpio", limpie el cabezal de carga. Después de utilizar el cargador de este producto, siempre puede utilizar para cargar otros marcas de cepillos eléctricos. Si ningún producto con carga por inducción/inalámbrica Por favor, sólo se más posiblemente carga durante más de 12 horas. No permita que los niños jueguen con este producto.

No limpie el cabezal, el mango o el cargador del cepillo en el lavavajillas.
Si ha recibido una cirugía oral o de las encías en los 2 meses anteriores, consulte a su dentista antes de utilizar este producto.
Si sus encías sangran abundantemente después de usar este producto o siguen sangrando después de una semana de uso, consulte a su dentista. Si siente molestia o dolor al utilizar este producto, consulte también a su dentista.
Para cualquier pregunta relacionada con manipulaciones u otros dispositivos inteligentes, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de utilizarlo.
Si tiene algún problema médico, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
Este producto está diseñado únicamente para la limpieza de dientes y encías. Por favor, no lo utilice para ningún otro fin.
Si suena alguna respuesta a error, deje de utilizar este producto y póngalo en contacto con el servicio.
Este producto es para uso privado y no está destinado a ser utilizado por compañías o instituciones de múltiples usuarios.
Por favor, deje de utilizar las cabeceles que están deformadas o sangran las cerdas dentales. Con cerdas tipo inteligentes, el color de la parte delatadora se irá haciendo más ligera con el uso y el cabezal deberá ser sustituido en un momento. Se recomienda cambiar el cabezal cada 3 meses. Si muestran signos de desgaste, deben sustituirse con anterioridad. No utilice nunca un cabezal dañado al recomendarlo por el fabricante.
Si el dentista que visita contiene peróxido, bicarbonato sódico u otros bicarbonatos (ingrediente habitual en los dentífricos blanqueadores), asegúrese de limpiar bien el cabezal con agua y jabón después de cada uso. Esto evitará la posible rotura del plástico.

Nombre de Partes



1. Cabezal
2. Cuerpo
3. Botón de encendido/apagado
4. Indicador de modo de limpieza
5. Indicador de carga
6. Base de carga USB

Breve Introducción

Inteligente ondas sónicas cepillo eléctrico inteligente (Figura 1)
1. Cabezal
2. Botón de encendido/apagado
3. Indicador de modo de limpieza
4. Indicador de carga
5. Base de carga USB
Nota: El contenido de la caja puede variar en función del modelo comprado.


Dimensiones

Voltaje de entrada: DC 5V	Potencia: 2.0W
Materiales: PC/ABS	Cebros: Nylon

Preparación de uso

Instalación del cabezal:
Alinee el cabezal de forma que las cerdas estén orientadas en la misma dirección que la parte delantera del mango del cepillo (Figura 2).
Presione con fuerza el cabezal sobre el eje metálico hasta que no se pueda precionar más.


Modo de instalación del Cebros



Carga del Producto

Conecte el cargador a una toma de corriente (Figura 3).
Por favor, asegúrese de que el cuerpo y la base de carga están al mismo nivel al cargarse para evitar la caída del producto, que puede causar daños al cuerpo u otros riesgos de seguridad.
Coloque el cuerpo en la base eléctrica, el indicador de carga será intermitente, y se convertirá en encendido siempre cuando se carga completamente.
El cuerpo ya está pre-cargado, por lo que no es necesario cargarlo antes de usarlo por primera vez. Este cargador sólo puede cargar un mango de carga USB.

Base de Carga USB



Uso del Producto

Paso 1:
1. Inserte con cuidado el cabezal en el eje oscilante, dejando un espacio entre el cabezal y el cuerpo para el funcionamiento correcto del cabezal.
2. Para entrar la vainilla de la parte de dientes, ponga una pequeña cantidad de pasta en el cabezal antes de usarlo. En general, los cepillos eléctricos ahorran más pasta de dientes que los manuales.
3. Muy primero el cabezal y colóquelo en la boca antes de activarlo.
4. Mueva el cepillo de dientes lentamente con las cerdas a 45° de la línea de las encías.
5. Sujete suavemente el mango del cepillo y muevalo lentamente con un movimiento circular, no presione con demasiada fuerza.
6. Enjuague la boca con agua después del cepillado.
Aptarse de antebrazos (los cabeceles se desgastan más rápido cuando se utilizan en áreas aperturas), dientes resacas (empuente, corona, dientes de postizas).

Modo de Cepillado

(I) Modo de Limpieza:
Se elimina efectivamente la placa bacteriana dental (modo por defecto). El modo de limpieza dura 2 minutos e incluye cuatro intervalos de 30 segundos.

(II) Modo de Blanqueado:

Con 2 minutos de blanqueamiento dental profundo, se mejora de forma efectiva el tono de la superficie dental.

(III) Modo de Pulido:

Acorta y pulido los dientes delanteros, y el usuario puede terminar el pulido antes de tiempo estableciendo pulsando largamente el botón de encendido según sus necesidades.

(4) Modo Suave (Modo para Novatos)

Este modo se aconseja a los usuarios novatos para una limpieza eficaz de los dientes y un suave masaje de las encías para mejorar su salud.

(5) Modo Dientes

Es un modo extremadamente suave de 2 minutos para dientes y encías sensibles.

Mango del Cepillo

1. Quite el cabezal y limpie el eje metálico con agua tibia. Asegúrese de eliminar todos los restos de pasta de dientes.
Nota: No utilice objetos afilados para limpiar la parte de goma en el eje metálico, ya que se puede causar daños.

Limpieza del mango del cepillo

1. Utilice un paño húmedo para limpiar toda la superficie del mango del cepillo.
Nota: No utilice alcohol isopropílico, vinagre o lejía para limpiar el mango del cepillo, ya que puede provocar la decoloración del mango.

Mantenimiento de Limpieza y Almacenamiento:

Limpieza del cabezal: limpie el cabezal y las cerdas después de cada uso o deje que se sequen de forma natural. No frote las cerdas, ya que esto las deformará y hará que se caigan.

Limpieza del cuerpo: lave la superficie del mango con agua y límpelo con un paño suave, asegure de frotar suavemente. No presione la parte de goma del eje metálico con objetos afilados, ya que de lo contrario se puede producir daño.

Reemplazo del cabezal: los dentistas profesionales recomiendan sustituir el cabezal cada 2-3 meses para obtener los mejores resultados.

Limpieza de la parte inferior del mango del cepillo: antes de cargarlo, limpie la superficie inferior con un paño húmedo y limpie la carga con la bristles.

Almacenamiento

Si no usa el producto durante mucho tiempo, cargue completamente el mango del cepillo, desmonte el cargador de la toma de corriente, limpie ambas partes y guárdelas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Reciclaje

El producto, por favor, no lo ponga con la basura doméstica general, sino que entregue en un centro de reciclaje designado por el gobierno. Esto beneficia a la protección del medio ambiente. Este producto contiene una batería recargable incorporada por favor, no desecha la batería recargable con la basura doméstica general.

Observe la normativa de su país según sobre el reciclaje por separado de productos electrónicos y electrónicos y de pilas recargables. La eliminación adecuada de los productos ayuda a evitar consecuencias adversas para el medio ambiente y la salud humana.

How to Contact Us

Log in your amazon account > click "Your orders" > find the order ID > click "Contact Seller"

Description of charging time: it can last for 30-40 day (2 times) / day. 2 minutes/ times after continuous charging for 10 hours, it takes about 20-25 hours to fully charge, which can be used for 10-15 days (2 times/ day) / minutes/ times.

Description of battery decharge time: Charge in contrary pendant 8-10 hours, 30-40 pure 12 times/ day. 2 minutes/ times. / Full power 20-25 hours pure 10 times/ day. 2 minutes/ times. / Full power 12 times/ day. 2 minutes/ times.

How to Contact Us
Log in your amazon account > click "Your orders" > find the order ID > click "Contact Seller"

CE FC FDA

