

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Positioning Bed Pad With Handles

MODEL:CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODEL:CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Positioning Bed Pad With Handles. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.


WARNING:


Do not use your Vevor Positioning Bed Pad without first reading and understanding the operator's manual supplied with your Positioning Bed Pad. If you are unable to understand the warnings or instructions contact a healthcare professional before attempting to use your Positioning Bed Pad. Using your Positioning Bed Pad without properly understanding the instructions and the warnings can cause injury to the patient and/or caregiver, and cause damage to the Positioning Bed Pad.


 **WARNING:** If any part of the Positioning Bed Pad is damaged or missing, contact VEVOR customer service immediately.

 **WARNING:** Carefully inspect the Positioning Bed Pad before each use and after each laundering for wear and damage to seams, fabric, straps, and strap loops. Torn, cut, frayed or broken Positioning Bed Pads can fail, resulting in serious personal injury to


the user or caregiver. Use only Positioning Bed Pads that are in good condition. Discard and destroy old, unusable Positioning Bed Pads.


 WARNING: DO NOT exceed the patient lift or the patient Positioning Bed Pad's maximum weight capacity.

 WARNING: Notice for California Customers—California Proposition 65
—This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

 WARNING: VEVOR assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper application or use of this product.

 WARNING: Never leave a patient unattended while in a Patient Positioning Bed Pad

 WARNING: Never attempt to re-position a patient by pulling on the Positioning Bed Pad loops.

 WARNING: Check the Positioning Bed Pad for shipping damage before using. In case of damage, DO NOT use the Positioning Bed Pad. Contact VEVOR Customer Service for further instructions.

General Guidelines for Using the Positioning Bed Pad:

Use an appropriate Patient Positioning Bed Pad that is recommended by the individual's doctor, nurse, or medical assistant for the comfort and safety of the individual being lifted and their specific medical need.

DO NOT use any kind of material (such as a plastic back incontinence pad or seating cushion) between the patient and any patient Positioning Bed Pad as this may cause the patient to slide out of the Positioning Bed Pad during transferring.

The loops of the Positioning Bed Pad are color coded and can be used to place the patient in various positions. The colors make it easy to connect both sides of the Positioning Bed Pad equally. Make sure that there is sufficient head support when lifting a patient.

The VEVOR CGSL280 handled patient turning and positioning aid and the CGSL280 handled patient turning and positioning aid are designed to reduce the effort required to move, turn or transfer a patient. When used properly, they ease a multitude of patient mobilization procedures including: repositioning a

patient up in bed, turning of patients, moving or laterally transferring patient.

Using ergonomically inclined handles for gripping, caregivers can maneuver patients to the desired position without having to lift, which can cause injury to arms, back, and related muscles. The CGSL280 have a low friction bottom surface that allows the patient to be positioned or moved in any direction easily while reducing the shearing to the patient's skin. When using the CGSL280 for the first time it is recommended that the caregivers practice until they are comfortable using it properly and safely. The log roll technique is the preferred method of getting the CGSL280 under the patient.

Repositioning a Patient Up in Bed using the CGSL280

- 1) Make sure you have the proper number of caregivers required for the transfer or moving of patient;
- 2) Explain to the patient what they should expect and what you are going to be doing;

- 3) Make sure the CGSL280 has been inspected and all the handles and Positioning Bed Pad are not torn, damaged or show signs of severe wear;
- 4) If the patient is able it is recommended they bend their legs at the knees with their feet off the Positioning Bed Pad, so the legs will straighten out during the repositioning process;
- 5) Log roll the patient and place the transfer Positioning Bed Pad underneath them where the patients head and/or shoulders should be on the Positioning Bed Pad making sure the Positioning Bed Pad extends below the patient's bottom;
- 6) Make sure it is under the patient with the safety belt buckling around their torso; The adjustable safety belt is not required to be used and will not keep a patient from rolling off the transfer Positioning Bed Pad;
- 7) Make sure that the patient's head is supported by positioning the CGSL280 beneath the head or by having a caregiver support the head with his/her hands when moving the patient;
- 8) Make sure all the caregivers are positioned correctly;
- 9) Make sure the wheels of the bed or stretcher are locked;

- 10) To prevent injury, make sure the bed or stretcher is in the proper height, so the caregivers are not leaning over or bending down too far;
- 11) When sliding the patient up in the bed make sure the patients head is flat and not raised up on a pillow.;
- 12) Once the CGSL280 is under the patient correctly the caregivers are to grab the side handles;
- 13) Let the patient know what you are about to do and then count to three and have all caregivers simultaneously perform the move of the patient to the proper position;
- 14) Take extra caution to make sure not to hit the patients head on the headboard;
- 15) Once the patient is in the desired position remove the transfer Positioning Bed Pad from under the patient;

Lateral Transferring a Patient using the

- 1) Make sure you have the proper number of caregivers required for the transfer;
- 2) Explain to the patient what they should expect and what you are going to be doing;

- 3) Make sure the transfer Positioning Bed Pad has been inspected and all the handles and Positioning Bed Pad are not torn, damaged or show signs of severe wear;
- 4) Use the log rolling technique to place the transfer Positioning Bed Pad underneath them where the patients head and shoulders should be centered on the Positioning Bed Pad making sure the Positioning Bed Pad extends below the patient's bottom;
- 5) Position the adjustable safety belt around the patient's torso comfortably.
The safety belt is for patient's piece of mind, extra security and help with positioning but will not keep a patient from rolling off the Positioning Bed Pad;
- 6) Lower the side rails on the side of the bed where the transfer will take place. Position the other surface next to the bed making sure the surface heights are the same and any gap is minimal;
- 7) Raise the Side rails on the outside of each surface you are transferring to and from;
- 8) Make sure all the caregivers are positioned correctly;
- 9) Make sure the wheels of the bed or stretcher are locked;

10) To prevent injury, make sure the bed or stretcher is in the proper height, so the caregivers are not leaning over or bending down too far;

11) One or two caregivers on each side depending on the transfer Positioning Bed Pad you have will grasp the handles on both sides of the Positioning Bed Pad and pull the patient towards the surface the patient is transferring to;

12) Take extra caution when completing the transfer making sure the bed rails are in the up position except those between the two transfer surfaces;

Once the patient is in the desired position remove the transfer Positioning Bed Pad from under the patient. DO NOT:

EVER LEAVE TRANSFER POSITIONING BED PADS UNDER A PATIENT WHEN NOT IN USE AND SUPERVISED BY A CAREGIVER.

WASHING INSTRUCTIONS: Machine wash in warm or cold water. Maximum water temperature of 120°F(48°C). Air dry or tumble dry at cool or very low temperature. DO NOT use bleach or wash with other colors. Inspect after each wash. DO NOT dry clean.

WARNING: Inspect patient Positioning Bed Pads for wear prior to each

use.If signs of tearing,fraying,or wear are found discard the Positioning Bed Pad immediately;worn out Positioning Bed Pads are not safe for use and may result in injury or death. Do not alter Positioning Bed Pads in any way.

Manufacturer: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd

Address: No.169.Kangyi Road, Qingxi Town,Dongguan City,Guangdong.CN 523657

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Pozycjonowanie podkładki pod łóżko z uchwytami

MODEL: CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODEL: CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:








Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Dziękujemy bardzo za wybranie tej podkładki pozycjonującej z uchwytami .
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej
informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

OSTRZEŻENIE:

Do nie używaj swojego Vevor Pozycjonowanie podkładki pod materac bez
wcześniejszego czytanie i zrozumieć ten operatora instrukcja dołączona do
podkładki pozycjonującej . Jeśli nie możesz zrozumieć ostrzeżenia Lub instrukcje
przedtem skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia Próbując używać swój
Podkładka pozycjonująca . Używanie twój Umieszczenie podkładki na łóżku bez
właściwego zrozumienia instrukcji i ostrzeżeń może przyczyna obrażenia Do ten
pacjent i/lub opiekun i przyczyna uszkodzenie Podkładka pozycjonująca .

-  **OSTRZEŻENIE:** Jeśli jakiegokolwiek część podkładki pozycjonującej łóżko jest
uszkodzony lub brakuje go, skontaktuj się WIĘCEJ obsługa klienta natychmiast.
-  **OSTRZEŻENIE:** Ostrożnie przed każdym użyciem należy sprawdzić podkładkę pozycjonującą i po
każdym pranie pod kątem zużycia i uszkodzeń szwów, tkaniny, pasków i taśmy pętli. Podarte,
przecięte, postrzępione lub uszkodzone podkładki pod materac mogą ulec uszkodzeniu, co może
skutkować poważnie osobisty zranic Użytkownik lub opiekun. Używaj wyłącznie podkładek
pozycjonujących , które są w dobrym stanie stan : schorzenie. Wyrzucić i zniszczyć stare, nieużyteczne
Podkładki pozycjonujące s.
-  **OSTRZEŻENIE:** ZROBIĆ NIE przekraczać dawki pacjenta podnieść lub pacjenta
Pozycjonowanie podkładki na łóżko maksymalna waga pojemność.
-  **OSTRZEŻENIE:** Informacja dla klientów z Kalifornii – Kalifornia Propozycja 65 - To
produkt zawiera substancję chemiczną znaną Państwo z Kalifornii Do przyczyna rak i
rozrodcze lub rozwojowe szkoda.
-  **OSTRZEŻENIE:** VEVOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia
spowodowane przez niewłaściwe zastosowanie lub użycie tego produkt.
-  **OSTRZEŻENIE:** Nigdy zostawić pacjent nieobecny zakończył się, gdy w podkładce do
pozycjonowania pacjenta
-  **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie próbuj zmieniać położenia pacjent przez ciągnięcie ten Podkładka
pozycjonująca łóżko pętli.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy podkładka pozycjonująca nie uległa uszkodzeniu w transporcie, zanim używając. W przypadku uszkodzenia, DO NIE Użyj podkładki pozycjonującej. Kontakt Obsługa klienta VEVOR dla dalsze instrukcje.

Ogólne wytyczne dotyczące korzystania z podkładki pozycjonującej:

Użyj odpowiedniego Podkładka pod łóżko do pozycjonowania pacjenta, która jest zalecony przez osoby indywidualne lekarz, pielęgniarka lub medyczny asystent dla komfort i bezpieczeństwo jednostki istnienie podniesione i ich specyficzny medyczny potrzebować.

DO NIE użyj dowolnego rodzaj materiału (takiego jak plastikowy z powrotem niemożność utrzymania podkładka Lub osadzenie (poduszka) pomiędzy ten e pacjent i każdy pacjent Ustawianie podkładki pod materac, ponieważ może to spowodować ten pacjent Do slajd na zewnątrz z Podkładka pozycjonująca łóżko podczas transferu.

Ten pętle podkładki pozycjonującej łóżko są oznaczone kolorami i można je Być używany Do miejsce ten pacjent W różny pozycje. zabarwienie robić łatwe połączenie obu stron podkładki pozycjonującej równie. Robić Jasne To Tam Jest wystarczający głowa wsparcie Kiedy podnoszenie pacjent .

VEVOR -y Pomoc w obracaniu i pozycjonowaniu pacjenta CGSL280 oraz pomoc w obracaniu i pozycjonowaniu pacjenta CGSL280 zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć wysiłek wymagany do poruszania, obracania lub przenoszenia pacjenta. Przy prawidłowym użyciu ułatwiają wiele procedur mobilizacji pacjenta, w tym: zmianę pozycji pacjenta w łóżku, obracanie pacjentów, przesuwanie lub boczne przenoszenie pacjenta. Korzystając z ergonomicznie pochylonych uchwytów do chwytania, opiekunowie mogą manewrować pacjentami do pożądanej pozycji bez konieczności podnoszenia, co może powodować urazy ramion, pleców i pokrewnych mięśni. CGSL280 ma dolną powierzchnię o niskim tarciu, która umożliwi łatwe pozycjonowanie lub przesuwanie pacjenta w dowolnym kierunku, jednocześnie zmniejszając ścinanie skóry pacjenta. Podczas pierwszego użycia CGSL280 zaleca się, aby opiekunowie ćwiczyli, aż poczują się pewnie w jego prawidłowym i bezpiecznym używaniu. Technika rolowania kłody jest preferowaną metodą umieszczania CGSL280 pod pacjentem.

Zmiana pozycji pacjenta w łóżku przy użyciu CGSL280

- 1) Upewnij się, że dysponujesz odpowiednią liczbą opiekunów potrzebną do przeniesienia lub przemieszczenia pacjenta ;
- 2) Wyjaśnij pacjentowi, czego może się spodziewać i co zamierzasz zrobić ;
- 3) Upewnij się, że CGSL280 został sprawdzony i że wszystkie uchwyty oraz podkładka pozycjonująca nie są rozdarte, uszkodzone lub nie noszą śladów poważnego zużycia ;
- 4) Jeśli pacjent jest w stanie to zrobić, zaleca się, aby zgiął nogi w kolanach i uniośł stopy ponad matę pozycjonującą, dzięki czemu nogi wyprostują się podczas procesu zmiany pozycji ;
- 5) Przetocz pacjenta w dół i umieść pod nim podkładkę pozycjonującą w miejscu, w którym głowa i/lub ramiona pacjenta powinny znajdować się na podkładce pozycjonującej, upewniając się, że podkładka pozycjonująca sięga poniżej pośladków pacjenta ;
- 6) Upewnij się, że pacjent znajduje się pod leżanką, a pas bezpieczeństwa jest zapięty wokół jego tułowia . Nie jest wymagane stosowanie regulowanego pasa bezpieczeństwa, który nie uchroni pacjenta przed stoczeniem się z leżanki .
- 7) Upewnij się, że głowa pacjenta jest podparta, umieszczając CGSL280 pod głową lub poprosz opiekuna, aby podparł głowę rękami podczas przenoszenia pacjenta ;
- 8) Upewnij się, że wszyscy opiekunowie są prawidłowo rozmieszczeni ;
- 9) Sprawdź, czy kółka łóżka lub noszy są zablokowane ;
- 10) Aby zapobiec urazom, należy upewnić się, że łóżko lub nosze znajdują się na odpowiedniej wysokości, aby opiekunowie nie pochylali się ani nie schylali za bardzo ;
- 11) Podczas przesuwania pacjenta w górę łóżka należy upewnić się, że głowa pacjenta leży płasko, a nie podniesiona na poduszce .
- 12) Po prawidłowym umieszczeniu podnośnika CGSL280 pod pacjentem opiekunowie powinni chwycić za uchwyty boczne ;
- 13) Poinformuj pacjenta, co zamierzasz zrobić, a następnie policz do trzech i poproś wszystkich opiekunów, aby jednocześnie przenieśli pacjenta do właściwej pozycji ;
- 14) Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uderzyć głową pacjenta o wezglowie łóżka ;
- 15) Gdy pacjent znajdzie się w pożądanej pozycji, usuń podkładkę pozycjonującą spod pacjenta ;

Przenoszenie pacjenta w bok za pomocą

- 1) Upewnij się, że masz odpowiednią liczbę opiekunów wymaganą do transferu ;
 - 2) Wyjaśnij pacjentowi, czego może się spodziewać i jakie będą Twoje działania;
 - 3) Upewnij się, że podkładka pozycjonująca łóżko została sprawdzona i że wszystkie uchwyty i podkładka pozycjonująca łóżko nie są rozdarte, uszkodzone lub nie noszą śladów poważnego zużycia;
 - 4) Za pomocą techniki wałkowania kłody umieść podkładkę pozycjonującą pod pacjentem tak, aby głowa i ramiona pacjenta znajdowały się na środku podkładki pozycjonującej, upewniając się, że podkładka pozycjonująca sięga poniżej pośladków pacjenta;
 - 5) Umieść regulowany pas bezpieczeństwa wokół tułowia pacjenta w wygodny sposób. Pas bezpieczeństwa zapewnia pacjentowi spokój ducha, dodatkowe bezpieczeństwo i pomaga w pozycjonowaniu, ale nie zapobiegnie stoczeniu się pacjenta z podkładki pozycjonującej ;
 - 6) Opuść boczne barierki po stronie łóżka, po której będzie się odbywał transfer. Umieść drugą powierzchnię obok łóżka, upewniając się, że wysokości powierzchni są takie same, a wszelkie odstępstwa są minimalne;
 - 7) Podnieś boczne szyny na zewnątrz każdej powierzchni, na którą się przemieszczasz;
 - 8) Upewnij się, że wszyscy opiekunowie są prawidłowo umiejscowieni;
 - 9) Sprawdź, czy kółka łóżka lub noszy są zablokowane;
 - 10) Aby zapobiec urazom, należy upewnić się, że łóżko lub nosze znajdują się na odpowiedniej wysokości, tak aby opiekunowie nie pochylali się ani nie schylali za bardzo;
 - 11) Jeden lub dwóch opiekunów po każdej stronie, w zależności od rodzaju maty do pozycjonowania, którą posiadasz, chwytają za uchwyty po obu stronach maty i ciągnie pacjenta w kierunku powierzchni, na którą jest przenoszony;
 - 12) Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia, upewniając się, że barierki łóżka są w pozycji górnej, z wyjątkiem tych znajdujących się pomiędzy dwiema powierzchniami przenoszenia;
- Gdy pacjent znajdzie się w pożądanej pozycji, usuń podkładkę do pozycjonowania łóżka transferowego spod pacjenta. **NIE NALEŻY :**

PODKŁADEK TRANSFEROWYCH POD PACJENTEM , GDY NIE SĄ UŻYWANE I NIE SĄ POD NADZOREM OPIEKUNA.

INSTRUKCJA PRANIA: Prać w pralce w ciepłej wodzie. lub zimną wodą. Maksymalna temperatura wody 120°F (48°C). Suszyć na powietrzu lub w suszarce bębnowej w chłodnej lub bardzo niskiej temperaturze. NIE stosować wybielacza i nie prać z innymi kolorami. Sprawdzać

po każdym praniu. NIE czyścić chemicznie.

OSTRZEŻENIE: Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy podkładki pozycjonujące pacjenta nie są zużyte. W przypadku stwierdzenia oznak rozdarcia, przetarcia lub zużycia należy natychmiast wyrzucić podkładkę pozycjonującą ; zużyte podkładki pozycjonujące nie są bezpieczne w użyciu i mogą spowodować obrażenia lub śmierć. Nie należy w żaden sposób modyfikować podkładek pozycjonujących .

Producent: Dongguan Chuanguo Daily Products Co. Ltd

Adres: nr 169.Kangyi Road, miasto Qingxi, miasto Dongguan,
Guangdong.CN 523657

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Positionierungsbettauflage mit Griffen

MODELL: CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODELL: CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Vielen Dank, dass Sie sich für diese Positionierungsbettauflage mit Griffen entschieden haben .


Lesen Sie vor der Anwendung bitte alle Hinweise sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen dabei, optimale Ergebnisse zu erzielen.


WARNUNG:


Tun Verwenden Sie Ihr Vevor nicht Lagerungsunterlage ohne Vorbett Lesen und Verständnis Die Betreiber Handbuch, das im Lieferumfang Ihrer Positionierungsbettauflage enthalten ist . Wenn Sie nicht in der Lage sind Verstehe die Warnungen oder Anweisungen Kontaktieren Sie einen Arzt, bevor Sie versucht zu verwenden dein Positionierungsbettunterlage . Verwenden von dein Das Positionieren der Bettunterlage ohne richtiges Verständnis der Anweisungen und der Warnungen kann Ursache Verletzung Zu Die geduldig und/oder Betreuer und Ursache Schäden an der Positionierungsbettunterlage .


 **WARNUNG:** Wenn Teil der Lagerungsunterlage beschädigt ist oder fehlt , wenden Sie sich an VEVOR Kundendienst sofort.

 **ACHTUNG:** Vorsichtig Überprüfen Sie die Lagerungsunterlage vor jedem Gebrauch und nach jedem Wäsche auf Verschleiß und Beschädigungen an Nähten, Stoff, Riemen und Gurt Schleifen. Zerrissen, Schnitte, ausgefranste oder gebrochene Positionierungsbettpolster können versagen, was zu im Ernst persönlich Verletzung der Benutzer oder Pflegekraft. Verwenden Sie nur Positionierungsbettunterlagen, die im Guten Zustand. Verwerfen und alte, unbrauchbare Positionierungsbettunterlagen s.

 **WARNUNG:** NICHT überschreiten die patienten Lift oder der Patient Positionierungsbettunterlagen Maximalgewicht Kapazität.

 **ACHTUNG:** Hinweis für Kunden in Kalifornien-Kalifornien Vorschlag 65 -Dieser Das Produkt enthält eine Chemikalie, die dem Zustand von Kalifornien Zu Ursache Krebs und reproduktive oder entwicklungsbezogene Schaden.

 **WARNUNG:** VEVOR übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzung verursacht durch unsachgemäße Anwendung oder Nutzung dieser Produkt.

 **WARNUNG:** Niemals hinterlassen Sie eine Patient unbeaufsichtigt , während in einer Patientenpositionierungsunterlage

⚠️ WARNUNG: Versuchen Sie niemals, ein geduldig durch anziehen Die Lagerungsunterlage Schleifen.

⚠️ WARNUNG: Überprüfen Sie das Positionierungsbettpolster auf Transportschäden vor verwenden. Falls von Schäden, TUN NICHT Verwenden Sie die Positionierungsunterlage . Kontakt VEVOR Kundenservice für weitere Anweisungen.

Allgemeine Hinweise zur Verwendung der Lagerungsunterlage:

Verwenden Sie ein geeignetes Patientenlagerungsunterlage , die empfohlen durch die Einzelpersonen Arzt, Krankenschwester oder Medizin Assistent für den Komfort und die Sicherheit des Einzelnen Sein aufgehoben und ihr Erbe spezifisch Medizin brauchen.

TUN NICHT verwenden Sie Art von Material (wie ein Plastik zurück Inkontinenz Unterlage oder Sitzplätze Kissen) zwischen Die geduldig und jeder Patient Positionierung der Bettunterlage, da dies zu Die geduldig Zu gleiten aus der Lagerungsunterlage während der Übertragung.

Der Die Schlaufen der Lagerungsunterlage sind farblich markiert und können Sei gebraucht Zu Ort Die geduldig In verschiedenen Positionen.Die Farben machen es ist einfach, beide Seiten der Positionierungsbettauflage zu verbinden gleichermaßen. Machen Sicher Das Dort Ist ausreichend Kopf Unterstützung Wann Heben ein Patient.

Der VEVOR Die CGSL280- Wende- und Positionierungshilfe für Patienten mit Griff und die CGSL280- Wende- und Positionierungshilfe für Patienten mit Griff sind so konzipiert, dass sie den Kraftaufwand zum Bewegen, Drehen oder Umlagern eines Patienten verringern. Bei richtiger Verwendung erleichtern sie eine Vielzahl von Patientenmobilisierungsverfahren, darunter: Umlagern eines Patienten im Bett, Drehen von Patienten, Bewegen oder seitliches Umlagern von Patienten. Mithilfe ergonomisch geeigneter Griffe zum Greifen können Pflegekräfte Patienten in die gewünschte Position manövrieren, ohne sie heben zu müssen, was zu Verletzungen der Arme, des Rückens und der zugehörigen Muskeln führen kann. Die CGSL280 hat eine reibungsarme Unterseite, die es ermöglicht, den Patienten leicht in jede Richtung zu positionieren oder zu bewegen, während die Scherkräfte auf der Haut des Patienten reduziert werden. Wenn die CGSL280 zum ersten Mal verwendet wird, wird den

Pflegekräften empfohlen, zu üben, bis sie die richtige und sichere Verwendung beherrschen. Die bevorzugte Methode, um die CGSL280 unter den Patienten zu bringen, ist die Log-Roll-Technik.

Umpositionieren eines Patienten im Bett mithilfe des CGSL280

- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Anzahl an Pflegekräften für den Transfer oder die Verlegung des Patienten verfügen .
- 2) Erklären Sie dem Patienten, was ihn erwartet und was Sie tun werden ;
- 3) Stellen Sie sicher, dass das CGSL280 überprüft wurde und dass alle Griffe und das Positionierungsbettpolster nicht zerrissen oder beschädigt sind oder Anzeichen starker Abnutzung aufweisen .
- 4) Wenn der Patient dazu in der Lage ist, wird empfohlen, dass er die Beine an den Knien beugt und die Füße nicht auf der Positionierungsbettauflage stehen lässt, sodass die Beine während der Neupositionierung gestreckt werden .
- 5) Rollen Sie den Patienten auf eine Rollbewegung um und legen Sie die Transfer-Positionierungsunterlage unter ihn, wobei der Kopf und/oder die Schultern des Patienten auf der Positionierungsunterlage liegen sollten. Stellen Sie sicher, dass die Positionierungsunterlage bis unter das Gesäß des Patienten reicht .
- 6) Stellen Sie sicher, dass sich die Liegefläche unter dem Patienten befindet und der Sicherheitsgurt um den Oberkörper geschnallt ist . Der verstellbare Sicherheitsgurt muss nicht verwendet werden und verhindert nicht, dass der Patient von der Liegeunterlage zum Transfer oder zur Positionierung rollt .
- 7) Stellen Sie sicher, dass der Kopf des Patienten gestützt ist, indem Sie das CGSL280 unter dem Kopf positionieren oder indem eine Pflegekraft den Kopf beim Bewegen des Patienten mit den Händen stützt .
- 8) Stellen Sie sicher, dass alle Pflegekräfte richtig positioniert sind ;
- 9) Stellen Sie sicher, dass die Räder des Bettes oder der Trage blockiert sind .
- 10) Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Bett oder die Trage die richtige Höhe hat, so dass sich die Pflegekräfte nicht zu weit vorbeugen oder bücken müssen .
- 11) Wenn Sie den Patienten im Bett nach oben schieben, achten Sie darauf, dass der Kopf des Patienten flach liegt und nicht auf einem Kissen liegt ;

- 12) Sobald sich der CGSL280 richtig unter dem Patienten befindet, müssen die Pflegekräfte die seitlichen Griffe greifen .
- 13) Sagen Sie dem Patienten, was Sie jetzt tun werden, zählen Sie dann bis drei und lassen Sie alle Pflegekräfte den Patienten gleichzeitig in die richtige Position bringen .
- 14) Seien Sie besonders vorsichtig und achten Sie darauf, dass der Kopf des Patienten nicht gegen das Kopfteil stößt .
- 15) Sobald sich der Patient in der gewünschten Position befindet, entfernen Sie die Transfer-Positionierungsbettauflage unter dem Patienten ;

Seitliches Umlagern eines Patienten mit dem

- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Anzahl an Pflegekräften für den Transfer verfügen ;
- 2) Erklären Sie dem Patienten, was ihn erwartet und was Sie tun werden;
- 3) Stellen Sie sicher, dass die Transfer- Positionierungsbettauflage überprüft wurde und dass alle Griffe und die Positionierungsbettauflage nicht zerrissen oder beschädigt sind oder Anzeichen starker Abnutzung aufweisen.
- 4) Verwenden Sie die Rolltechnik, um die Transfer- Positionierungsunterlage darunter zu platzieren. Dabei sollten Kopf und Schultern des Patienten mittig auf der Positionierungsunterlage liegen und sicherstellen, dass die Positionierungsunterlage bis unter das Gesäß des Patienten reicht.
- 5) Legen Sie den verstellbaren Sicherheitsgurt bequem um den Oberkörper des Patienten. Der Sicherheitsgurt dient der Beruhigung des Patienten, zusätzlicher Sicherheit und Hilfe bei der Positionierung, verhindert jedoch nicht, dass der Patient von der Lagerungsunterlage rollt .
- 6) Senken Sie die Seitengitter auf der Seite des Bettes ab, auf der der Transfer stattfinden soll. Positionieren Sie die andere Oberfläche neben dem Bett und achten Sie dabei darauf, dass die Oberflächenhöhen gleich sind und der Abstand minimal ist;
- 7) Heben Sie die Seitensienen an der Außenseite jeder Oberfläche an, von bzw. auf die Sie umsteigen.
- 8) Stellen Sie sicher, dass alle Pflegekräfte richtig positioniert sind;
- 9) Stellen Sie sicher, dass die Räder des Bettes oder der Trage festgestellt sind.
- 10) Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Bett oder die Trage die richtige Höhe hat, so dass sich die Pflegekräfte nicht zu weit vorbeugen oder bücken müssen.

11) Je nachdem, welche Positionsauflage Sie haben, greifen ein oder zwei Pflegekräfte auf jeder Seite die Griffe an beiden Seiten der Positionsauflage und ziehen den Patienten zur Oberfläche, auf die er umgelagert wird.

12) Seien Sie beim Transfer besonders vorsichtig und achten Sie darauf, dass sich die Bettgitter, mit Ausnahme der Gitter zwischen den beiden Transferflächen, in der oberen Position befinden. Sobald sich der Patient in der gewünschten Position befindet, entfernen Sie die Transfer-Positionierungsunterlage unter dem Patienten. NICHT :

LASSEN SIE TRANSFER- UND POSITIONIERUNGSBETTUNTERLAGEN IMMER UNTER EINEM PATIENTEN LIEGEN, WENN SIE NICHT VERWENDET WERDEN UND VON EINER PFLEGEPERSON BEAUF SICHTIGT WERDEN .

WASCHANLEITUNG: Maschinenwäsche warm oder kaltes Wasser. Maximale Wassertemperatur von 48 °C (120 °F). An der Luft trocknen oder im Wäschetrockner bei kühler oder sehr niedriger Temperatur trocknen. KEIN Bleichmittel verwenden oder mit anderen Farben waschen. Nach jedem Waschgang überprüfen. NICHT chemisch reinigen.

WARNUNG: Überprüfen Sie die Positionierungsbettauflagen des Patienten vor jedem Gebrauch auf Verschleiß. Wenn Anzeichen von Rissen, Ausfransungen oder Verschleiß festgestellt werden, entsorgen Sie die Positionierungsbettauflage sofort. Abgenutzte Positionierungsbettauflagen sind nicht mehr sicher zu verwenden und können zu Verletzungen oder zum Tod führen. Verändern Sie die Positionierungsbettauflagen in keiner Weise.

Hersteller: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd

Adresse: No.169.Kangyi Road, Stadt Qingxi, Stadt Dongguan,
Guangdong.CN 523657

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Positionnement du coussin de lit avec poignées

MODÈLE : CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODÈLE : CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Merci beaucoup d'avoir choisi ce coussin de positionnement avec poignées .


Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.


AVERTISSEMENT:


Faire n'utilisez pas votre Vevor Positionnement du coussin de lit sans premier lecture et compréhension le opérateur manuel fourni avec votre coussin de positionnement . Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre les avertissements ou instructions contactez un professionnel de la santé avant essayant de utiliser ton Coussin de positionnement du lit. En utilisant ton Le positionnement du coussin de lit sans bien comprendre les instructions et les avertissements peut cause blessure à le patient et/ou soignant, et cause dommages à la Coussin de positionnement du lit.


 **AVERTISSEMENT :** Si un une partie du coussin de positionnement du lit est endommagé ou manquant, contactez VEVOR service client immédiatement.

 **AVERTISSEMENT :** Attention inspectez le coussin de positionnement avant chaque utilisation et après chaque blanchiment pour l'usure et les dommages aux coutures, au tissu, aux sangles et à la sangle boucles. Déchiré, Les coussinets de positionnement coupés, effilochés ou cassés peuvent échouer, entraînant sérieusement personnel blessure à la utilisateur ou soignant. Utilisez uniquement des alèses de positionnement qui sont en bon état condition. Jeter et détruire les vieux, inutilisables Coussin de positionnement du lit s.

 **AVERTISSEMENT :** NE PAS NE PAS dépasser le patient ascenseur ou le patient Positionnement du coussin de lit Poids max imum capacité.

 **AVERTISSEMENT :** Avis aux clients de Californie - Californie Proposition 65 - Ceci le produit contient un produit chimique connu de État de Californie à cause cancer et reproductif ou développemental nuire.

 **AVERTISSEMENT :** VEVOR n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure causé par application ou utilisation inappropriée de ce produit.

 **AVERTISSEMENT :** Ne jamais laisser un patient sans surveillance pendant dans un coussin de positionnement du patient

⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de repositionner un patient par tirer sur le Positionnement du coussin de lit boucles.

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez que le coussin de positionnement du lit n'a pas été endommagé pendant le transport, avant en utilisant. Au cas où de dommages, FAIRE PAS utiliser le coussin de positionnement du lit. Contact Service client VEVROR pour instructions supplémentaires.

Directives générales pour l'utilisation du coussin de positionnement du lit :

Utilisez un Coussin de positionnement du patient pour lit recommandé par le Individuels médecin, infirmière ou médical assistant pour le confort et la sécurité de l'individu être soulevé et leur spécifique médical besoin.

FAIRE PAS utiliser n'importe quel type de matériau (comme un plastique dos incontinence tampon ou sièges coussin) entre le patient et tout patient Positionner le coussin de lit car cela peut provoquer le patient à glisser dehors de la Positionnement du coussin de lit pendant le transfert.

Le les boucles du coussin de positionnement sont codées par couleur et peuvent être utilisé à lieu le patient dans divers positions. Le couleurs faire il est facile de connecter les deux côtés du coussin de positionnement également. Faire bien sûr que là est suffisant tête soutien quand levage un patient.

Le VEVROR L'aide au retournement et au positionnement du patient avec poignée CGSL280 et l'aide au retournement et au positionnement du patient avec poignée CGSL280 sont conçues pour réduire l'effort requis pour déplacer, tourner ou transférer un patient. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles facilitent une multitude de procédures de mobilisation du patient, notamment : repositionner un patient dans le lit, tourner le patient, déplacer ou transférer latéralement le patient. Grâce aux poignées ergonomiques inclinées pour la préhension, les soignants peuvent manœuvrer les patients jusqu'à la position souhaitée sans avoir à les soulever, ce qui peut causer des blessures aux bras, au dos et aux muscles associés. Le CGSL280 a une surface inférieure à faible frottement qui permet de positionner ou de déplacer le patient dans n'importe quelle direction facilement tout en réduisant le cisaillement de la peau du patient. Lors de la première utilisation du CGSL280, il est recommandé aux soignants de s'entraîner

jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec son utilisation correcte et sûre. La technique du roulement en rondins est la méthode préférée pour placer le CGSL280 sous le patient.

Repositionnement d'un patient dans son lit à l'aide du CGSL280

- 1) Assurez-vous d'avoir le nombre adéquat de soignants requis pour le transfert ou le déplacement du patient ;
- 2) Expliquez au patient à quoi il doit s'attendre et ce que vous allez faire ;
- 3) Assurez-vous que le CGSL280 a été inspecté et que toutes les poignées et le coussin de positionnement ne sont pas déchirés, endommagés ou ne présentent pas de signes d'usure sévère ;
- 4) Si le patient en est capable, il est recommandé de plier les jambes au niveau des genoux, les pieds hors du coussin de positionnement, afin que les jambes se redressent pendant le processus de repositionnement ;
- 5) Roulez le patient et placez le coussin de positionnement de transfert sous lui, là où la tête et/ou les épaules du patient doivent se trouver sur le coussin de positionnement, en vous assurant que le coussin de positionnement s'étend sous les fesses du patient ;
- 6) Assurez-vous qu'il est sous le patient avec la ceinture de sécurité bouclée autour de son torse ; La ceinture de sécurité réglable n'est pas obligatoire et n'empêchera pas un patient de rouler hors du coussin de positionnement de transfert ;
- 7) Assurez-vous que la tête du patient est soutenue en positionnant le CGSL280 sous la tête ou en demandant à un soignant de soutenir la tête avec ses mains lors du déplacement du patient ;
- 8) Assurez-vous que tous les soignants sont correctement positionnés ;
- 9) Assurez-vous que les roues du lit ou du brancard sont verrouillées ;
- 10) Pour éviter les blessures, assurez-vous que le lit ou la civière est à la bonne hauteur, afin que les soignants ne se penchent pas ou ne se baissent pas trop ;
- 11) Lorsque vous faites glisser le patient dans le lit, assurez-vous que la tête du patient est à plat et non soulevée sur un oreiller. ;
- 12) Une fois le CGSL280 correctement placé sous le patient, les soignants doivent saisir les poignées latérales ;

- 13) Dites au patient ce que vous êtes sur le point de faire, puis comptez jusqu'à trois et demandez à tous les soignants d'effectuer simultanément le déplacement du patient vers la bonne position ;
- 14) Soyez particulièrement prudent pour vous assurer de ne pas heurter la tête du patient sur la tête de lit ;
- 15) Une fois que le patient est dans la position souhaitée, retirez le coussin de positionnement de transfert situé sous le patient ;

Transfert latéral d'un patient à l'aide du

- 1) Assurez-vous d'avoir le nombre adéquat de soignants requis pour le transfert ;
- 2) Expliquez au patient à quoi il doit s'attendre et ce que vous allez faire ;
- 3) Assurez-vous que le coussin de positionnement de transfert a été inspecté et que toutes les poignées et le coussin de positionnement ne sont pas déchirés, endommagés ou ne présentent pas de signes d'usure sévère ;
- 4) Utilisez la technique du roulement de bûches pour placer le coussin de positionnement de transfert sous eux, là où la tête et les épaules du patient doivent être centrées sur le coussin de positionnement du lit , en vous assurant que le coussin de positionnement du lit s'étend sous les fesses du patient ;
- 5) Positionnez la ceinture de sécurité réglable autour du torse du patient de manière confortable. La ceinture de sécurité est destinée à la tranquillité d'esprit du patient, à une sécurité supplémentaire et à une aide au positionnement, mais n'empêchera pas le patient de tomber du coussin de positionnement du lit ;
- 6) Abaissez les barrières latérales du côté du lit où le transfert aura lieu. Positionnez l'autre surface à côté du lit en vous assurant que les hauteurs des surfaces sont identiques et que tout espace est minimal ;
- 7) Soulevez les rails latéraux à l'extérieur de chaque surface vers laquelle et depuis laquelle vous effectuez le transfert ;
- 8) Assurez-vous que tous les soignants sont correctement positionnés ;
- 9) Assurez-vous que les roues du lit ou de la civière sont verrouillées ;
- 10) Pour éviter les blessures, assurez-vous que le lit ou la civière est à la bonne hauteur, afin que les soignants ne se penchent pas ou ne se baissent pas trop ;
- 11) Un ou deux soignants de chaque côté, en fonction du coussin de positionnement de transfert dont vous disposez, saisiront les poignées des deux côtés du coussin de positionnement et tireront le patient vers la surface vers laquelle le patient est transféré ;

12) Soyez particulièrement prudent lorsque vous effectuez le transfert en vous assurant que les barrières du lit sont en position haute, à l'exception de celles situées entre les deux surfaces de transfert ;

Une fois que le patient est dans la position souhaitée, retirez le coussin de positionnement de transfert situé sous le patient. À NE PAS FAIRE :

NE LAISSER JAMAIS LES COUSSINETS DE LIT DE POSITIONNEMENT DE TRANSFERT SOUS UN PATIENT LORSQU'ILS NE SONT PAS UTILISÉS ET SOUS LA SURVEILLANCE D'UN SOIGNANT.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE : Lavage en machine à l'eau tiède ou de l'eau froide. Température maximale de l'eau de 120 °F (48 °C). Sécher à l'air libre ou sécher au sèche-linge à température fraîche ou très basse. NE PAS utiliser d'eau de Javel ni laver avec d'autres couleurs. Inspecter après chaque lavage. NE PAS nettoyer à sec.

AVERTISSEMENT : Inspectez les alèses de positionnement du patient avant chaque utilisation pour vérifier leur usure. Si vous constatez des signes de déchirure, d'effilochage ou d'usure, jetez-les immédiatement . Les alèses de positionnement usées ne sont pas sûres à utiliser et peuvent entraîner des blessures, voire la mort. Ne modifiez en aucun cas les alèses de positionnement .

Fabricant : Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd

Adresse : No.169.Kangyi Road, ville de Qingxi, ville de Dongguan, Guangdong.CN 523657

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Positionering Bedmatras Met Handgrepen

MODEL: CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODEL: CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support







This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Hartelijk dank dat u voor deze positioneringsbedmat met handgrepen hebt gekozen .


Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

WAARSCHUWING:

Doen gebruik uw Vevor niet Bedmatras positioneren zonder eerst lezen en begrip de van de exploitant Handleiding meegeleverd met uw Positioning Bed Pad . Als u niet in staat bent om begrip de waarschuwingen of instructies Neem contact op met een zorgverlener voordat u proberen te gebruik jouw Positioneringsbedmatras . Gebruik makend van jouw Het positioneren van het Bed Pad zonder de instructies en waarschuwingen goed te begrijpen, kan oorzaak blessure naar de geduldig en/of verzorger,en oorzaak schade aan de Positioneringsbedmatras .

-  **WAARSCHUWING:** Als er onderdeel van de Positioning Bed Pad is beschadigd of ontbreekt ,contact VEVOR klantenservice onmiddellijk.
-  **WAARSCHUWING:**Voorzichtig Controleer de Positioning Bed Pad voor elk gebruik en na elk witwassen voor slijtage en schade aan naden, stof, banden en band lussen.Gescheurd, gesneden, gerafeld of gebroken Positioning Bed Pad s kunnen falen, wat resulteert in in ernst persoonlijk letsel aan de gebruiker of verzorger. Gebruik alleen positioneringsbedmatten die in goede staat voorwaarde. Weggooi en vernietig oude, onbruikbare Positioning Bed Pad s.
-  **WAARSCHUWING:** DOEN NIET de patiënt overschrijden lift of de patiënt Positioning van bedmatrassen maximaal gewicht capaciteit.
-  **WAARSCHUWING:** Kennisgeving voor klanten in Californië - Californië Voorstel 65 - Dit product bevat een chemische stof die bekend is bij de Staat van Californië naar oorzaak kanker en reproductief of ontwikkelingsgericht leed.
-  **WAARSCHUWING:** VEVOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of blessure veroorzaakt door onjuiste toepassing of gebruik van deze product.
-  **WAARSCHUWING:**Nooit laat een patiënt onatt beëindigd terwijl in een patiëntpositioneringsbedmatras

 **WAARSCHUWING:** Probeer nooit een geduldig door trekken aan de Positionering Bedmatras lussen.

 **WAARSCHUWING:** Controleer de positioneringsbedmat op transportschade voor gebruiken. In geval van schade, DOEN NIET Gebruik de Positioning Bed Pad . Contact VEVOR Klantenservice voor verdere instructies.

Algemene richtlijnen voor het gebruik van de positioneringsbedmat:

Gebruik een geschikte Patiëntpositioneringsbedmatras dat is aanbevolen door de individuele personen dokter, verpleegster of medisch assistent voor het comfort en de veiligheid van het individu wezen opgeheven en hun specifiek medisch behoefte.

DOEN NIET gebruik een soort materiaal (zoals een plastic rug incontinentie kussentje of zitplaatsen kussen)tussen de geduldig en elke patiënt Positioneer het bedkussen, omdat dit kan leiden tot de geduldig naar glijbaan uit van de Positionering Bedmatras tijdens het overbrengen.

De De lussen van de Positioning Bed Pad zijn kleurgecodeerd en kunnen zijn gebruikt naar plaats de geduldig in verscheidene posities.De kleuren maken het is eenvoudig om beide zijden van de Positioning Bed Pad aan te sluiten even. Maken Zeker Dat daar is voldoende hoofd steun wanneer opheffen een patiënt.

De VEVOR CGSL280- handvat patiëntdraai- en positioneringshulpmiddel en het CGSL280 -handvat patiëntdraai- en positioneringshulpmiddel zijn ontworpen om de inspanning die nodig is om een patiënt te verplaatsen, te draaien of te verplaatsen, te verminderen. Wanneer ze correct worden gebruikt, vergemakkelijken ze een veelheid aan patiëntmobilisatieprocedures, waaronder: het herpositioneren van een patiënt in bed, het draaien van patiënten, het verplaatsen of zijwaarts verplaatsen van patiënten. Met behulp van ergonomisch hellende handgrepen voor het grijpen kunnen verzorgers patiënten naar de gewenste positie manoeuvreren zonder te hoeven tillen, wat letsel aan armen, rug en gerelateerde spieren kan veroorzaken. De CGSL280 heeft een onderkant met lage wrijving waardoor de patiënt gemakkelijk in elke richting kan worden gepositioneerd of verplaatst, terwijl de huid van de patiënt minder wordt geschoren. Wanneer de CGSL280 voor het eerst wordt gebruikt, wordt aanbevolen dat de verzorgers oefenen totdat ze er vertrouwd mee zijn om het correct en veilig

te gebruiken. De log roll-techniek is de voorkeursmethode om de CGSL280 onder de patiënt te krijgen.

Een patiënt in bed herpositioneren met behulp van de CGSL280

- 1) Zorg ervoor dat u over het juiste aantal verzorgers beschikt voor het overbrengen of verplaatsen van de patiënt ;
- 2) Leg de patiënt uit wat hij/zij kan verwachten en wat u gaat doen ;
- 3) Zorg ervoor dat de CGSL280 is geïnspecteerd en dat alle handgrepen en de positioneringsbedmat niet gescheurd, beschadigd of tekenen van ernstige slijtage vertonen ;
- 4) Als de patiënt hiertoe in staat is, wordt aanbevolen dat hij/zij zijn/haar benen buigt en zijn/haar voeten van de positioneringsmat afhaalt, zodat de benen zich strekken tijdens het herpositioneringsproces ;
- 5) Rol de patiënt op en plaats de transfer-positioneringsmat onder de patiënt, op de plek waar het hoofd en/of de schouders van de patiënt op de positioneringsmat moeten liggen. Zorg ervoor dat de positioneringsmat onder de billen van de patiënt uitsteekt .
- 6) Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel onder de patiënt ligt en dat de veiligheidsgordel om zijn of haar romp zit . De verstelbare veiligheidsgordel hoeft niet te worden gebruikt en voorkomt niet dat de patiënt van het transferbed afrolt .
- 7) Zorg ervoor dat het hoofd van de patiënt wordt ondersteund door de CGSL280 onder het hoofd te plaatsen of door een verzorger het hoofd met zijn/haar handen te laten ondersteunen bij het verplaatsen van de patiënt ;
- 8) Zorg ervoor dat alle verzorgers correct gepositioneerd zijn ;
- 9) Zorg ervoor dat de wielen van het bed of de brancard vergrendeld zijn ;
- 10) Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het bed of de brancard op de juiste hoogte staat, zodat de verzorgers niet te ver voorover hoeven te leunen of te bukken ;
- 11) Wanneer u de patiënt omhoog schuift in bed, zorg er dan voor dat het hoofd van de patiënt plat ligt en niet op een kussen ligt .
- 12) Zodra de CGSL280 correct onder de patiënt ligt, moeten de verzorgers de handgrepen aan de zijkant vastpakken ;
- 13) Laat de patiënt weten wat u gaat doen en tel vervolgens tot drie. Laat alle verzorgers tegelijkertijd de patiënt naar de juiste positie verplaatsen ;

- 14) Wees extra voorzichtig en zorg ervoor dat u het hoofd van de patiënt niet stoot tegen het hoofdeinde ;
- 15) Zodra de patiënt in de gewenste positie ligt, verwijdert u de transferpositioneringsbedmat onder de patiënt vandaan ;

Laterale verplaatsing van een patiënt met behulp van de

- 1) Zorg ervoor dat u over het juiste aantal verzorgers beschikt voor de overdracht ;
 - 2) Leg de patiënt uit wat hij/zij kan verwachten en wat u gaat doen;
 - 3) Zorg ervoor dat de transfer Positioning Bed Pad is geïnspecteerd en dat alle handgrepen en Positioning Bed Pad niet gescheurd, beschadigd of tekenen van ernstige slijtage vertonen;
 - 4) Gebruik de log-rollingtechniek om de transfer Positioning Bed Pad onder de patiënt te plaatsen, waarbij het hoofd en de schouders van de patiënt zich in het midden van de Positioning Bed Pad moeten bevinden. Zorg ervoor dat de Positioning Bed Pad onder de billen van de patiënt uitsteekt;
 - 5) Plaats de verstelbare veiligheidsgordel comfortabel rond de torso van de patiënt. De veiligheidsgordel is voor de gemoedsrust van de patiënt, extra veiligheid en hulp bij het positioneren, maar voorkomt niet dat de patiënt van de Positioning Bed Pad afrolt ;
 - 6) Laat de zijrails zakken aan de kant van het bed waar de transfer zal plaatsvinden. Plaats het andere oppervlak naast het bed en zorg ervoor dat de oppervlaktehoogtes hetzelfde zijn en dat de opening minimaal is;
 - 7) Til de zijrails aan de buitenkant van elk oppervlak waar u naartoe of vandaan stapt omhoog;
 - 8) Zorg ervoor dat alle verzorgers correct gepositioneerd zijn;
 - 9) Zorg ervoor dat de wielen van het bed of de brancard vergrendeld zijn;
 - 10) Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het bed of de brancard op de juiste hoogte staat, zodat de verzorgers niet te ver voorover hoeven te leunen of te bukken;
 - 11) Afhankelijk van de transferpositiemat die u heeft, pakken een of twee verzorgers aan elke kant de handgrepen aan beide kanten van de positioneringsmat vast en trekken de patiënt naar het oppervlak waarop de patiënt wordt overgebracht;
 - 12) Wees extra voorzichtig bij het overstappen en zorg ervoor dat de bedhekken omhoog staan, behalve de hekken tussen de twee overstapoppervlakken;
- Zodra de patiënt in de gewenste positie is, verwijdert u de transfer Positioning Bed Pad onder de patiënt vandaan. NIET DOEN :

LAAT NOOIT TRANSFERPOSITIONERINGSBEDDEN ONDER EEN PATIËNT LIGGEN ALS ZE NIET IN GEBRUIK ZIJN EN ONDER TOEZICHT VAN EEN VERZORGER.

WASVOORSCHRIFTEN: Machinewas op warme temperatuur of koud water. Maximale watertemperatuur van 120°F (48°C). Aan de lucht drogen of in de droger op een koele of zeer lage temperatuur. GEEN bleekmiddel gebruiken en niet wassen met andere kleuren. Na elke wasbeurt controleren. NIET chemisch reinigen.

WAARSCHUWING: Controleer de Positioning Bed Pad s van de patiënt op slijtage vóór elk gebruik. Als er tekenen van scheuren, rafelen of slijtage worden gevonden, gooi de Positioning Bed Pad s dan onmiddellijk weg; versleten Positioning Bed Pad s zijn niet veilig voor gebruik en kunnen leiden tot letsel of overlijden. Wijzig Positioning Bed Pad s op geen enkele manier.

Fabrikant: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd

Adres: No.169.Kangyi Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong.CN
523657

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Positionering B ed P ad med H andles

MODELL: CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODELL: CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Tack så mycket för att du valde denna Positioneringsbädd med handtag .
Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.


WARNING:


Do använd inte din Vevor Positionering av bäddmadrass utan först läsa och förstå ing de operatörens manual som medföljer din Positioning Bed Pad . Om du inte kan förstå varningarna eller instruktioner kontakta en sjukvårdspersonal innan försöker använda din Positionering av sängdyna . Använder y vår Placering av sängdynan utan att korrekt förstå instruktionerna och varningarna kan orsaka skada till de patient och/eller vårdgivare och orsaka skada på Positionering av sängdyna .

 **WARNING:** Om någon en del av Positioning Bed Pad är skadad eller saknas , kontakt VEVOR kundservice omedelbart.

 **WARNING:** Försiktigt inspektera Positioning Bed Pad före varje användning efter varje tvätt för slitage och skador på sömmar, tyg, remmar och rem slingor. Torn, skurna, slitna eller trasiga på allvar personlig skada y användare eller vårdgivare. Använd endast Positioning Bed Pad s som är i gott skick. Kasta och förstör gamla, oanvändbara Positionering Bädddyna s.


 **WARNING:** GÖR Överskrid INTE patienten hissen eller patienten Positionering av bäddmadrasser max vikt kapacitet.

 **WARNING:** Meddelande för Kalifornien-kunder-Kalifornien Proposition 65 -Detta produkten innehåller en kemikalie som är känd för Ange av Kalifornien till orsaka cancer och reproduktiv eller utvecklingsmässig skada.

 **WARNING:** VEVOR tar inget ansvar för eventuella skador eller skada orsakas av felaktig tillämpning eller användning av detta produkt.

 **WARNING:** Aldrig lämna a patienten onatt slutade medan i en patientpositionerande sängdyna

 **WARNING:** Försök aldrig att flytta om en patient av dra på de Positionerande sängdyna slingor.

 **WARNING:**Kontrollera Positioning Bed Pad för fraktskador före använder. Om av skada, DO INTE använd Positioning Bed Pad . Kontakta VEVOR Kundtjänst för ytterligare instruktioner.

Allmänna riktlinjer för användning av positioneringsbädden:

Använd en lämplig Patient Positioning Bed Pad alltså rekommenderad av individuella alls läkare, sjuksköterska eller medicinsk assistent för individens komfort och säkerhet varelse upphävd och t arvinge specifik medicinsk behov.

DO INTE använda någon typ av material (som en plast tillbaka inkontinens vaddera eller sittplatser kudde) emellan den e patient och vilken patient som helst Placering av sängdynan som detta kan orsaka de patient till glida ut av Positionerande sängdyna under överföringen.

De öglor på Positioning Bed Pad är färgkodade och kan vara begagnad till plats de patient i olika positioner. Den färger göra det är lätt att ansluta båda sidor av Positioning Bed Pad lika. Görä säker att det är tillräcklig huvud stöd när lyft en patient.

VEVOR CGSL280 hanterade patientvändnings- och positioneringshjälpmedel och CGSL280- hanterade patientvändnings- och positioneringshjälpmedel är designade för att minska ansträngningen som krävs för att flytta, vända eller förflytta en patient. När de används på rätt sätt underlättar de en mängd patientmobiliseringsprocedurer, inklusive: flytta en patient upp i sängen, vända patienten, flytta eller flytta patienten i sidled. Med hjälp av ergonomiskt lutande handtag för grepp kan vårdgivare manövrera patienter till önskad position utan att behöva lyfta, vilket kan orsaka skador på armar, rygg och relaterade muskler. CGSL280 har en bottenyta med låg friktion som gör att patienten enkelt kan placeras eller flyttas i valfri riktning samtidigt som klippningen av patientens hud minskar. När du använder CGSL280 för första gången rekommenderas det att vårdpersonalen övar tills de är bekväma med att använda den på rätt sätt och säkert. Tekniken med stockrulle är den föredragna metoden för att få CGSL280 under patienten.

Ompositionering av en patient i sängen med CGSL280

- 1) Se till att du har rätt antal vårdgivare som krävs för att förflytta eller flytta patienten ;
- 2) Förklara för patienten vad de bör förvänta sig och vad du ska göra ;

- 3) Se till att CGSL280 har inspekterats och att alla handtag och Positioning Bed Pad inte är trasiga, skadade eller visar tecken på allvarligt slitage ;
- 4) Om patienten kan rekommenderas att de böjer sina ben vid knäna med fötterna från Positioning Bed Pad, så att benen rätas ut under ompositioneringsprocessen ;
- 5) Loggrulla patienten och placera överföringspositioneringsbädden under dem där patientens huvud och/eller axlar ska vara på positioneringsbädden och se till att positioneringsbädden sträcker sig under patientens botten ;
- 6) Se till att det är under patienten med säkerhetsbältet buckligt runt bålen ; Det justerbara säkerhetsbältet behöver inte användas och hindrar inte en patient från att rulla av överföringen .
- 7) Se till att patientens huvud stöds genom att placera CGSL280 under huvudet eller genom att låta en vårdgivare stödja huvudet med sina händer när patienten flyttas ;
- 8) Se till att alla vårdgivare är korrekt placerade ;
- 9) Se till att hjulen på sängen eller bårn är låsta ;
- 10) För att förhindra skador, se till att sängen eller bårn är i rätt höjd, så att vårdpersonalen inte lutar sig över eller böjer sig ner för långt ;
- 11) När patienten skjuts upp i sängen, se till att patientens huvud är plant och inte höjt på en kudde. ;
- 12) När CGSL280 är korrekt under patienten ska vårdpersonalen ta tag i sidohandtagen ;
- 13) Låt patienten veta vad du ska göra och räkna sedan till tre och låt alla vårdgivare samtidigt utföra förflyttningen av patienten till rätt position ;
- 14) Var extra försiktig så att du inte slår patientens huvud mot sänggaveln ;
- 15) När patienten är i önskad position, ta bort överföringspositioneringsbädden från under patienten ;

Lateral förflyttning av en patient med hjälp av

- 1) Se till att du har rätt antal vårdgivare som krävs för överföringen ;
- 2) Förklara för patienten vad de bör förvänta sig och vad du ska göra ;
- 3) Se till att överföringen Positioning Bed Pad har inspekterats och att alla handtag och Positioning Bed Pad inte är trasiga, skadade eller visar tecken på allvarligt slitage ;
- 4) Använd stockrullningstekniken för att placera överföringspositioneringsbädden under dem där patientens huvud och axlar ska vara centrerade på positioneringsbädden och se till att positioneringsbädden sträcker sig under patientens botten ;

- 5) Placera det justerbara säkerhetsbältet bekvämt runt patientens bål. Säkerhetsbältet är för patientens sinnesro, extra säkerhet och hjälp med positionering men kommer inte att hindra patienten från att rulla av Positioning Bed Pad ;
- 6) Sänk sidobalkarna på den sida av sängen där förflyttningen ska ske. Placera den andra ytan bredvid sängen och se till att ythöjderna är desamma och att eventuella mellanrum är minimala;
- 7) Höj sidoskenorna på utsidan av varje yta du förflyttar till och från;
- 8) Se till att alla vårdgivare är korrekt placerade;
- 9) Se till att hjulen på sängen eller båren är låsta;
- 10) För att förhindra skada, se till att sängen eller båren är i rätt höjd, så att vårdpersonalen inte lutar sig över eller böjer sig ner för långt;
- 11) En eller två vårdgivare på varje sida beroende på vilken överföring Positioning Bed Pad du har kommer att ta tag i handtagen på båda sidor av Positioning Bed Pad och dra patienten mot ytan som patienten flyttar till;
- 12) Var extra försiktig när du slutför överföringen och se till att sängräcken är i uppfällt läge förutom de mellan de två överföringsytorna;

När patienten är i önskad position, ta bort överföringspositioneringsbädden från under patienten. GÖR INTE :

LÄMNA ALDRIG ÖVERFÖRINGSPLATSNINGSBAD UNDER EN PATIENT NÄR DE INTE ANVÄNDS OCH UPPFÖRS AV EN VÅRDARE .

TVÄTTINSTRUKTIONER: Maskintvätt i varmt eller kallt vatten. Maximal vattentemperatur på 120°F (48 °C). Lufttorka eller torktumla vid sval eller mycket låg temperatur. Använd INTE blekmedel eller tvätta med andra färger. Inspektera efter varje tvätt. Kemtvätt INTE.

WARNING: Inspektera patientens positionerande sängdynor med avseende på slitage före varje användning. Om tecken på rivning, fransning eller slitage upptäcks, kassera positioneringsbädden omedelbart ; utslitna positioneringsbädddynor är inte säkra att använda och kan resultera i skada eller död. Ändra inte Positioning Bed Pad s på något sätt.

Tillverkare: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd
Adress: No.169.Kangyi Road, Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong.CN 523657

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Almohadilla de cama de posicionamiento con asas

MODELO: CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODELO: CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Muchas gracias por elegir esta almohadilla de posicionamiento para cama con asas .

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

ADVERTENCIA:

Hacer No uses tu Vevor Colocación de la almohadilla de cama sin necesidad de utilizarla primero leyendo y comprensión el del operador Manual suministrado con su almohadilla de posicionamiento para cama . Si no puedes Entender las advertencias o instrucciones Contacte con un profesional de la salud antes intentando usar su Almohadilla de posicionamiento para cama . Usando su Colocar la almohadilla de cama sin comprender adecuadamente las instrucciones y las advertencias puede causa lesión a el paciente y/o cuidador,y causa daño a la Almohadilla de posicionamiento para cama .

- ⚠️ **ADVERTENCIA:** Si hay alguna parte de la almohadilla de posicionamiento de la cama está dañado o falta , comuníquese con nosotros VEVOR servicio al cliente inmediatamente.
- ⚠️ **ADVERTENCIA:**Tenga cuidado Inspeccione la almohadilla de posicionamiento de la cama antes de cada uso y Después de cada lavado de dinero Por desgaste y daños en costuras, tela, correas y correas. bucles.Roto, Las almohadillas de posicionamiento de la cama cortadas, deshilachadas o rotas pueden fallar, lo que da como resultado En serio personal lesión a la usuario o cuidador. Utilice únicamente almohadillas de posicionamiento para cama que estén En buena forma condición. Descartar y Destruir lo viejo e inutilizable Almohadillas de posicionamiento para cama .
- ⚠️ **ADVERTENCIA:** NO NO exceder al paciente ascensor o al paciente Colocación de la almohadilla de cama peso máximo capacidad.
- ⚠️ **ADVERTENCIA:** Aviso para clientes de California - California Proposición 65 -Esta El producto contiene una sustancia química conocida por el público. Estado de California a causa cáncer y reproductiva o de desarrollo dañar.
- ⚠️ **ADVERTENCIA:** VEVOR no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causado por aplicación o uso indebido de este producto.
- ⚠️ **ADVERTENCIA:** Nunca dejar un El paciente no atendido terminó mientras en una almohadilla de

cama para posicionamiento del paciente

⚠️ ADVERTENCIA: Nunca intente reposicionar un paciente por tirando de el Almohadilla de posicionamiento para cama bucles.

⚠️ ADVERTENCIA: Verifique que la almohadilla de posicionamiento de la cama no tenga daños durante el envío . antes usando. En caso de daño, HACER NO Utilice la almohadilla de posicionamiento de cama . Contacto Servicio de atención al cliente de VEVOR para Más instrucciones.

Pautas generales para el uso de la almohadilla de posicionamiento para cama:

Utilice un método apropiado Almohadilla de cama para posicionamiento del paciente que es recomendado por el de individuos médico, enfermera o médico asistente para La comodidad y seguridad del individuo ser levantado y su específico médico necesidad.

HACER NO usa cualquiera tipo de material (como un plástico atrás incontinencia almohadilla o asientos cojín)entre el paciente y cualquier paciente Colocación de la almohadilla de la cama ya que esto puede causar el paciente a deslizar afuera del Almohadilla de posicionamiento para cama Durante la transferencia.

El Los bucles de la almohadilla de posicionamiento para cama están codificados por colores y se pueden ser usado a lugar el paciente en varios posiciones.El bandera hacer Es fácil conectar ambos lados de la almohadilla de posicionamiento para cama. igualmente. Hacer seguro eso allá es suficiente cabeza apoyo cuando levantamiento Un paciente.

El VEVOR La ayuda para el giro y posicionamiento de pacientes con asa CGSL280 y la ayuda para el giro y posicionamiento de pacientes con asa CGSL280 están diseñadas para reducir el esfuerzo necesario para mover, girar o trasladar a un paciente. Cuando se utilizan correctamente, facilitan una multitud de procedimientos de movilización de pacientes, entre ellos: recolocar a un paciente en la cama, girar a un paciente, moverlo o trasladarlo lateralmente. Gracias a las asas ergonómicamente inclinadas para agarrar, los cuidadores pueden maniobrar a los pacientes hasta la posición deseada sin tener que levantarlos, lo que puede provocar lesiones en los brazos, la espalda y los músculos relacionados. La superficie inferior de la CGSL280 tiene una baja fricción que permite colocar o mover al paciente en cualquier dirección

fácilmente, al tiempo que reduce el corte en la piel del paciente. Cuando se utiliza la CGSL280 por primera vez, se recomienda que los cuidadores practiquen hasta que se sientan cómodos usándola de forma adecuada y segura. La técnica de volteo es el método preferido para colocar la CGSL280 debajo del paciente.

Reposicionamiento de un paciente en la cama utilizando el CGSL280

- 1) Asegúrese de tener el número adecuado de cuidadores necesarios para el traslado o movimiento del paciente ;
- 2) Explíquelo al paciente qué debe esperar y qué es lo que va a hacer ;
- 3) Asegúrese de que el CGSL280 haya sido inspeccionado y que todos los mangos y la almohadilla de posicionamiento de la cama no estén rotos, dañados o muestren signos de desgaste severo ;
- 4) Si el paciente puede, se recomienda que doble las piernas a la altura de las rodillas con los pies fuera de la almohadilla de posicionamiento de la cama, de modo que las piernas se estiren durante el proceso de reposicionamiento ;
- 5) Gire al paciente y coloque la almohadilla de posicionamiento de transferencia debajo de él, donde la cabeza y/o los hombros del paciente deben estar sobre la almohadilla de posicionamiento, asegurándose de que la almohadilla de posicionamiento se extienda por debajo del trasero del paciente ;
- 6) Asegúrese de que esté debajo del paciente con el cinturón de seguridad abrochado alrededor de su torso ; no es necesario utilizar el cinturón de seguridad ajustable y no evitará que el paciente se caiga de la almohadilla de posicionamiento de transferencia ;
- 7) Asegúrese de que la cabeza del paciente esté sostenida colocando el CGSL280 debajo de la cabeza o haciendo que un cuidador sostenga la cabeza con sus manos al mover al paciente ;
- 8) Asegúrese de que todos los cuidadores estén posicionados correctamente ;
- 9) Asegúrese de que las ruedas de la cama o camilla estén bloqueadas ;
- 10) Para evitar lesiones, asegúrese de que la cama o camilla esté a la altura adecuada, de modo que los cuidadores no se inclinen ni se agachen demasiado ;
- 11) Al deslizar al paciente hacia arriba en la cama, asegúrese de que la cabeza del paciente esté plana y no levantada sobre una almohada .

- 12) Una vez que el CGSL280 se encuentra correctamente debajo del paciente, los cuidadores deben agarrar las manijas laterales ;
- 13) Informe al paciente lo que está a punto de hacer y luego cuente hasta tres y haga que todos los cuidadores realicen simultáneamente el movimiento del paciente a la posición adecuada ;
- 14) Tenga mucho cuidado de no golpear la cabeza del paciente contra la cabecera ;
- 15) Una vez que el paciente esté en la posición deseada, retire la almohadilla de posicionamiento de transferencia de debajo del paciente ;

Traslado lateral de un paciente mediante el

- 1) Asegúrese de tener el número adecuado de cuidadores necesarios para el traslado ;
- 2) Explíquelo al paciente qué debe esperar y qué es lo que va a hacer;
- 3) Asegúrese de que la almohadilla de posicionamiento de transferencia haya sido inspeccionada y que todos los mangos y la almohadilla de posicionamiento no estén rotos, dañados o muestren signos de desgaste severo;
- 4) Utilice la técnica de rodar un tronco para colocar la almohadilla de posicionamiento de transferencia debajo de ellos, donde la cabeza y los hombros del paciente deben estar centrados en la almohadilla de posicionamiento, asegurándose de que la almohadilla de posicionamiento se extienda por debajo del trasero del paciente;
- 5) Coloque el cinturón de seguridad ajustable alrededor del torso del paciente de manera cómoda. El cinturón de seguridad es para la tranquilidad del paciente, una mayor seguridad y ayuda con el posicionamiento, pero no evitará que el paciente se caiga de la almohadilla de posicionamiento de la cama .
- 6) Baje las barandillas laterales del lado de la cama donde se realizará la transferencia. Coloque la otra superficie junto a la cama asegurándose de que las alturas de las superficies sean las mismas y que el espacio sea mínimo;
- 7) Levante los rieles laterales en el exterior de cada superficie hacia y desde la cual se está transfiriendo;
- 8) Asegúrese de que todos los cuidadores estén posicionados correctamente;
- 9) Asegúrese de que las ruedas de la cama o camilla estén bloqueadas;
- 10) Para evitar lesiones, asegúrese de que la cama o camilla esté a la altura adecuada, de modo que los cuidadores no se inclinen ni se agachen demasiado;
- 11) Uno o dos cuidadores de cada lado, dependiendo de la almohadilla de posicionamiento de cama de transferencia que tenga, agarrarán las manijas de ambos lados de la almohadilla de posicionamiento de cama y tirarán del paciente hacia la superficie a la que se está transfiriendo;

12) Tenga mucho cuidado al completar la transferencia, asegurándose de que las barandillas de la cama estén en posición vertical, excepto aquellas entre las dos superficies de transferencia; Una vez que el paciente esté en la posición deseada, retire la almohadilla de posicionamiento de transferencia de debajo del paciente. NO HAGA lo siguiente :

SIEMPRE DEJE LAS ALMOHADILLAS DE CAMA PARA TRASLADAR DEBAJO DEL PACIENTE CUANDO NO ESTÉN EN USO Y ESTÉN SUPERVISADAS POR UN CUIDADOR.

INSTRUCCIONES DE LAVADO: Lavar a máquina con agua tibia . o agua fría.Temperatura máxima del agua de 120 °F (48 °C).Secar al aire o en secadora a temperatura fría o muy baja.NO usar blanqueador ni lavar con otros colores.Inspeccionar después de cada lavado.NO lavar en seco.

ADVERTENCIA: Inspeccione la almohadilla de posicionamiento para cama del paciente para detectar desgaste antes de cada uso. Si encuentra signos de rasgadura, deshilachado o desgaste, deseche la almohadilla de posicionamiento para cama de inmediato; las almohadillas de posicionamiento para cama desgastadas no son seguras para su uso y pueden provocar lesiones o la muerte. No altere la almohadilla de posicionamiento para cama de ninguna manera.

Fabricante: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd.

Dirección: No.169.Kangyi Road, ciudad de Qingxi, ciudad de Dongguan, Guangdong.CN 523657

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Posizionamento del materasso con manici

MODELLO: CGSL280

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Positioning Bed Pad With Handles

MODELLO: CGSL280



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support








This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Grazie mille per aver scelto questo materassino di posizionamento con maniglie .

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AVVERTIMENTO:

Fare non usare il tuo Vevor Posizionamento del materassino senza prima lettura e comprensione IL dell'operatore manuale fornito con il tuo Positioning Bed Pad . Se non riesci a comprendere gli avvertimenti O istruzioni contattare un professionista sanitario prima tentando di utilizzo tuo Posizionamento del materassino . Utilizzando tuo Posizionare il materassino senza aver compreso correttamente le istruzioni e le avvertenze può causa infortunio A IL paziente e/o badante, e causa danno al Posizionamento del materassino .

-  **ATTENZIONE:** se presente parte del materassino di posizionamento è danneggiato o mancante , contattare VEVOR assistenza clienti immediatamente.
-  **ATTENZIONE:** con attenzione ispezionare il tappetino di posizionamento prima di ogni utilizzo e dopo ogni riciclaggio per usura e danni a cuciture, tessuto, cinghie e cinturino loop.Strappato, I materassini di posizionamento tagliati, sfilacciati o rotti possono guastarsi, con conseguente in modo serio personale lesione al utente o assistente. Utilizzare solo materassini di posizionamento che siano in bene condizione. Scartare e distruggere il vecchio, inutilizzabile Posizionamento del materasso s.
-  **ATTENZIONE:** FARE NON superare il paziente sollevare o il paziente Posizionamento del materasso peso massimo capacità.
-  **ATTENZIONE:** Avviso per i clienti della California - California Proposta 65 - Questa il prodotto contiene una sostanza chimica nota al Stato della California A causa cancro e riproduttivo o dello sviluppo danno.
-  **ATTENZIONE:** VEVOR non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o infortunio causato da applicazione o uso improprio di questo prodotto.
-  **ATTENZIONE:** Mai lasciare un paziente incustodito mentre in un letto di posizionamento del paziente
-  **ATTENZIONE:** non tentare mai di riposizionare un paziente di tirando su IL Posizionamento del

materassino cidi.

⚠ ATTENZIONE: controllare il materassino di posizionamento per eventuali danni causati dalla spedizione Prima utilizzando. Nel caso di danno, FARE NON utilizzare il materassino di posizionamento . Contatto Servizio clienti VEVOR per ulteriori istruzioni.

Linee guida generali per l'utilizzo del materassino di posizionamento:

Utilizzare un appropriato Materassino per il posizionamento del paziente che è raccomandato dal individuo medico, infermiere o medico assistente per il comfort e la sicurezza dell'individuo essendo sollevato e il loro erede specifico medico Bisogno.

FARE NON usa qualsiasi tipo di materiale (come un plastica Indietro incontinenza tampono O posti a sedere cuscino)tra IL paziente e qualsiasi paziente Posizionamento del materassino poiché potrebbe causare IL paziente A diapositiva fuori del Posizionamento del materassino durante il trasferimento.

IL i passanti del materassino di posizionamento sono codificati a colori e possono Essere usato A posto IL paziente In vario posizioni.Il colori Fare è facile collegare entrambi i lati del materassino di posizionamento in egual misura. Fare Sicuro Quello Là È sufficiente Testa supporto Quando sollevamento un paziente.

Il VEVOR L'ausilio per la rotazione e il posizionamento del paziente con maniglia CGSL280 e l'ausilio per la rotazione e il posizionamento del paziente con maniglia CGSL280 sono progettati per ridurre lo sforzo richiesto per spostare, girare o trasferire un paziente. Se usati correttamente, facilitano una moltitudine di procedure di mobilitazione del paziente, tra cui: riposizionamento di un paziente sul letto, rotazione dei pazienti, spostamento o trasferimento laterale del paziente. Utilizzando maniglie ergonomicamente inclinate per la presa, gli operatori sanitari possono manovrare i pazienti nella posizione desiderata senza doverli sollevare, il che può causare lesioni a braccia, schiena e muscoli correlati. Il CGSL280 ha una superficie inferiore a basso attrito che consente al paziente di essere posizionato o spostato in qualsiasi direzione facilmente, riducendo al contempo la tensione sulla pelle del paziente. Quando si utilizza il CGSL280 per la prima volta, si consiglia agli operatori sanitari di esercitarsi fino a quando non si sentono a proprio agio

nell'utilizzarlo correttamente e in sicurezza. La tecnica del log roll è il metodo preferito per posizionare il CGSL280 sotto il paziente.

Riposizionamento di un paziente nel letto utilizzando il CGSL280

- 1) Assicurarsi di avere il numero adeguato di operatori sanitari necessari per il trasferimento o lo spostamento del paziente ;
- 2) Spiegare al paziente cosa deve aspettarsi e cosa si intende fare ;
- 3) Assicurarsi che il CGSL280 sia stato ispezionato e che tutte le maniglie e il materassino di posizionamento non siano strappati, danneggiati o mostrino segni di grave usura ;
- 4) Se il paziente è in grado, si raccomanda di piegare le gambe all'altezza delle ginocchia, tenendo i piedi sollevati dal materassino di posizionamento, in modo che le gambe si raddrizzino durante il processo di riposizionamento ;
- 5) Far rotolare il paziente e posizionare il materassino di posizionamento del letto di trasferimento sotto di lui, nel punto in cui la testa e/o le spalle del paziente dovrebbero trovarsi sul materassino di posizionamento del letto, assicurandosi che il materassino di posizionamento del letto si estenda sotto il sedere del paziente ;
- 6) Assicurarsi che sia sotto il paziente con la cintura di sicurezza allacciata attorno al torace ; non è obbligatorio utilizzare la cintura di sicurezza regolabile e non impedirà al paziente di rotolare giù dal materassino di posizionamento per il trasferimento ;
- 7) Assicurarsi che la testa del paziente sia sostenuta posizionando il CGSL280 sotto la testa o chiedendo a un assistente di sostenere la testa con le mani durante lo spostamento del paziente ;
- 8) Assicurarsi che tutti gli operatori sanitari siano posizionati correttamente ;
- 9) Assicurarsi che le ruote del letto o della barella siano bloccate ;
- 10) Per evitare lesioni, assicurarsi che il letto o la barella siano all'altezza corretta, in modo che gli operatori sanitari non debbano sporgersi o chinarsi troppo ;
- 11) Quando si fa scivolare il paziente sul letto, assicurarsi che la sua testa sia piatta e non sollevata su un cuscino .
- 12) Una volta che il CGSL280 è posizionato correttamente sotto il paziente, gli operatori sanitari devono afferrare le maniglie laterali ;

- 13) Fate sapere al paziente cosa state per fare, poi contate fino a tre e fate in modo che tutti gli operatori sanitari eseguano simultaneamente lo spostamento del paziente nella posizione corretta ;
- 14) Prestare particolare attenzione a non sbattere la testa del paziente contro la testiera ;
- 15) Una volta che il paziente è nella posizione desiderata, rimuovere il materassino di posizionamento del letto da sotto il paziente ;

Trasferimento laterale di un paziente utilizzando il

- 1) Assicurarsi di avere il numero adeguato di assistenti necessari per il trasferimento ;
- 2) Spiegare al paziente cosa deve aspettarsi e cosa si intende fare;
- 3) Assicurarsi che il materassino di posizionamento del letto sia stato ispezionato e che tutte le maniglie e il materassino di posizionamento del letto non siano strappati, danneggiati o mostrino segni di grave usura;
- 4) Utilizzare la tecnica del log rolling per posizionare il materassino di posizionamento del letto di trasferimento sotto di loro, nel punto in cui la testa e le spalle del paziente devono essere centrate sul materassino di posizionamento del letto, assicurandosi che il materassino di posizionamento del letto si estenda sotto il sedere del paziente;
- 5) Posizionare la cintura di sicurezza regolabile attorno al busto del paziente in modo confortevole. La cintura di sicurezza è per la tranquillità del paziente, una sicurezza extra e un aiuto per il posizionamento, ma non impedirà al paziente di rotolare giù dal Positioning Bed Pad ;
- 6) Abbassare le sponde laterali sul lato del letto dove avverrà il trasferimento. Posizionare l'altra superficie accanto al letto assicurandosi che le altezze della superficie siano le stesse e che qualsiasi spazio sia minimo;
- 7) Sollevare le sponde laterali sulla parte esterna di ogni superficie su cui ci si sposta e da cui si effettua il trasferimento;
- 8) Assicurarsi che tutti gli operatori sanitari siano posizionati correttamente;
- 9) Assicurarsi che le ruote del letto o della barella siano bloccate;
- 10) Per evitare lesioni, assicurarsi che il letto o la barella siano all'altezza corretta, in modo che gli operatori sanitari non debbano sporgersi o chinarsi troppo;
- 11) Uno o due operatori sanitari su ciascun lato, a seconda del materassino di posizionamento in uso , afferreranno le maniglie su entrambi i lati del materassino di posizionamento e tireranno il paziente verso la superficie su cui verrà trasferito;

12) Prestare la massima attenzione quando si completa il trasferimento, assicurandosi che le sponde del letto siano in posizione sollevata, ad eccezione di quelle tra le due superfici di trasferimento;

Una volta che il paziente è nella posizione desiderata, rimuovere il tappetino di posizionamento del letto da sotto il paziente. NON FARE :

NON LASCIARE MAI I TRASPORTINI PER IL POSIZIONAMENTO DEI TRASFERIMENTI SOTTO IL PAZIENTE QUANDO NON SONO IN USO E SONO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ASSISTENTE.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: Lavare in lavatrice a caldo o acqua fredda. Temperatura massima dell'acqua 120°F (48°C). Asciugare all'aria o nell'asciugatrice a temperatura fredda o molto bassa. NON usare candeggina o lavare con altri colori. Ispezionare dopo ogni lavaggio. NON lavare a secco.

ATTENZIONE: ispezionare i cuscineti per il letto di posizionamento del paziente per verificarne l'usura prima di ogni utilizzo. Se si riscontrano segni di lacerazione, sfilacciamento o usura, smaltire immediatamente i cuscineti per il letto di posizionamento ; i cuscineti per il letto di posizionamento usurati non sono sicuri per l'uso e possono causare lesioni o morte. Non alterare in alcun modo i cuscineti per il letto di posizionamento .

Produttore: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd

Indirizzo: No.169.Kangyi Road, città di Qingxi, città di Dongguan, Guangdong.CN 523657

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support