



360° U型自动声波牙刷

使用说明书



包装清单：



① 刷头(尼龙植毛 / 硅胶) × 1

② 主机 × 1

③ USB Type-C 充电线 × 1

④ 充电底座 × 1

⑤ 说明书 × 1

备注：① 不同型号配置可能不同，可选尼龙植毛 / 硅胶刷头

产品功能：



无线感应充电

3小时充电，续航15天，方便快捷



五档清洁模式

敏感、清洁、美白、抛光、按摩



45秒全口洁牙

360°包覆式刷牙，45秒完成全口清洁



强劲声波马达

宽幅高频震动，配合高品质尼龙或硅胶刷头，
带来深层清洁体验



防水设计

支持全身冲洗，无惧进水损坏，清洁更方便

使用步骤：

- ① 将牙刷头与机身平行，刷头孔对准机身动力轴，插入并安装到位。



- ② 将本产品专用泡沫牙膏注入牙刷头；使用普通牙膏，先淋湿牙刷头，将牙膏涂抹于刷头两侧。



- ③ 将刷头放入口腔，轻轻咬合上下牙齿，让牙齿包裹在刷头的U型槽中。



- ④ 按下开关键启动清洁。



- ⑤ 轻轻左右摇动手柄，使牙齿清洁更彻底。



- ⑥ 使用后清水冲洗刷头并晾干；机身请用干布擦拭并保持干燥。



备注：硅胶刷头可根据个人口腔大小适当修剪。



充电步骤：

- ① 将 USB Type-C 插头插入充电底座接口，
Type-A 插头 接入 5V USB 电源。

- ② 充电底座指示灯点亮，表示电源已接通。

- ③ 将主机垂直放置在底座凹槽上，顶部 RGB 灯渐亮闪烁表示正在充电，充满电时 RGB 灯常亮。



产品参数：

主机

- 规格型号：JS508
- 电机：磁悬浮宽摆声波电机（专为U型牙刷设计）
- 振动：可调，4800-36000次/分钟
- 模式：5种模式
- 红蓝光保健：480nm蓝光抗菌+640nm红光修复护理
- 氛围灯：RGB幻彩氛围灯
- 电池：3.7V 动力锂电池
- 续航：15-20天（不同模式）
- 防水：IPX7级
- 主机尺寸：6.2 x 6.8 x 2.9cm（带刷头6.2 x 11 x 2.9cm）
- 定时：45秒
- 表面材质：硅胶+喷涂
- 刷头适配：多种硅胶刷头/尼龙毛刷头

充电座

- 充电：感应充电座（4小时充满）
- 额定电源：5V / 2.5W
- 防水等级：IPX1(不防水)

安全&使用说明：


- ①. 产品正常工作温度为0°C - 50°C。
- ②. 请在常温下充电，保持主机和充电座干燥。
- ③. 产品存放在干燥、阴凉处、避免阳光照射。
- ④. 刷牙完成后，请用湿布擦去机身上的水和污渍，避免用水浸泡。
- ⑤. 本牙刷采用全密封防水设计。连续使用可能会导致硅胶外壳轻微发热和膨胀，这是正常现象。请在连续使用三次后放置产品 1-2 分钟，以防止电机过热，损坏产品。

- ⑥.长期不使用时，每3个月需充放电一次。
- ⑦.充电时远离水源，勿将充电底座浸入水中或放置在多灰尘环境中。
- ⑧.请仅使用 DC 5V 1A 适配器（如 USB Type-A 电源），避免使用快充或不适配电源，以免损坏设备或引发危险。
- ⑨.充电时勿在底座上放置金属物品，以免导致危险。
- ⑩.如果刷头不易取下，请将刷头和手柄的连接处浸泡在50-70 °热水中加热，30秒后尝试取下，
注意：请不要激烈扭动刷头，以防止产品损坏。
- ⑪.本产品非玩具，儿童需在成人监护下使用；如有口腔疾病或医生特别建议，请遵循医嘱使用。




360° U-Shaped Automatic Sonic Toothbrush


User Manual



Package Contents:



- ① Brush head × 1
- ② Handle × 1
- ③ USB Type-C charging cable × 1



③



④



⑤

- ④ Charging base × 1
- ⑤ User manual × 1

Note:

① Brush head type may vary by model. Available in nylon bristle or silicone. Please refer to the actual product received.

Product Features:



Wireless Inductive Charging

3-hour charging, 15-day battery life for convenient use



Five Cleaning Modes

Gentle, Clean, Whitening, Polish and Massage



45-Second Full-Mouth Cleaning

360° coverage. Completes a full brushing cycle in just 45 seconds



Powerful Sonic Motor

Wide swing vibration with high-quality nylon or silicone bristle brush heads for a deep cleaning experience



IPX7 Waterproof

Safe for rinsing under water. Easy to clean without fear of water damage

How To Use:

- ① Align the brush head hole with the motor shaft and insert until securely in place.



- ② Use special foaming toothpaste; if using regular toothpaste, dampen the brush head first, then apply toothpaste to both sides of the brush head



- ③ Place the brush in your mouth and gently bite down so that the upper and lower teeth fit into the mouthpiece.



- ④ Press the power button to start cleaning.



- ⑤ Gently move the handle left and right to allow deeper cleaning.



Note:

Silicone brush heads can be trimmed to suit individual mouth size.

- ⑥ Rinse the brush head with clean water after use and allow it to air dry. Wipe the handle with a dry cloth and keep it dry.



How To Charge:

- ① Insert the USB Type-C plug into the charging base, and connect the Type-A end to a 5V USB power source.
- ② The indicator light on the charging base will turn on, showing the power is connected.
- ③ Place the handle vertically on the base slot. The RGB light on the handle will pulse while charging and remain solid when fully charged.



Specifications:

U-Shaped Automatic Sonic Toothbrush

- Model: JS508
- Motor: Wide-swing sonic motor
- Vibration: Adjustable, 4,800–36,000 VPM
- Modes: 5 modes
- Additional features: 480nm blue light for antibacterial care
+ 640nm red light for restorative care
- Ambient Light: RGB color-changing ambient lights
- Battery: 3.7V lithium battery
- Battery Life: 15–20 days
- Waterproof rating: IPX7
- Size: 6.2 × 6.8 × 2.9 cm, 6.2 × 11 × 2.9 cm (with brush head)
- Timer: 45 seconds
- Surface Material: Silicone + Spray Coating
- Brush Head: Various silicone brush heads / nylon bristle brush heads

Wireless Charging Dock

- Charging: Inductive charging dock (fully charged in 4 hours)
- Input power: 5V / 2.5W
- Waterproof rating: IPX1 (not waterproof)

Safety Instructions:

- ① Operating temperature range: 0 – 50 .
- ② Charge at room temperature. Keep both the handle and charging base dry.
- ③ Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
- ④ After each use, wipe the handle clean. Do not soak in water.
- ⑤ This toothbrush has a fully sealed waterproof design. Continuous use may cause slight heating and minor expansion of the silicone sleeve, which is normal. For best performance, let the product rest for 1–2 minutes after three consecutive uses to prevent the motor from overheating and damaging the product.
- ⑥ If not used for an extended period, charge and discharge the product once every 3 months.

- ⑦ Keep the charging base away from water. Do not immerse it or place it in dusty environments.
- ⑧ Use only a DC 5V 1A adapter (e.g., USB Type-A power supply). Avoid incompatible fast chargers, which may damage the product or pose safety risks.
- ⑨ Do not place metal objects on the charging base while charging, to avoid potential hazards.
- ⑩ If the brush head is difficult to remove, soak the connection between the brush head and the handle in hot water at 50–70°C and heat for 30 seconds, then try to remove it. Do not twist the brush head forcefully, as this may cause damage to the product.



- ⑪ This is not a toy. Children must use under adult supervision. If you have oral conditions or medical restrictions, please follow your doctor's advice.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.