

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SICK BED

MODEL:V8V8C-CPR

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.


You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SICK BED

MODEL: V8V8C-CPR



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Overview

This manual is applicable to V8v8c electric hospital bed, and includes installation method, usage and maintenance instructions, etc.

The graphics in this manual are for user reference only, please refer to the actual product during operation.

This manual includes product description, instructions, maintenance and some technical data and information.

If you have any questions, please contact our after-sale service or your distributor.

Anyone using this manual should read it carefully and strictly follow the instructions.

Except for some unexpected situations, we require users to be familiar with usage guides and matters needing attention.

1. Product installation guide

1.1 List of standard accessories

After opening the packing case, please check whether the following parts are complete:

Table a:




No	Name	Picture	Specification	Qty	Unit
1	Head foot board packing box		check table a.1 below	1	box
2	IV pole		Φ16-19/off-white	1	pc
3	Bed platform		2048*1047	1	pc
4	Screw pack	/	Check table a.2 below	1	bag

Table a.1








No	Name	Picture	Specification	Qty	Unit
1	Head board		990*460	1	pc
2	Foot board		990*460	1	pc



Table a.2



No	Name	Picture	Specification	Qty	Unit
1	30-50 drainage hook		30-50(plastic)	2	pc
2	Pole 154		φ21.7*154	2	pc
3	Pole 184		φ21.7*184	2	pc
4	Flat washer		φ12	4	pc
5	Jam nut		M12	4	pc

1.2 Head and foot board installation

(the picture does not exactly match the real object, for installation guide reference only)



Head board poles: $\varnothing 21.7 \times 154$, foot board poles: $\varnothing 21.7 \times 184$, the installation method is as shown in the figure below:





1.3 Drainage hook installation

Prepare drainage hook, turn the concave buckle of the drainage hook downwards, then buckle it down on the beam of the bed frame, see picture:



1.4 IV pole installation

Primary part installation: place the primary plastic hook part on top of the 16mm Ø stainless steel pole and press it down.





Secondary part installation: place the secondary plastic hook part on top of primary, align the secondary hook part's snap with the primary's socket and press it down, after you hear a "click" sound, check if the clip is tight, if so, the installation is completed, if not, continue to press down. Place IV pole vertically in one of the IV pole provisions.

IV pole prevision 1


IV pole prevision 3

IV pole prevision 2

IV pole prevision 4



2. Product usage guide



1- Head board 2- IV pole 3- Side rail 4 - Bed board

5- Foot board 6- Caster 7- Bed frame 8- Drainage hook 9- CPR


Technical parameters:

1	Bed platform dimension	length	mm	1925±10
		width		900±10
		height		455±10
2	Overall dimension	length		2085±10
		width		1025±10
		height		(455-745) ±10
3	Tilt range	back rest	/	0 ~ 75±10°
		knee rest		0 ~ 32±10°
		reverse trendelenburg		0 ~ 12±2°
		trendelenburg		0 ~ 12±2°
4	Weight	Safe working load	/	170


2.1 Casters usage

In this product the central locking system is used, which can lock all four wheels by controlling the brake pedal on one side. Press the green pedal down to unlock casters, press the red pedal down to lock casters.

The figures below show two states of the wheels:



Locked state




Unlocked state


2.2 Side rail usage

(The picture is for reference only, the actual product shall prevail.)

To raise side rail: hold the rail and pull it up, when you hear “click” sound means the rail is locked, see the pic:





To lower side rail: unlock the rail, slowly lower it down, see the pic:



2.3 CPR usage

The back rest of this bed can be instantly lowered during emergency treatment. Operation method: pull the red CPR crank upward to realize the rapid lowering of the back rest board.






Back rest instant release



2.4 IV pole usage

IV pole height adjustment: first unscrew the outer rotating sleeve, counterclockwise, insert the inner tube of the IV pole into the rotating sleeve, and then adjust the IV pole height as needed. After adjusting the required height, tighten the outer rotating sleeve, clockwise. Safe working load of each individual hook is 2kg, total safe working load is 8kg.


(height adjustment range: 890-1540mm, the picture is for reference only)



2.5 Side rail control panel usage



2.5.1 Side rail inner control panel



2.5.2 Side rail outer control panel

1. CPR

2. Raise back rest

3. Lower back rest

4. Power on/off

5. Raise back+knee rest

6. Lower back+knee rest

7. Trendelenburg


8. Raise knee rest

9. Lower knee rest


10. Raise bed

11. Reverse Trendelenburg

12. Lower bed




2.6 Nurse control panel usage



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Raise back rest | 14. Lock Trendelenburg |
| 2. Lower back rest | 15. Power on/off |
| 3. Raise knee rest | 16. Emergency stop |
| 4. Lower knee rest | 17. Trendelenburg |
| 5. Raise back+knee rest | 18. Cardiac position |
| 6. Lower back+knee rest | 19. Nursing position |
| 7. Raise bed | 20. Patient mobilization |
| 8. Lower bed | 21. CPR |
| 9. Reverse Trendelenburg | |
| 10. Trendelenburg | |
| 11. Lock back rest | |
| 12. Lock knee rest | |

2.7 Electronic control system composition

2.7.1 Electronic control system diagram



Operator priority:

- (1) Nurse control panel > Hand controller > Side rail control panel;
- (2) One priority button can interrupt and terminated the same priority button operation (except hand controller), when one button is released and another one is still pressed, the operation of the last one is continued;
- (3) High-priority keys (except CPR, TR, and STOP) can interrupt and terminate low-priority keys. When one button is released and another one is still pressed, the operation of the last one is continued. When CPR, TR or STOP button is pressed during other button operation, CPR, TR or STOP operation is executed.


2.8.2 Electronic control parts list


Name	Qty
JC motor 200 vertical(manual CPR)	1
JC knee rest motor 100 horizontal	1
JC bed platform height motor 150 horizontal	2
JC 5-functions control panel	1
JC 3m power cord (environmental)	1

JC 5-functions nurse control panel	1
JC 5-functions hand controller	1
Emergency stop switch box	1
JC night light	1
Adapter box JCP35C5	1
JC battery box	1
JC Adapter cable	2
JC Adapter cable	1
V21 side rail 5-functions control panel, left	1
V21side rail 5-functions control panel, right	1

3. Spare parts replacement and maintenance

3.1 Caster disassembly and replacement


Use 10"inch wrench  unscrew the bolt, pull out the screw, flat spring washers, brake pedal, plastic retaining ring, hexagonal rod, etc, replace with spare caster, place the bolt back into the socket, tighten the nut.




3.2 Side rail gas spring disassembly and replacement


(the picture is for reference only)

Use external calipers to take out the head and tail pins' snap springs, remove the gas spring, replace it with the spare one, reinstall it, test the rail.





3.3 Side rail disassembly and replacement

First remove the gas spring, using two 14"inch wrenches  loosen the nut, remove the nut, remove the bearing, remove the rail. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)



3.4 Motor removal and replacement

After removing the R-type lock pins at both ends of the motor, pull out the lock pins. After motor replacement, install the bolts in the order shown below. (the pic. is for reference only)



4. Troubleshooting

Issue	Possible reason	Troubleshooting
Bed cannot be adjusted using positioning buttons	Did not power on	Press power on button
	Motor is powered off, Motor malfunction	Check power cords Replace motor, see 3.4
	Power plug isn't plugged correctly	Plug in power plug correctly
	Control system malfunction	Contact technical support
Bed height adjustment failure	Motor is powered off	Check power cords
	Motor malfunction	Replace motor, see 3.4
	Power plug isn't plugged correctly	Plug in power plug correctly
	Power box malfunction	Contact technical support
	Control system malfunction	Contact technical support
Back plate cannot be lowered from upright position	Foreign objects under the backplane or in the drive unit	Remove foreign objects
The guardrail cannot be adjusted	Dirty guardrail lock	Clean the locking mechanism
	Side rail safe lock malfunction	Replace side rail, see 3.3
Casters can't turn	The rotating shaft is stuck by strips of dirt	Clean the rotating mechanism
	Malfunction of the internal mechanism of the caster	Replace caster, see 3.1
Unable to install head and foot board	Wrong installation method	Check the locking mechanism, properly position the head and foot board, see 1.2
	Mechanical malfunction	Contact technical support

4.1 Push rod malfunction handling

Push rod malfunction handling:

(1) Causes of push rods malfunction:

1. push rod's abnormal Hall signal;
2. first time programming;
3. nurse desk, hand controller, guardrails control panel 6S system malfunction.

(2) Push rod malfunction prompting method: if the M1, M3, M4 malfunctions are detected, JCH35-JSSK Saikang custom hand controller blue indicator is flashing.

(3) Push rod malfunction troubleshooting:

1. By pressing corresponding buttons, raise the M1 push rod to the top position or lower it to the bottom position, so the push rod completes the "rebound", and the malfunction is fixed;
2. By pressing corresponding buttons, lower the M3, M4 push rods to the bottom position, make them complete "rebound", and fix the malfunction;
3. When the M3, M4 rods are completely malfunctioned, Reverse TR/TR buttons are not valid;
4. When any push rod is malfunctioned, patient mobilization, cardiac position, TR, emergency buttons are not valid.

4.2 Test method for unresponsive side rail control panel


Step 1, check if the emergency stop switch is pressed

A. Check: if the emergency stop switch is pressed;

B. Check method: turn the emergency stop switch clockwise to open(it bounces out for a short distance), see pic 1-1;

C. Define a problem: if the emergency stop switch pops up, it means that it has been pressed; if the emergency stop switch doesn't pop up, it means that it is already in the open state, and there is no need to rotate it;



D. Conclusion: after the above three steps are finished, test the guardrail, if there is still no response, go back to step 2.




Pic. 1-1

Step 2, check whether the guardrail buckle is loose or the pin cores are deformed.

- A. Check the content: check whether side rail buckle is loose, or pin cores are deformed;
- B. Check method: follow the connecting line under back board side rail, find the side rail adapter, see pic.1-2;
- C. Problem determination: the buckle is loose, as on pic.1-2 lock the buckle; pin cores are deformed, using a flat-blade screwdriver rectify pin cores, make sure it's connected tightly with the adapter;
- D. Conclusion: after the above three steps, check the side rail control panel, if it still unresponsive, move to the Step 3.






Pic. 1-2

Step 3, Check if the controller plug is loose

A. Check the content: check if the controller plug is loose;

B. Check method:

- ① Check if the controller clip on the bed frame under the back plate is loose or dislodged, see pic.1-3;
- ② Check if the plug is loose;



Pic.1-3


C. Problem determination: loose clips can easily lead to loose plugs, please fasten the clips after the plugs are firmly inserted;

D. Conclusion: after the above three steps, check the side rail control panel, if it still unresponsive, move to the Step 4.

Step 4, Check if the side rail control circuit board connector is loose


A. Check the content: side rail circuit board connector is loose;

B. Check method: peel off the cover sticker from the side rail control panel, using screwdriver unscrew 4 screws, see pic.1-4;



Pic. 1-4

C. Problem determination: if the circuit board connector is loose, plug it in tightly, see pic.1-5;



Pic. 1-5

D. Conclusion: after the above three steps, check the side rail control panel, if it still unresponsive, means the control panel is damaged, and should be replaced.

4.3 Test method for unresponsive foot board control panel


Step 1, check if the emergency stop switch is pressed

A. Check the content: if the emergency stop switch is pressed;

B. Check method: turn the emergency stop switch clockwise to open(it bounces out for a short distance), see pic.2-1;

C. Problem determination: if the emergency stop switch pops up, it means that it has been pressed; if the emergency stop switch doesn't pop up, it means that it is already in the open state, and there is no need to rotate it;

D. Conclusion: after the above three steps, check the side rail control panel, if it still unresponsive, move to the Step 2.



Pic. 2-1



Step 2, check whether the guardrail buckle is loose or the pin cores are deformed

A. Check the content: foot board buckle is loose, pin cores are deformed;

B. Check method: follow the connecting line of the foot board, find the foot board adapter, see pic.2-2;

C. Problem determination: buckle is loose, as on pic.2-2 lock the buckle; pin cores are deformed, using a flat-blade screwdriver rectify pin cores, make sure it's connected tightly with the adapter;

D. Conclusion: after the above three steps, check the side rail control panel, if it still unresponsive, move to the Step 3.




Pic. 2-2

Step 3, Check if the controller plug is loose

A. Check the content: controller plug is loose;

B. Check method:

- ① Check if the controller clip on the bed frame under the back plate is loose or dislodged, see pic.2-3;
- ② Check if the plug is loose;





Pic. 2-3

C. Problem determination: loose clips can easily lead to loose plugs, please fasten the clips after the plugs are firmly inserted;

D. Conclusion: after the above three steps, check the side rail control panel, if it still unresponsive, means the control panel is damaged, and should be replaced.

5. Bed maintenance

1. In order to use the bed safely, it is necessary to conduct regular safety inspections on the bed, it's recommended to conduct a comprehensive inspection every six months to ensure the connection parts are not loose and the lifting function of the bed is operating normally.
2. The connection of the frequently moving parts of the bed needs to be lubricated with an appropriate amount of oil during daily inspection; is serious wear is found, it should be replaced immediately to ensure safety. The moving part in figure below:



3. Avoid hitting the bed and scratching the coating on the bed surface with sharp objects.
4. Please prevent the bed and mattress from absorbing water and moisture, which may cause rust, abnormal noises and bacterial growth. If there was water spilled, please wipe it off immediately.
5. When the bed ages and reaches its service life time, the metal part and the plastic parts can be recycled.

6. Bed clearing precautions

1. When cleaning, please wring the cloth soaked in neutral detergent diluted with water, wipe it dry, then wring the cloth soaked in clean water, wipe off the residual detergent ingredients, and finally wipe with a dry cloth.
2. Do not use volatile items (thinners, propellants, gasoline, etc) that may cause chemical reactions and damage the bed.

3. When cleaning with a disinfectant, be sure to use it after diluting it at the specified concentration. Depending on the composition of the disinfectant, it may corrode metal parts, resin parts, etc, causing discoloration, deformation and other undesirable consequences. Therefore, the recommended content of the disinfectant is as follows:

0.05~0.2% ammonium chloride

0.05~0.2% chlorinated phenyl

0.05% dichlorobenzene biguanide ethane

0.05~0.2% sodium hypochlorite

Do not use a smoking sterilizer or autoclave, and do not use methyl phenol to clean the head foot board, bed feet, etc, which may cause corrosion, discoloration, deterioration.

Note:

1. Unplug power cable before cleaning and maintenance
2. During the cleaning, DO NOT splash water to prevent short circuit and electric shock
3. When cleaning the bed or changing bedding, pay attention to the corners, edges and screw parts of the frame to prevent scratches.

7. Mattress maintenance

1. Avoid scratching the fabric with sharp-angled appliances or knives when using it, cover it with sheets or cleaning pads, and clean it frequently to keep it clean and dry.
2. Regularly clean the mattress cover with a vacuum cleaner, it can be washed directly with water or detergent.
3. Air the mattress often to keep your sleep fresh and comfortable, but be careful not to expose the mattress to the sun for too long.
4. If the fabric is accidentally stained, please refer to the corresponding recommended cleaning method in the instructions. Do not use corrosive chemicals to clean the fabric.
5. If you accidentally get chewing gum or other glue-like objects on the fabric, do not wipe it forcibly. You can use an ice pack to allow it to harden and then peel it off gently.
6. If the thread is found to be loose due to wear and tear, it cannot be broken by hand, and it should be cut short with scissors.

8. Casters inspection and maintenance



1. Check the casters regularly, avoid hitting heavy objects or overloading, which will cause damage to the casters.
2. The casters should be applied with lubricating grease regularly, the frequency of appliance should be determined according to the specific actual use situation. Under normal conditions, the grease should be applied every six months.
3. After cleaning the caster equipment, pay attention to adding lubricating grease. The selection of lubricating grease should be based on the actual use environment, special high low temperature environment, etc.












4. It's forbidden to push the bed with force when the casters are braked, which will cause damage to the braking system.
5. The wear of the tire tread of the caster can be detected by visual inspection. Some accumulations such as thread and spun yarn may wrap around the caster. Remove the bolts and nuts of the caster, clean up the debris, and check whether the bearing of the caster is damaged. If the parts are not damaged, the caster can be reassembled and used.
6. Decision whether to replace entire caster is according to the wear condition. After the caster is replaced or reinstalled, make sure that the axle bolt and nut are connected reliably, and use lock washers or lock nuts as much as possible.
7. For casters equipped with brakes, it is necessary to regularly check whether the brakes work normally, and check the brakes every day or before each use. For a hospital bed equipped with multiple brake casters, you can lock only one brake caster at a time and try to push the bed to check whether the braking performance of each caster is good. If the caster brake fails to function due to wear or damage to the caster, replace the caster immediately and retest the brake system.
8. If the mechanism of the brake system is damaged, and the brake needs to be repaired or replaced, please contact our after-sales or an authorized dealer. Every time the brakes are replaced, the brake performance of the casters needs to be retested.













9. Side rails maintenance








1. Please check whether the side rails are installed correctly to prevent the lying patient from shifting and rolling off.
2. Please always check the screws of the side rail and the side rail fittings, to prevent loosening and falling off.
3. Please use the red part of the side rail handle correctly, do not use brute force to pull hard, which will cause damage to the side rail.

10. List of wearing and spare parts

No	Name	Material code	Picture	Specification
1	V21 head board	GPSL101TS648		990*460
2	V21 foot board	GPSL101TS648		990*460

3	V21 bed board 1	GPSL101TS610		733*903/PP/white
4	V21 bed board 2	GPSL101TS611		333*903/PP/white
5	V21 bed board 3	GPSL101TS613		373*903/PP/white
6	V21 bed board 4	GPSL101TS614		473*903/PP/white
7	V21 back board guardrail,with control panel, left, blow molding	GPSL101TS604		924*350mm/PP/white
8	V21 back board guardrail,with control panel, right, blow molding	GPSL101TS605		924*350mm/PP/white
9	V21 foot board guardrail, left, blow molding	GPSL101TS608		924*350mm/PP/white
10	V21 foot board guardrail, right, blow molding	GPSL101TS609		924*350mm/PP/white
11	V21 guardrail 5-functions control panel, left	LGPDJ101TS820		Back rest, knee rest, back+knee rest, bed height, lock, CPR, patient mobilization
12	V21 guardrail 5-functions control panel, right	LGPDJ101TS819		Back rest, knee rest, back+knee rest, bed height, lock, CPR, patient mobilization
13	Nurse control panel	/		/

14	V21 back board guardrail sticker	LGPFU101TS416		780*35*0.4
15	V21 foot board guardrail sticker	LGPFU101TS417		750*35*0.4
16	Guardrail damper(white)	LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	30-50 drainage hook	BYKBGKM02806		30-50(plastic)
18	Stainless Steel IV pole with 4 plastic hooks	S0FJSY010003		Φ16-19/off-white
19	Foot cover (left)	BYKBGKM02402		white
20	Foot cover (right)	BYKBGKM02403		white
21	bed foot cover	BYKBGKM02404		white
22	Brake pedal (left) A	BYKBGKM02817		green
23	Brake pedal (left) B	BYKBGKM02818		red
24	Brake pedal (right) A	BYKBGKM02819		green
25	Brake pedal (right) B	BYKBGKM02820		red

26	5 inch central control double-sided wheel	BYDYGX105134		/
27	JC motor 200 vertical (manual CPR, Hall)	LGPDJ101TS821		JC35L10Y4424200/385VG DZK2102D0
28	JC knee rest motor 100 horizontal	LGPDJ101TS805		JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	JC height motor 150 horizontal	LGPDJ101TS806		JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
30	JC 3m power cord	LGPDJ101TS694	/	GB 3 plug
31	JC 5-functions controller	LGPDJ101TS818		JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 100-03-14
32	Emergency stop switch box	LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5-functions nurse control panel	LGPDJ101TS721		/
34	JC night light	LGPDJ101TS714	/	JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Adapter box JCP35C5	LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	JC battery box	LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

37	JC Adapter cable	LGPDJ101TS722	/	1.5m off-white 10 core crystal head waterproof bend 9-pin waterproof motor socket plug 10-pin transfer cable
38	JC Adapter cable	LGPDJ101TS839	/	1.5m off-white 10 core crystal head waterproof bend 8 core yellow motor straight plug 6-pin patch cord

Note: Due to the renewal of product lineup, the parts of the original product may not be available. (The company ensures availability of the parts for sold products within 6 years after their production ends.)

11. Packaging, transportation and storage conditions

1. The packaging of the manual bed is carried out according to the contract or product standard.
2. During the transportation of the product, avoid rushing out, violent vibration, prevent direct sun and rain access.
3. Store conditions:
 - a) Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 - b) Relative humidity: $\leq 95\%$
 - c) Atmospheric pressure: $500\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$
 - d) Voltage: $100-220\pm 22\text{V}$
 - e) Power frequency: $50\pm 5\text{ Hz}$
4. Equipment safety classification is class I, with internal power supply, protection type B.
 - a) operating voltage: 24V
 - b) input power: 300VA
 - c) fuse protector, nominal value: F3AL 250V, 5×20mm
 - d) operating system: intermittent loading and continuous operation
 - e) liquid ingress protection: IPX4
 - f) non-AP/APG type equipment

12. After-sales service

1. Please preserve the attachment papers and invoice of this
2. product, you need to present those to enjoy after-sales
3. maintenance service.
4. If you have any question during use, please contact us any time,
5. so that our company can provide you with accurate and efficient

6. technical support and maintenance services in a timely manner.
7. Starting from the purchase date and during one year, if any malfunction or damage occurs when the product is installed and used correctly according to the instructions, you can enjoy free warranty and lifetime maintenance service presenting a “certificate” or invoice.
8. Do not disassemble the internal parts of this product by yourself to avoid unnecessary damage. If you find that the use is affected by quality issues, please contact the company’s after-sales service department or the authorized distributor.
9. Starting from the date of purchase within 1 year, if the product cannot work normally due to quality problems, the company will repair it for clients for free.
10. The warranty is guaranteed according to the contract requirements. Outside the warranty period, the company is responsible for maintenance, providing accessories, and implementing life-long service for clients.

Correct Disposal



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

LIT DE MALADIE

MODÈLE : V8V8C-CPR

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIT DE MALADIE

MODÈLE : V8V8C-CPR



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Aperçu

Ce manuel s'applique au lit d'hôpital électrique V8v8c et comprend la méthode d'installation et l'utilisation et instructions d'entretien, etc.

Les graphiques de ce manuel sont fournis à titre de référence uniquement pour l'utilisateur. Veuillez vous référer au produit réel lors de l'utilisation opération.

Ce manuel comprend la description du produit, les instructions, la maintenance et certaines données techniques et information.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service après-vente ou votre distributeur.

Toute personne utilisant ce manuel doit le lire attentivement et suivre strictement les instructions.

Sauf dans certaines situations inattendues, nous demandons aux utilisateurs de connaître les guides d'utilisation et questions nécessitant une attention particulière.

1. Guide d'installation du produit

1.1 Liste des accessoires standards

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier si les pièces suivantes sont complètes :

Tableau a :




№	Nom	Image	Spécification	Quantité	Unité
1	Tête pied emballage de planche boîte		consultez le tableau a.1 ci-dessous	1	boîte
2	Poteau à perfusion		Φ16-19/blanc cassé	1	---
	Plateforme à 3 lits		2048*1047	1	---
4	Paquet de vis	/	Consultez le tableau a.2 ci-dessous	1	sac

Tableau a.1








N°	Nom	Image	Spécification	Quantité	Unité
1	Tête de lit		990*460	1	---
2	Marchepied		990*460	1	---



Tableau a.2



N°	Nom	Image	Spécification	Quantité	Unité
1	30-50 drainage crochet		30-50 (plastique)	2	---
2	Pas 154		φ21,7*154	2	---
3	Pas 184		φ21,7*184	2	---
4	Rondelle plate		f12	4	---
5	Contre-écrou		M12	4	---

1.2 Installation de la tête et du pied de lit

(l'image ne correspond pas exactement à l'objet réel, pour référence de guide d'installation uniquement)



Poteaux de tête de lit : $\varnothing 21,7 \times 154$, poteaux de pied de lit : $\varnothing 21,7 \times 184$, la méthode d'installation est celle illustrée dans la figure ci-dessous :





1.3 Installation du crochet de drainage

Préparez le crochet de drainage, tournez la boucle concave du crochet de drainage vers le bas, puis bouclez-le en bas sur la poutre du cadre du lit, voir photo :





1.4 Installation d'un support pour perfusion intraveineuse


Installation de la partie principale : placez la partie principale du crochet en plastique sur le dessus de l'acier inoxydable de 16 mm de diamètre poteau et appuyez dessus.

Installation de la partie secondaire : placez la partie secondaire du crochet en plastique sur le dessus de la partie primaire, alignez le Enclenchez la partie du crochet secondaire dans la prise du crochet principal et appuyez dessus, après avoir entendu un « clic », vérifiez si le clip est serré, si c'est le cas, l'installation est terminée, sinon, continuez à appuyer.

Placer le support IV verticalement dans l'une des dispositions du support IV.



2. Guide d'utilisation du produit



1- Tête de lit 2- Potence pour perfusion 3- Rail latéral 4 - Planche de lit

5- Pied de lit 6- Roulette 7- Cadre de lit 8- Crochet de drainage 9- CPR


Paramètres techniques :

1	Plateforme de lit dimension	longueur	mm	1925±10
		largeur		900±10
		hauteur		455±10
2	Dimensions hors tout	longueur	mm	2085±10
		largeur		1025±10
		hauteur		(455-745)±10
3	Plage d'inclinaison	dossier	/	0 ~ 75±10°
		repose-genoux		0 ~ 32±10°
		Trendelenburg inversé		0 ~ 12±2°
		Trendelenburg		0 ~ 12±2°
4	Poids	Charge de travail sécuritaire	/	170


2.1 Utilisation des roulettes

Dans ce produit, le système de verrouillage centralisé est utilisé, qui peut verrouiller les quatre roues en contrôlant le pédale de frein d'un côté. Appuyez sur la pédale verte pour déverrouiller les roulettes, appuyez sur la pédale rouge pour verrouiller les approvisionne.

Les figures ci-dessous montrent deux états des roues :



État verrouillé




État déverrouillé


2.2 Utilisation des barrières latérales

(L'image est à titre de référence seulement, le produit réel prévaudra.)

Pour relever le rail latéral : maintenez le rail et tirez-le vers le haut, lorsque vous entendez un « clic », cela signifie que le rail est verrouillé, voir la photo :





Pour abaisser le rail latéral : déverrouillez le rail, abaissez-le lentement, voir la photo :



2.3 Utilisation de la RCP

Le dossier de ce lit peut être abaissé instantanément pendant le traitement d'urgence. Méthode de fonctionnement : tirez la manivelle rouge CPR vers le haut pour réaliser l'abaissement rapide du panneau du dossier.






Dossier à dégagement instantané



2.4 Utilisation d'une perche à perfusion

Réglage de la hauteur du support IV : dévissez d'abord le manchon rotatif extérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, insérez le tube intérieur du support IV dans le manchon rotatif, puis ajustez la hauteur du support IV selon vos besoins. Après avoir réglé la hauteur requise, serrez le manchon rotatif extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. La charge de travail sûre de chaque crochet individuel est de 2 kg, la charge de travail sûre totale est de 8 kg.


(plage de réglage de la hauteur : 890-1540 mm, l'image est à titre de référence uniquement)



2.5 Utilisation du panneau de commande du rail latéral



2.5.1 Panneau de commande intérieur du rail latéral



2.5.2 Panneau de commande extérieur du rail latéral

1. Réanimation cardio-pulmonaire

2. Relever le dossier

3. Appuie-lombaire

4. Marche/arrêt

5. Soulever le dos + reposer les genoux

6. Repose-bas du dos et genoux

7. Trendelenburg


8. Soulever le repose-genoux

9. Repose-genoux inférieur


10. Surélever le lit

11. Trendelenburg inversé

12. Lit inférieur



2.6 Utilisation du panneau de contrôle infirmier




- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Soulever le dossier | 14. Serrure Trendelenburg |
| 2. Appuie-lombaire | 15. Marche/arrêt |
| 3. Soulever le repose-genoux | 16. Arrêt d'urgence |
| 4. Repose-genoux inférieur | 17. Trendelenburg |
| 5. Soulever le dos + reposer les genoux | 18. Position cardiaque |
| 6. Repose-bas du dos et genoux | 19. Poste d'infirmière |
| 7. Surélever le lit | 20. Mobilisation des patients |
| 8. Lit inférieur | |
| 9. Trendelenburg inversé | |
| 10. Trendelenburg | |
| 11. Verrouillage du dossier | |
| 12. Verrouillage du repose-genoux | |

21. Réanimation cardio-pulmonaire

2.7 Composition du système de contrôle électronique

2.7.1 Schéma du système de contrôle électronique



Priorité de l'opérateur :

(1) Panneau de commande pour infirmière > Contrôleur manuel > Panneau de commande pour barrière latérale ;

(2) Un bouton prioritaire peut interrompre et terminer le fonctionnement du même bouton prioritaire (à l'exception de la main contrôleur), lorsqu'un bouton est relâché et qu'un autre est toujours enfoncé, le fonctionnement du dernier on continue;

(3) Les touches à haute priorité (à l'exception de CPR, TR et STOP) peuvent interrompre et terminer les touches à faible priorité. Lorsqu'un bouton est relâché et qu'un autre est toujours enfoncé, le fonctionnement du dernier est suite. Lorsque le bouton CPR, TR ou STOP est enfoncé pendant le fonctionnement d'un autre bouton, CPR, TR ou L'opération STOP est exécutée.


2.8.2 Liste des pièces de contrôle électronique


Nom	Quantité
Moteur JC 200 vertical (CPR manuel)	1
Moteur de repose-genoux JC 100 horizontal	1
Moteur de hauteur de plate-forme de lit JC 150 horizontal	2
Panneau de commande JC 5 fonctions	1
Cordon d'alimentation JC 3 m (environnemental)	1

Panneau de contrôle infirmière JC 5 fonctions	1
Contrôleur manuel JC 5 fonctions	1
Coffret d'interrupteur d'arrêt d'urgence	1
Veilleuse JC	1
Boîtier adaptateur JCP35C5	1
Coffret de batterie JC	1
Câble adaptateur JC	2
Câble adaptateur JC	1
Panneau de commande 5 fonctions pour rail latéral V21, gauche	1
Panneau de commande 5 fonctions pour rail latéral V21, droit	1

3. Remplacement et entretien des pièces de rechange

3.1 Démontage et remplacement des roulettes


Utilisez une clé de 10  pouces pour dévisser le boulon, retirez la vis, les rondelles à ressort plates, la pédale de frein, la bague de retenue en plastique, la tige hexagonale, etc., remplacez-la par une roulette de rechange, remettez le boulon dans le douille, serrer l'écrou.



3.2 Démontage et remplacement du ressort à gaz du rail latéral


(l'image est à titre indicatif seulement)

Utilisez des étriers externes pour retirer les ressorts à pression des axes de tête et de queue, retirez le ressort à gaz, remplacez-le par celui de rechange, réinstallez-le, testez le rail.




3.3 Démontage et remplacement des barrières latérales

Retirez d'abord le ressort à gaz, à l'aide de deux clés de 14 pouces, desserrez l'écrou, retirez l'écrou, retirez le roulement, retirez le rail. (L'image est à titre de référence uniquement, le produit réel doit prévaloir)




3.4 Retrait et remplacement du moteur

Après avoir retiré les goupilles de verrouillage de type R aux deux extrémités du moteur, retirez-les. Après le remplacement du moteur, installez les boulons dans l'ordre indiqué ci-dessous. (la photo est à titre de référence uniquement)



Goupille de verrouillage de type R

Goupille de verrouillage de type R



4. Dépannage

Problème	Raison possible	Dépannage
Le lit ne peut pas être ajusté en utilisant les boutons de positionnement	Ne s'allume pas	Appuyez sur le bouton d'alimentation
	Le moteur est éteint, Dysfonctionnement du moteur	Vérifiez les cordons d'alimentation Remplacer le moteur, voir 3.4
	La prise d'alimentation n'est pas branchée correctement	Branchez correctement la prise d'alimentation
	Dysfonctionnement du système de contrôle	Contactez le support technique
Réglage de la hauteur du lit échec	Le moteur est éteint	Vérifiez les cordons d'alimentation
	Dysfonctionnement du moteur	Remplacer le moteur, voir 3.4
	La prise d'alimentation n'est pas branchée correctement	Branchez correctement la prise d'alimentation
	Dysfonctionnement du boîtier d'alimentation	Contactez le support technique
	Dysfonctionnement du système de contrôle	Contactez le support technique
La plaque arrière ne peut pas être abaissée de la position verticale position	Objets étrangers sous le fond de panier ou dans l'unité d'entraînement	Retirer les objets étrangers
La barrière de sécurité ne peut pas être ajusté	Serrure de garde-corps sale	Nettoyer le mécanisme de verrouillage
	Dysfonctionnement du verrou du coffre-fort du rail latéral	Remplacez le rail latéral, voir 3.3
Les roulettes ne peuvent pas tourner	L'arbre rotatif est bloqué par bandes de terre	Nettoyer le mécanisme rotatif
	Dysfonctionnement de l'interne mécanisme de la roulette	Remplacer la roulette, voir 3.1
Impossible d'installer la tête et marchepied	Méthode d'installation incorrecte	Vérifiez le mécanisme de verrouillage, positionnez correctement la tête et marchepied, voir 1.2
	Dysfonctionnement mécanique	Contactez le support technique

4.1 Gestion des dysfonctionnements de la tige de poussée

Gestion des dysfonctionnements de la tige de poussée :

(1) Causes de dysfonctionnement des tiges de poussée :

1. signal Hall anormal de la tige de poussée ;
2. première programmation ;
3. Dysfonctionnement du système 6S du bureau de l'infirmière, de la télécommande, du panneau de commande des garde-corps.

(2) Méthode d'avertissement de dysfonctionnement de la tige de poussée : si les dysfonctionnements M1, M3, M4 sont détectés, l'indicateur bleu du contrôleur manuel personnalisé JCH35-JSSK Saikang clignote.

(3) Dépannage du dysfonctionnement de la tige de poussée :

1. En appuyant sur les boutons correspondants, soulevez la tige M1 jusqu'à la position supérieure ou abaissez-la jusqu'à la position inférieure, de sorte que la tige de poussée termine le « rebond » et le dysfonctionnement est résolu ;
2. En appuyant sur les boutons correspondants, abaissez les tiges de poussée M3, M4 jusqu'à la position inférieure, faites-les « rebondir » complètement et corrigez le dysfonctionnement ;
3. Lorsque les tiges M3, M4 sont complètement défectueuses, les boutons Reverse TR/TR ne sont pas valide;
4. En cas de dysfonctionnement d'une tige de poussée, mobilisation du patient, position cardiaque, TR, urgence les boutons ne sont pas valides.

4.2 Méthode d'essai pour panneau de commande de rail latéral non réactif

Étape 1, vérifiez si l'interrupteur d'arrêt d'urgence est enfoncé

A. Vérifiez : si l'interrupteur d'arrêt d'urgence est enfoncé ;

B. Méthode de vérification : tournez l'interrupteur d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir (il rebondit sur une courte distance), voir photo 1-1 ;

C. Définir un problème : si l'interrupteur d'arrêt d'urgence s'ouvre, cela signifie qu'il a été enfoncé ; si l'interrupteur d'arrêt d'urgence ne s'ouvre pas, cela signifie qu'il est déjà dans l'état ouvert et qu'il n'est pas nécessaire de le tourner ;

D. Conclusion : une fois les trois étapes ci-dessus terminées, testez la barrière de sécurité. S'il n'y a toujours pas de réponse, revenez à l'étape 2.



Photo 1-1



Étape 2, vérifiez si la boucle du garde-corps est desserrée ou si les noyaux des broches sont déformés.

A. Vérifiez le contenu : vérifiez si la boucle du rail latéral est desserrée ou si les noyaux des broches sont déformés ;

B. Méthode de vérification : suivez la ligne de connexion sous le rail latéral du panneau arrière, trouvez l'adaptateur de rail latéral, voir photo 1-2 ;

C. Détermination du problème : la boucle est lâche, comme sur la photo 1-2, verrouillez la boucle ; les noyaux des broches sont déformé, à l'aide d'un tournevis à lame plate, rectifiez les noyaux des broches, assurez-vous qu'ils sont bien connectés au adaptateur;

D. Conclusion : après les trois étapes ci-dessus, vérifiez le panneau de commande du rail latéral. S'il ne répond toujours pas, passez à l'étape 3.






Photo 1-2


Étape 3 : Vérifiez si la prise du contrôleur est desserrée

A. Vérifiez le contenu : vérifiez si la prise du contrôleur est desserrée ;

B. Méthode de vérification :

Vérifiez si le clip du contrôleur sur le cadre du lit sous la plaque arrière est desserré ou délogé, voir photo 1-3 ;

Vérifiez si la prise est desserrée ;



Photos 1-3

C. Détermination du problème : des clips desserrés peuvent facilement entraîner des fiches desserrées, veuillez fixer les clips une fois les fiches fermement insérées ;

D. Conclusion : après les trois étapes ci-dessus, vérifiez le panneau de commande du rail latéral. S'il ne répond toujours pas, passez à l'étape 4.

Étape 4 : Vérifiez si le connecteur du circuit imprimé de commande du rail latéral est desserré

A. Vérifiez le contenu : le connecteur du circuit imprimé du rail latéral est desserré ;

B. Méthode de vérification : décollez l'autocollant du couvercle du panneau de commande du rail latéral, à l'aide d'un tournevis, dévissez les 4 vis, voir photo 1-4 ;




Photo 1-4

C. Détermination du problème : si le connecteur du circuit imprimé est desserré, branchez-le fermement, voir fig.1-5 ;




Photo 1-5

D. Conclusion : après les trois étapes ci-dessus, vérifiez le panneau de commande du rail latéral. S'il ne répond toujours pas, cela signifie que le panneau de commande est endommagé et doit être remplacé.

4.3 Méthode d'essai pour panneau de commande de pied de lit non réactif

Étape 1, vérifiez si l'interrupteur d'arrêt d'urgence est enfoncé

A. Vérifiez le contenu : si l'interrupteur d'arrêt d'urgence est enfoncé ;

B. Méthode de vérification : tournez l'interrupteur d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir (il rebondit pendant un court instant distance), voir fig.2-1;

C. Détermination du problème : si l'interrupteur d'arrêt d'urgence apparaît, cela signifie qu'il a été enfoncé ; si l'interrupteur d'arrêt d'urgence ne s'ouvre pas, cela signifie qu'il est déjà à l'état ouvert, et il y a

il n'est pas nécessaire de le faire pivoter ;

D. Conclusion : après les trois étapes ci-dessus, vérifiez le panneau de commande du rail latéral. S'il ne répond toujours pas, passez à l'étape 2.



Photo 2-1

Étape 2, vérifiez si la boucle du garde-corps est desserrée ou si les noyaux des broches sont déformés

A. Vérifiez le contenu : la boucle du marchepied est desserrée, les noyaux des broches sont déformés ;

B. Méthode de vérification : suivez la ligne de connexion du marchepied, trouvez l'adaptateur du marchepied, voir photo 2-2;

C. Détermination du problème : la boucle est desserrée, comme sur la photo 2-2, verrouillez la boucle ; les noyaux des broches sont déformés, à l'aide d'un tournevis à lame plate, rectifiez les noyaux des broches, assurez-vous qu'ils sont bien connectés à l'adaptateur ;

D. Conclusion : après les trois étapes ci-dessus, vérifiez le panneau de commande du rail latéral. S'il ne répond toujours pas, passez à l'étape 3.




Photo 2-2

Étape 3 : Vérifiez si la prise du contrôleur est desserrée

A. Vérifiez le contenu : la prise du contrôleur est desserrée ;

B. Méthode de vérification :

Vérifiez si le clip du contrôleur sur le cadre du lit sous la plaque arrière est desserré ou délogé, voir photo 2-3 ;

Vérifiez si la prise est desserrée ;






Photo 2-3

C. Détermination du problème : des clips desserrés peuvent facilement entraîner des prises desserrées, veuillez fixer les clips après les fiches sont bien insérées ;

D. Conclusion : après les trois étapes ci-dessus, vérifiez le panneau de commande du rail latéral. S'il ne répond toujours pas, cela signifie que le panneau de commande est endommagé et doit être remplacé.

5. Entretien du lit

1. Afin d'utiliser le lit en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer des inspections de sécurité régulières sur le lit, il est recommandé d'effectuer une inspection complète tous les six mois pour garantir la les pièces de connexion ne sont pas desserrées et la fonction de levage du lit fonctionne normalement.
2. La connexion des pièces fréquemment mobiles du lit doit être lubrifiée avec un quantité appropriée d'huile lors de l'inspection quotidienne ; en cas d'usure grave, elle doit être remplacée immédiatement pour assurer la sécurité. La partie mobile dans la figure ci-dessous :



3. Évitez de heurter le lit et de rayer le revêtement de la surface du lit avec des objets pointus.

4. Veuillez éviter que le lit et le matelas n'absorbent de l'eau et de l'humidité, ce qui pourrait provoquer de la rouille, des bruits anormaux et une croissance bactérienne. En cas de déversement d'eau, veuillez l'essuyer immédiatement.

5. Lorsque le lit vieillit et atteint sa durée de vie utile, la partie métallique et les pièces en plastique peuvent être recyclés.

6. Précautions à prendre pour nettoyer le lit

1. Lors du nettoyage, essorez le chiffon imbibé de détergent neutre dilué avec de l'eau, essuyez-le, puis essorez le chiffon imbibé d'eau propre, essuyez les résidus d'ingrédients détergents, et enfin essuyez avec un chiffon sec.

2. N'utilisez pas d'éléments volatils (diluants, propulseurs, essence, etc.) qui peuvent provoquer des réactions chimiques et endommager le lit.

3. Lors du nettoyage avec un désinfectant, assurez-vous de l'utiliser après l'avoir dilué à la concentration spécifiée.

Selon la composition du désinfectant, celui-ci peut corroder les pièces métalliques, les pièces en résine, etc., provoquant une décoloration, une déformation et d'autres conséquences indésirables.

Le contenu recommandé du désinfectant est le suivant :

0,05 à 0,2 % de chlorure d'ammonium

0,05 à 0,2 % de phényle chloré

0,05 % de dichlorobenzène biguanide éthane

0,05 à 0,2 % d'hypochlorite de sodium

N'utilisez pas de stérilisateur à fumée ou d'autoclave et n'utilisez pas de méthylphénol pour nettoyer la tête et les pieds.

planche, pieds de lit, etc., qui peuvent provoquer de la corrosion, une décoloration, une détérioration.

Note:

1. Débranchez le câble d'alimentation avant le nettoyage et l'entretien
2. Pendant le nettoyage, NE PAS éclabousser d'eau pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques
3. Lorsque vous nettoyez le lit ou changez la literie, faites attention aux coins, aux bords et aux vis.
parties du cadre pour éviter les rayures.

7. Entretien du matelas

1. Évitez de rayer le tissu avec des appareils à angle vif ou des couteaux lors de son utilisation, couvrez-le avec des draps ou des tampons nettoyants, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.
2. Nettoyez régulièrement la housse du matelas avec un aspirateur, elle peut être lavée directement à l'eau ou détergent.
3. Aérez souvent le matelas pour garder votre sommeil frais et confortable, mais veillez à ne pas l'exposer le matelas exposé au soleil trop longtemps.
4. Si le tissu est accidentellement taché, veuillez vous référer au nettoyage recommandé correspondant méthode décrite dans les instructions. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le tissu.
5. Si vous mettez accidentellement du chewing-gum ou d'autres objets ressemblant à de la colle sur le tissu, ne l'essuyez pas de force. Vous pouvez utiliser un sac de glace pour le laisser durcir, puis le retirer délicatement.
6. Si le fil est desserré en raison de l'usure, il ne peut pas être cassé à la main et il devrait être coupé court avec des ciseaux.

8. Inspection et entretien des roulettes

1. Vérifiez régulièrement les roulettes, évitez de heurter des objets lourds ou de les surcharger, ce qui entraînerait des dommages aux roulettes.
2. Les roulettes doivent être régulièrement lubrifiées avec de la graisse, la fréquence d'utilisation de l'appareil doit être déterminé en fonction de la situation d'utilisation réelle spécifique. Dans des conditions normales, la graisse doit être appliquée tous les six mois.
3. Après avoir nettoyé l'équipement de coulée, veillez à ajouter de la graisse lubrifiante. La sélection de la graisse lubrifiante doit être basée sur l'environnement d'utilisation réel, en particulier la graisse haute et basse température ambiante, etc.












4. Il est interdit de pousser le lit avec force lorsque les roulettes sont freinées, ce qui entraînerait des dommages au système de freinage.
5. L'usure de la bande de roulement du pneu de la roulette peut être détectée par inspection visuelle.
Des accumulations telles que des fils et des fils filés peuvent s'enrouler autour de la roulette. Retirez les boulons et les écrous de la roulette, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roulette est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, la roulette peut être remontée et utilisée.
6. La décision de remplacer ou non la roulette entière dépend de l'état d'usure. Une fois la roulette remplacé ou réinstallé, assurez-vous que le boulon et l'écrou de l'essieu sont connectés de manière fiable et utilisez Utilisez autant que possible des rondelles frein ou des contre-écrous.
7. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement si les freins fonctionnent normalement, et vérifiez les freins tous les jours ou avant chaque utilisation. Pour un lit d'hôpital équipé plusieurs roulettes de frein, vous ne pouvez verrouiller qu'une seule roulette de frein à la fois et essayer de pousser le lit pour Vérifiez si les performances de freinage de chaque roulette sont bonnes. Si le frein de roulette ne fonctionne pas fonction due à l'usure ou aux dommages de la roulette, remplacez la roulette immédiatement et testez à nouveau la système de freinage.
8. Si le mécanisme du système de freinage est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacés, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé. Chaque fois que les freins sont remplacé, les performances de freinage des roulettes doivent être retestées.













9. Entretien des barrières latérales





1. Veuillez vérifier si les barrières latérales sont correctement installées pour empêcher le patient allongé se décaler et rouler.
2. Veuillez toujours vérifier les vis du rail latéral et les fixations du rail latéral, pour éviter tout desserrage et tomber.
3. Veuillez utiliser correctement la partie rouge de la poignée du rail latéral, n'utilisez pas de force brute pour tirer fort, ce qui endommagerait le rail latéral.

10. Liste des pièces d'usure et de rechange

N°	Nom	Code matériel	Image	Spécification
1	Tête de lit V21	GPSL101TS648		990*460
2	Planche à pied V21	GPSL101TS648		990*460

3	Planche de lit V21 1	GPSL101TS610		733*903/PP/blanc
4	Planche de lit V21 2	GPSL101TS611		333*903/PP/blanc
5	Planche de lit V21 3	GPSL101TS613		373*903/PP/blanc
6	Planche de lit V21 4	GPSL101TS614		473*903/PP/blanc
7	Panneau arrière V21 garde-corps, avec panneau de commande, gauche, moulage par soufflage	GPSL101TS604		924*350mm/PP/blanc
8	Panneau arrière V21 garde-corps, avec panneau de commande, à droite, moulage par soufflage	GPSL101TS605		924*350mm/PP/blanc
9	Planche à pied V21 garde-corps, gauche, coup moulage	GPSL101TS608		924*350mm/PP/blanc
10	Planche à pied V21 garde-corps, à droite, souffler moulage	GPSL101TS609		924*350mm/PP/blanc
11	Garde-corps V21 Contrôle à 5 fonctions panneau, gauche	LGPDJ101TS820		Dossier, repose-genoux, repose-dos + genoux, hauteur du lit, <small>serrure, réanimation cardiopulmonaire, patient</small> mobilisation
12	Garde-corps V21 Contrôle à 5 fonctions panneau, à droite	LGPDJ101TS819		Dossier, repose-genoux, repose-dos + genoux, hauteur du lit, <small>serrure, réanimation cardiopulmonaire, patient</small> mobilisation
13	Panneau de contrôle pour infirmières	/		/

14	Panneau arrière V21 autocollant de garde-corps	LGPFU101TS416		780*35*0,4
15	Planche à pied V21 autocollant de garde-corps	LGPFU101TS417		750*35*0,4
16	Rambarde amortisseur (blanc)	LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	30-50 drainage crochet	BYKBGKM02806		30-50 (plastique)
18	Acier inoxydable IV poteau avec 4 plastiques crochets	SOFJSY010003		Φ16-19/blanc cassé
19	Couvre-pied (gauche) BYKBGKM02402			blanc
	Couverture de 20 pieds (droite) BYKBGKM02403			blanc
21	couvre-pied de lit	BYKBGKM02404		blanc
	22 Pédale de frein (gauche) A BYKBGKM02817			vert
	23 Pédale de frein (gauche) B BYKBGKM02818			rouge
	24 Pédale de frein (droite) UN	BYKBGKM02819		vert
	25 Pédale de frein (droite) B	BYKBGKM02820		rouge

26	5 pouces au centre contrôle double face roue	BYDYGX105134		/
27	Moteur JC 200 verticale (RCR manuelle, Hall)	LGPDJ101TS821		JC35L10Y4424200/385VG DZK2102D0
28	Moteur de repose-genoux JC 100 horizontales	LGPDJ101TS805		JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	Moteur de hauteur JC 150 horizontal	LGPDJ101TS806		JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
	Cordon d'alimentation 30 JC 3 m	LGPDJ101TS694	/	Prise GB 3
31	JC 5 fonctions contrôleur	LGPDJ101TS818		JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 100-03-14
32	Arrêt d'urgence boîte de commutation	LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5 fonctions panneau de contrôle pour infirmière	LGPDJ101TS721		/
34	Veilleuse JC	LGPDJ101TS714	/	JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Boitier adaptateur JCP35C5	LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	Coffret de batterie JC	LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

Câble adaptateur 37 JC LGPDJ101TS722	/	1,5 m blanc cassé 10 conducteurs tête de cristal étanche coude prise de moteur étanche à 9 broches câble de transfert à 10 broches
Câble adaptateur 38 JC LGPDJ101TS839	/	1,5 m blanc cassé 10 conducteurs cordon de raccordement à 6 broches pour moteur jaune à 8 conducteurs, tête en cristal étanche

Remarque : en raison du renouvellement de la gamme de produits, les pièces du produit d'origine peuvent ne pas être disponibles.
(L'entreprise assure la disponibilité des pièces des produits vendus dans les 6 ans suivant la fin de leur production.)

11. Conditions d'emballage, de transport et de stockage

1. L'emballage du lit manuel est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Pendant le transport du produit, évitez les précipitations, les vibrations violentes, évitez l'accès direct au soleil et à la pluie.

3. Conditions de stockage :

- a) Température ambiante : -40 70
- b) Humidité relative : $\leq 95\%$
- c) Pression atmosphérique : 500 hPa 1060 hPa
- d) Tension : 100-220 \pm 22V
- e) Fréquence du réseau : 50 \pm 5 Hz

4. La classification de sécurité de l'équipement est de classe I, avec alimentation interne, type de protection B.

- a) tension de fonctionnement : 24 V
- b) puissance d'entrée : 300 VA
- c) fusible protecteur, valeur nominale : F3AL 250V5 \times 20mm
- d) système d'exploitation : chargement intermittent et fonctionnement continu
- e) protection contre la pénétration de liquide : IPX4
- f) équipement de type non AP/APG

12. Service après-vente

1. Veuillez conserver les documents joints et la facture de ce
2. produit, vous devez les présenter pour profiter de l'après-vente
3. service d'entretien.
4. Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez nous contacter à tout moment, 5. afin que notre société puisse vous fournir des informations précises et efficaces

6. des services d'assistance technique et de maintenance en temps opportun.
7. À compter de la date d'achat et pendant un an, en cas de dysfonctionnement ou de dommage lorsque le produit est installé et utilisé correctement conformément aux instructions, vous pouvez profiter garantie gratuite et service d'entretien à vie sur présentation d'un « certificat » ou d'une facture.
8. Ne démontez pas vous-même les pièces internes de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que l'utilisation est affectée par des problèmes de qualité, veuillez contacter le service après-vente de l'entreprise service après-vente ou le distributeur agréé.
9. À compter de la date d'achat dans un délai d'un an, si le produit ne peut pas fonctionner normalement en raison de Problèmes de qualité, l'entreprise le réparera gratuitement pour les clients.
10. La garantie est assurée conformément aux exigences du contrat. En dehors de la garantie période, l'entreprise est responsable de la maintenance, de la fourniture des accessoires et de la mise en œuvre service à vie pour les clients.

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole une aile d'une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués

ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Jiangsu Saikang Équipement Médical Co., Ltd.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KRANKENBETT

MODELL:V8V8C-CPR

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken kaufen, und müssen nicht zwangsläufig alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken.


Wir bitten Sie höflich, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KRANKENBETT

MODELL: V8V8C-CPR



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Überblick

Dieses Handbuch ist für das elektrische Krankenhausbett V8v8c gültig und enthält Installationsmethoden, Verwendung und Wartungsanweisungen usw.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Bitte beziehen Sie sich bei der Betrieb.

Dieses Handbuch enthält eine Produktbeschreibung, Anweisungen, Wartungshinweise und einige technische Daten und Information.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler.

Jeder, der dieses Handbuch verwendet, sollte es sorgfältig lesen und die Anweisungen strikt befolgen.

Außer in einigen unerwarteten Situationen müssen die Benutzer mit den Gebrauchsanleitungen vertraut sein und Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern.

1. Produktinstallationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs

Bitte prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob folgende Teile vollständig sind:

Tabelle a:




№	Name	Bild	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Kopf Fuß Kartonverpackung Kasten		siehe Tabelle A.1 unten	1	Kasten
2	Infusionsständer		№16-19/cremeweiß	1	PC
3	3-Bett-Plattform		2048*1047	1	PC
4	Schraubenpaket	/	Siehe Tabelle a.2 unten.	1	Tasche

Tabelle a.1








№ Name	Bild	Spezifikation	Menge	Einheit
1 Kopfteil		990*460	1	PC
2 Fußbrett		990*460	1	PC



Tabelle a.2



Nr.	Name	Bild	Spezifikation	Menge	Einheit
1	30-50 Entwässerung Haken		30-50 (Kunststoff)	2	PC
2	Nicht 154		∅21,7*154	2	PC
3	Nicht 184		∅21,7*184	2	PC
4	Unterlegscheibe		f12	4	PC
5	Kontermutter		M12	4	PC

1.2 Montage von Kopf- und Fußteilen

(Das Bild entspricht nicht genau dem tatsächlichen Objekt und dient nur als Referenz für die Installationsanleitung.)



Kopfteilstangen: $\gamma 21,7 \times 154$, Fußteilstangen: $\gamma 21,7 \times 184$, die Installationsmethode ist wie in der folgenden Abbildung dargestellt:





1.3 Montage des Drainagehakens

Bereiten Sie den Drainagehaken vor, drehen Sie die konkave Schnalle des Drainagehakens nach unten und schnallen Sie ihn dann an unten auf dem Balken des Bettrahmens, siehe Bild:




1.4 Installation des Infusionsständers

Montage des Primärteils: Platzieren Sie das primäre Kunststoffhakenteil auf dem 16 mm Ø Edelstahlhaken und nach unten drücken.

Installation des Sekundärteils: Platzieren Sie das sekundäre Kunststoffhakenteil auf dem primären, richten Sie die Buchse des sekundären in der Buchse des primären ein und drücken Sie ihn nach unten. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, prüfen Sie, ob der Clip fest sitzt. Wenn ja, ist die Installation abgeschlossen. Wenn nicht, drücken Sie weiter nach unten. Platzieren Sie den Infusionsständer vertikal in einer der Infusionsständervorrichtungen.


Prognose für Infusionsständer 1

Prognose für Infusionsständer 3




Prognose für Infusionsständer 2

Prognose für Infusionsständer 4




1




Sekundärer Hakenteil

Primärer Hakenteil

2




3



Voraussicht

4

2. Produktgebrauchsanleitung



1- Kopfteil 2- Infusionsständer 3- Seitengitter 4 - Bettbrett

5- Fußteil 6- Lenkrolle 7- Bettrahmen 8- Abflusshaken 9- Herz-Lungen-Wiederbelebung


Technische Parameter:

1	Bettplattform Dimension	Länge	mm	1925±10
		Breite		900 ± 10
		Höhe		455 ± 10
2	Gesamtabmessungen	Länge		2085 ± 10
		Breite		1025 ± 10
		Höhe		(455-745)±10
3	Neigungsbereich	Rückenlehne	/	0 ~ 75±10°
		Kniestütze		0 ~ 32±10°
		umgekehrte Trendelenburg-Lagerung		0 ~ 12±2°
		Trendelenburg		0 ~ 12±2°
4	Gewicht	Sichere Arbeitslast	/	170


2.1 Verwendung von Rollen

Bei diesem Produkt kommt die Zentralverriegelung zum Einsatz, die alle vier Räder durch Ansteuerung der Bremspedal auf einer Seite. Drücken Sie das grüne Pedal nach unten, um die Lenkrollen zu entriegeln, drücken Sie das rote Pedal nach unten zum Verschließen von Caterern.

Die folgenden Abbildungen zeigen zwei Zustände der Räder:



Gesperrter Zustand




Entsperrter Zustand


2.2 Seitengitternutzung

(Das Bild dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend.)

So heben Sie das Seitengitter an: Halten Sie das Gitter fest und ziehen Sie es hoch. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist das Gitter verriegelt, siehe Abbildung:





So senken Sie die Seitenschiene ab: Entriegeln Sie die Schiene und senken Sie sie langsam ab, siehe Abbildung:



2.3 Einsatz der Herz-Lungen-Wiederbelebung

Die Rückenlehne dieses Bettes kann bei einer Notfallbehandlung sofort abgesenkt werden. Vorgehensweise: Ziehen Sie die rote CPR-Kurbel nach oben, um das schnelle Absenken der Rückenlehnenplatte zu erreichen.






Sofortige Entriegelung der Rückenlehne



2.4 Verwendung von Infusionsständern

Höheneinstellung des Infusionsständers: Zuerst die äußere Drehhülse gegen den Uhrzeigersinn abschrauben, das Innenrohr des Infusionsständers in die Drehhülse stecken und dann die Höhe des Infusionsständers nach Bedarf einstellen. Nachdem Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben, ziehen Sie die äußere Drehhülse im Uhrzeigersinn fest. Die sichere Arbeitslast jedes einzelnen Hakens beträgt 2 kg, die gesamte sichere Arbeitslast beträgt 8 kg.


(Höhenverstellbereich: 890–1540 mm, das Bild dient nur als Referenz)



2.5 Verwendung des Seitenschienen-Bedienfelds



2.5.1 Inneres Bedienfeld der Seitenschiene



2.5.2 Seitenschiene-Außenbedienfeld

1. Herz-Lungen-Wiederbelebung

2. Rückenlehne hochstellen

3. Untere Rückenlehne

4. Ein-/Ausschalten

5. Rücken anheben+Kniestütze

6. Unterer Rücken + Kniestütze

7. Trendelenburg



8. Kniestütze anheben

9. Untere Kniestütze


10. Bett anheben

11. Umgekehrte Trendelenburg-Lagerung

12. Unteres Bett



2.6 Bedienung des Schwesternbedienfeldes




- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rückenlehne hochstellen | 14. Trendelenburg-Verriegelung |
| 2. Untere Rückenlehne | 15. Ein-/Ausschalten |
| 3. Kniestütze anheben | 16. Not-Aus |
| 4. Untere Kniestütze | 17. Trendelenburg |
| 5. Rücken anheben+Kniestütze | 18. Herzposition |
| 6. Unterer Rücken + Kniestütze | 19. Pflegeposition |
| 7. Bett anheben | 20. Patientenmobilisierung |
| 8. Unteres Bett | |
| 9. Umgekehrte Trendelenburg-Lagerung | |
| 10. Trendelenburg | |
| 11. Rückenlehne verriegeln | |
| 12. Kniestütze verriegeln | |

21. Herz-Lungen-Wiederbelebung

2.7 Aufbau des elektronischen Steuerungssystems

2.7.1 Diagramm des elektronischen Steuersystems



Betreiberpriorität:

(1) Schwesternbedienfeld > Handsteuerung > Seitengitter-Bedienfeld;

(2) Eine Prioritätstaste kann die gleiche Prioritätstastenbedienung unterbrechen und beenden (außer Hand Controller), wenn eine Taste losgelassen wird und eine andere noch gedrückt ist, wird die Bedienung der letzten man wird fortgesetzt;

(3) Tasten mit hoher Priorität (außer CPR, TR und STOP) können Tasten mit niedriger Priorität unterbrechen und beenden. Wenn eine Taste losgelassen wird und eine andere noch gedrückt ist, wird die Funktion der letzten Taste Fortsetzung. Wenn die CPR-, TR- oder STOP-Taste während der anderen Tastenbetätigung gedrückt wird, Der STOP-Vorgang wird ausgeführt.

2.8.2 Stückliste der elektronischen Steuerung


Name	Menge
JC-Motor 200 vertikal (manuelle Herz-Lungen-Wiederbelebung)	1
JC Kniestütze Motor 100 horizontal	1
JC Bettplattformhöhe Motor 150 horizontal	2
JC 5-Funktionen-Bedienfeld	1
JC 3m Netzkabel (Umweltfreundlich)	1

JC 5-Funktionen Schwesternbedienfeld	1
JC 5-Funktionen Handsteuerung	1
Not-Aus-Schalterbox	1
JC Nachtlicht	1
Adapterbox JCP35C5	1
JC Batteriekasten	1
JC-Adapterkabel	2
JC-Adapterkabel	1
V21 Seitenschiene-Bedienfeld 5 Funktionen, links	1
V21Seitenschiene 5-Funktionen Bedienpanel, rechts	1

3. Ersatzteilaustausch und Wartung

3.1 Demontage und Austausch der Lenkrolle


Lösen Sie mit einem 10-Zoll-Schraubenschlüssel die Schraube, ziehen Sie die Schraube, die Federscheiben, das Bremspedal, den Kunststoff-Sicherungsring, die Sechskantstange usw. heraus und ersetzen Sie sie durch eine Ersatzrolle. Setzen Sie die Schraube wieder in die Stecknuss, Mutter festziehen.



3.2 Demontage und Austausch der Seitenschiene-Gasfeder

(das Bild dient nur als Referenz)


Verwenden Sie einen externen Messschieber, um die Schnappfedern der Kopf- und Endstifte herauszunehmen, entfernen Sie die Gasfeder, ersetzen Sie sie durch die Ersatzfeder, bauen Sie sie erneut ein und testen Sie die Schiene.



3.3 Demontage und Austausch der Seitengitter



Entfernen Sie zuerst die Gasfeder. Lösen Sie die Mutter mit zwei 14-Zoll-Schlüsseln, entfernen Sie die Mutter, entfernen Sie das Lager und entfernen Sie die Schiene. (Das Bild dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt soll

sich durchsetzen)



3.4 Ausbau und Einbau des Motors

Nachdem Sie die R-Typ-Sicherungsstifte an beiden Enden des Motors entfernt haben, ziehen Sie die Sicherungsstifte heraus. Installieren Sie nach dem Austausch des Motors die Schrauben in der unten gezeigten Reihenfolge. (Das Bild dient nur als Referenz.)



4. Fehlerbehebung

Ausgabe	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Bett lässt sich nicht verstellen mit Positionierungstasten	Hat sich nicht eingeschaltet	Einschalttaste drücken
	Motor ist ausgeschaltet, Motorstörung	Netzkabel prüfen Motor ersetzen, siehe 3.4
	Netzstecker ist nicht eingesteckt korrekt	Netzstecker richtig einstecken
	Fehlfunktion des Steuerungssystems	Kontaktieren Sie den technischen Support
Betthöhenverstellung Versagen	Motor ist ausgeschaltet	Netzkabel prüfen
	Motorstörung	Motor ersetzen, siehe 3.4
	Netzstecker ist nicht eingesteckt korrekt	Netzstecker richtig einstecken
	Fehlfunktion des Netzteils	Kontaktieren Sie den technischen Support
	Fehlfunktion des Steuerungssystems	Kontaktieren Sie den technischen Support
Die Rückplatte kann nicht aus der aufrechten Position abgesenkt Position	Fremdkörper unter dem Backplane oder in der Antriebseinheit	Fremdkörper entfernen
Das Geländer kann nicht angepasst	Schmutziges Geländerschloss	Reinigen Sie den Verriegelungsmechanismus
	Fehlfunktion der Sicherheitsverriegelung des Seitengitters	Seitengitter ersetzen, siehe 3.3
Rollen können nicht gedreht werden	Die rotierende Welle ist festgeklemmt Schmutzstreifen	Reinigen Sie den Drehmechanismus
	Fehlfunktion des internen Mechanismus des Rollens	Lenkrolle ersetzen, siehe 3.1
Kopf kann nicht installiert werden und Trittbrett	Falsche Installationsmethode	Überprüfen Sie den Verriegelungsmechanismus, positionieren Sie den Kopf richtig und Trittbrett, siehe 1.2
	Mechanische Fehlfunktion	Kontaktieren Sie den technischen Support

4.1 Handhabung von Stößelstörungen

Handhabung von Stößelstörungen:

(1) Ursachen für Fehlfunktionen der Stößelstangen:

1. Abnormales Hall-Signal der Stößelstange;
2. Erstmalige Programmierung;
3. Fehlfunktion des Schwesternpults, des Handreglers und des Geländer-Bedienfelds 6S-Systems.

(2) Methode zur Meldung von Fehlfunktionen der Schubstange: Wenn Fehlfunktionen von M1, M3 oder M4 erkannt werden, blinkt die blaue Anzeigelampe des benutzerdefinierten Handcontrollers JCH35-JSSK Saikang.

(3) Fehlerbehebung bei Störungen der Schubstange:

1. Durch Drücken der entsprechenden Tasten heben Sie die M1pus-Stange in die obere Position oder senken sie in die untere Position ab, sodass die Schubstange den „Rückprall“ abschließt und die Störung behoben ist.
2. Durch Drücken der entsprechenden Tasten senken Sie die Schubstangen M3 und M4 in die unterste Position ab, lassen sie vollständig „ausfedern“ und beheben die Störung.
3. Wenn die M3- und M4-Stangen völlig defekt sind, sind die Reverse TR/TR-Tasten nicht gültig;
4. Bei einer Fehlfunktion einer Schubstange, Patientenmobilisierung, Herzposition, TR, Notfall Schaltflächen sind ungültig.

4.2 Prüfverfahren für nicht reagierende Seitengitter-Bedienkonsole

Schritt 1, prüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter gedrückt ist

A. Prüfen: ob der Not-Aus-Schalter gedrückt ist;

B. Prüfmethode: Drehen Sie den Not-Aus-Schalter im Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen (er springt ein kurzes Stück heraus), siehe Abbildung 1-1;

C. Definieren Sie ein Problem: Wenn der Not-Aus-Schalter auftaucht, bedeutet dies, dass er gedrückt wurde. Wenn der Not-Aus-Schalter nicht auftaucht, bedeutet dies, dass er bereits geöffnet ist und nicht gedreht werden muss.

D. Fazit: Testen Sie das Geländer, nachdem Sie die drei oben genannten Schritte abgeschlossen haben. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, gehen Sie zurück zu Schritt 2.



Abb. 1-1



Schritt 2: Überprüfen Sie, ob die Leitplankenschnalle locker ist oder die Stiftkerne verformt sind.

A. Überprüfen Sie den Inhalt: Überprüfen Sie, ob die Schnalle der Seitenschiene locker ist oder die Stiftkerne verformt sind.

B. Prüfmethode: Folgen Sie der Verbindungslinie unter der Seitenschiene der Rückwand und suchen Sie den Seitenschiennenadapter, siehe Abb. 1-2.

C. Problembestimmung: Die Schnalle ist locker, wie in Abb. 1-2 zu sehen, verriegeln Sie die Schnalle; Stiftkerne sind deformiert, mit einem Schlitzschraubendreher Stiftkerne korrigieren, sicherstellen, dass er fest mit dem verbunden ist Adapter;

D. Fazit: Überprüfen Sie nach den obigen drei Schritten das Bedienfeld der Seitenschiene. Wenn es immer noch nicht reagiert, fahren Sie mit Schritt 3 fort.






Abb. 1-2

Schritt 3: Überprüfen Sie, ob der Controllerstecker locker ist

A. Überprüfen Sie den Inhalt: Überprüfen Sie, ob der Controller-Stecker locker ist.

B. Prüfmethode:

• Überprüfen Sie, ob der Controller-Clip am Bettrahmen unter der Rückenplatte locker oder verrutscht ist, siehe Abb. 1–3;

• Überprüfen Sie, ob der Stecker locker ist.




Abb.1-3

C. Problembestimmung: Lose Clips können leicht zu losen Steckern führen. Bitte befestigen Sie die Clips, nachdem die Stecker fest eingesteckt sind.

D. Fazit: Überprüfen Sie nach den drei obigen Schritten das Bedienfeld der Seitenschiene. Wenn es immer noch nicht reagiert, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Schritt 4: Überprüfen Sie, ob der Anschluss der Seitenschiene-Steuerplatine locker ist

A. Überprüfen Sie den Inhalt: Der Anschluss der Seitenschieneplatine ist lose;

B. Prüfmethode: Ziehen Sie den Abdeckungsaufkleber vom Seitenschiene-Bedienfeld ab und lösen Sie mit einem Schraubendreher die 4 Schrauben, siehe Abb. 1–4.




Abb. 1-4

C. Problembestimmung: Wenn der Platinenstecker locker ist, stecken Sie ihn fest ein, siehe Abb. 1-5.




Abb. 1-5

D. Fazit: Überprüfen Sie nach den oben genannten drei Schritten das Bedienfeld der Seitenschiene. Wenn es immer noch nicht reagiert, ist das Bedienfeld beschädigt und sollte ersetzt werden.

4.3 Testverfahren für nicht reagierende Fußbrett-Bedienkonsole

Schritt 1, prüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter gedrückt ist

A. Überprüfen Sie den Inhalt: ob der Not-Aus-Schalter gedrückt ist;

B. Prüfmethode: Drehen Sie den Not-Aus-Schalter im Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen (er springt für kurze Abstand), siehe Bild 2-1;

C. Problembestimmung: Wenn der Not-Aus-Schalter hochspringt, bedeutet dies, dass er gedrückt wurde.

Wenn der Not-Aus-Schalter nicht herauspringt, bedeutet dies, dass er bereits im geöffneten Zustand ist und es es ist nicht nötig, es zu drehen;

D. Fazit: Überprüfen Sie nach den drei obigen Schritten das Bedienfeld der Seitenschiene. Wenn es immer noch nicht reagiert, fahren Sie mit Schritt 2 fort.




Abb. 2-1

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob die Leitplankenschnalle locker ist oder die Stiftkerne verformt sind

A. Überprüfen Sie den Inhalt: Die Trittbrettschnalle ist locker, die Stiftkerne sind deformiert.

B. Prüfmethode: Folgen Sie der Verbindungslinie des Trittbretts, finden Sie den Trittbrettadapter, siehe Bild 2-2;

C. Problembestimmung: Die Schnalle ist locker, verriegeln Sie die Schnalle wie in Abb. 2-2; die Stiftkerne sind verformt, richten Sie die Stiftkerne mit einem Schlitzschraubendreher aus und stellen Sie sicher, dass sie fest mit dem Adapter verbunden sind;

D. Fazit: Überprüfen Sie nach den drei obigen Schritten das Bedienfeld der Seitenschiene. Wenn es immer noch nicht reagiert, fahren Sie mit Schritt 3 fort.




Abb. 2-2

Schritt 3: Überprüfen Sie, ob der Controllerstecker locker ist

A. Überprüfen Sie den Inhalt: Controller-Stecker ist locker;

B. Prüfmethode:

ÿ Überprüfen Sie, ob der Controller-Clip am Betrahmen unter der Rückenplatte locker oder verrutscht ist, siehe Abb. 2-3;

ÿ Überprüfen Sie, ob der Stecker locker ist.






Abb. 2-3

C. Problembestimmung: Lose Clips können leicht zu losen Steckern führen, bitte befestigen Sie die Clips nach die Stecker sind fest eingesteckt;

D. Fazit: Überprüfen Sie nach den oben genannten drei Schritten das Bedienfeld der Seitenschiene. Wenn es immer noch nicht reagiert, ist das Bedienfeld beschädigt und sollte ersetzt werden.

5. Bettpflege

1. Um das Bett sicher nutzen zu können, ist es notwendig, regelmäßige Sicherheitskontrollen am Bett durchzuführen, Es wird empfohlen, alle sechs Monate eine umfassende Inspektion durchzuführen, um sicherzustellen, dass Verbindungsteile nicht locker sind und die Hebefunktion des Bettes normal funktioniert.
2. Die Verbindung der häufig bewegten Teile des Bettes muss mit einem angemessene Menge Öl bei der täglichen Inspektion; wenn ernsthafter Verschleiß festgestellt wird, sollte es ersetzt werden sofort, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der bewegliche Teil in der Abbildung unten:



3. Vermeiden Sie es, mit scharfen Gegenständen auf das Bett zu schlagen und die Beschichtung der Bettoberfläche zu zerkratzen.
4. Bitte vermeiden Sie, dass Bett und Matratze Wasser und Feuchtigkeit aufnehmen, da dies zu Rost, ungewöhnlichen Geräuschen und Bakterienwachstum führen kann. Wenn Wasser verschüttet wurde, wischen Sie es bitte sofort ab.
5. Wenn das Bett altert und seine Lebensdauer erreicht, können die Metallteile und die Kunststoffteile recycelt.

6. Vorsichtsmaßnahmen beim Betträumen

1. Wringen Sie beim Reinigen das mit neutralem Reinigungsmittel und Wasser getränktes Tuch aus, wischen Sie es trocken. wringen Sie das in klarem Wasser getränktes Tuch aus, wischen Sie die Waschmittelreste ab und mit einem trockenen Tuch abwischen.
2. Verwenden Sie keine flüchtigen Stoffe (Verdüner, Treibmittel, Benzin usw.), die chemische Reaktionen hervorrufen können und das Bett beschädigen.

3. Achten Sie beim Reinigen mit einem Desinfektionsmittel darauf, es in der angegebenen Konzentration zu verdünnen. Je nach Zusammensetzung des Desinfektionsmittels kann es Metallteile, Harzteile usw. korrodieren, was zu Verfärbungen, Verformungen und anderen unerwünschten Folgen führen kann. Daher ist das
Die empfohlene Zusammensetzung des Desinfektionsmittels beträgt:

0,05–0,2 % Ammoniumchlorid

0,05–0,2% chloriertes Phenyl

0,05 % Dichlorbenzoldiguanid-Ethan

0,05–0,2 % Natriumhypochlorit

Verwenden Sie keinen Rauchsterilisator oder Autoklaven und verwenden Sie kein Methylphenol zum Reinigen des Kopffußes
Bretter, Bettfüße usw., die Korrosion, Verfärbungen und Abnutzung verursachen können.

Notiz:

1. Vor der Reinigung und Wartung das Netzkabel abziehen
2. Spritzen Sie während der Reinigung KEIN Wasser, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden
3. Achten Sie beim Reinigen des Bettes oder beim Wechseln der Bettwäsche auf die Ecken, Kanten und Schrauben
Teile des Rahmens, um Kratzer zu vermeiden.

7. Matratzenpflege

1. Vermeiden Sie bei der Verwendung Kratzer auf dem Stoff mit scharfkantigen Geräten oder Messern, bedecken Sie ihn mit
oder Reinigungspads und reinigen Sie es regelmäßig, um es sauber und trocken zu halten.
2. Reinigen Sie den Matratzenbezug regelmäßig mit einem Staubsauger, er kann direkt mit Wasser gewaschen werden
oder Reinigungsmittel.
3. Lüften Sie die Matratze häufig, damit Sie frisch und bequem schlafen, aber achten Sie darauf, dass Sie nicht
die Matratze zu lange der Sonne aussetzen.
4. Wenn der Stoff versehentlich verschmutzt ist, beachten Sie bitte die entsprechende Reinigungsempfehlung
Methode in der Anleitung. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien zum Reinigen des Stoffes.
5. Wenn Sie versehentlich Kaugummi oder andere klebeähnliche Gegenstände auf den Stoff bekommen, wischen Sie ihn nicht ab
mit Gewalt. Sie können einen Eisbeutel verwenden, um es aushärten zu lassen und es dann vorsichtig abziehen.
6. Wenn sich der Faden aufgrund von Verschleiß löst, kann er nicht von Hand gebrochen werden, und er
sollten mit einer Schere gekürzt werden.

8. Inspektion und Wartung der Rollen

1. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, vermeiden Sie das Anstoßen an schwere Gegenstände oder Überlastung, da dies zu
Beschädigung der Rollen.
2. Die Rollen sollten regelmäßig mit Schmierfett behandelt werden, die Häufigkeit der Anwendung
sollte entsprechend der spezifischen tatsächlichen Nutzungssituation bestimmt werden. Unter normalen Bedingungen,
Das Fett sollte alle sechs Monate aufgetragen werden.
3. Achten Sie nach der Reinigung der Rollenausrüstung auf die Zugabe von Schmierfett. Die Auswahl von
Schmierfett sollte auf der tatsächlichen Nutzung Umgebung, spezielle hohe niedrige basieren
Temperaturumgebung usw.












4. Es ist verboten, das Bett mit Gewalt zu schieben, wenn die Rollen gebremst sind, da dies zu Schäden führen kann zum Bremssystem.
5. Der Verschleiß der Lauffläche der Lenkrolle kann durch visuelle Inspektion festgestellt werden. Einige Ansammlungen wie Fäden und gesponnenes Garn können sich um die Rolle wickeln. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern der Lenkrolle, reinigen Sie die Rückstände und prüfen Sie, ob das Lager der Lenkrolle beschädigt. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, kann die Rolle wieder zusammengebaut und verwendet werden.
6. Die Entscheidung, ob die gesamte Rolle ausgetauscht werden muss, richtet sich nach dem Verschleißzustand. Nachdem die Rolle ersetzt oder neu installiert, stellen Sie sicher, dass die Achsschraube und die Mutter zuverlässig verbunden sind, und verwenden Sie Verwenden Sie möglichst keine Federscheiben oder Federmuttern.
7. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen funktionieren normalerweise und überprüfen Sie die Bremsen täglich oder vor jedem Gebrauch. Für ein Krankenhausbett mit Wenn Sie mehrere Bremsrollen haben, können Sie immer nur eine Bremsrolle gleichzeitig blockieren und versuchen, das Bett zu schieben Überprüfen Sie, ob die Bremsleistung jeder Rolle gut ist. Wenn die Rollenbremse nicht funktioniert Funktion aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Rolle, ersetzen Sie die Rolle sofort und testen Sie die Bremssystem.
8. Wenn der Mechanismus des Bremssystems beschädigt ist und die Bremse repariert werden muss oder ersetzt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler. Jedes Mal, wenn die Bremsen ausgetauscht werden, muss die Bremsleistung der Lenkrollen erneut geprüft werden.













9. Wartung der Seitengitter








1. Bitte überprüfen Sie, ob die Seitengitter richtig montiert sind, um zu verhindern, dass der liegende Patient Verschieben und Abrollen.
2. Bitte überprüfen Sie immer die Schrauben der Seitenschiene und der Seitenschienebeschläge, um ein Lösen zu verhindern und herunterfallen.
3. Bitte verwenden Sie den roten Teil des Seitengittergriffs richtig. Ziehen Sie nicht mit roher Gewalt, da dies zu einer Beschädigung des Seitengitters führen kann.

10. Liste der Verschleiß- und Ersatzteile

Nr.	Name	Materialcode	Bild	Spezifikation
1	V21 Kopfteil	GPSL101TS648		990*460
2	V21 Trittbrett	GPSL101TS648		990*460

3	V21 Bettbrett 1	GPSL101TS610		733*903/PP/weiß
4	V21 Bettbrett 2	GPSL101TS611		333*903/PP/weiß
5	V21 Bettbrett 3	GPSL101TS613		373*903/PP/weiß
6	V21 Bettbrett 4	GPSL101TS614		473*903/PP/weiß
7	V21 Rückwand Geländer, mit Bedienfeld links, Blasform	GPSL101TS604		924*350mm/PP/weiß
8	V21 Rückwand Geländer, mit Bedienfeld rechts, Blasform	GPSL101TS605		924*350mm/PP/weiß
9	V21 Trittbrett Leitplanke, links, Schlag Formen	GPSL101TS608		924*350mm/PP/weiß
10	V21 Trittbrett Leitplanke, rechts, Schlag Formen	GPSL101TS609		924*350mm/PP/weiß
11	V21 Geländer 5-Funktionen-Steuerung Blende, links	LGPDJ101TS820		Rückenlehne, Knielehne, Rücken- und Knielehne, Betthöhe, Schloss, CPR, Patient Mobilisierung
12	V21 Geländer 5-Funktionen-Steuerung Blende, rechts	LGPDJ101TS819		Rückenlehne, Kniestütze, Rücken+Knielehne, Betthöhe, Schloss, CPR, Patient Mobilisierung
13	Schwesternbedienfeld	/		/

14	V21 Rückwand Leitplankenaufkleber	LGPFU101TS416		780*35*0,4
15	V21 Trittbrett Leitplankenaufkleber	LGPFU101TS417		750*35*0,4
16	Leitplanke Dämpfer (weiß)	LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	30-50 Entwässerung Haken	VONKBGKM02806		30-50 (Kunststoff)
18	Edelstahl IV Stange mit 4 Kunststoff Haken	S0FJSY010003		ÿ16-19/cremeweiß
19	Fußabdeckung (links) BYKBGKM02402			Weiß
20	Fußabdeckung (rechts) BYKBGKM02403			Weiß
21	Bettfußabdeckung	BYKBGKM02404		Weiß
22	Bremspedal (links) A BYKBGKM02817			Grün
23	Bremspedal (links) B BYKBGKM02818			Rot
24	Bremspedal (rechts) A	BYKBGKM02819		Grün
25	Bremspedal (rechts) B	BYKBGKM02820		Rot

26	5 Zoll zentral Steuerung beidseitig Rad	BYDYGX105134		/
27	JC-Motor 200 Vertikale <small>(manuelle Herz-Lungen-Wiederbelebung, Hall)</small>	LGPDJ101TS821		JC35L10Y4424200/385VG DZK2102D0
28	JC Kniestützenmotor 100 horizontal	LGPDJ101TS805		JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	JC Höhenmotor 150 horizontal	LGPDJ101TS806		JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
30	JC 3m Netzkabel	LGPDJ101TS694	/	GB 3 Stecker
31	JC 5-Funktionen Regler	LGPDJ101TS818		JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 100-03-14
32	Not-Aus Schaltkasten	LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5-Funktionen Schwesternbedienfeld	LGPDJ101TS721		/
34	JC Nachlicht	LGPDJ101TS714	/	JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Adapterbox JCP35C5	LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	JC Batteriekasten	LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

37 JC-Adapterkabel LGPDJ101TS722	/	1,5 m, cremeweiß, 10-adrig Kristallkopf wasserdicht gebogen 9-poliger wasserdichter Motorstecker 10-poliges Übertragungskabel
38 JC-Adapterkabel LGPDJ101TS839	/	1,5 m, cremeweiß, 10-adrig Kristallkopf wasserdicht gebogen 8-adrig gelb Motor gerader Stecker 6-poliges Patchkabel

Hinweis: Aufgrund der Erneuerung der Produktpalette sind Teile des Originalprodukts möglicherweise nicht verfügbar.
(Das Unternehmen garantiert die Verfügbarkeit der Teile für verkaufte Produkte innerhalb von 6 Jahren nach deren Produktionsende.)

11. Verpackung, Transport- und Lagerbedingungen

1. Die Verpackung des Handbettes erfolgt gemäß Vertrags- bzw. Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Produkts Stöße und heftige Vibrationen sowie direkte Sonneneinstrahlung und Regen.
3. Geschäftsbedingungen:
 - a) Umgebungstemperatur: -40° ÷ 70°
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≥ 95 %
 - c) Luftdruck: 500 hPa ÷ 1060 hPa
 - d) Spannung: 100-220±22V
 - e) Netzfrequenz: 50±5 Hz
4. Die Gerätesicherheitsklassifizierung ist Klasse I, mit interner Stromversorgung, Schutztyp B.
 - a) Betriebsspannung: 24V
 - b) Eingangsleistung: 300VA
 - c) Sicherungsautomat, Nennwert: F3AL 250V÷5×20mm
 - d) Betriebssystem: intermittierende Belastung und Dauerbetrieb
 - e) Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten: IPX4
 - f) Geräte, die nicht vom Typ AP/APG sind

12. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die Anlagepapiere und die Rechnung dieser
2. Produkt, Sie müssen diese präsentieren, um After-Sales zu genießen
3. Wartungsservice.
4. Wenn Sie während des Gebrauchs Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.
5. damit unser Unternehmen Ihnen genaue und effiziente

6. Technischer Support und Wartungsleistungen rechtzeitig.

7. Ab Kaufdatum und innerhalb eines Jahres, wenn eine Fehlfunktion oder ein Schaden auftritt

Wenn das Produkt gemäß den Anweisungen richtig installiert und verwendet wird, können Sie genießen
Kostenlose Garantie und lebenslanger Wartungsservice gegen Vorlage eines „Zertifikats“ oder einer Rechnung.

8. Um unnötige Schäden zu vermeiden, zerlegen Sie die Innenteile dieses Produkts nicht selbst.

Wenn Sie feststellen, dass die Nutzung durch Qualitätsprobleme beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Unternehmens
Serviceabteilung oder dem autorisierten Händler.

9. Ab dem Kaufdatum innerhalb von 1 Jahr, wenn das Produkt nicht normal funktionieren kann aufgrund von

Wenn es Qualitätsprobleme gibt, repariert das Unternehmen es für den Kunden kostenlos.

10. Die Garantie wird gemäß den vertraglichen Bestimmungen gewährt. Außerhalb der Garantie

In diesem Zeitraum ist das Unternehmen für die Wartung, die Bereitstellung von Zubehör und die Implementierung verantwortlich
lebenslanger Service für Kunden.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol zeigt

Eine durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung bedarf.

in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit gekennzeichnet sind

dieses Symbol. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen
an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Jiangsu Saikang Medizinische Ausrüstung Co., Ltd.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

LETTO MALATO

MODELLO:V8V8C-CPR

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più prestigiosi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.


Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LETTO MALATO

MODELLO: V8V8C-CPR



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Panoramica

Questo manuale è applicabile al letto ospedaliero elettrico V8v8c e include il metodo di installazione, l'utilizzo e istruzioni per la manutenzione, ecc.

La grafica in questo manuale è solo per riferimento dell'utente, fare riferimento al prodotto effettivo durante operazione.

Questo manuale include la descrizione del prodotto, le istruzioni, la manutenzione e alcuni dati tecnici e informazioni.

In caso di domande, contattare il nostro servizio post-vendita o il proprio distributore.

Chiunque utilizzi questo manuale è tenuto a leggerlo attentamente e a seguirne scrupolosamente le istruzioni.

Salvo alcune situazioni impreviste, richiediamo agli utenti di avere familiarità con le guide all'uso e questioni che richiedono attenzione.

1. Guida all'installazione del prodotto

1.1 Elenco degli accessori standard

Dopo aver aperto la cassa di imballaggio, controllare che le seguenti parti siano complete:

Tabella a:




№	Nome	Immagine	Specificazione	Quantità	Unità
1	Testa piede imballaggio del cartone scatola		controllare la tabella a.1 qui sotto	1	scatola
2	Asta portaflebo		№16-19/bianco sporco	1	per pc
3	Piattaforma letto		Dimensioni: 2048*1047	1	per pc
4	Confezione di viti	/	Controllare la tabella a.2 qui sotto	1	borsa

Tabella a.1








Nome	Immagine	Specificazione	Quantità	Unità
1 Testiera		990*460	1	per pc
2 Pedana		990*460	1	per pc



Tabella a.2



Numero	Nome	Immagine	Specificazione	Quantità	Unità
1	Drenaggio 30-50 gancio		30-50 (plastica)	2	per pc
2	Non 154		∅21,7*154	2	per pc
3	Non 184		∅21,7*184	2	per pc
4	Rondella piatta		f12	4	per pc
5	Dado di marmellata		M12	4	per pc

1.2 Installazione della testiera e della pediera

(l'immagine non corrisponde esattamente all'oggetto reale, è solo a scopo di riferimento per la guida all'installazione)



Pali della testiera: $\gamma 21,7 \times 154$, pali della pediera: $\gamma 21,7 \times 184$, il metodo di installazione è come mostrato nella figura seguente:





1.3 Installazione del gancio di drenaggio

Preparare il gancio di drenaggio, ruotare la fibbia concava del gancio di drenaggio verso il basso, quindi allacciarla in basso sulla trave del telaio del letto, vedi foto:





1.4 Installazione del palo IV


Installazione della parte primaria: posizionare la parte primaria del gancio in plastica sulla parte superiore dell'acciaio inossidabile da 16 mm di diametro palo e premerlo verso il basso.

Installazione della parte secondaria: posizionare la parte secondaria del gancio in plastica sopra quella primaria, allineare la parte del gancio secondario si aggancia alla presa del primario e si preme verso il basso; dopo aver sentito un "clic", verificare che la clip sia ben stretta; in tal caso, l'installazione è completata; in caso contrario, continuare a premere verso il basso.

Posizionare l'asta portaflebo verticalmente in una delle apposite sedi.



2. Guida all'utilizzo del prodotto



1- Testiera 2- Asta portaflebo 3- Sponda laterale 4 - Tavola del letto

5- Pedana 6- Rotella 7- Telaio del letto 8- Gancio di scarico 9- CPR


Parametri tecnici:

1	Piattaforma letto dimensione	lunghezza	mm	1925±10
		larghezza		900±10
		altezza		455±10
2	Dimensione complessiva	lunghezza	mm	2085±10
		larghezza		1025±10
		altezza		(455-745)±10
3	Gamma di inclinazione	schienale	/	0 ~ 75±10°
		poggia ginocchia		0 ~ 32±10°
		trendelenburg inverso		0 ~ 12±2°
		tendenza		0 ~ 12±2°
4	Peso	Carico di lavoro sicuro	/	170


2.1 Utilizzo delle rotelle

In questo prodotto viene utilizzato il sistema di chiusura centralizzata, che può bloccare tutte e quattro le ruote controllando il pedale del freno su un lato. Premere il pedale verde verso il basso per sbloccare le rotelle, premere il pedale rosso verso il basso per bloccare i catering.

Le figure sottostanti mostrano due stati delle ruote:



Stato bloccato




Stato sbloccato


2.2 Utilizzo delle sponde laterali

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, fa fede il prodotto reale.)

Per sollevare la sponda laterale: tenere la sponda e tirarla verso l'alto, quando si sente un "clic" significa che la sponda è bloccata, vedere l'immagine:





Per abbassare la sponda laterale: sbloccare la sponda, abbassarla lentamente, vedere l'immagine:



2.3 Utilizzo della RCP

Lo schienale di questo letto può essere abbassato all'istante durante il trattamento di emergenza. Metodo di funzionamento: tirare verso l'alto la manovella rossa CPR per realizzare il rapido abbassamento della tavola dello schienale.






Sgancio immediato dello schienale

2.4 Utilizzo del palo IV

Regolazione dell'altezza dell'asta per flebo: prima svitare il manicotto rotante esterno, in senso antiorario, inserire il tubo interno dell'asta per flebo nel manicotto rotante, quindi regolare l'altezza dell'asta per flebo secondo necessità. Dopo aver regolato l'altezza richiesta, stringere il manicotto rotante esterno, in senso orario. Il carico di lavoro sicuro di ogni singolo gancio è di 2 kg, il carico di lavoro sicuro totale è di 8 kg.

(intervallo di regolazione dell'altezza: 890-1540 mm, l'immagine è solo di riferimento)




2.5 Utilizzo del pannello di controllo della guida laterale


Pannello di controllo esterno della guida laterale




Pannello di controllo interno della guida laterale




2.5.1 Pannello di controllo interno della guida laterale



2.5.2 Pannello di controllo esterno della sponda laterale




2.6 Utilizzo del pannello di controllo infermieristico



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Sollevare lo schienale | 14. Blocco Trendelenburg |
| 2. Parte bassa della schiena | 15. Accensione/spengimento |
| 3. Sollevare il poggia ginocchia | 16. Arresto di emergenza |
| 4. Appoggio inferiore del ginocchio | 17. Trendelenburg |
| 5. Sollevamento della schiena + appoggio per le ginocchia | 18. Posizione cardiaca |
| 6. Parte bassa della schiena + riposo per le ginocchia | 19. Posizione infermieristica |
| 7. Sollevare il letto | 20. Mobilitazione del paziente |
| 8. Letto inferiore | 21. Rianimazione cardiopolmonare |
| 9. Trendelenburg inverso | |
| 10. Trendelenburg | |
| 11. Bloccare lo schienale | |
| 12. Bloccare il poggia ginocchia | |

2.7 Composizione del sistema di controllo elettronico

2.7.1 Schema del sistema di controllo elettronico



Priorità dell'operatore:

(1) Pannello di controllo infermieristico > Comando manuale > Pannello di controllo della sponda laterale;

(2) Un pulsante prioritario può interrompere e terminare la stessa operazione del pulsante prioritario (tranne la mano controller), quando un pulsante viene rilasciato e un altro è ancora premuto, il funzionamento dell'ultimo uno è continuato;

(3) I tasti ad alta priorità (eccetto CPR, TR e STOP) possono interrompere e terminare i tasti a bassa priorità. Quando un pulsante viene rilasciato e un altro è ancora premuto, il funzionamento dell'ultimo è continua. Quando si preme il pulsante CPR, TR o STOP durante l'operazione di un altro pulsante, CPR, TR o Viene eseguita l'operazione STOP.

2.8.2 Elenco delle parti di controllo elettronico


Nome	Quantità
JC motor 200 verticale (CPR manuale)	1
JC poggia ginocchia motore 100 orizzontale	1
JC piattaforma letto altezza motore 150 orizzontale	2
Pannello di controllo JC 5 funzioni	1
Cavo di alimentazione JC 3m (ambientale)	1

Pannello di controllo infermieristico JC a 5 funzioni	1
JC 5-funzioni controller manuale	1
Scatola dell'interruttore di arresto di emergenza	1
Luce notturna JC	1
Scatola adattatore JCP35C5	1
Scatola batteria JC	1
Cavo adattatore JC	2
Cavo adattatore JC	1
Pannello di controllo 5 funzioni sponda laterale V21, sinistra	1
Pannello di controllo V21side rail 5 funzioni, destro	1

3. Sostituzione e manutenzione dei pezzi di ricambio

3.1 Smontaggio e sostituzione delle rotelle


Utilizzare una chiave da 10 pollici per svitare il bullone, estrarre la vite, le rondelle elastiche piatte, il pedale del freno, l'anello di sicurezza in plastica, l'asta esagonale, ecc., sostituire con una rotella di ricambio, rimettere il bullone nel presa, stringere il dado.



3.2 Smontaggio e sostituzione della molla a gas della guida laterale


(l'immagine è solo di riferimento)

Utilizzare calibri esterni per estrarre le molle a scatto dei perni di testa e di coda, rimuovere la molla a gas, sostituirla con quella di scorta, reinstallarla, testare il binario.





3.3 Smontaggio e sostituzione della sponda laterale

Per prima cosa rimuovere la molla a gas, utilizzando due chiavi da 14 pollici allentare il dado, rimuovere il dado, rimuovere il cuscinetto, rimuovere la guida. (L'immagine è solo di riferimento, il prodotto effettivo deve prevalere)



3.4 Rimozione e sostituzione del motore

Dopo aver rimosso i perni di bloccaggio di tipo R su entrambe le estremità del motore, estrarre i perni di bloccaggio. Dopo la sostituzione del motore, installare i bulloni nell'ordine mostrato di seguito. (la foto è solo di riferimento)



4. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile motivo	Risoluzione dei problemi
Il letto non può essere regolato utilizzando i pulsanti di posizionamento	Non si è acceso	Premere il pulsante di accensione
	Il motore è spento, Malfunzionamento del motore	Controllare i cavi di alimentazione Sostituire il motore, vedere 3.4
	La spina di alimentazione non è collegata correttamente	Collegare correttamente la spina di alimentazione
	Malfunzionamento del sistema di controllo	Contatta il supporto tecnico
Regolazione dell'altezza del letto fallimento	Il motore è spento	Controllare i cavi di alimentazione
	Malfunzionamento del motore	Sostituire il motore, vedere 3.4
	La spina di alimentazione non è collegata correttamente	Collegare correttamente la spina di alimentazione
	Malfunzionamento della scatola di alimentazione	Contatta il supporto tecnico
	Malfunzionamento del sistema di controllo	Contatta il supporto tecnico
La piastra posteriore non può essere abbassata da verticale posizione	Oggetti estranei sotto il backplane o nell'unità di azionamento	Rimuovere oggetti estranei
Il guardrail non può essere aggiustato	Blocco del guardrail sporco	Pulisci il meccanismo di bloccaggio
	Malfunzionamento del blocco di sicurezza della sponda laterale	Sostituire la sponda laterale, vedere 3.3
Le rotelle non possono girare	L'albero rotante è bloccato da strisce di terra	Pulisci il meccanismo rotante
	Malfunzionamento dell'interno meccanismo della rotella	Sostituire la rotella, vedere 3.1
Impossibile installare la testa e pedana	Metodo di installazione errato	Controllare il meccanismo di bloccaggio, posizionare correttamente la testa e pedana, vedi 1.2
	Malfunzionamento meccanico	Contatta il supporto tecnico

4.1 Gestione del malfunzionamento dell'asta di spinta

Gestione dei malfunzionamenti dell'asta di spinta:

(1) Cause di malfunzionamento delle aste di spinta:

1. Segnale Hall anomalo dell'asta di spinta;
2. prima programmazione;
3. Malfunzionamento del sistema 6S del pannello di controllo del corrimano, del telecomando e del banco infermiere.

(2) Metodo di segnalazione del malfunzionamento dell'asta di spinta: se vengono rilevati malfunzionamenti M1, M3, M4, l'indicatore blu del controller manuale personalizzato JCH35-JSSK Saikang lampeggia.

(3) Risoluzione dei problemi di malfunzionamento dell'asta di spinta:

1. Premendo i pulsanti corrispondenti, sollevare l'asta M1plus nella posizione superiore o abbassarla nella posizione inferiore, in modo che l'asta di spinta completi il "rimbalzo" e il malfunzionamento venga risolto;
2. Premendo i pulsanti corrispondenti, abbassare le aste di spinta M3, M4 nella posizione inferiore, farle "rimbalzare" completamente e risolvere il malfunzionamento;
3. Quando le aste M3, M4 sono completamente malfunzionanti, i pulsanti Reverse TR/TR non sono valido;
4. Quando un'asta di spinta non funziona correttamente, mobilitazione del paziente, posizione cardiaca, TR, emergenza i pulsanti non sono validi.

4.2 Metodo di prova per pannello di controllo della sponda laterale non reattivo

Fase 1, verificare se l'interruttore di arresto di emergenza è premuto

A. Controllare: se l'interruttore di arresto di emergenza è premuto;

B. Metodo di controllo: ruotare l'interruttore di arresto di emergenza in senso orario per aprirlo (rimbalza per una breve distanza), vedere figura 1-1;

C. Definire un problema: se l'interruttore di arresto di emergenza salta fuori, significa che è stato premuto; se l'interruttore di arresto di emergenza non salta fuori, significa che è già nello stato aperto e non è necessario ruotarlo;

D. Conclusione: una volta completati i tre passaggi precedenti, testare il guardrail; se non si ottiene ancora risposta, tornare al passaggio 2.




Foto 1-1



Fase 2: verificare se la fibbia del guardrail è allentata o se i perni sono deformati.

A. Controllare il contenuto: verificare se la fibbia della guida laterale è allentata o se i nuclei dei perni sono deformati;

B. Metodo di controllo: seguire la linea di collegamento sotto la guida laterale del pannello posteriore, trovare l'adattatore della guida laterale, vedere foto 1-2;

C. Determinazione del problema: la fibbia è allentata, come nelle foto 1-2 bloccare la fibbia; i perni sono deformato, utilizzando un cacciavite a lama piatta rettificare i nuclei dei pin, assicurarsi che sia collegato saldamente con il adattatore;

D. Conclusione: dopo aver eseguito i tre passaggi precedenti, controllare il pannello di controllo della sponda laterale; se continua a non rispondere, passare al passaggio 3.






Foto 1-2

Passaggio 3, verificare se la spina del controller è allentata

A. Controllare il contenuto: verificare che la spina del controller non sia allentata;

B. Metodo di controllo:

• Controllare se la clip del controller sul telaio del letto sotto la piastra posteriore è allentata o spostata, vedere foto 1-3;

• Controllare se la spina è allentata;




Foto 1-3

C. Determinazione del problema: le clip allentate possono facilmente causare l'allentamento delle spine, si prega di fissare le clip dopo aver inserito saldamente le spine;

D. Conclusione: dopo aver eseguito i tre passaggi precedenti, controllare il pannello di controllo della sponda laterale; se continua a non rispondere, passare al passaggio 4.

Passaggio 4, verificare se il connettore della scheda del circuito di controllo della guida laterale è allentato

A. Controllare il contenuto: il connettore della scheda del circuito della guida laterale è allentato;

B. Metodo di controllo: staccare l'adesivo di copertura dal pannello di controllo della guida laterale, utilizzando un cacciavite svitare 4 viti, vedere foto 1-4;




Foto 1-4

C. Determinazione del problema: se il connettore della scheda del circuito è allentato, collegarlo saldamente, vedere fig. 1-5;




Foto 1-5

D. Conclusione: dopo aver eseguito i tre passaggi precedenti, controllare il pannello di controllo della sponda laterale; se continua a non rispondere, significa che è danneggiato e deve essere sostituito.

4.3 Metodo di prova per pannello di controllo della pedana non reattivo

Fase 1, verificare se l'interruttore di arresto di emergenza è premuto

A. Controllare il contenuto: se l'interruttore di arresto di emergenza è premuto;

B. Metodo di controllo: ruotare l'interruttore di arresto di emergenza in senso orario per aprire (rimbalza per un breve distanza), vedi fig.2-1;

C. Determinazione del problema: se l'interruttore di arresto di emergenza salta fuori, significa che è stato premuto; se l'interruttore di arresto di emergenza non si solleva, significa che è già nello stato aperto e lì non c'è bisogno di ruotarlo;

D. Conclusione: dopo aver eseguito i tre passaggi precedenti, controllare il pannello di controllo della sponda laterale; se continua a non rispondere, passare al passaggio 2.



Foto 2-1

Fase 2, verificare se la fibbia del guardrail è allentata o se i perni sono deformati

A. Controllare il contenuto: la fibbia della pedana è allentata, i perni sono deformati;

B. Metodo di controllo: seguire la linea di collegamento della pedana, trovare l'adattatore della pedana, vedere foto.2-2;

C. Determinazione del problema: la fibbia è allentata, come nella foto 2-2 bloccare la fibbia; i perni sono deformati, utilizzando un cacciavite a lama piatta rettificare i perni, assicurarsi che siano collegati saldamente all'adattatore;

D. Conclusione: dopo aver eseguito i tre passaggi precedenti, controllare il pannello di controllo della sponda laterale; se continua a non rispondere, passare al passaggio 3.




Foto 2-2

Passaggio 3, verificare se la spina del controller è allentata

A. Controllare il contenuto: la spina del controller è allentata;

B. Metodo di controllo:

ÿ Controllare se la clip del controller sul telaio del letto sotto la piastra posteriore è allentata o spostata, vedere foto 2-3;

ÿ Controllare se la spina è allentata;





Foto 2-3

C. Determinazione del problema: le clip allentate possono facilmente causare l'allentamento delle spine, si prega di fissare le clip dopo le spine sono inserite saldamente;

D. Conclusione: dopo aver eseguito i tre passaggi precedenti, controllare il pannello di controllo della sponda laterale; se continua a non rispondere, significa che è danneggiato e deve essere sostituito.

5. Manutenzione del letto

1. Per utilizzare il letto in modo sicuro, è necessario effettuare regolari ispezioni di sicurezza sul letto, si consiglia di effettuare un'ispezione completa ogni sei mesi per garantire la le parti di collegamento non siano allentate e la funzione di sollevamento del letto funzioni normalmente.
2. Il collegamento delle parti del letto che si muovono frequentemente deve essere lubrificato con un quantità appropriata di olio durante l'ispezione giornaliera; se si riscontra un'usura grave, è necessario sostituirlo immediatamente per garantire la sicurezza. La parte mobile nella figura sottostante:



3. Evitare di colpire il letto e di graffiare il rivestimento della superficie del letto con oggetti appuntiti.
4. Si prega di evitare che il letto e il materasso assorbano acqua e umidità, il che potrebbe causare ruggine, rumori anomali e crescita batterica. Se è stata versata acqua, si prega di asciugarla immediatamente.
5. Quando il letto invecchia e raggiunge il suo tempo di vita utile, la parte metallica e le parti in plastica possono essere riciclate.

6. Precauzioni per la pulizia del letto

1. Durante la pulizia, strizzare il panno imbevuto di detergente neutro diluito con acqua, asciugarlo, quindi strizzare il panno imbevuto di acqua pulita, pulire i residui degli ingredienti del detersivo e infine pulire con un panno asciutto.
2. Non utilizzare prodotti volatili (diluenti, propellenti, benzina, ecc.) che possono causare reazioni chimiche e danneggiare il letto.

3. Quando si pulisce con un disinfettante, assicurarsi di utilizzarlo dopo averlo diluito alla concentrazione specificata. A seconda della composizione del disinfettante, potrebbe corrodere parti metalliche, parti in resina, ecc., causando scolorimento, deformazione e altre conseguenze indesiderate. Pertanto, il contenuto consigliato del disinfettante è il seguente:

0,05-0,2% cloruro di ammonio

0,05-0,2% fenile clorurato

0,05% diclorobenzene biguanide etano

0,05-0,2% di ipoclorito di sodio

Non utilizzare sterilizzatori o autoclavi per fumatori e non utilizzare metilfenolo per pulire la testa e il piede. tavola, piedini del letto, ecc., che possono causare corrosione, scolorimento, deterioramento.

Nota:

1. Scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia e della manutenzione
2. Durante la pulizia, NON spruzzare acqua per evitare cortocircuiti e scosse elettriche
3. Quando si pulisce il letto o si cambia la biancheria, prestare attenzione agli angoli, ai bordi e alle viti parti del telaio per evitare graffi.

7. Manutenzione del materasso

1. Evitare di graffiare il tessuto con utensili o coltelli affilati quando lo si utilizza, coprirlo con fogli o spugnette per la pulizia e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
2. Pulire regolarmente il coprimaterasso con un aspirapolvere, può essere lavato direttamente con acqua o detersivo.
3. Arieggia spesso il materasso per mantenere il sonno fresco e confortevole, ma fai attenzione a non esporlo il materasso al sole per troppo tempo.
4. Se il tessuto si macchia accidentalmente, fare riferimento alle istruzioni per la pulizia corrispondenti metodo nelle istruzioni. Non usare prodotti chimici corrosivi per pulire il tessuto.
5. Se accidentalmente si sporca il tessuto con chewing gum o altri oggetti simili alla colla, non pulirlo forzatamente. Puoi usare un impacco di ghiaccio per farlo indurire e poi staccarlo delicatamente.
6. Se il filo risulta allentato a causa dell'usura, non può essere rotto a mano e dovrebbe essere tagliato corto con le forbici.

8. Ispezione e manutenzione delle rotelle

1. Controllare regolarmente le rotelle, evitare di urtare oggetti pesanti o sovraccaricarle, perché ciò causerebbe danni alle rotelle.
2. Le rotelle devono essere lubrificate regolarmente con grasso lubrificante, la frequenza di utilizzo dell'apparecchio dovrebbe essere determinato in base alla specifica situazione di utilizzo effettivo. In condizioni normali, il grasso dovrebbe essere applicato ogni sei mesi.
3. Dopo aver pulito l'attrezzatura della rotella, prestare attenzione all'aggiunta di grasso lubrificante. La selezione di il grasso lubrificante deve essere basato sull'ambiente di utilizzo effettivo, in particolare alto basso temperatura ambiente, ecc.












4. È vietato spingere il letto con forza quando le rotelle sono frenate, il che causerà danni all'impianto frenante.
5. L'usura del battistrada del caster può essere rilevata tramite ispezione visiva. Alcuni accumuli come fili e filati possono avvolgersi attorno alla rotella. Rimuovere i bulloni e i dadi della rotella, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della rotella è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, la rotella può essere rimontata e utilizzata.
6. La decisione se sostituire l'intera rotella è in base alle condizioni di usura. Dopo che la rotella è sostituito o reinstallato, assicurarsi che il bullone e il dado dell'assale siano collegati in modo affidabile e utilizzare il più possibile rondelle elastiche o dadi di bloccaggio.
7. Per le ruote dotate di freni, è necessario controllare regolarmente se i freni funzionano normalmente, e controllare i freni ogni giorno o prima di ogni utilizzo. Per un letto d'ospedale dotato di più ruote girevoli con freno, puoi bloccare solo una ruota girevole con freno alla volta e provare a spingere il letto verso controllare se le prestazioni di frenata di ogni caster sono buone. Se il freno caster non riesce a funzione dovuta all'usura o al danneggiamento della rotella, sostituire immediatamente la rotella e ripetere il test sistema frenante.
8. Se il meccanismo del sistema frenante è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato. Ogni volta che i freni vengono sostituite, è necessario testare nuovamente le prestazioni dei freni delle rotelle.













9. Manutenzione delle sponde laterali








1. Controllare che le sponde laterali siano installate correttamente per evitare che il paziente sdraiato spostamento e rotolamento.
2. Controllare sempre le viti della guida laterale e i raccordi della guida laterale, per evitare che si allentino e cadendo.
3. Utilizzare correttamente la parte rossa della maniglia della sponda laterale; non tirare con forza bruta, poiché ciò potrebbe danneggiare la sponda laterale.

10. Elenco delle parti soggette ad usura e di ricambio

Numero	Nome	Codice materiale	Immagine	Specificazione
1	Testiera V21	GPSL101TS648		990*460
2	Pedana V21	GPSL101TS648		990*460

3	V21 tavola letto 1	GPSL101TS610		733*903/PP/bianco
4	V21 tavola letto 2	GPSL101TS611		333*903/PP/bianco
5	V21 tavola letto 3	GPSL101TS613		373*903/PP/bianco
6	V21 tavola letto 4	GPSL101TS614		473*903/PP/bianco
7	Pannello posteriore V21 parapetto, con pannello di controllo, sinistro, stampaggio a soffiaggio	GPSL101TS604		924*350mm/PP/bianco
8	Pannello posteriore V21 parapetto, con pannello di controllo, destro, stampaggio a soffiaggio	GPSL101TS605		924*350mm/PP/bianco
9	Pedana V21 guardrail, sinistra, colpo stampaggio	GPSL101TS608		924*350mm/PP/bianco
10	Pedana V21 guardrail, a destra, colpo stampaggio	GPSL101TS609		924*350mm/PP/bianco
11	Parapetto V21 Controllo a 5 funzioni pannello, sinistra	Modello LGPDJ101TS820		Schienale, poggia ginocchia, schienale+poggia ginocchia, altezza del letto, blocco, RCP, paziente mobilitazione
12	Parapetto V21 Controllo a 5 funzioni pannello, destra	Modello LGPDJ101TS819		Schienale, poggia ginocchia, schienale + poggia ginocchia, altezza del letto, blocco, RCP, paziente mobilitazione
13	Pannello di controllo infermieristico	/		/

14	Pannello posteriore V21 adesivo guardrail	Modello: LGPFU101TS416		780*35*0.4
15	Pedana V21 adesivo guardrail	Modello: LGPFU101TS417		750*35*0,4
16	Parapetto ammortizzatore (bianco)	Modello LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	Drenaggio 30-50 gancio	DI KGBKM02806		30-50 (plastica)
18	Acciaio inossidabile IV palo con 4 plastica ganci	S0FJSY010003		ÿ16-19/bianco sporco
19	Copripiede (sinistro) BYKGBKM02402			bianco
	Copertura per 20 piedi (destra) BYKGBKM02403			bianco
21	copri piedi del letto	BYKGBKM02404		bianco
22	Pedale del freno (sinistro) A BYKGBKM02817			verde
23	Pedale del freno (sinistro) B BYKGBKM02818			rosso
24	Pedale del freno (destro) UN	BYKGBKM02819		verde
25	Pedale del freno (destro) B	BYKGBKM02820		rosso

26	5 pollici centrale controllo bifacciale ruota	BYDYGX105134		/
27	Motore JC 200 verticale (RCP manuale, Hall)	Modello LGPDJ101TS821		Modello JC35L10Y4424200/385VG Numero di modello: DZK2102D0
28	Motore poggia ginocchia JC 100 orizzontale	Modello LGPDJ101TS805		Codice articolo: JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	JC altezza motore 150 orizzontale	Modello LGPDJ101TS806		Codice articolo: JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
30	JC Cavo di alimentazione da 3 m	LGPDJ101TS694	/	Spina GB 3
31	JC 5 funzioni controllore	Modello LGPDJ101TS818		Modello JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 100-03-14
32	Arresto di emergenza scatola di commutazione	Modello LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5 funzioni pannello di controllo infermieristico	Modello LGPDJ101TS721		/
34	Luce notturna JC	Modello LGPDJ101TS714	/	Modello JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Scatola adattatore JCP35C5	Modello LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	Scatola batteria JC	Modello LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

37	Cavo adattatore JC LGPDJ101TS722	/	1,5 m bianco sporco 10 core testa di cristallo impermeabile curva presa motore impermeabile a 9 pin spina cavo di trasferimento a 10 pin
38	Cavo adattatore JC LGPDJ101TS839	/	1,5 m bianco sporco 10 core testa di cristallo impermeabile piegare 8 core motore giallo spina dritta cavo patch a 6 pin

Nota: a causa del rinnovo della gamma di prodotti, le parti del prodotto originale potrebbero non essere disponibili.

(L'azienda garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio per i prodotti venduti entro 6 anni dalla fine della loro produzione.)

11. Condizioni di imballaggio, trasporto e stoccaggio

1. L'imballaggio del letto manuale viene effettuato secondo lo standard contrattuale o di prodotto.
2. Durante il trasporto del prodotto, evitare urti, vibrazioni violente, esposizione diretta al sole e alla pioggia.
3. Condizioni di conservazione:
 - a) Temperatura ambiente: -40°C ÷ 70°C
 - b) Umidità relativa: $\leq 95\%$
 - c) Pressione atmosferica: 500hPa ÷ 1060hPa
 - d) Tensione: 100-220 \pm 22V
 - e) Frequenza di alimentazione: 50 \pm 5 Hz
4. La classificazione di sicurezza dell'apparecchiatura è classe I, con alimentazione interna, tipo di protezione B.
 - a) tensione di esercizio: 24V
 - b) potenza in ingresso: 300VA
 - c) fusibile di protezione, valore nominale: F3AL 250V, 5x20mm
 - d) sistema operativo: caricamento intermittente e funzionamento continuo
 - e) protezione contro l'ingresso di liquidi: IPX4
 - f) apparecchiature di tipo non AP/APG

12. Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare i documenti allegati e la fattura di questo
2. prodotto, devi presentarli per godere del post-vendita
3. servizio di manutenzione.
4. Se hai domande durante l'uso, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento, 5. in modo che la nostra azienda possa fornirti informazioni accurate ed efficienti

6. servizi di supporto tecnico e manutenzione tempestivi.
7. A partire dalla data di acquisto e per un anno, se si verifica un malfunzionamento o un danno quando il prodotto è installato e utilizzato correttamente secondo le istruzioni, puoi godere garanzia gratuita e servizio di manutenzione a vita presentando un "certificato" o una fattura.
8. Non smontare autonomamente le parti interne del prodotto per evitare danni inutili.
Se ritieni che l'utilizzo sia influenzato da problemi di qualità, ti preghiamo di contattare il servizio post-vendita dell'azienda, reparto assistenza o al distributore autorizzato.
9. A partire dalla data di acquisto entro 1 anno, se il prodotto non può funzionare normalmente a causa di problemi di qualità, l'azienda provvederà gratuitamente alla riparazione per i clienti.
10. La garanzia è garantita secondo i requisiti contrattuali. Fuori dalla garanzia periodo, la società è responsabile della manutenzione, della fornitura di accessori e dell'implementazione servizio duraturo per i clienti.

Smaltimento corretto



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti e una separazione nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


Azienda: Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAMA DE ENFERMO

MODELO: V8V8C-CPR

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.


Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMA DE ENFERMO

MODELO: V8V8C-CPR



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Descripción general

Este manual es aplicable a la cama de hospital eléctrica V8v8c e incluye el método de instalación y uso, y las instrucciones de mantenimiento, etc.

Los gráficos de este manual son solo para referencia del usuario, consulte el producto real durante operación.

Este manual incluye la descripción del producto, instrucciones, mantenimiento y algunos datos técnicos y información.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro servicio posventa o con su distribuidor.

Cualquier persona que utilice este manual debe leerlo atentamente y seguir estrictamente las instrucciones.

Salvo algunas situaciones inesperadas, requerimos que los usuarios estén familiarizados con las guías de uso y Asuntos que requieren atención.

1. Guía de instalación del producto

1.1 Lista de accesorios estándar

Después de abrir la caja de embalaje, verifique si las siguientes piezas están completas:

Tabla a:




Nº	Nombre	Imagen	Especificación	Cantidad	Unidad
1	Cabeza y pie embalaje de la placa caja		Consulte la tabla a.1 a continuación	1	caja
2	Poste de suero		Φ16-19/blanco roto	1	---
	Plataforma de 3 camas		2048*1047	1	---
4	Paquete de tornillos	/	Consulte la tabla a.2 a continuación	1	bolsa

Tabla a.1








No	Nombre	Imagen	Especificación	Cantidad	Unidad
1	Cabecero		990*460	1	---
2	Tabla de pie		990*460	1	---



Tabla a.2



No.	Nombre	Imagen	Especificación	Cantidad	Unidad
1	30-50 drenaje gancho		30-50(plástico)	2	---
2	No 154		$\varnothing 21,7*154$	2	---
3	No 184		$\varnothing 21,7*184$	2	---
4	Arandela plana		f12	4	---
5	Tuerca de seguridad		M12	4	---

1.2 Instalación del cabecero y el pie de cama

(La imagen no coincide exactamente con el objeto real, solo como referencia para la guía de instalación)

Postes del cabecero: $\varnothing 21,7 \times 154$, postes del pie de cama: $\varnothing 21,7 \times 184$, el método de instalación es el que se muestra en la siguiente figura:







1.3 Instalación del gancho de drenaje

Prepare el gancho de drenaje, gire la hebilla cóncava del gancho de drenaje hacia abajo y luego abróchelo.

abajo sobre la viga del marco de la cama, ver imagen:





1.4 Instalación del soporte para suero

Instalación de la parte primaria: coloque la parte primaria del gancho de plástico sobre el acero inoxidable de 16 mm de diámetro. poste y presiónelo hacia abajo.


Instalación de la parte secundaria: coloque la parte de gancho de plástico secundaria sobre la parte primaria, alinee

Encaje la parte del gancho secundario con el zócalo del primario y presiónelo hacia abajo. Después de escuchar un sonido de "clic", verifique si el clip está apretado; si es así, la instalación está completa; si no, continúe presionando hacia abajo.

Coloque el portasueros verticalmente en una de las previsiones para portasueros.



2. Guía de uso del producto



1- Cabecero 2- Portasueros 3- Barandilla lateral

4 - Tabla de cama

5- Tabla para los pies 6- Ruedas 7- Marco de la cama 8- Gancho de drenaje 9- CPR

Parámetros técnicos:


1	Plataforma de cama dimensión	longitud	mm	1925 ± 10
		ancho		900 ± 10
		altura		455 ± 10
2	Dimensión total	longitud	mm	2085 ± 10
		ancho		1025 ± 10
		altura		(455-745) ± 10
3	Rango de inclinación	respaldo	/	0 ~ 75 ± 10°
		Reposa rodillas		0 ~ 32 ± 10°
		Trendelenburg inverso		0 ~ 12 ± 2°
		tendencia de trendelenburgo		0 ~ 12 ± 2°
4	Peso	Carga de trabajo segura	/	170

2.1 Uso de ruedas


En este producto se utiliza el sistema de cierre centralizado, que puede bloquear las cuatro ruedas controlando el Pedal de freno en un lado. Presione el pedal verde hacia abajo para desbloquear las ruedas, presione el pedal rojo hacia abajo.

Para bloquear los catering.

Las figuras siguientes muestran dos estados de las ruedas:



Estado bloqueado




Estado desbloqueado

2.2 Uso del riel lateral


(La imagen es sólo de referencia, prevalecerá el producto real).

Para levantar el riel lateral: sostenga el riel y tire de él hacia arriba. Cuando escuche un sonido de "clic", significa que el riel está bloqueado.

Vea la imagen:





Para bajar el riel lateral: desbloquee el riel y bájelo lentamente, vea la imagen:



2.3 Uso de la RCP

El respaldo de esta cama se puede bajar instantáneamente durante un tratamiento de emergencia. Método de operación: tire de la manivela roja de RCP hacia arriba para lograr el descenso rápido del respaldo.






Respaldo de liberación instantánea

2.4 Uso del soporte para suero



Ajuste de la altura del portasueros: primero desenrosque el manguito giratorio exterior en sentido contrario a las agujas del reloj, inserte el tubo interior del portasueros en el manguito giratorio y luego ajuste la altura del portasueros según sea necesario.

Después de ajustar la altura requerida, apriete el manguito giratorio exterior en sentido horario. La carga de trabajo segura de cada gancho individual es de 2 kg, la carga de trabajo segura total es de 8 kg.


(rango de ajuste de altura: 890-1540 mm, la imagen es solo de referencia)



2.5 Uso del panel de control del riel lateral



2.5.1 Panel de control interior del riel lateral



2.5.2 Panel de control exterior del riel lateral

1. RCP

2. Levante el respaldo

3. Respaldo inferior

4. Encendido y apagado

5. Elevación de la espalda + apoyo para las rodillas

6. Descanso para la espalda baja y las rodillas

7. Trendelenburg



8. Levante el reposa rodillas

9. Descanso para la rodilla inferior


10. Levantar la cama

11. Trendelenburg inverso

12. Cama inferior




2.6 Uso del panel de control de enfermería



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Levante el respaldo | 14. Bloqueo Trendelenburg |
| 2. Respaldo inferior | 15. Encendido y apagado |
| 3. Levante el reposa rodillas | 16. Parada de emergencia |
| 4. Descanso para la rodilla inferior | 17. Trendelenburg |
| 5. Elevación de la espalda + apoyo para las rodillas | 18. Posición cardíaca |
| 6. Descanso para la espalda baja y las rodillas | 19. Puesto de enfermería |
| 7. Levantar la cama | 20. Movilización de pacientes |
| 8. Cama inferior | 21. RCP |
| 9. Trendelenburg inverso | |
| 10. Trendelenburg | |
| 11. Bloqueo del respaldo | |
| 12. Bloqueo del reposa rodillas | |

2.7 Composición del sistema de control electrónico

2.7.1 Diagrama del sistema de control electrónico



Prioridad del operador:

(1) Panel de control de enfermera > Controlador manual > Panel de control del riel lateral;

(2) Un botón de prioridad puede interrumpir y finalizar la misma operación del botón de prioridad (excepto la operación manual). controlador), cuando se suelta un botón y se mantiene presionado otro, se realiza la operación del último uno continúa;

(3) Las teclas de alta prioridad (excepto CPR, TR y STOP) pueden interrumpir y finalizar teclas de baja prioridad. Cuando se suelta un botón y se mantiene presionado otro, se mantiene el funcionamiento del último. continuación. Cuando se presiona el botón CPR, TR o STOP durante la operación de otro botón, CPR, TR o Se ejecuta la operación STOP.

2.8.2 Lista de piezas de control electrónico


Nombre	Cantidad
Motor JC 200 vertical (RCP manual)	1
Motor de apoyo para rodillas JC 100 horizontal	1
Motor de altura de plataforma de cama JC 150 horizontal	2
Panel de control de 5 funciones JC	1
Cable de alimentación JC de 3 m (ambiental)	1

Panel de control de enfermería de 5 funciones JC	1
Controlador manual de 5 funciones JC	1
Caja de interruptor de parada de emergencia	1
Luz de noche JC	1
Caja adaptadora JCP35C5	1
Caja de batería JC	1
Cable adaptador JC	2
Cable adaptador JC	1
Panel de control de 5 funciones con riel lateral V21, izquierda	1
Panel de control de 5 funciones con riel lateral V21, derecho	1

3. Sustitución de piezas de repuesto y mantenimiento

3.1 Desmontaje y sustitución de las ruedas


Utilice una llave de 10 pulgadas para desatornillar el perno, sacar el tornillo, las arandelas de resorte planas, el pedal del freno, el anillo de retención de plástico, la varilla hexagonal, etc., reemplácelo con una rueda de repuesto, vuelva a colocar el perno en la zócalo, apriete la tuerca.



3.2 Desmontaje y sustitución del resorte de gas del riel lateral


(La imagen es solo de referencia)

Utilice calibradores externos para sacar los resortes de los pasadores de cabeza y cola, retire el resorte de gas, reemplácelo con el de repuesto, vuelva a instalarlo y pruebe el riel.





3.3 Desmontaje y sustitución del riel lateral

Primero, retire el resorte de gas, usando dos llaves de 14 pulgadas, afloje la tuerca, retire la tuerca, retire el cojinete, retire el riel. (La imagen es solo de referencia, el producto real debe prevalecer)



3.4 Extracción y sustitución del motor

Después de quitar los pasadores de bloqueo tipo R en ambos extremos del motor, extraiga los pasadores de bloqueo. Después de reemplazar el motor, instale los pernos en el orden que se muestra a continuación. (la imagen es solo para referencia)



4. Solución de problemas

Asunto	Posible razón	Solución de problemas
La cama no se puede ajustar utilizando botones de posicionamiento	No encendió	Presione el botón de encendido
	El motor está apagado, Mal funcionamiento del motor	Compruebe los cables de alimentación Reemplace el motor, consulte 3.4
	El enchufe de alimentación no está enchufado correctamente	Conecte el enchufe de alimentación correctamente
	Mal funcionamiento del sistema de control	Contactar con soporte técnico
Ajuste de altura de la cama falla	El motor está apagado	Compruebe los cables de alimentación
	Mal funcionamiento del motor	Reemplace el motor, consulte 3.4
	El enchufe de alimentación no está enchufado correctamente	Conecte el enchufe de alimentación correctamente
	Mal funcionamiento de la caja de alimentación	Contactar con soporte técnico
	Mal funcionamiento del sistema de control	Contactar con soporte técnico
La placa posterior no se puede bajado de posición vertical posición	Objetos extraños debajo del placa posterior o en la unidad de accionamiento	Quitar objetos extraños
La barandilla no puede ser equilibrado	Cerradura de barandilla sucia	Limpiar el mecanismo de bloqueo
	Mal funcionamiento del seguro del riel lateral	Reemplace el riel lateral, consulte 3.3
Las ruedas no pueden girar	El eje giratorio está atascado por tiras de tierra	Limpiar el mecanismo giratorio
	Mal funcionamiento del sistema interno mecanismo de la rueda	Reemplace la rueda giratoria, consulte 3.1
No se puede instalar el cabezal y estribo	Método de instalación incorrecto	Compruebe el mecanismo de bloqueo, coloque correctamente el cabezal y estribo, ver 1.2
	Mal funcionamiento mecánico	Contactar con soporte técnico

4.1 Manejo de averías en la varilla de empuje

Manejo de averías en la varilla de empuje:

(1) Causas del mal funcionamiento de las varillas de empuje:

1. Señal Hall anormal de la varilla de empuje;
2. programación por primera vez;
3. Mal funcionamiento del sistema 6S en el escritorio de la enfermera, el controlador manual y el panel de control de barandillas.

(2) Método de aviso de mal funcionamiento de la varilla de empuje: si se detectan los mal funcionamientos M1, M3, M4, el indicador azul del controlador manual personalizado JCH35-JSSK Saikang parpadea.

(3) Solución de problemas de mal funcionamiento de la varilla de empuje:

1. Al presionar los botones correspondientes, levante la varilla M1 a la posición superior o bájela a la posición inferior, de modo que la varilla de empuje complete el "rebote" y se solucione el mal funcionamiento;
2. Presionando los botones correspondientes, baje las varillas de empuje M3, M4 a la posición inferior, haga que "reboten" por completo y solucione el problema;
3. Cuando las varillas M3, M4 están completamente averiadas, los botones TR/TR inversos no funcionan.
válido;
4. Cuando alguna varilla de empuje no funciona correctamente, movilización del paciente, posición cardíaca, TR, emergencia
Los botones no son válidos.

4.2 Método de prueba para el panel de control del riel lateral que no responde

Paso 1, verifique si el interruptor de parada de emergencia está presionado

- A. Verifique: si el interruptor de parada de emergencia está presionado;
- B. Método de verificación: gire el interruptor de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj para abrirlo (rebota una corta distancia), consulte la imagen 1-1;
- C. Defina un problema: si el interruptor de parada de emergencia aparece, significa que ha sido presionado; si el interruptor de parada de emergencia no aparece, significa que ya está en estado abierto y no es necesario girarlo;
- D. Conclusión: una vez finalizados los tres pasos anteriores, pruebe la barandilla, si aún no hay respuesta, vuelva al paso 2.



Foto 1-1



Paso 2, verifique si la hebilla de la barandilla está floja o si los núcleos de los pasadores están deformados.

A. Verifique el contenido: verifique si la hebilla del riel lateral está suelta o si los núcleos de los pasadores están deformados;

B. Método de verificación: siga la línea de conexión debajo del riel lateral de la placa posterior, busque el adaptador del riel lateral, consulte las imágenes 1-2;

C. Determinación del problema: la hebilla está suelta, como en la imagen 1-2, bloquee la hebilla; los núcleos de los pasadores están deformado, utilizando un destornillador de punta plana rectifique los núcleos de los pasadores, asegúrese de que esté conectado firmemente con el adaptador;

D. Conclusión: después de los tres pasos anteriores, verifique el panel de control del riel lateral. Si aún no responde, pase al Paso 3.






Foto 1-2

Paso 3, Verifique si el enchufe del controlador está suelto

A. Verifique el contenido: verifique si el enchufe del controlador está suelto;

B. Método de verificación:

Verifique si el clip del controlador en el marco de la cama debajo de la placa posterior está suelto o desalojado, consulte las imágenes 1-3;

Compruebe si el enchufe está suelto;




Imagen 1-3

C. Determinación del problema: los clips sueltos pueden provocar fácilmente que los enchufes se aflojen, ajuste los clips después de que los enchufes estén firmemente insertados;

D. Conclusión: después de los tres pasos anteriores, verifique el panel de control del riel lateral, si aún no responde, pase al Paso 4.

Paso 4, Verifique si el conector de la placa de circuito de control del riel lateral está suelto

A. Verifique el contenido: el conector de la placa de circuito del riel lateral está suelto;

B. Método de verificación: retire la etiqueta de la cubierta del panel de control del riel lateral, utilizando un destornillador desatornille los 4 tornillos, consulte las imágenes 1-4;




Imagen 1-4

C. Determinación del problema: si el conector de la placa de circuito está suelto, conéctelo firmemente, consulte la imagen 1-5;




Imagen 1-5

D. Conclusión: después de los tres pasos anteriores, verifique el panel de control del riel lateral, si aún no responde, significa que el panel de control está dañado y debe reemplazarse.

4.3 Método de prueba para el panel de control del estribo que no responde

Paso 1, verifique si el interruptor de parada de emergencia está presionado

A. Verifique el contenido: si el interruptor de parada de emergencia está presionado;

B. Método de verificación: gire el interruptor de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj para abrir (rebota hacia afuera durante un breve período de tiempo). distancia), ver figura 2-1;

C. Determinación del problema: si el interruptor de parada de emergencia aparece, significa que ha sido presionado;

Si el interruptor de parada de emergencia no aparece, significa que ya está en estado abierto y no hay necesidad de girarlo;

D. Conclusión: después de los tres pasos anteriores, verifique el panel de control del riel lateral, si aún no responde, pase al Paso 2.




Imagen 2-1

Paso 2, verifique si la hebilla de la barandilla está suelta o si los núcleos de los pasadores están deformados.

A. Verifique el contenido: la hebilla del estribo está suelta, los núcleos de los pasadores están deformados;

B. Método de verificación: siga la línea de conexión del estribo, busque el adaptador del estribo, consulte imagen 2-2;

C. Determinación del problema: la hebilla está floja, como en la imagen 2-2 bloquee la hebilla; los núcleos de los pasadores están deformados, usando un destornillador de punta plana rectifique los núcleos de los pasadores, asegúrese de que esté conectado firmemente con el adaptador;

D. Conclusión: después de los tres pasos anteriores, verifique el panel de control del riel lateral, si aún no responde, pase al Paso 3.




Foto 2-2

Paso 3, Verifique si el enchufe del controlador está suelto

A. Verifique el contenido: el enchufe del controlador está suelto;

B. Método de verificación:

Verifique si el clip del controlador en el marco de la cama debajo de la placa posterior está suelto o desalojado, consulte las imágenes 2-3;

Compruebe si el enchufe está suelto;





Foto 2-3

C. Determinación del problema: los clips sueltos pueden provocar fácilmente que los enchufes se aflojen, ajuste los clips después los tapones están firmemente insertados;

D. Conclusión: después de los tres pasos anteriores, verifique el panel de control del riel lateral, si aún no responde, significa que el panel de control está dañado y debe reemplazarse.

5. Mantenimiento de la cama

1. Para utilizar la cama de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas en la cama,
Se recomienda realizar una inspección exhaustiva cada seis meses para garantizar la
Las piezas de conexión no están sueltas y la función de elevación de la cama funciona normalmente.
2. La conexión de las partes de la cama que se mueven con frecuencia debe lubricarse con un
Cantidad adecuada de aceite durante la inspección diaria; si se encuentra un desgaste grave, se debe reemplazar.
Inmediatamente para garantizar la seguridad. La parte móvil en la figura siguiente:



3. Evite golpear la cama y rayar el revestimiento de la superficie de la cama con objetos afilados.
4. Evite que la cama y el colchón absorban agua y humedad, ya que pueden provocar óxido, ruidos anormales y proliferación bacteriana. Si se derrama agua, límpiela inmediatamente.
5. Cuando la cama envejece y llega a su tiempo de vida útil, la parte metálica y las partes plásticas pueden reciclado.

6. Precauciones para limpiar la cama

1. Al limpiar, escurra el paño empapado en detergente neutro diluido con agua y séquelo. Luego escurra el paño empapado en agua limpia, limpie los ingredientes residuales del detergente y finalmente Limpia con un paño seco.
2. No utilice elementos volátiles (diluyentes, propelentes, gasolina, etc.) que puedan provocar reacciones químicas. y dañar la cama.

3. Al limpiar con un desinfectante, asegúrese de usarlo después de diluirlo en la concentración especificada. Dependiendo de la composición del desinfectante, puede corroer piezas metálicas, piezas de resina, etc., provocando decoloración, deformación y otras consecuencias indeseables. Por lo tanto, el contenido recomendado del desinfectante es el siguiente:

- 0,050,2% de cloruro de amonio
- 0,050,2% de fenilo clorado
- 0,05% diclorobenceno biguanida etano
- 0,050,2% de hipoclorito de sodio

No utilice un esterilizador humeante ni un autoclave, y no utilice metilfenol para limpiar el cabezal y el pie. tablas, pies de cama, etc., que pueden provocar corrosión, decoloración y deterioro.

Nota:

1. Desenchufe el cable de alimentación antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento.
2. Durante la limpieza, NO salpique agua para evitar cortocircuitos y descargas eléctricas.
3. Al limpiar la cama o cambiar la ropa de cama, preste atención a las esquinas, los bordes y los tornillos. Partes del marco para evitar arañazos.

7. Mantenimiento del colchón

1. Evite rayar la tela con aparatos afilados o cuchillos al utilizarla, cúbrala con sábanas o estropajos de limpieza, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
2. Limpie periódicamente la funda del colchón con una aspiradora, se puede lavar directamente con agua o detergente.
3. Ventile el colchón con frecuencia para mantener su sueño fresco y cómodo, pero tenga cuidado de no exponerlo al sol durante demasiado tiempo.
4. Si la tela se mancha accidentalmente, consulte la limpieza recomendada correspondiente. Método de limpieza indicado en las instrucciones. No utilice productos químicos corrosivos para limpiar la tela.
5. Si accidentalmente cae chicle u otros objetos similares a pegamento sobre la tela, no la limpie. A la fuerza. Puedes usar una bolsa de hielo para dejar que se endurezca y luego despegarla con cuidado.
6. Si se encuentra que el hilo está flojo debido al desgaste, no se puede romper con la mano y Debe cortarse con tijeras.

8. Inspección y mantenimiento de las ruedas

1. Revise las ruedas periódicamente, evite golpear objetos pesados o sobrecargarlos, ya que esto provocará Daños en las ruedas.
2. Las ruedas deben lubricarse periódicamente con grasa y la frecuencia de uso debe ser la adecuada. debe determinarse de acuerdo con la situación de uso real específica. En condiciones normales, La grasa debe aplicarse cada seis meses.
3. Después de limpiar el equipo de ruedas, preste atención a agregar grasa lubricante. La selección de La grasa lubricante debe basarse en el entorno de uso real, especialmente en condiciones de alta y baja presión. temperatura ambiente, etc.












4. Está prohibido empujar la cama con fuerza cuando las ruedas estén frenadas, ya que esto provocaría daños al sistema de frenado.
5. El desgaste de la banda de rodadura de la rueda puede detectarse mediante una inspección visual. Las acumulaciones de hilo y estambre pueden enredarse alrededor de la rueda. Retire los pernos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y verifique si el cojinete de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, la rueda se puede volver a montar y utilizar.
6. La decisión de reemplazar la rueda entera depende del estado de desgaste. Una vez que la rueda esté reemplazado o reinstalado, asegúrese de que el perno y la tuerca del eje estén conectados de manera confiable y use arandelas de seguridad o tuercas de seguridad tanto como sea posible.
7. En el caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar periódicamente si los frenos funcionan. Normalmente, y compruebe los frenos todos los días o antes de cada uso. Para una cama de hospital equipada con Varias ruedas de freno: puede bloquear solo una rueda de freno a la vez e intentar empujar la cama hacia adelante. Compruebe si el rendimiento de frenado de cada rueda es bueno. Si el freno de la rueda no funciona función debido al desgaste o daño de la rueda, reemplace la rueda inmediatamente y vuelva a probarla sistema de frenos.
8. Si el mecanismo del sistema de frenos está dañado y es necesario reparar el freno o Para sustituirlos, póngase en contacto con nuestro servicio posventa o con un distribuidor autorizado. Cada vez que se reparen los frenos Una vez reemplazados, es necesario volver a probar el rendimiento del freno de las ruedas.













9. Mantenimiento de barandillas laterales



1. Compruebe que las barandillas laterales estén instaladas correctamente para evitar que el paciente acostado moviéndose y rodando.
2. Compruebe siempre los tornillos del riel lateral y los accesorios del riel lateral para evitar que se aflojen y cayendose.
3. Utilice correctamente la parte roja del mango del riel lateral, no use la fuerza bruta para tirar con fuerza, ya que dañará el riel lateral.

10. Lista de piezas de desgaste y de repuesto

No.	Nombre	Código de material	Imagen	Especificación
1	Cabecero V21	GPSL101TS648		990*460
2	Tabla de pie V21	GPSL101TS648		990*460

3	Tabla de cama V21 1	GPSL101TS610		733*903/PP/blanco
4	Tabla de cama V21 2	GPSL101TS611		333*903/PP/blanco
5	Placa de cama V21 3	GPSL101TS613		373*903/PP/blanco
6	Placa de cama V21 4	GPSL101TS614		473*903/PP/blanco
7	Placa posterior V21 barandilla, con Panel de control, izquierda, moldeo por soplado	GPSL101TS604		924*350 mm/PP/blanco
8	Placa posterior V21 barandilla, con Panel de control, derecha, moldeo por soplado	GPSL101TS605		924*350 mm/PP/blanco
9	Tabla de pie V21 barandilla, izquierda, golpe moldura	GPSL101TS608		924*350 mm/PP/blanco
10	Tabla de pie V21 barandilla, derecha, golpe moldura	GPSL101TS609		924*350 mm/PP/blanco
11	Barandilla V21 Control de 5 funciones panel, izquierda	LGPDJ101TS820		Respaldo, reposa rodillas, respaldo+rodillas, altura de la cama, bloqueo, RCP, paciente movilización
12	Barandilla V21 Control de 5 funciones panel, derecha	LGPDJ101TS819		Respaldo, reposa rodillas, respaldo y descanso de rodillas, altura de la cama, bloqueo, RCP, paciente movilización
13	Panel de control de enfermería	/		/

14	Placa posterior V21 Pegatina de barandilla	LGPFU101TS416		780*35*0,4
15	Tabla de pie V21 Pegatina de barandilla	LGPFU101TS417		750*35*0,4
16	Barandilla Amortiguador (blanco)	LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	30-50 drenaje gancho	Por KBGKM02806		30-50(plástico)
18	Acero inoxidable IV Poste con 4 plásticos manos	SOFJSY010003		Φ16-19/blanco roto
19	Funda para pie (izquierda) BYKBGKM02402			blanco
	Cubierta de 20 pies (derecha) BYKBGKM02403			blanco
21	Funda para los pies de la cama	BYKBGKM02404		blanco
22	Pedal de freno (izquierdo) A BYKBGKM02817			verde
23	Pedal de freno (izquierdo) B BYKBGKM02818			rojo
24	Pedal de freno (derecho) A	BYKBGKM02819		verde
25	Pedal de freno (derecho) B	BYKBGKM02820		rojo

26	5 pulgadas centrales control de doble cara rueda	BYDYGX105134		/
27	Motor JC 200 vertical (RCP manual, Hall)	LGPDJ101TS821		JC35L10Y4424200/385VG DZK2102D0
28	Motor de apoyo para rodillas JC 100 horizontales	LGPDJ101TS805		JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	Motor de altura JC 150 horizontal	LGPDJ101TS806		JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
	Cable de alimentación de 30 JC de 3 m	LGPDJ101TS694	/	Enchufe GB 3
31	JC 5 funciones controlador	LGPDJ101TS818		JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 14-03-100
32	Parada de emergencia caja de interruptores	LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5 funciones panel de control de enfermera	LGPDJ101TS721		/
34	Luz de noche JC	LGPDJ101TS714	/	JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Caja adaptadora JCP35C5	LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	Caja de batería JC	LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

Cable adaptador 37 JC LGPDJ	101TS722	/	1,5 m, color blanco roto, 10 núcleos Cabezal de cristal resistente al agua, curvatura impermeable, enchufe de motor de 9 pines resistente al agua, cable de transferencia de 10 pines
Cable adaptador 38 JC LGPDJ	101TS839	/	1,5 m, color blanco roto, 10 núcleos Cable de conexión de 6 pines con conector recto y motor amarillo de 8 núcleos con cabezal de cristal resistente al agua

Nota: Debido a la renovación de la línea de productos, las piezas del producto original pueden no estar disponibles.

(La empresa garantiza la disponibilidad de las piezas de los productos vendidos dentro de los 6 años siguientes a la finalización de su producción).

11. Condiciones de embalaje, transporte y almacenamiento

1. El embalaje de la cama manual se realiza según contrato o estándar del producto.
2. Durante el transporte del producto, evite las prisas, las vibraciones violentas y la exposición directa al sol y la lluvia.

3. Condiciones de almacenamiento:

- a) Temperatura ambiente: -40 70
- b) Humedad relativa: ≤ 95
- c) Presión atmosférica: 500 hPa 1060 hPa
- d) Voltaje: 100-220 \pm 22V
- e) Frecuencia de potencia: 50 \pm 5 Hz

4. La clasificación de seguridad del equipo es clase I, con fuente de alimentación interna, tipo de protección B.

- a) Tensión de funcionamiento: 24 V
- b) potencia de entrada: 300VA
- c) protector de fusibles, valor nominal: F3AL 250 V, 5 x 20 mm
- d) sistema operativo: carga intermitente y funcionamiento continuo
- e) Protección contra la entrada de líquidos: IPX4
- f) equipos que no sean de tipo AP/APG

12. Servicio posventa

1. Por favor, conserve los documentos adjuntos y la factura de este
2. Producto, es necesario presentarlos para disfrutar de la posventa.
3. servicio de mantenimiento.
4. Si tiene alguna pregunta durante el uso, comuníquese con nosotros en cualquier momento.
5. Para que nuestra empresa pueda brindarle información precisa y eficiente.

6. soporte técnico y servicios de mantenimiento en forma oportuna.
7. A partir de la fecha de compra y durante un año, si se produce cualquier mal funcionamiento o daño
Cuando el producto se instala y se utiliza correctamente según las instrucciones, puede disfrutar
Garantía gratuita y servicio de mantenimiento de por vida presentando "certificado" o factura.
8. No desmonte las partes internas de este producto usted mismo para evitar daños innecesarios.
Si descubre que el uso se ve afectado por problemas de calidad, comuníquese con el servicio posventa de la empresa.
departamento de servicio o el distribuidor autorizado.
9. A partir de la fecha de compra, dentro de 1 año, si el producto no puede funcionar normalmente debido a
Problemas de calidad, la empresa lo reparará para los clientes de forma gratuita.
10. La garantía se garantiza de acuerdo con los requisitos del contrato. Fuera de la garantía
Durante este período, la empresa es responsable del mantenimiento, el suministro de accesorios y la implementación.
Servicio de por vida para nuestros clientes.

Eliminación correcta




Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo muestra
El ala de un contenedor de basura con ruedas tachada indica que el producto requiere recolección de basura separada.
en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con

Este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben
ser llevados a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.


Equipo médico Jiangsu Saikang Co., Ltd.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Łóżko chore

MODEL:V8V8C-CPR

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do wiodących marek i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas.

Przypominamy, że przy składaniu u nas zamówienia należy dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z produktami wiodących marek.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Łóżko chore

MODEL: V8V8C-CPR



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przegląd

Niniejsza instrukcja dotyczy łóżka szpitalnego z napędem elektrycznym V8v8c i zawiera opis sposobu instalacji, użytkowania i konserwacji. i instrukcje dotyczące konserwacji itp.

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako materiał poglądowy, podczas korzystania z produktu należy zapoznać się z jego rzeczywistym wyglądem. działanie.

Niniejsza instrukcja zawiera opis produktu, instrukcje, informacje dotyczące konserwacji oraz niektóre dane techniczne. informacja.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi posprzedażowej lub swoim dystrybutorem.

Każdy, kto korzysta z niniejszej instrukcji, powinien ją uważnie przeczytać i ściśle przestrzegać zawartych w niej instrukcji.

Poza pewnymi nieoczekiwanymi sytuacjami wymagamy od użytkowników zapoznania się z instrukcjami użytkowania i sprawy wymagające uwagi.

1. Instrukcja instalacji produktu

1.1 Lista standardowych akcesoriów

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy następujące części są kompletne:

Tabela a:




№	Nazwa	Zdjęcie	Specyfikacja	Ilość	Jednostka
1	Głowa stopa opakowanie tekturowe skrzynka		sprawdź tabelę a.1 poniżej	1	skrzynka
2	Stojak na kropiółkę		Φ16-19/ecru	1	komputer
	Platforma 3-łożkowa		2048*1047	1	komputer
4	Pakiet śrub	/	Sprawdź tabelę a.2 poniżej	1	torba

Tabela a.1








№ Nazwa	Zdjęcie	Specyfikacja	Ilość	Jednostka
1 Zagłówek		990*460	1	komputer
2 Podnózek		990*460	1	komputer



Tabela a.2



Numer	Nazwa	Zdjęcie	Specyfikacja	Ilość	Jednostka
1	30-50 drenaż hak		30-50(plastik)	2	komputer
2	Nie 154		φ21,7*154	2	komputer
3	Nie 184		φ21,7*184	2	komputer
4	Podkładka płaska		f12	4	komputer
5	Orzechówka		M12	4	komputer

1.2 Montaż wezłowania i podnóżka

(zdjęcie nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistego obiektu, służy wyłącznie jako odniesienie do instrukcji instalacji)



Słupki wezłowania łóżka: $\varnothing 21,7 \times 154$, słupki podnóżka łóżka: $\varnothing 21,7 \times 184$, sposób montażu pokazano na poniższym rysunku:





1.3 Montaż haka odpływowego

Przygotuj hak drenażowy, obróć wkłękłą klamrę haka drenażowego w dół, a następnie przyczep ją do belki ramy łóżka, zobacz zdjęcie:




1.4 Montaż stojaka na kroplówkę

Montaż głównej części: umieść główną plastikową część haka na górze 16 mm Ø ze stali nierdzewnej drążek i dociśnij go.

Montaż części wtórnej: umieść część wtórną z plastikowym hakiem na górze części pierwotnej, wyrównaj. Zatrzasknij część haka pomocniczego z gniazdem części głównej i dociśnij ją; po usłyszeniu dźwięku „kliknięcie” sprawdź, czy zacisk jest dobrze zaciśnięty; jeśli tak, instalacja jest ukończona; jeśli nie, kontynuuj dociskanie. Umieść stojak na kroplówkę pionowo w jednym z przewidywanych miejsc.


Prognoza bieguna IV 1

Prognoza bieguna IV 3




Prognoza bieguna IV 2


Prognoza bieguna IV 4




1



2




3



4



2. Instrukcja użytkowania produktu



1- Deska zagłówkowa 2- Stojak na kroplówkę 3- Barierka boczna 4 - Deska łóżka

5- Podnóżek 6- Kółko 7- Rama łóżka 8- Hak do odpływu 9- CPR


Parametry techniczne:

1	Platforma łóżka wymiar	długość	mm	1925±10
		szerokość		900±10
		wysokość		455±10
2	Wymiary całkowite	długość	mm	2085±10
		szerokość		1025±10
		wysokość		(455-745) ±10
3	Zakres nachylenia	oparcie pleców	/	0 ~ 75±10°
		podpórka pod kolano		0 ~ 32±10°
		odwrotna pozycja Trendelenburga		0 ~ 12±2°
		trendelenburg		0 ~ 12±2°
4	Waga	Bezpieczne obciążenie robocze	/	170


2.1 Zastosowanie kótek

W tym produkcie zastosowano centralny zamek, który umożliwia zablokowanie wszystkich czterech kół poprzez sterowanie pedałem hamulca po jednej stronie. Naciśnij zielony pedał, aby odblokować kółka, naciśnij czerwony pedał aby zamknąć catering.

Poniższe rysunki pokazują dwa stany kół:



Stan zablokowany




Stan odblokowany

2.2 Użytkowanie barierki bocznej


(Zdjęcie ma charakter poglądowy, decydujący jest rzeczywisty produkt.)

Aby podnieść barierkę boczną: przytrzymaj barierkę i pociągnij ją do góry. Gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcie”, oznacza to, że barierka jest zablokowana.

Zobacz zdjęcie:





Aby opuścić boczną szynę : odblokuj szynę i powoli ją opuść, zobacz zdjęcie cie:



2.3 Stosowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Oparcie tego łóżka można natychmiast obniżyć podczas leczenia ratunkowego. Sposób działania: pociągnij czerwoną korbę CPR w górę , aby uzyskać szybkie obniżenie deski oparcia.






Natychmiastowe zwolnienie oparcia pleców



2.4 Zastosowanie stojaka na kroplówkę

Regulacja wysokości stojaka na kroplówkę : najpierw odkręć zewnętrzną trznią tuleję obrotową, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, włóż wewnętrzną rurkę stojaka na kroplówkę do tulei obrotowej, a następnie wyreguluj wysokość stojaka na kroplówkę w razie potrzeby. Po ustawieniu wymaganej wysokości dokręć zewnętrzną trznią tuleję obrotową, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Bezpieczne obciążenie robocze każdego pojedynczego haka wynosi 2 kg, całkowite bezpieczne obciążenie robocze wynosi 8 kg.


(zakres regulacji wysokości: 890-1540mm, zdjęcie ma charakter poglądowy)



2.5 Korzystanie z panelu sterowania bocznej szyny



2.5.1 Panel sterowania wewnętrznego szyny bocznej



2.5.2 Panel sterowania zewnętrznego szyn bocznego

1. RKO

2. Podnieś oparcie

3. Oparcie dolnej części pleców

4. Włączanie/wyłączanie zasilania

5. Podnieś plecy + podpórkę pod kolana

6. Dolna część pleców + podparcie kolan

7. Pozycja Trendelenburga


8. Podnieś podnóżek

9. Podnóżek pod kolano


10. Podnieś łóżko

11. Odwrotna pozycja Trendelenburga

12. Dolne łóżko



2.6 Korzystanie z panelu sterowania pielęgniarki



1. Podnieś oparcie

2. Oparcie dolnej części pleców

3. Podnieś podnóżek

4. Podnóżek pod kolano

5. Podnieś plecy + podpórkę pod kolana

6. Dolna część pleców + podparcie kolan

7. Podnieś łóżko

8. Dolne łóżko

9. Odwrotna pozycja Trendelenburga

10. Pozycja Trendelenburga

11. Zablokuj oparcie

12. Zablokuj podpórkę pod kolana

14. Blokada Trendelenburga

15. Włączanie/wyłączanie zasilania

16. Zatrzymanie awaryjne

17. Pozycja Trendelenburga

18. Pozycja serca


19. Stanowisko pielęgniarskie

20. Mobilizacja pacjenta

21. RKO

2.7 Skład układu sterowania elektronicznego

2.7.1 Schemat układu sterowania elektronicznego



Priorytet operatora:

(1) Panel sterowania pielęgniarki > Sterownik ręczny > Panel sterowania na porę czy bocznej;

(2) Jeden przycisk priorytetowy może przerwać i zakończyć działanie tego samego przycisku priorytetowego (z wyjątkiem ręcznego kontrolera), gdy jeden przycisk zostanie zwolniony, a drugi nadal będzie wciśnięty, działanie ostatniego jeden jest kontynuowany;

(3) Klawisze o wysokim priorytecie (z wyjątkiem CPR, TR i STOP) mogą przerywać i kończyć działanie klawiszy o niskim priorytecie. Po zwolnieniu jednego przycisku i naciśnięciu drugiego, działanie ostatniego jest kontynuowane.

cd. Gdy przycisk CPR, TR lub STOP zostanie naciśnięty podczas działania innego przycisku, CPR, TR lub Wykonano operację STOP.

2.8.2 Lista części sterowania elektronicznego


Nazwa	Ilość
Silnik JC 200 pionowy (ręczny CPR)	1
Podnóżek kolanowy JC silnik 100 poziomy	1
Silnik wysokości platformy łóżka JC 150 poziomo	2
Panel sterowania JC 5-funkcyjny	1
Przewód zasilający JC 3m (ekologiczny)	1

JC 5-funkcyjny panel sterowania piekarniarki	1
Kontroler ręczny JC 5-funkcyjny	1
Skrzynka wyłącznika awaryjnego	1
Lampka nocna JC	1
Skrzynka adaptera JCP35C5	1
Skrzynka na baterie JC	1
Kabel adaptera JC	2
Kabel adaptera JC	1
Panel sterowania boczny V21 5-funkcyjny, lewy	1
Panel sterowania V21 side rail 5-funkcyjny, prawy	1

3. Wymiana i konserwacja części zamiennych

3.1 Demontaż i wymiana kółek


Za pomocą klucza 10-calowego odkręć śrubę, wyciągnij śrubę, płaskie podkładki sprężynowe, pedał hamulca, plastikowy pierścień ustalający, pręt sześciokątny itp., wymień na zapasowe kółko, umieść śrubę z powrotem w gniazdo, dokręć nakrętkę.



3.2 Demontaż i wymiana sprężyny gazowej bocznej szyny


(zdjęcie ma charakter poglądowy)

Za pomocą zacisku zewnętrznego wyjmij sprężyny zatrzaszkowe sworzni przednich i tylnych, wyjmij sprężynę gazową, wymień ją na zapasową, zamontuj ją ponownie, sprawdź szynę.





3.3 Demontaż i wymiana barierki bocznej

Najpierw wyjmij sprężynę gazową, używając dwóch kluczy 14-calowych poluzuj nakrętkę, usuń nakrętkę, wyjmij łożysko, wyjmij szynę. (Zdjęcie jest tylko poglądowe, rzeczywisty produkt powinien wyglądać tak)



3.4 Wymowanie i wymiana silnika

Po usunięciu sworzni blokujących typu R na obu końcach silnika, wyciągnij sworznie blokujące. Po wymianie silnika zamontuj śruby w kolejności pokazanej poniżej. (zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych)



4. Rozwiązywanie problemów

Wydanie	Możliwy powód	Rozwiązywanie problemów
Łózka nie można regulować za pomocą przycisków pozycjonujących	Nie włączył się	Naciśnij przycisk zasilania
	Silnik jest wyłączony, Awaria silnika	Sprawdź przewody zasilające Wymień silnik, patrz 3.4
	Wtyczka zasilania nie jest podłączona prawidłowo	Podłącz prawidłowo wtyczkę zasilającą
	Awaria układu sterowania	Skontaktuj się z pomocą techniczną
Regulacja wysokości łózka awaria	Silnik jest wyłączony	Sprawdź przewody zasilające
	Awaria silnika	Wymień silnik, patrz 3.4
	Wtyczka zasilania nie jest podłączona prawidłowo	Podłącz prawidłowo wtyczkę zasilającą
	Awaria skrzynki zasilającej	Skontaktuj się z pomocą techniczną
	Awaria układu sterowania	Skontaktuj się z pomocą techniczną
Płyta tylna nie może być obniżony z pozycji pionowej pozycja	Obce przedmioty pod płytą tylną lub w jednostce napędowej	Usuń obce przedmioty
Barierka nie może być dostosowany	Brudny zamek barierki ochronnej	Wyczyść mechanizm blokujący
	Wadliwe działanie blokady bocznej szyny	Wymień szynę boczną, patrz 3.3
Koła nie mogą się obracać	Obracający się wał jest zablokowany przez paski brudu	Wyczyść mechanizm obrotowy
	Niesprawność wewnętrznej trzyna mechanizm kółka	Wymień kółko, patrz 3.1
Nie można zainstalować głowicy i Podnózek	Nieprawidłowa metoda instalacji	Sprawdź mechanizm blokujący, prawidłowo ustaw głowicę i podnózek, patrz 1.2
	Usterka mechaniczna	Skontaktuj się z pomocą techniczną

4.1 Postępowanie w przypadku awarii popychacza

Postępowanie w przypadku awarii popychacza:

(1) Przyczyny nieprawidłowego działania popychacza:

1. nieprawidłowy sygnał Halla popychacza;
2. pierwsze programowanie;
3. awaria pulpitu piekarni, pilota ręcznego, panelu sterowania barierkami ochronnymi, systemu 6S.

(2) Metoda wykrywania usterek drążka popychacza: w przypadku wykrycia usterek M1, M3, M4 na pilocie JCH35-JSSK Saikang zacznie migać niebieski wskaźnik.

(3) Rozwiązywanie problemów z wadliwym działaniem popychacza:

1. Naciskając odpowiednie przyciski, podnieś przęt M1 do górnej pozycji lub opuść go do dolnej pozycji, tak aby przęt popychający zakończył „odbicie”, a usterka została naprawiona;
2. Naciskając odpowiednie przyciski, opuść popychacze M3, M4 do dolnej pozycji, doprowadź do ich całkowitego „odbicia” i usuń usterkę ;
3. W przypadku całkowitej awarii przętów M3 i M4 przyciski Reverse TR/TR nie działają.
ważny;
4. W przypadku awarii któregoś z drążków popychających, mobilizacji pacjenta, ułożenia serca, TR, sytuacji awaryjnej przyciski są nieprawidłowe.

4.2 Metoda testowania niereagującego panelu sterowania barierką boczną

Krok 1. Sprawdź, czy wyłącznik awaryjny jest wciśnięty

A. Sprawdź, czy wyłącznik awaryjny jest wciśnięty;

B. Metoda sprawdzania: przekręć wyłącznik awaryjny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć (wyłącznik odskoczy na krótką odległość), patrz rys. 1-1;

C. Zdefiniuj problem: jeżeli wyłącznik awaryjny wyskakuje, oznacza to, że został naciśnięty; jeżeli wyłącznik awaryjny nie wyskakuje, oznacza to, że jest już w stanie otwartym i nie ma potrzeby go obracać;

D. Wnioski: po wykonaniu powyższych trzech kroków należy przetestować barierkę. Jeżeli nadal nie ma reakcji, należy wrócić do kroku 2.



Fot. 1-1



Krok 2. Sprawdź, czy klamra barierki ochronnej nie jest luźna lub czy rdzenie sworzni nie są zdeformowane.


A. Sprawdź zawartość: sprawdź, czy klamra bocznej szyny nie jest luźna lub czy rdzenie sworzni nie są zdeformowane;

B. Metoda sprawdzania: podążaj za linią łączącą pod boczną szyną tylnej płyty, znajdź adapter bocznej szyny, patrz rys. 1-2;

C. Określenie problemu: klamra jest luźna, jak na rys. 1-2, zablokuj klamrę ; rdzenie sworzni są zdeformowane, używając płaskiego śrubokręta wyprostuj rdzenie pinów, upewnij się , że są ściśle połączone z adapter;

D. Wnioski: po wykonaniu trzech powyższych kroków sprawdź panel sterowania barierką boczną. Jeżeli nadal nie działa, przejdź do kroku 3.





Fot. 1-2


Krok 3. Sprawdź, czy wtyczka kontrolera jest luźna

A. Sprawdź zawartość: sprawdź, czy wtyczka kontrolera nie jest luźna;

B. Metoda sprawdzania:

Sprawdź, czy zacisk kontrolera na ramie łóżka pod płytą tylną nie jest poluzowany lub przesunięty, patrz rys. 1-3;

Sprawdź, czy wtyczka nie jest luźna;



Fot.1-3


C. Określenie problemu: luźne zaciski mogą łatwo doprowadzić do poluzowania wtyczek, należy dokręcić zaciski po dokładnym włożeniu wtyczek;

D. Wnioski: po wykonaniu trzech powyższych kroków sprawdź panel sterowania barierką boczną. Jeżeli nadal nie działa, przejdź do kroku 4.

Krok 4. Sprawdź, czy złącze płytki sterującej szyną boczną jest luźne


A. Sprawdź zawartość: złącze płytki drukowanej szyny bocznej jest luźne;

B. Metoda sprawdzania: odklej naklejkę z panelu sterowania bocznej szyny, za pomocą śrubokręta odkręć 4 śruby, patrz rys. 1-4;



Fot. 1-4

C. Określenie problemu: jeżeli złącze płytki drukowanej jest luźne, należy je mocno podłączyć, patrz rys. 1-5;



Fot. 1-5

D. Wniosek: po wykonaniu powyższych trzech kroków należy sprawdzić panel sterowania barierką boczną. Jeżeli nadal nie reaguje, oznacza to, że panel sterowania jest uszkodzony i należy go wymienić.

4.3 Metoda testowania niereagującego panelu sterowania podnóżkiem

Krok 1. Sprawdź, czy wyłącznik awaryjny jest wciśnięty

A. Sprawdź zawartość: czy wciśnięty jest wyłącznik awaryjny;

B. Metoda sprawdzania: przekreśl wyłącznik awaryjny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć (wyłącznik odskakuje na krótko). odległość), patrz rys.2-1;

C. Określenie problemu: jeżeli wyłącznik awaryjny wyskakuje, oznacza to, że został naciśnięty; jeżeli wyłącznik awaryjny nie wyskoczy, oznacza to, że jest już w stanie otwartym i nie ma potrzeby go obracać;

D. Wnioski: po wykonaniu trzech powyższych kroków sprawdź panel sterowania barierką boczną. Jeżeli nadal nie działa, przejdź do kroku 2.



Fot. 2-1


Krok 2. Sprawdź, czy klamra barierki ochronnej jest luźna lub czy rdzenie sworzni nie są zdeformowane

A. Sprawdź zawartość: klamra podnóżka jest luźna, rdzenie sworzni są zdeformowane;

B. Metoda sprawdzania: podążaj za linią łączącą podnóżek, znajdź adapter podnóżka, zobacz fot.2-2;

C. Określenie problemu: klamra jest luźna, jak na rys. 2-2; zablokuj klamrę; rdzenie sworzni są zdeformowane; za pomocą płaskiego śrubokręta wyprostuj rdzenie sworzni; upewnij się, że klamra jest ściśle połączona z adapterem;

D. Wnioski: po wykonaniu trzech powyższych kroków sprawdź panel sterowania barierką boczną. Jeżeli nadal nie działa, przejdź do kroku 3.



Fot. 2-2

Krok 3. Sprawdź, czy wtyczka kontrolera jest luźna

A. Sprawdź zawartość: wtyczka kontrolera jest luźna;

B. Metoda sprawdzania:

Sprawdź, czy zacisk kontrolera na ramie łóżka pod płytą tylną nie jest poluzowany lub przesunięty, patrz rys. 2-3;

Sprawdź, czy wtyczka nie jest luźna;





Fot. 2-3

C. Określenie problemu: luźne zaciski mogą łatwo prowadzić do poluzowania wtyczek, należy po tym dokręcić zaciski. wtyczki są mocno włożone;

D. Wniosek: po wykonaniu powyższych trzech kroków należy sprawdzić panel sterowania barierką boczną. Jeżeli nadal nie reaguje, oznacza to, że panel sterowania jest uszkodzony i należy go wymienić.

5. Konserwacja łóżka

1. Aby bezpiecznie korzystać z łóżka, konieczne jest przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa łóżka, zaleca się przeprowadzanie kompleksowej kontroli co sześć miesięcy w celu zapewnienia elementów łączących nie są luźne, a funkcja podnoszenia łóżka działa prawidłowo.
2. Połączenie części ruchomych części łóżka należy smarować środkiem odpowiednią ilość oleju podczas codziennej kontroli; w przypadku stwierdzenia poważnego zużycia należy go wymienić natychmiast, aby zapewnić bezpieczeństwo. Ruchoma część na poniższym rysunku:



3. Unikaj uderzania łóżka ostrymi przedmiotami i zarysowywania powłoki na powierzchni łóżka.

4. Nie dopuść do tego, aby łóżko i materac wchłaniały wodę i wilgoć, co może powodować rdzę, nietypowe dźwięki i rozwój bakterii. Jeśli doszło do rozlania wody, natychmiast ją wytrzyj.

5. Gdy łóżko się zestarzeje i osiągnie swój okres użytkowania, można wymienić zarówno część metalową, jak i część plastikową.

poddane recyklingowi.

6. Środki ostrożności podczas sprzątania łóżka

1. Podczas czyszczenia należy wykreślić szmatkę nasączoną neutralnym detergentem rozcieńczonym wodą, wytrzeć ją do sucha, następnie wykreślić szmatkę nasączoną czystą wodą, wytrzyj resztki składników detergentu i na koniec wytrzeć suchą szmatką.

2. Nie należy używać substancji lotnych (rozcieńczalników, materiałów pylnych, benzyny itp.), które mogą powodować reakcje chemiczne i uszkodzić łóżko.

3. W przypadku czyszczenia przy użyciu środka dezynfekującego należy pamiętać o jego rozcieńczeniu do określonego stężenia. W zależności od składu środka dezynfekującego może on powodować korozję części metalowych, części z żywicy itp., powodując odbarwienia, deformacje i inne niepożądane skutki. Dlatego Zalecana zawartość środka dezynfekującego jest następująca:

0,050,2% chlorek amonu

0,050,2% chlorowanego fenylu

0,05% dichlorobenzenu biguanid etanu

0,050,2% podchlorynu sodu

Nie używaj sterylizatora dymowego ani autoklawu i nie stosuj metylofenolu do czyszczenia głowy i stóp. deski, nóżki łóżka itp., co może powodować korozję, odbarwienia, pogorszenie stanu.

Notatka:

1. Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz kabel zasilający.
2. Podczas czyszczenia NIE rozchlapuj wody, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.
3. Podczas czyszczenia łóżka lub zmiany pościeli należy zwrócić uwagę na narożniki, krawędzie i śruby. części ramy, aby zapobiec zarysowaniom.

7. Konserwacja materaca

1. Podczas użytkowania należy unikać zarysowania tkaniny ostrymi narzędziami lub nożami, przykryć ją prześcieradłem lub gąbkami czyszczącymi i czyścić je częściowo, aby zachować czystość i suchość.
2. Regularnie czyść pokrowiec materaca odkurzaczem, można go prać bezpośrednio w wodzie lub detergentu.
3. Częściowo wietrz materac, aby zapewnić sobie świeży i komfortowy sen, ale uważaj, aby nie narażać go na działanie wilgoci. nie wystawiać materaca na słońce przez zbyt długi czas.
4. W przypadku przypadkowego zabrudzenia tkaniny należy zapoznać się z zalecanymi środkami czyszczącymi. metodę w instrukcji. Nie używaj żrących środków chemicznych do czyszczenia tkaniny.
5. Jeśli przypadkowo dotkniesz tkaniny gumą do żucia lub innym przedmiotem przypominającym klej, nie wycieraj jej. siłą. Możesz użyć kompresu z lodu, aby stwardniał, a następnie delikatnie go odkleić.
6. Jeśli okaże się, że gwint jest luźny z powodu zużycia, nie można go zerwać ręcznie. należy przyciąć nożyczkami.

8. Kontrola i konserwacja kółek



1. Regularnie sprawdzaj kółka, unikaj uderzania w ciężkie przedmioty lub przeciążania, które może spowodować uszkodzenie kółek.
2. Kółka należy regularnie smarować smarem, częstotliwość użytkowania urządzenia należy określić zgodnie ze szczególną sytuacją rzeczywistego użytkownika. W normalnych warunkach, Smar należy stosować co pół roku.
3. Po wyczyszczeniu urządzenia do odlewania należy zwrócić uwagę na dodanie smaru. Wybór smaru powinien być dobrany do rzeczywistego środowiska użytkownika, szczególnie wysokiego i niskiego temperatura otoczenia itp.












4. Zabrania się pchania łóżka z użyciem siły, gdy kółka są hamowane, gdyż może to spowodować uszkodzenie do układu hamulcowego.
5. Zużycie bieżnika opony koła można wykryć poprzez kontrolę wizualną. Niektóre nagromadzenia takie jak nić i przędza mogą owinać się wokół kółka. Usuń śruby i nakrętki koła, usuń zanieczyszczenia i sprawdź, czy łożysko koła jest uszkodzone. Jeśli części nie są uszkodzone, kółko można ponownie złożyć i używać.
6. Decyzja o wymianie całego kółka jest podejmowana na podstawie stanu zużycia. Po wymianie kółka wymienione lub ponownie zainstalowane, upewnij się, że śruba osi i nakrętka są niezawodnie połączone i użyj w miarę możliwości stosuj podkładki zabezpieczające lub nakrętki zabezpieczające.
7. W przypadku kółek wyposażonych w hamulce należy regularnie sprawdzać, czy hamulce działają normalnie i sprawdzaj hamulce codziennie lub przed każdym użyciem. W przypadku łóżka szpitalnego wyposażonego w wiele kółek z hamulcem, możesz zablokować tylko jedno kółko z hamulcem na raz i spróbować popchnąć łóżko do przodu sprawdź, czy działanie hamulca każdego kółka jest dobre. Jeśli hamulec kółka nie działa funkcji spowodowanej zużyciem lub uszkodzeniem kółka, należy natychmiast wymienić kółko i ponownie przetestować układ hamulcowy.
8. W przypadku uszkodzenia mechanizmu hamulcowego i konieczności naprawy hamulca lub wymienione, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażowej lub autoryzowanym dealerem. Za każdym razem, gdy hamulce są wymienione, należy ponownie sprawdzić działanie hamulców kółek.













9. Konserwacja barierek bocznych






1. Sprawdź, czy barierki boczne są prawidłowo zamontowane, aby zapobiec wypadnięciu ciu pacjenta leżącego. przesuwaniu i zsuwaniu się.
2. Zawsze sprawdzaj śruby bocznej szyny i jej mocowania, aby zapobiec poluzowaniu. i spadając.
3. Używaj czerwonej części uchwytu poręczy czy prawidłowo, nie ciągnij zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie poręczy czy.

10. Wykaz części eksploatacyjnych i zamiennych

Numer	Nazwa	Kod materiału	Zdjęcie	Specyfikacja
1	Zagłówek V21	GPSL101TS648		990*460
2	Podnózek V21	GPSL101TS648		990*460

3	V21 płyta łóżka 1	GPSL101TS610		733*903/PP/biały
4	V21 płyta łóżka 2	GPSL101TS611		333*903/PP/biały
5	V21 płyta łóżka 3	GPSL101TS613		373*903/PP/biały
6	V21 płyta łóżka 4	GPSL101TS614		473*903/PP/biały
7	Tylna tablica V21 barierka ochronna, z panel sterowania, lewy, formowanie rozdmuchowe	GPSL101TS604		924*350mm/PP/biały
8	Tylna tablica V21 barierka ochronna, z panel sterowania prawy, formowanie rozdmuchowe	GPSL101TS605		924*350mm/PP/biały
9	Podnózek V21 barierka, lewa, dmuchanie odlewanie	GPSL101TS608		924*350mm/PP/biały
10	Podnózek V21 barierka, prawa, dmuchać odlewanie	GPSL101TS609		924*350mm/PP/biały
11	Porę cz ochronna V21 5-funkcyjna kontrola panel, lewy	LGPDJ101TS820		Oparcie pleców, podparcie kolan, oparcie pleców i kolan, wysokość łóżka, blokada, CPR, pacjent mobilizacja
12	Porę cz ochronna V21 5-funkcyjna kontrola panel, prawy	LGPDJ101TS819		Oparcie pleców, podnózek kolanowy, oparcie pleców i kolan, wysokość łóżka, blokada, CPR, pacjent mobilizacja
13	Panel sterowania pielęgniarki	/		/

14	Tylna tablica V21 naklejka na barierkę ochronną	LGPFU101TS416		780*35*0,4
15	Podnózek V21 naklejka na barierkę ochronną	LGPFU101TS417		750*35*0,4
16	Poręcz tłumik (biały)	LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	30-50 drenaż hak	BYKBGKM02806		30-50(plastik)
18	Stal nierdzewna IV słupek z 4 plastikowymi haki	S0FJSY010003		Φ16-19/ecru
19	Ośłona stóp (lewa) BYKBGKM02402			biały
	Pokrywa 20 stóp (prawa) BYKBGKM02403			biały
21	pokrowiec na nóżki łóżka	BYKBGKM02404		biały
	22 Pedał hamulca (lewy) A BYKBGKM02817			zielony
	23 Pedał hamulca (lewy) B BYKBGKM02818			czerwony
	24 Pedał hamulca (prawy) A	BYKBGKM02819		zielony
	25 Pedał hamulca (prawy) B	BYKBGKM02820		czerwony

26	5 cali centralnie sterowanie dwustronne koło	BYDYGX105134		/
27	Silnik JC 200 pionowy (ręczne RKO, Hall)	LGPDJ101TS821		JC35L10Y4424200/385VG DZK2102D0
28	Silnik podnóżka kolanowego JC 100 poziomo	LGPDJ101TS805		JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	Silnik wysokości JC 150 poziomy	LGPDJ101TS806		JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
30	JC 3m przewód zasilający	LGPDJ101TS694	/	Wtyczka GB 3
31	JC 5-funkcje kontroler	LGPDJ101TS818		JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 100-03-14
32	Zatrzymanie awaryjne skrzynka rozdzielcza	LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5-funkcje panel sterowania pielęgniarki	LGPDJ101TS721		/
34	Lampka nocna JC	LGPDJ101TS714	/	JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Skrzynka adaptera JCP35C5	LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	Skrzynka na baterie JC	LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

37	Kabel adaptera JC LGPDJ101TS722	/	1,5 m, kremowo-biały, 10-żyłowy głowica kryształowa wodoodporna 9-stykowa wodoodporna wtyczka silnika 10- stykowy kabel przesyłowy
38	JC Kabel adaptera LGPDJ101TS839	/	1,5 m, kremowo-biały, 10-żyłowy kryształowa głowica wodoodporna zgięta 8-żyłowa żółta wtyczka silnika prosta 6- pinowy kabel krosowy

Uwaga: Ze względu na odnawianie oferty produktów, niektóre części oryginalnego produktu mogą być niedostępne.
(Firma zapewnia dostępność części do sprzedawanych produktów w ciągu 6 lat od zakończenia ich produkcji.)

11. Warunki pakowania, transportu i przechowywania

- Opakowanie łożka ręcznego odbywa się zgodnie z umową lub normą produktową.
- Podczas transportu produktu należy unikać pośpiechu, gwałtownych wibracji oraz bezpośredniego dostępu do słońca i deszczu.
- Warunki przechowywania:
 - Temperatura otoczenia: -40°C – 70°C
 - Wilgotność względna: 95
 - Ciśnienie atmosferyczne: 500hPa – 1060hPa
 - Napięcie: 100-220±22V
 - Częstotliwość zasilania: 50±5 Hz
- Klasyfikacja bezpieczeństwa sprzętu: klasa I, z wewnętrznym zasilaniem, typ ochrony B.
 - napięcie robocze: 24V
 - moc wejściowa: 300VA
 - bezpiecznik, wartość nominalna: F3AL 250V, 5× 20mm
 - system operacyjny: okresowe ładowanie i ciągła praca
 - ochrona przed wnikaniem cieczy: IPX4
 - sprzęt niebędący sprzętem typu AP/PG


12. Obsługa posprzedażna

- Prosimy o zachowanie dokumentów załącznikowych i faktury niniejszego
- Produkt, który musisz zaprezentować, aby móc cieszyć się obsługą posprzedażową
- serwis konserwacyjny.
- Jeśli w trakcie użytkowania pojawią się jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt w
- dowolnym momencie, 5. abyśmy mogli zapewnić Państwu dokładne i skuteczne informacje.

6. terminowe świadczenie usług wsparcia technicznego i konserwacji.
7. Od daty zakupu i w ciągu jednego roku, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia jeśli produkt jest zainstalowany i używany prawidłowo, zgodnie z instrukcją, możesz cieszyć się bezpłatną gwarancją i dożywotni serwis po okazaniu „certyfikatu” lub faktury.
8. Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń, nie należy samodzielnie demontować wewnętrznych części produktu. Jeśli stwierdzisz, że użytkowanie jest wadliwe, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej firmy, działem serwisu lub autoryzowanym dystrybutorem.
9. W okresie 1 roku od daty zakupu, jeżeli produkt nie może działać prawidłowo z powodu:
W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością firma naprawi je dla klienta bezpłatnie.
10. Gwarancja jest gwarantowana zgodnie z wymogami umowy. Poza gwarancją okres, firma jest odpowiedzialna za konserwację, dostarczanie akcesoriów i wdrażanie dożywotnia obsługa klientów.

Prawidłowa utylizacja



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol  przekreślone skrzydło pojemnika na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego pojemnika na śmieci w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych

ten symbol. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.


Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZIEKBED

MODEL:V8V8C-CPR

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen.


Wij willen u erop attenderen dat u bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig moet controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZIEKBED

MODEL: V8V8C-CPR



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Overzicht

Deze handleiding is van toepassing op het elektrische ziekenhuisbed V8v8c en bevat de installatiemethode, het gebruik en onderhoudsinstructies, enz.

De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie voor de gebruiker. Raadpleeg het daadwerkelijke product tijdens het gebruik. operatie.

Deze handleiding bevat productbeschrijvingen, instructies, onderhoud en enkele technische gegevens en informatie.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze aftersalesservice of uw distributeur.

Iedereen die deze handleiding gebruikt, dient deze zorgvuldig te lezen en de instructies strikt op te volgen.




Behalve in een aantal onverwachte situaties, vragen we gebruikers om bekend te zijn met de gebruiksaanwijzingen en zaken die aandacht behoeven.

1. Productinstallatiehandleiding



1.1 Lijst met standaardaccessoires

Controleer na het openen van de verpakking of de volgende onderdelen compleet zijn:






Tabel a:

№	Naam	Afbeelding	Specificatie	Hoeveelheid	Eenheid
1	Hoofd voet verpakking van karton doos		zie tabel a.1 hieronder	1	doos
2	IV-paal		ÿ16-19/gebroken wit	1	computer
3	bedplatform		2048*1047	1	computer
4	Schroefpakket	/	Controleer tabel a.2 hieronder	1	tas

Tabel a.1

№	Naam	Afbeelding	Specificatie	Hoeveelheid	Eenheid
1	Hoofdbord		990*460	1	computer
2	Voetplank		990*460	1	computer



Tabel a.2



№	Naam	Afbeelding	Specificatie	Hoeveelheid	Eenheid
1	30-50 drainage haak		30-50(kunststof)	2	computer
2	Niet 154		∅21,7*154	2	computer
3	Niet 184		∅21,7*184	2	computer
4	Platte ring		f12	4	computer
5	Jammoer		M12	4	computer

1.2 Installatie van hoofd- en voeteneinde

(de afbeelding komt niet exact overeen met het echte object, alleen ter referentie voor de installatiehandleiding)



Hoofdbordpalen: $\gamma 21,7 \times 154$, voetbordpalen: $\gamma 21,7 \times 184$, de installatiemethode is zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:





1.3 Installatie van de drainagehaak



Maak de drainagehaak klaar, draai de holle gesp van de drainagehaak naar beneden en maak hem vervolgens vast naar beneden op de balk van het bedframe, zie foto:




1.4 Installatie van een infuuspaal

Installatie van het primaire onderdeel: plaats het primaire kunststof haakonderdeel bovenop de roestvrijstalen 16 mm Ø paal en druk deze naar beneden.

Installatie van het secundaire onderdeel: plaats het secundaire kunststof haakonderdeel bovenop het primaire onderdeel, lijn de De secundaire haakdelen klikken vast met de aansluiting van de primaire en druk deze naar beneden. Nadat u een "klik"-geluid hoort, controleert u of de clip goed vastzit. Als dat zo is, is de installatie voltooid. Als dat niet het geval is, blijft u de clip naar beneden drukken. Plaats de infuuspaal verticaal in een van de infuuspaalposities.



2. Productgebruiksaanwijzing



1- Hoofdeinde 2- Infuuspaal 3- Zijhek 4 - Bedplank

5- Voetbord 6- Zwenkwiel 7- Bedframe 8- Afvoerhaak 9- CPR


Technische parameters:

1	Bedplatform dimensie	lengte	mm	1925±10
		breedte		900±10
		hoogte		455±10
2	Algemene afmetingen	lengte		2085±10
		breedte		1025±10
		hoogte		(455-745)±10
3	Kantelbereik	rugleuning	/	0 ~ 75±10°
		knie rust		0 ~ 32±10°
		omgekeerde trendelenburg		0 ~ 12±2°
		trendelenburg		0 ~ 12±2°
4	Gewicht	Veilige werklust	/	170


2.1 Gebruik van wielen

Bij dit product wordt gebruik gemaakt van het centrale vergrendelingssysteem, waarmee alle vier de wielen kunnen worden geblokkeerd door de rempedaal aan één kant. Druk het groene pedaal in om de casters te ontgrendelen, druk het rode pedaal in om catering te sluiten.

De onderstaande figuren tonen twee toestanden van de wielen:



Vergrendelde staat




Ontgrendelde staat


2.2 Gebruik van de zijrail

(De afbeelding is alleen ter referentie, het daadwerkelijke product is bepalend.)

Om de zijrail omhoog te brengen: houd de rail vast en trek hem omhoog. Wanneer u een klikgeluid hoort, betekent dit dat de rail is vergrendeld. Zie de afbeelding:





Om de zijrail te verlagen: ontgrendel de rail en laat deze langzaam zakken, zie de afbeelding:



2.3 CPR-gebruik

De rugleuning van dit bed kan direct worden verlaagd tijdens een noodbehandeling. Bedieningsmethode: trek de rode CPR-kruk omhoog om de snelle verlaging van het rugleuningbord te realiseren.






Rugleuning direct los te maken



2.4 Gebruik van de infuuspaal

Hoogteverstelling van de IV-paal: draai eerst de buitenste roterende huls los, tegen de klok in, plaats de binnenbuis van de IV-paal in de roterende huls en pas vervolgens de hoogte van de IV-paal aan indien nodig. Draai na het aanpassen van de gewenste hoogte de buitenste roterende huls vast, met de klok mee. Veilige werklust van elke afzonderlijke haak is 2 kg, totale veilige werklust is 8 kg.


(hoogteverstellingsbereik: 890-1540 mm, de afbeelding is alleen ter referentie)



2.5 Gebruik van het zijrailbedieningspaneel



2.5.1 Zijrail binnenbedieningspaneel



2.5.2 Buitenbedieningspaneel zijrail

1. Reanimatie

2. Rugleuning omhoog

3. Rust voor de onderrug

4. Aan/uit

5. Rug omhoog + knie rust

6. Onderrug + knie rust

7. Trendelenburg


8. Kniesteun omhoog

9. Rust voor de onderknie


10. Bed omhoog brengen

11. Omgekeerde Trendelenburg

12. Onderbed




2.6 Gebruik van het bedieningspaneel voor verpleegkundigen



- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rugleuning omhoog | 14. Slot Trendelenburg |
| 2. Rust voor de onderrug | 15. Aan/uit |
| 3. Kniesteun omhoog | 16. Noodstop |
| 4. Rust voor de onderknie | 17. Trendelenburg |
| 5. Rug omhoog + knie rust | 18. Hartpositie |
| 6. Onderrug + knie rust | 19. Verpleegkundige positie |
| 7. Verhoog het bed | 20. Mobilisatie van de patiënt |
| 8. Onderbed | 21. Reanimatie |
| 9. Omgekeerde Trendelenburg | |
| 10. Trendelenburg | |
| 11. Vergrendel de rugleuning | |
| 12. Vergrendel de kniesteun | |

2.7 Samenstelling van het elektronische regelsysteem

2.7.1 Schema van het elektronische regelsysteem



Prioriteit van de operator:

- (1) Bedieningspaneel voor verpleegkundigen > Handbediening > Bedieningspaneel voor zijhekkken;
- (2) Eén prioriteitsknop kan dezelfde prioriteitsknopbewerking onderbreken en beëindigen (behalve de handmatige bewerking). controller), wanneer één knop wordt losgelaten en de andere nog steeds wordt ingedrukt, wordt de werking van de laatste één wordt voortgezet;
- (3) Toetsen met een hoge prioriteit (behalve CPR, TR en STOP) kunnen toetsen met een lage prioriteit onderbreken en beëindigen. Wanneer de ene knop wordt losgelaten en de andere nog steeds wordt ingedrukt, wordt de werking van de laatste beëindigd. vervolgd. Wanneer de CPR-, TR- of STOP-knop wordt ingedrukt tijdens een andere knopbediening, worden CPR-, TR- of De STOP-bewerking wordt uitgevoerd.

2.8.2 Onderdelenlijst elektronische besturing


Naam	Hoeveelheid
JC motor 200 verticaal (handmatige reanimatie)	1
JC knie rust motor 100 horizontaal	1
JC bed platform hoogte motor 150 horizontaal	2
JC 5-functies bedieningspaneel	1
JC 3m netsnoer (milieu)	1

JC 5-functies verpleegkundige bedieningspaneel	1
JC 5-functies handcontroller	1
Noodstopchakelaarkast	1
JC nachtlampje	1
Adapterdoos JCP35C5	1
JC batterijdoos	1
JC-adapterkabel	2
JC-adapterkabel	1
V21 zijrail 5-functies bedieningspaneel, links	1
V21 zijrail 5-functies bedieningspaneel, rechts	1

3. Vervanging en onderhoud van reserveonderdelen

3.1 Demontage en vervanging van de wielen


Gebruik een 10" inch sleutel om de bout los te draaien, trek de schroef, platte veeringen, rempedaal, kunststof borgring, zeshoekige stang, enz. eruit, vervang door een reservewiel, plaats de bout terug in de stopcontact, draai de moer vast.



3.2 Demontage en vervanging van de gasveer van de zijrail


(de afbeelding is alleen ter referentie)

Gebruik een externe schuifmaat om de borgveren van de kop- en staartpenen te verwijderen, verwijder de gasveer, vervang deze door de reserveveer, monteer deze opnieuw en test de rail.





3.3 Demontage en vervanging van de zijrail

Verwijder eerst de gasveer, maak met behulp van twee 14" inch sleutels de moer los, verwijder de moer, verwijder het lager, verwijder de rail. (De afbeelding is alleen ter referentie, het werkelijke product moet zegevieren)



3.4 Motor verwijderen en vervangen

Nadat u de R-type borgpennen aan beide uiteinden van de motor hebt verwijderd, trekt u de borgpennen eruit. Nadat u de motor hebt vervangen, installeert u de bouten in de onderstaande volgorde. (de afbeelding is alleen ter referentie)



4. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke reden	Probleemoplossing
Bed kan niet worden aangepast met behulp van positioneringsknoppen	Niet ingeschakeld	Druk op de aan/uit-knop
	Motor is uitgeschakeld, Motorstoring	Controleer de netsnoeren Motor vervangen, zie 3.4
	Stekker zit niet in het stopcontact correct	Steek de stekker correct in het stopcontact
	Storing in het besturingssysteem	Neem contact op met de technische ondersteuning
Bedhoogteverstelling mislukking	Motor is uitgeschakeld	Controleer de netsnoeren
	Motorstoring	Motor vervangen, zie 3.4
	Stekker zit niet in het stopcontact correct	Steek de stekker correct in het stopcontact
	Storing in de stroomkast	Neem contact op met de technische ondersteuning
	Storing in het besturingssysteem	Neem contact op met de technische ondersteuning
Achterplaat kan niet verlaagd van rechtop positie	Vreemde voorwerpen onder de backplane of in de aandrijfeenheid	Verwijder vreemde voorwerpen
De vangrail kan niet aangepast	Vuile vangrail slot	Maak het vergrendelingsmechanisme schoon
	Storing in de vergrendeling van de zijhekk	Vervang de zijhekk, zie 3.3
Wielen kunnen niet draaien	De roterende as zit vast door stroken vuil	Maak het draaimechanisme schoon
	Storing van de interne mechanisme van de caster	Vervang het wiel, zie 3.1
Kan kop en voetplank	Verkeerde installatiemethode	Controleer het vergrendelingsmechanisme, plaats de kop op de juiste manier en voetplank, zie 1.2
	Mechanische storing	Neem contact op met de technische ondersteuning

4.1 Behandeling van storingen aan de duwstang

Behandeling van storingen aan de duwstang:

(1) Oorzaken van storingen van duwstangen:

1. Abnormaal Hall-signaal van de duwstang;
2. eerste keer programmeren;
3. Verpleegkundige bureau, handbediening, bedieningspaneel van de relingen, storing van het 6S-systeem.

(2) Methode voor het melden van storingen aan de duwstang: als er storingen aan de M1-, M3- of M4-aandrijving worden gedetecteerd, knippert het blauwe lampje op de aangepaste handcontroller van de JCH35-JSSK Saikang.

(3) Problemen met storingen in de duwstang oplossen:

1. Door op de overeenkomstige knoppen te drukken, tilt u de M1-pus-stang naar de bovenste positie of laat u deze zakken naar de onderste positie, zodat de duwstang de "rebound" voltooit en de storing is verholpen;
2. Door op de overeenkomstige knoppen te drukken, laat u de M3, M4 duwstangen zakken naar de onderste positie, laat u ze volledig "terugveren" en verhelpt u de storing;
3. Wanneer de M3-, M4-stangen volledig defect zijn, werken de Reverse TR/TR-knoppen niet geldig;
4. Wanneer een duwstang defect is, mobilisatie van de patiënt, hartpositie, TR, noodgeval knoppen zijn niet geldig.

4.2 Testmethode voor niet-reagerende zijrailbedieningspaneel

Stap 1, controleer of de noodstopchakelaar is ingedrukt

A. Controleer of de noodstopknop is ingedrukt;

B. Controleer de methode: draai de noodstopchakelaar met de klok mee om te openen (hij springt een klein stukje naar buiten), zie afbeelding 1-1;

C. Definieer een probleem: als de noodstopknop omhoog springt, betekent dit dat deze is ingedrukt; als de noodstopknop niet omhoog springt, betekent dit dat deze al in de open stand staat en dat het niet nodig is om hem te draaien;

D. Conclusie: nadat de bovenstaande drie stappen zijn voltooid, test u de vangrail. Als er nog steeds geen reactie is, ga dan terug naar stap 2.




Foto 1-1

Stap 2: controleer of de gesp van de leuning los zit en of de kernen van de pennen vervormd zijn.



A. Controleer de inhoud: controleer of de gesp van de zijrail los zit en of de kernen van de pennen vervormd zijn;

B. Controleer de methode: volg de verbindingsslijn onder de zijrail van het achterbord, zoek de zijrailadapter, zie afbeelding 1-2;

C. Probleembepaling: de gesp zit los, zoals op foto 1-2. Sluit de gesp; de kernen van de pennen zitten los.

vervormd, met behulp van een platte schroevendraaier de pinkernen corrigeren, zorg ervoor dat deze stevig is aangesloten op de adapter;

D. Conclusie: controleer na de bovenstaande drie stappen het bedieningspaneel van de zijrail. Als het nog steeds niet reageert, ga dan naar stap 3.






Foto 1-2


Stap 3, Controleer of de stekker van de controller los zit

A. Controleer de inhoud: controleer of de stekker van de controller los zit;

B. Controleer methode:

• Controleer of de controllerclip op het bedframe onder de achterplaat los zit of is losgeraakt, zie afbeelding 1-3;

• Controleer of de stekker los zit;



Afb.1-3

C. Probleembepaling: Losse clips kunnen gemakkelijk leiden tot losse pluggen. Maak de clips vast nadat de pluggen stevig zijn ingebracht.

D. Conclusie: controleer na de bovenstaande drie stappen het bedieningspaneel van de zijrail. Als dit nog steeds niet reageert, ga dan naar stap 4.

Stap 4, Controleer of de connector van de printplaat van de zijrailbesturing los zit

A. Controleer de inhoud: de connector van de printplaat van de zijrail zit los;

B. Controlemethode: verwijder de afdeksticker van het bedieningspaneel aan de zijrail. Draai met een schroevendraaier de 4 schroeven los, zie afb. 1-4;




Foto 1-4

C. Probleembepaling: als de connector van de printplaat los zit, sluit deze dan stevig aan, zie afbeelding 1-5;




Foto 1-5

D. Conclusie: controleer na de bovenstaande drie stappen het bedieningspaneel van de zijrail. Als het nog steeds niet reageert, betekent dit dat het bedieningspaneel beschadigd is en vervangen moet worden.

4.3 Testmethode voor niet-reagerend voetbordbedieningspaneel

Stap 1, controleer of de noodstopchakelaar is ingedrukt

A. Controleer de inhoud: of de noodstopknop is ingedrukt;

B. Controleer de methode: draai de noodstopchakelaar met de klok mee om te openen (hij springt even naar buiten). afstand), zie pic.2-1;

C. Probleembepaling: als de noodstopknop omhoog springt, betekent dit dat deze is ingedrukt;

Als de noodstopchakelaar niet omhoog springt, betekent dit dat deze al in de open stand staat en dat er het is niet nodig om het te draaien;

D. Conclusie: controleer na de bovenstaande drie stappen het bedieningspaneel van de zijrail. Als dit nog steeds niet reageert, ga dan naar stap 2.



Foto 2-1

Stap 2, controleer of de vangrailgesp los zit of de penkernen vervormd zijn

A. Controleer de inhoud: de gesp van het voetbord zit los, de kernen van de pennen zijn vervormd;

B. Controleer de methode: volg de verbindingsslijn van het voetbord, zoek de voetbordadapter, zie afb.2-2;

C. Probleembepaling: de gesp zit los, zoals op afbeelding 2-2. Vergrendel de gesp; de kernen van de pennen zijn vervormd. Corrigeer de kernen van de pennen met een platte schroevendraaier en zorg ervoor dat deze stevig vastzit aan de adapter.

D. Conclusie: controleer na de bovenstaande drie stappen het bedieningspaneel van de zijrail. Als dit nog steeds niet reageert, ga dan naar stap 3.




Foto 2-2

Stap 3, Controleer of de stekker van de controller los zit

A. Controleer de inhoud: de stekker van de controller zit los;

B. Controleer methode:

ÿ Controleer of de controllerclip op het bedframe onder de achterplaat los zit of is losgeraakt, zie afbeelding 2-3;

ÿ Controleer of de stekker los zit;






Foto 2-3

C. Probleembepaling: losse clips kunnen gemakkelijk leiden tot losse pluggen, maak de clips na het bevestigen vast de stekkers zijn stevig ingestoken;

D. Conclusie: controleer na de bovenstaande drie stappen het bedieningspaneel van de zijrail. Als het nog steeds niet reageert, betekent dit dat het bedieningspaneel beschadigd is en vervangen moet worden.

5. Onderhoud van het bed

1. Om het bed veilig te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om regelmatig veiligheidsinspecties op het bed uit te voeren, Het wordt aanbevolen om elke zes maanden een uitgebreide inspectie uit te voeren om ervoor te zorgen dat verbindingdelen niet los zitten en de heffunctie van het bed normaal functioneert.
2. De verbinding van de vaak bewegende delen van het bed moet worden gesmeerd met een voldoende olie tijdens dagelijkse inspectie; als er ernstige slijtage wordt geconstateerd, moet deze worden vervangen onmiddellijk om de veiligheid te garanderen. Het bewegende deel in onderstaande afbeelding:



3. Zorg ervoor dat u niet met scherpe voorwerpen op het bed slaat en de coating op het bedoppervlak niet bekrast.
4. Zorg ervoor dat het bed en de matras geen water en vocht opnemen, wat roest, abnormale geluiden en bacteriegroei kan veroorzaken.
Als er water is gemorst, veeg het dan onmiddellijk weg.
5. Wanneer het bed verouderd en zijn levensduur bereikt, kunnen het metalen deel en de kunststof delen worden vervangen.
gerecycled.

6. Voorzorgsmaatregelen voor het opruimen van bedden

1. Wring bij het schoonmaken de doek uit, gedrenkt in een neutraal reinigingsmiddel verdund met water, veeg hem droog, Wring vervolgens de doek uit, gedrenkt in schoon water, veeg de resterende wasmiddelbestanddelen weg en ten slotte Afvegen met een droge doek.
2. Gebruik geen vluchtige stoffen (verduiners, drijfgassen, benzine, enz.) die chemische reacties kunnen veroorzaken en het bed beschadigen.

3. Wanneer u een ontsmettingsmiddel gebruikt, zorg er dan voor dat u het eerst verdunt tot de aangegeven concentratie. Afhankelijk van de samenstelling van het ontsmettingsmiddel kan het metalen onderdelen, harsonderdelen, enz. aantasten, waardoor verkleuring, vervorming en andere ongewenste gevolgen kunnen ontstaan. Daarom is de De aanbevolen inhoud van het ontsmettingsmiddel is als volgt:

0,05 ÷ 0,2% ammoniumchloride

0,05÷0,2% gechloreerde fenyl

0,05% dichloorbenzeen biguanide ethaan

0,05÷0,2% natriumhypochloriet

Gebruik geen rooksterilisator of autoclaaf en gebruik geen methylfenol om de kop en de voet schoon te maken. planken, bedpoten, enz., die corrosie, verkleuring en achteruitgang kunnen veroorzaken.

Opmerking:

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt
2. Tijdens het schoonmaken GEEN water spetteren om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen
3. Let bij het schoonmaken van het bed of het verschonen van het beddengoed op de hoeken, randen en schroefgaten delen van het frame om krassen te voorkomen.

7. Onderhoud van de matras

1. Vermijd krassen op de stof met scherpe apparaten of messen bij gebruik, bedek de stof met lakens of schoonmaakdoekjes en maak het regelmatig schoon om het schoon en droog te houden.
2. Reinig de matrashoes regelmatig met een stofzuiger, deze kan direct met water worden gewassen of wasmiddel.
3. Lucht de matras regelmatig om uw slaap fris en comfortabel te houden, maar wees voorzichtig dat u de lucht niet blootstelt aan de matras te lang in de zon laten liggen.
4. Als de stof per ongeluk bevlekt raakt, raadpleeg dan de overeenkomstige aanbevolen reinigingsmethode methode in de instructies. Gebruik geen bijtende chemicaliën om de stof te reinigen.
5. Als er per ongeluk kauwgom of andere lijmachtige voorwerpen op de stof terechtkomen, veeg het dan niet weg met geweld. Je kunt een ijspakking gebruiken om het te laten uitharden en het er dan voorzichtig af te pellen.
6. Als blijkt dat de draad los zit door slijtage, kan deze niet met de hand worden gebroken en kan deze moet met een schaar worden afgeknipt.

8. Inspectie en onderhoud van wielen

1. Controleer de wielen regelmatig, vermijd het stoten tegen zware voorwerpen of overbelasting, wat kan leiden tot schade aan de wielen.
2. De wielen moeten regelmatig worden voorzien van smeervet, de frequentie van het apparaat moet worden bepaald op basis van de specifieke werkelijke gebruikssituatie. Onder normale omstandigheden, Het vet moet elke zes maanden worden aangebracht.
3. Na het reinigen van de casteruitrusting, let op het toevoegen van smeervet. De selectie van smeervet moet gebaseerd zijn op de werkelijke gebruiksomgeving, speciaal hoog laag temperatuur, omgeving, enz.












4. Het is verboden om het bed met kracht te duwen als de wielen geremd zijn, dit zal schade veroorzaken aan het remsysteem.
5. De slijtage van het loopvlak van de band van de caster kan worden gedetecteerd door visuele inspectie. Sommige ophopingen zoals draad en gesponnen garen kunnen zich om de caster wikkelen. Verwijder de bouten en moeren van het zwenkwiel, ruim het vuil op en controleer of het lager van het zwenkwiel goed is beschadigd. Als de onderdelen niet beschadigd zijn, kan het wiel opnieuw worden gemonteerd en gebruikt.
6. De beslissing of de gehele caster vervangen moet worden, hangt af van de slijtageconditie. Nadat de caster is vervangen of opnieuw geïnstalleerd, zorg ervoor dat de asbout en moer goed vastzitten en gebruik borgringen of borgmoeren zoveel mogelijk vast.
7. Bij wielen die voorzien zijn van remmen, is het noodzakelijk om regelmatig te controleren of de remmen werken normaal gesproken, en controleer de remmen elke dag of voor elk gebruik. Voor een ziekenhuisbed dat is uitgerust met meerdere remwielen, u kunt slechts één remwiel tegelijk vergrendelen en proberen het bed naar voren te duwen. Controleer of de remprestaties van elk wiel goed zijn. Als de wielrem niet werkt functie als gevolg van slijtage of schade aan het zwenkwiel, vervang het zwenkwiel onmiddellijk en test het opnieuw remsysteem.
8. Als het mechanisme van het remsysteem beschadigd is en de rem gerepareerd moet worden of vervangen, neem dan contact op met onze aftersales of een erkende dealer. Iedere keer dat de remmen worden vervangen, moet de remwerking van de zwenkwielen opnieuw worden getest.













9. Onderhoud van de zijrails








1. Controleer of de zijhekkens correct zijn geïnstalleerd om te voorkomen dat de liggende patiënt verschuiven en weggrollen.
2. Controleer altijd de schroeven van de zijrail en de bevestigingen van de zijrail om losraken te voorkomen en eraf vallen.
3. Gebruik het rode gedeelte van de zijrailhendel correct. Trek niet te hard met grof geweld, want hierdoor kan de zijrail beschadigd raken.

10. Lijst met slijtage- en reserveonderdelen

ÿ	Naam	Materiaalcode	Afbeelding	Specificatie
1	V21 hoofdbord	GPSL101TS648		990*460
2	V21 voetbord	GPSL101TS648		990*460

3	V21 bedbord 1	GPSL101TS610		733*903/PP/wit
4	V21 bedbord 2	GPSL101TS611		333*903/PP/wit
5	V21 bedbord 3	GPSL101TS613		373*903/PP/wit
6	V21 bedbord 4	GPSL101TS614		473*903/PP/wit
7	V21 achterbord vangrail, met bedieningspaneel, links, blaasvormen	GPSL101TS604		924*350mm/PP/wit
8	V21 achterbord vangrail, met bedieningspaneel, rechts, blaasvormen	GPSL101TS605		924*350mm/PP/wit
9	V21 voetbord vangrail, links, blazen gieten	GPSL101TS608		924*350mm/PP/wit
10	V21 voetbord vangrail, rechts, blazen gieten	GPSL101TS609		924*350mm/PP/wit
11	V21 vangrail 5-functies controle paneel, links	LGPDJ101TS820		Rugleuning, knieleuning, rug+knieleuning, bedhoogte, slot, reanimatie, patiënt mobilisatie
12	V21 vangrail 5-functies controle paneel, rechts	LGPDJ101TS819		Rugleuning, kniesteun, rug+knie rust, bedhoogte, slot, reanimatie, patiënt mobilisatie
13	Verpleegkundig bedieningspaneel	/		/

14	V21 achterbord vangrail sticker	LGPFU101TS416		780*35*0,4
15	V21 voetbord vangrail sticker	LGPFU101TS417		750*35*0,4
16	Vangrail demper (wit)	LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	30-50 drainage haak	DOORKBGKM02806		30-50(kunststof)
18	Roestvrij staal IV paal met 4 kunststof haken	S0FJSY010003		ÿ16-19/gebroken wit
19	Voetbedekking (links) BYKBGKM02402			wit
20	voet dekking (rechts) BYKBGKM02403			wit
21	bed voetenzak	BYKBGKM02404		wit
22	Rempedaal (links) A BYKBGKM02817			groente
23	Rempedaal (links) B BYKBGKM02818			rood
24	Rempedaal (rechts) A	BYKBGKM02819		groente
25	Rempedaal (rechts) B	BYKBGKM02820		rood

26	5 inch centraal bediening dubbelzijdig wiel	BYDYGX105134		/
27	JC-motor 200 verticaal (handmatige reanimatie, Hall)	LGPDJ101TS821		JC35L10Y4424200/385VG DZK2102D0
28	JC knie rust motor 100 horizontaal	LGPDJ101TS805		JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	JC hoogte motor 150 horizontaal	LGPDJ101TS806		JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
30	JC 3m netsnoer	LGPDJ101TS694	/	GB 3 stekker
31	JC 5-functies regelaar	LGPDJ101TS818		JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 100-03-14
32	Noodstop schakelkast	LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5-functies verpleegkundige bedieningspaneel	LGPDJ101TS721		/
34	JC nachtlampje	LGPDJ101TS714	/	JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Adapterdoos JCP35C5	LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	JC batterijdoos	LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

37 JC	Adapterkabel LGPDJ101TS722	/	1,5 m gebroken wit 10 kern kristal hoofd waterdichte bocht 9-pins waterdichte motor socket stekker 10-pins overdrachtskabel
38 JC	Adapterkabel LGPDJ101TS839	/	1,5 m gebroken wit 10 kern kristal hoofd waterdichte bocht 8 kern gele motor rechte stekker 6-pins patchkabel

Let op: Vanwege de vernieuwing van het productassortiment zijn de onderdelen van het originele product mogelijk niet meer leverbaar. (Het bedrijf garandeert de beschikbaarheid van onderdelen voor verkochte producten binnen 6 jaar na beëindiging van de productie.)

11. Verpakkings-, transport- en opslagomstandigheden

1. De verpakking van het handbed wordt uitgevoerd volgens de contract- of productnorm.
2. Vermijd tijdens het transport van het product overhaasting, hevige trillingen en directe blootstelling aan zonlicht en regen.
3. Opslagcondities:
 - a) Omgevingstemperatuur: -40°C ÷ 70°C
 - b) Relatieve vochtigheid: > 95%
 - c) Atmosferische druk: 500hPa ÷ 1060hPa
 - d) Spanning: 100-220±22V
 - e) Netfrequentie: 50±5 Hz
4. De veiligheidsclassificatie van de apparatuur is klasse I, met interne voeding, beschermingstype B.
 - a) bedrijfsspanning: 24V
 - b) ingangsvermogen: 300VA
 - c) zekeringbeschermer, nominale waarde: F3AL 250V, 5×20mm
 - d) besturingssysteem: intermitterende belasting en continue werking
 - e) bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen: IPX4
 - f) apparatuur van het type niet-AP/APG

12. Aftersales-service

1. Bewaar de bijlagen en de factuur van deze
2. product, je moet die presenteren om van de aftersales te kunnen genieten
3. Onderhoudsdienst.
4. Als u tijdens het gebruik vragen heeft, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen, 5. zodat ons bedrijf u nauwkeurige en efficiënte informatie kan verstrekken

6. Tijdige technische ondersteuning en onderhoudsdiensten.
7. Vanaf de aankoopdatum en gedurende één jaar, indien er een storing of schade optreedt wanneer het product correct is geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kunt u genieten van gratis garantie en levenslange onderhoudsservice op vertoon van een "certificaat" of factuur.
8. Demonteer de interne onderdelen van dit product niet zelf om onnodige schade te voorkomen.
Als u van mening bent dat het gebruik wordt beïnvloed door kwaliteitsproblemen, neem dan contact op met de aftersalesafdeling van het bedrijf. serviceafdeling of de geautoriseerde distributeur.
9. Vanaf de aankoopdatum binnen 1 jaar, indien het product niet normaal kan functioneren vanwege Bij kwaliteitsproblemen zal het bedrijf het product gratis voor de klant repareren.
10. De garantie is gegarandeerd volgens de contractuele vereisten. Buiten de garantie periode is het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud, het leveren van accessoires en het implementeren levenslange service voor klanten.

Correcte verwijdering



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool sho vleugel een doorgestreepte klike geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist ectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die gemarkeerd zijn met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

Jiangsu Saikang Medische Apparatuur Co., Ltd.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.se/support

SJUKSÄNG

MODELL: V8V8C-CPR

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.


Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SJUKSÄNG

MODELL: V8V8C-CPR



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.se/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Översikt

Denna manual är tillämplig på V8v8c elektrisk sjukhussäng och inkluderar installationsmetod, användning och underhållsinstruktioner m.m.

Grafiken i denna bruksanvisning är endast för användarreferens, vänligen hänvisa till den faktiska produkten under drift.

Denna manual innehåller produktbeskrivning, instruktioner, underhåll och vissa tekniska data och information.

Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundservice eller din distributör.

Alla som använder den här bruksanvisningen bör läsa den noggrant och strikt följa instruktionerna.




Förutom vissa oväntade situationer kräver vi att användarna är bekanta med användningsguider och frågor som kräver uppmärksamhet.

1. Produktinstallationsguide



1.1 Lista över standardtillbehör

Efter att ha öppnat förpackningen, kontrollera om följande delar är kompletta:






Tabell a:

№	Namn	Bild	Specifikation	Antal	Enhet
1	Huvudfot kartongförpackning låda		kontrollera tabell a.1 nedan	1	låda
2	IV stolpe		ÿ16-19/benvit	1	st
3	säng plattform		2048*1047	1	st
4	Skruppaket	/	Kontrollera tabell a.2 nedan	1	väska

Tabell a.1

№	Namn	Bild	Specifikation	Antal	Enhet
1	Huvudbräda		990*460	1	st
2	Fotbräda		990*460	1	st



Tabell a.2



№	Namn	Bild	Specifikation	Antal	Enhet
1	30-50 dränering krok		30-50 (plast)	2	st
2	Inte 154		∅21,7*154	2	st
3	Inte 184		∅21,7*184	2	st
4	Platt bricka		f12	4	st
5	Jamnöt		M12	4	st

1.2 Montering av huvud- och fotbräda

(bilden stämmer inte exakt överens med det verkliga objektet, endast för installationsguiderreferens)



Huvudbräda stolpar: $\varnothing 21,7 \times 154$, fotbräda stolpar: $\varnothing 21,7 \times 184$, installationsmetoden är som visas i figuren nedan:





1.3 Installation av dräneringskrok

Förbered dräneringskroken, vrid det konkava spännet på dräneringskroken nedåt och spänn den sedan ner på sänggramens balk, se bild:





1.4 IV-stångsinstallation


Installation av primär del: placera den primära plastkroken ovanpå det 16 mm Ø rostfria stålet stolpen och tryck ner den.

Installation av sekundär del: placera den sekundära plastkroken ovanpå primärdelen, rikta in den sekundär krokdel knäpper med den primära hylsan och tryck ner den, efter att du hört ett "klick"-ljud, kontrollera om klämman sitter tätt, i så fall är installationen klar, om inte, fortsätt att trycka ner.

Placera IV-stången vertikalt i en av IV-stången.



2. Produktanvändningsguide



1- Huvudbräda 2- IV-stång 3- Sidoskena

4 - Sängbräda

5- Fotbräda 6- Hjul 7- Sänggram 8- Dräneringskrok 9- HLR


Tekniska parametrar:

1	Sängplattform dimensionera	längd	mm	1925±10
		bredd		900±10
		höjd		455±10
2	Övergripande dimension	längd		2085±10
		bredd		1025±10
		höjd		ÿ455-745ÿ±10
3	Lutningsintervall	ryggstöd	/	0 ~ 75±10°
		knästöd		0 ~ 32±10°
		omvänd trendelenburg		0 ~ 12±2°
		trendelenburg		0 ~ 12±2°
4	Vikt	Säker arbetsbelastning	/	170


2.1 Användning av hjul

I denna produkt används centrallåssystemet, som kan låsa alla fyra hjulen genom att styra bromspedal på ena sidan. Tryck ner den gröna pedalen för att låsa upp hjulen, tryck ner den röda pedalen att låsa tillgodoser.

Figureerna nedan visar två tillstånd för hjulen:



Låst tillstånd




Olåst tillstånd


2.2 Användning av sidoskenor

(Bilden är endast för referens, den faktiska produkten ska råda.)

För att höja sidolistan: håll i skenan och dra upp den, när du hör ett "klick"-ljud betyder det att skenan är låst, se bilden:





För att sänka sidoskenan: lås upp skenan, sänk den långsamt, se bilden:



2.3 HLR-användning

Ryggstödet på denna säng kan omedelbart sänkas under akutbehandling. Användningsmetod: dra den röda HLR-veven uppåt för att uppnå snabb sänkning av ryggstödsbrädan.






Ryggstöd omedelbar frigöring



2.4 IV-stavanvändning

Justering av IV-stångens höjd: skruva först av den yttre roterande hylsan, moturs, för in IV-stångens innerrör i den roterande hylsan och justera sedan IV-stångens höjd efter behov. Efter att ha justerat önskad höjd, dra åt den yttre roterande hylsan medurs. Säker arbetsbelastning för varje enskild krok är 2 kg, total säker arbetsbelastning är 8 kg.


(höjjusteringsområde: 890-1540 mm, bilden är endast för referens)



2.5 Användning av sidoskenes kontrollpanel



2.5.1 Sidoskena inre kontrollpanel



2.5.2 Sidoskena yttre kontrollpanel

1. HLR

2. Höj ryggstödet

3. Sänk ryggstödet

4. Ström på/av

5. Höj rygg+knästöd

6. Lägre rygg+knästöd

7. Trendelenburg



8. Höj knästödet

9. Nedre knästöd


10. Höjsäng

11. Omvänd Trendelenburg

12. Undersäng




2.6 Användning av sköterskans kontrollpanel



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Höj ryggstödet | 14. Lås Trendelenburg |
| 2. Sänk ryggstödet | 15. Ström på/av |
| 3. Höj knästödet | 16. Nödstopp |
| 4. Nedre knästöd | 17. Trendelenburg |
| 5. Höj rygg+knästöd | 18. Hjärtläge |
| 6. Lägre rygg+knästöd | 19. Sjukskötersketjänst |
| 7. Höjsäng | 20. Patientmobilisering |
| 8. Undersäng | 21. HLR |
| 9. Omvänd Trendelenburg | |
| 10. Trendelenburg | |
| 11. Lås ryggstödet | |
| 12. Lås knästöd | |

2.7 Sammansättning av elektroniska styrsystem

2.7.1 Schema för elektroniskt styrsystem



Operatörsprioritet:

- (1) Sjuksköterskekontrollpanel > Handkontroll > Kontrollpanel för sidoskenor;
- (2) En prioritetsknapp kan avbryta och avsluta samma prioritetsknappoperation (förutom handkontroller), när en knapp släpps och en annan fortfarande är nedtryckt, funktionen för den sista en fortsätter;
- (3) Högprioriterade nycklar (förutom HLR, TR och STOP) kan avbryta och avsluta lågprioritetsnycklar. När en knapp släpps och en annan fortfarande är nedtryckt, fungerar den sista fortsatt. När CPR, TR eller STOP-knappen trycks in under annan knappmanövrering, HLR, TR eller STOPP-operationen utförs.

2.8.2 Komponentlista för elektronisk styrning


Namn	Antal
JC-motor 200 vertikal (manuell HLR)	1
JC knästödmotor 100 horisontell	1
JC sängplattform höjd motor 150 horisontell	2
JC 5-funktions kontrollpanel	1
JC 3m nätsladd (miljö)	1

JC 5-funktions sjuksköterskekontrollpanel	1
JC 5-funktions handkontroll	1
Nödstoppskopplingsbox	1
JC nattlampa	1
Adapterbox JCP35C5	1
JC batterilåda	1
JC Adapterkabel	2
JC Adapterkabel	1
V21 sidled 5-funktions kontrollpanel, vänster	1
V21sidoskena 5-funktions kontrollpanel, höger	1

3. Byte av reservdelar och underhåll

3.1 Demontering och byte av hjul


Använd en 10-tums skiftnyckel, skruva loss bulten, dra ut skruven, platta fjäderbrickor, bromspedal, plasthållarring, sexkantsstång, etc, ersätt med reservhjul, sätt tillbaka bulten i hylsa, dra åt muttern.



3.2 Demontering och utbyte av sidosäcka gasfjädr


(bilden är endast för referens)

Använd externa bromsok för att ta ut snäppfjädrarna i huvudet och stjärtsprintarna, ta bort gasfjädern, byt ut den mot den extra, sätt tillbaka den, testa skenan.





3.3 Demontering och utbyte av sidesäcken

Ta först bort gasfjädrarn, använd två 14" skiftnycklar, lossa muttern, ta bort muttern, ta bort lagret, ta bort skenan. (Bilden är endast för referens, den faktiska produkten ska råda)



3.4 Demontering och byte av motor

Efter att ha tagit bort låsstiften av R-typ i båda ändarna av motorn, dra ut låsstiften. Efter motorbyte, installera bultarna i den ordning som visas nedan. (bilden är endast för referens)



4. Felsökning

Utfärda	Möjlig anledning	Felsökning
Sängen kan inte justeras med hjälp av positioneringsknappar	Startade inte	Tryck på strömbrytaren
	Motorn är avstängd, Motorfel	Kontrollera nätsladdar Byt motor, se 3.4
	Strömkontakten är inte ansluten korrekt	Sätt i strömkontakten korrekt
	Fel i styrsystemet	Kontakta teknisk support
Sänghöjdsjustering fel	Motorn är avstängd	Kontrollera nätsladdar
	Motorfel	Byt motor, se 3.4
	Strömkontakten är inte ansluten korrekt	Sätt i strömkontakten korrekt
	Fel på ellådan	Kontakta teknisk support
	Fel i styrsystemet	Kontakta teknisk support
Bakplåt kan inte vara sänkt från upprätt placera	Främmande föremål under bakplan eller i drivenheten	Ta bort främmande föremål
Räcket kan inte vara justeras	Smutsigt skyddsräckeslås	Rengör låsmekanismen
	Fel på sidospärren Säkerhetslås	Byt ut sidled, se 3.3
Hjul kan inte vända	Den roterande axeln sitter fast vid remsor av smuts	Rengör den roterande mekanismen
	Fel på den inre hjulets mekanism	Byt hjul, se 3.1
Det går inte att installera huvud och fotbräda	Fel installationsmetod	Kontrollera låsmekanismen, placera huvudet korrekt och fotbräda, se 1.2
	Mekaniskt fel	Kontakta teknisk support

4.1 Hantering av tryckstångsfel

Hantering av tryckstångsfel:

(1) Orsaker till att tryckstänger inte fungerar:

1. tryckstångens onormala Hall-signal;
2. förstagångsprogrammering;
3. sjuksköterska skrivbord, handkontroll, skyddsräcken kontrollpanel 6S systemfel.

(2) Promptmetod för tryckstångsfel: om M1, M3, M4 fel upptäcks blinkar den blå indikatorn för JCH35-JSSK Saikang anpassad handkontroll.

(3) Felsökning av tryckstångsfel:

1. Genom att trycka på motsvarande knappar, höj M1pus-stången till det översta läget eller sänk det till bottenläget, så att tryckstången fullbordar "rebound", och felet är åtgärdat;
2. Genom att trycka på motsvarande knappar, sänk M3, M4 tryckstångerna till bottenläge, gör dem fullständiga "rebound" och åtgärda felet;
3. När M3-, M4-stavarna är helt felaktiga fungerar inte Reverse TR/TR-knapparna giltig;
4. När någon tryckstång inte fungerar, patientmobilisering, hjärtposition, TR, akut knapparna är inte giltiga.

4.2 Testmetod för kontrollpanelen på sidosäcket som inte svarar

Steg 1, kontrollera om nödstoppbrytaren är nedtryckt

A. Kontrollera: om nödstoppbrytaren är nedtryckt;

B. Kontrollera metod: vrid nödstoppbrytaren medurs för att öppna (den studsar ut en kort sträcka), se bild 1-1;

C. Definiera ett problem: om nödstoppbrytaren dyker upp betyder det att den har tryckts in; om nödstoppbrytaren inte dyker upp betyder det att den redan är i öppet tillstånd och att det inte finns något behov av att rotera den;

D. Slutsats: efter att ovanstående tre steg är klara, testa skyddsräcket, om det fortfarande inte finns något svar, gå tillbaka till steg 2.



Bild. 1-1



Steg 2, kontrollera om skyddsräckets spänne är löst eller om stiftkärnorna är deformerade.

A. Kontrollera innehållet: kontrollera om sidobalkens spänne är löst eller om stiftkärnor är deformerade;

B. Kontrollera metod: följ anslutningslinjen under bakre kortets sidled, hitta sidostångsadaptern, se bild 1-2;

C. Problembestämning: spännet är löst, som på bild 1-2 lås spännet; stiftkärnor är deformerad, med hjälp av en platt skruvmejsel korrigera stiftkärnor, se till att den är ordentligt ansluten till adapter;

D. Slutsats: efter ovanstående tre steg, kontrollera sidoskenans kontrollpanel, om den fortfarande inte svarar, gå till steg 3.






Bild. 1-2

Steg 3, Kontrollera om kontrollenhetens kontakt är lös

A. Kontrollera innehållet: kontrollera om kontrollenhetens kontakt är lös;

B. Kontrollera metod:

ÿ Kontrollera om kontrollklämman på sänggramen under ryggplattan är lös eller lossad, se bild 1-3;

ÿ Kontrollera om kontakten är lös;




Bild 1-3

C. Problembestämmning: lösa klämmor kan lätt leda till lösa pluggar, vänligen fäst klämmorna efter att pluggarna är ordentligt insatta;

D. Slutsats: efter de tre ovanstående stegen, kontrollera sidoskenans kontrollpanel, om den fortfarande inte svarar, gå till steg 4.

Steg 4, Kontrollera om kontakten på sidoskenans styrkrets kort är lös

A. Kontrollera innehållet: kontakten på sidoskenans krets kort är lös;

B. Kontrollmetod: dra av skyddsklistermärket från sidoskenans kontrollpanel, med en skruvmejsel och skruva loss de 4 skruvarna, se bild 1-4;




Bild. 1-4

C. Fastställande av problem: om krets kortskontakten är lös, anslut den ordentligt, se bild 1-5;




Bild. 1-5

D. Slutsats: efter de tre ovanstående stegen, kontrollera sidoskenans kontrollpanel, om den fortfarande inte svarar, betyder att kontrollpanelen är skadad och bör bytas ut.

4.3 Testmetod för kontrollpanel för fotbräda som inte svarar

Steg 1, kontrollera om nödstoppsbrytaren är nedtryckt

A. Kontrollera innehållet: om nödstoppsbrytaren är intryckt;

B. Kontrollera metod: vrid nödstoppsbrytaren medurs för att öppna (den studsar ut en kort stund avstånd), se bild 2-1;

C. Problembestämmning: om nödstoppsbrytaren dyker upp betyder det att den har tryckts in; om nödstoppsbrytaren inte dyker upp betyder det att den redan är i öppet läge och där det finns inget behov av att rotera den;

D. Slutsats: efter de tre ovanstående stegen, kontrollera sidoskenans kontrollpanel, om den fortfarande inte svarar, gå till steg 2.



Bild. 2-1

Steg 2, kontrollera om skyddsräckets spänne är löst eller om stiftkärnorna är deformerade

A. Kontrollera innehållet: fotbrädes spänne är löst, stiftkärnor är deformerade;

B. Kontrollera metod: följ fotplattans anslutningslinje, hitta fotplattans adapterryse bild 2-2;

C. Problembestämmning: spännet är löst, som på bild 2-2 lås spännet; stiftkärnor är deformerade, med hjälp av en platt skruvmejsel korrigera stiftkärnor, se till att den är ordentligt ansluten till adaptern;

D. Slutsats: efter de tre ovanstående stegen, kontrollera sidoskenans kontrollpanel, om den fortfarande inte svarar, gå till steg 3.




Bild. 2-2

Steg 3, Kontrollera om kontrollenhetens kontakt är lös

A. Kontrollera innehållet: kontrollkontakten är lös;

B. Kontrollera metod:

• Kontrollera om kontrollklämman på sängramen under ryggplattan är lös eller lossad, se bild 2-3;

• Kontrollera om kontakten är lös;






Bild. 2-3

C. Problembestämmning: lösa clips kan lätt leda till lösa pluggar, vänligen fäst clipsen efter pluggarna är ordentligt insatta;

D. Slutsats: efter de tre ovanstående stegen, kontrollera sidoskenans kontrollpanel, om den fortfarande inte svarar, betyder att kontrollpanelen är skadad och bör bytas ut.

5. Sängunderhåll

1. För att använda sängen på ett säkert sätt är det nödvändigt att utföra regelbundna säkerhetsinspektioner på sängen, det rekommenderas att utföra en omfattande inspektion var sjätte månad för att säkerställa anslutningsdelarna är inte lösa och sängens lyftfunktion fungerar normalt.
2. Anslutningen av de ofta rörliga delarna av sängen behöver smörjas med en lämplig mängd olja vid daglig inspektion; om allvarligt slitage upptäcks bör den bytas ut omedelbart för att garantera säkerheten. Den rörliga delen i figuren nedan:



3. Undvik att slå i sängen och repa beläggningen på sängytan med vassa föremål.
4. Förhindra att sängen och madrassen absorberar vatten och fukt, vilket kan orsaka rost, onormala ljud och bakterietillväxt. Om vatten har spillts, torka av det omedelbart.
5. När sängen åldras och når sin livslängd kan metaldelen och plastdelarna vara återvunnet.

6. Försiktighetsåtgärder vid sängrening

1. Vid rengöring, vrid ur trasan indränkt i neutralt rengöringsmedel utspätt med vatten, torka den torr, vrid sedan ur trasan indränkt i rent vatten, torka av resterande tvättmedelsingredienser och slutligen torka av med en torr trasa.
2. Använd inte flyktiga föremål (tunnare, drivmedel, bensin, etc) som kan orsaka kemiska reaktioner och skada sängen.

3. När du rengör med ett desinfektionsmedel, var noga med att använda det efter att du spätt ut det i den angivna koncentrationen. Beroende på desinfektionsmedlets sammansättning kan det korrodera metalldelar, hartsdelar etc, vilket kan orsaka missfärgning, deformation och andra oönskade konsekvenser. Därför rekommenderat innehåll av desinfektionsmedlet är följande:

- 0,05–0,2 % ammoniumklorid
- 0,05–0,2 % klorerad fenyl
- 0,05 % diklorbensen biguanidatan
- 0,05–0,2 % natriumhypoklorit

Använd inte en röksterilisator eller autoklav, och använd inte metylfenol för att rengöra huvudfoten bräda, sängfötter, etc, vilket kan orsaka korrosion, missfärgning, försämring.

Notera:

1. Dra ur strömkabeln före rengöring och underhåll
2. Under rengöringen, stänk INTE vatten för att förhindra kortslutning och elektriska stötar
3. Var uppmärksam på hörnen, kanterna och skruven när du rengör sängen eller byter sängkläder delar av ramen för att förhindra repor.

7. Madrassunderhåll

1. Undvik att repa tyget med skarpvinklade apparater eller knivar när du använder det, täck det med lakan eller rengöringsdynor, och rengör den ofta för att hålla den ren och torr.
2. Rengör regelbundet madrassöverdraget med en dammsugare, det kan tvättas direkt med vatten eller tvättmedel.
3. Lufta madrassen ofta för att hålla din sömn fräsch och bekväm, men var noga med att inte exponera madrassen mot solen för länge.
4. Om tyget av misstag blir fläckigt, se motsvarande rekommenderade rengöring metod i instruktionerna. Använd inte frätande kemikalier för att rengöra tyget.
5. Om du råkar få tuggummi eller andra limliknande föremål på tyget, torka inte av det med våld. Du kan använda am ice pack för att låta den stelna och sedan dra av den försiktigt.
6. Om tråden visar sig vara lös på grund av slitage, kan den inte brytas för hand, och den ska klippas kort med sax.

8. Inspektion och underhåll av hjul

1. Kontrollera hjulen regelbundet, undvik att träffa tunga föremål eller överbelastning, vilket kommer att orsaka skador på hjulen.
2. Hjulen bör appliceras med smörjfett regelbundet, frekvensen av apparaten bör bestämmas enligt den specifika faktiska användningssituationen. Under normala förhållanden, fettet bör appliceras var sjätte månad.
3. Efter rengöring av hjulutrustningen, var uppmärksam på att tillsätta smörjfett. Urvalet av smörjfett bör baseras på den faktiska användningsmiljön, speciellt hög låg temperaturmiljö etc.












4. Det är förbjudet att trycka på sängen med kraft när hjulen bromsas, vilket kommer att orsaka skada till bromssystemet.
5. Slitaget på hjulens slitbana kan upptäckas genom visuell inspektion. Några ansamlingar som tråd och spunnet garn kan lindas runt hjulet. Ta bort bultarna och hjulens muttrar, rensa upp skräpet och kontrollera om hjulets lager är skadad. Om delarna inte är skadade kan hjulet återmonteras och användas.
6. Beslut om att byta ut hela hjulet beror på slitaget. Efter att kastaren är byts ut eller installeras om, se till att axelbulten och muttern är anslutna tillförlitligt och använd låsbrickor eller låsmuttrar så mycket som möjligt.
7. För hjul utrustade med bromsar är det nödvändigt att regelbundet kontrollera om bromsarna fungerar normalt och kontrollera bromsarna varje dag eller före varje användning. För en sjukhussäng utrustad med flera bromshjul kan du bara låsa ett bromshjul åt gången och försöka trycka på sängen kontrollera om bromsprestanda för varje hjul är bra. Om länkbromsen misslyckas fungerar på grund av slitage eller skada på hjulet, byt ut hjulet omedelbart och testa om bromssystem.
8. Om bromssystemets mekanism är skadad, och bromsen behöver repareras eller byts ut, kontakta vår kundservice eller en auktoriserad återförsäljare. Varje gång bromsarna är byts ut, bromsprestanda på hjulen måste testas igen.













9. Underhåll av sidoräcken








1. Kontrollera om sidoskenorna är korrekt installerade för att förhindra att den liggande patienten växla och rulla av.
2. Kontrollera alltid skruvarna på sidoskenans och sidoskenans beslag för att förhindra att de lossnar och faller av.
3. Använd den röda delen av sidostångens handtag på rätt sätt, använd inte brutal kraft för att dra hårt, vilket kommer att skada sidosäcket.

10. Lista över slitage och reservdelar

ÿ	Namn	Materialkod	Bild	Specifikation
1	V21 huvudbräda	GPSL101TS648		990*460
2	V21 fotbräda	GPSL101TS648		990*460

3	V21 sängbord 1	GPSL101TS610		733*903/PP/vit
4	V21 sängbord 2	GPSL101TS611		333*903/PP/vit
5	V21 sängbräda 3 GPSL101TS613			373*903/PP/vit
6	V21 sängbräda 4 GPSL101TS614			473*903/PP/vit
7	V21 bakplatta skyddsräcke, med kontrollpanel, vänster, formblåsning	GPSL101TS604		924*350mm/PP/vit
8	V21 bakplatta skyddsräcke, med kontrollpanel, höger, formblåsning	GPSL101TS605		924*350mm/PP/vit
9	V21 fotbräda skyddsräcke, vänster, blås gjutning	GPSL101TS608		924*350mm/PP/vit
10	V21 fotbräda skyddsräcke, höger, blås gjutning	GPSL101TS609		924*350mm/PP/vit
11	V21 skyddsräcke 5-funktionskontroll panel, vänster	LGPDJ101TS820		Ryggstöd, knästöd, rygg+knästöd, sänghöjd, lås, HLR, patient mobilisering
12	V21 skyddsräcke 5-funktionskontroll panel, höger	LGPDJ101TS819		Ryggstöd, knästöd, rygg+knästöd, sänghöjd, lås, HLR, patient mobilisering
13	Sjuksköterska kontrollpanel	/		/

14	V21 bakplatta skyddsräckes klistermärke	LGPFU101TS416		780*35*0,4
15	V21 fotbräda skyddsräckes klistermärke	LGPFU101TS417		750*35*0,4
16	Skyddsräcke spjäll (vit)	LGPQT101TS024		18-58-168-35N
17	30-50 dränering krok	BYKBGKM02806		30-50 (plast)
18	Rostfritt stål IV stolpe med 4 plast krokar	S0FJSY010003		ÿ16-19/benvit
19	Fotskydd (vänster) BYKBGKM02402			vit
20	Fotskydd (höger) BYKBGKM02403			vit
21	sängfotskydd	BYKBGKM02404		vit
22	Bromspedal (vänster) A BYKBGKM02817			grön
23	Bromspedal (vänster) B BYKBGKM02818			röd
24	Bromspedal (höger) A	BYKBGKM02819		grön
25	Bromspedal (höger) B	BYKBGKM02820		röd

26	5 tum central kontroll dubbelsidig hjul	BYDYGX105134		/
27	JC motor 200 vertikal (manuell HLR, Hall)	LGPDJ101TS821		JC35L10Y4424200/385VG DZK2102D0
28	JC knästödsmotor 100 horisontellt	LGPDJ101TS805		JC35D106324100/275HGD ZD0102D0
29	JC höjdmotor 150 horisontell	LGPDJ101TS806		JC35D1Y6324150/325HGD ZD0102D0
30	JC 3m nätsladd LGPDJ101TS694		/	GB 3 plugg
31	JC 5-funktioner kontroll	LGPDJ101TS818		JCB35R-AM-4-3-G-R0088- 100-03-14
32	Nödstopp växellåda	LGPDJ101TS590		JCP35Q-G-4D1-2D0
33	JC 5-funktioner sjuksköterska kontrollpanel	LGPDJ101TS721		/
34	JC nattlampa	LGPDJ101TS714	/	JCP35E-LED-5D1-2D0
35	Adapterlåda JCP35C5	LGPDJ101TS768	/	JCP35C5-4-G
36	JC batterilåda	LGPDJ101TS713	/	JCP35PA-B-1-G-1.3AH-24- 6D1-2D0

37 JC	Adapterkabel LGPDJ101TS722	/	1,5 m benvit 10 kärnor kristallhuvud vattentätt böj 9- stifts vattentät motorkontakt 10-stifts överföringskabel
38 JC	Adapterkabel LGPDJ101TS839	/	1,5 m benvit 10 kärnor kristallhuvud vattentätt böj 8- kärnig gul motor rak kontakt 6- stifts patchkabel

Obs: På grund av förnyelsen av produktsortimentet kanske delar av originalprodukten inte är tillgängliga.
(Företaget säkerställer tillgängligheten av delarna för sålda produkter inom 6 år efter att deras produktion upphör.)

11. Förpackning, transport och lagringsförhållanden

1. Förpackningen av den manuella sängen utförs enligt kontraktet eller produktstandarden.
2. Under transporten av produkten, undvik att rusa ut, våldsamma vibrationer, förhindra direkt sol och regn.
3. Lagringsvillkor:
 - a) Omgivningstemperatur: -40°C ~ 70°C
 - b) Relativ luftfuktighet: > 95%
 - c) Atmosfärstryck: 500hPa ~ 1060hPa
 - d) Spänning: 100-220±22V
 - e) Strömfrekvens: 50±5 Hz
4. Utrustningens säkerhetsklassning är klass I, med intern strömförsörjning, skyddstyp B.
 - a) driftspänning: 24V
 - b) ingångseffekt: 300VA
 - c) säkringsskydd, nominellt värde: F3AL 250V/5×20mm
 - d) Operativsystem: intermittent laddning och kontinuerlig drift
 - e) vätskeinträngningsskydd: IPX4
 - f) Utrustning av icke-AP/APG-typ

12. Service efter försäljning

1. Bevara bifogade papper och faktura för detta
2. produkt, du måste presentera dem för att njuta av eftermarknaden
3. underhållstjänst.
4. Om du har några frågor under användning, vänligen kontakta oss när som helst,
5. så att vårt företag kan ge dig korrekt och effektiv

6. teknisk support och underhållstjänster i tid.
7. Från och med inköpsdatumet och under ett år, om något fel eller skador uppstår när produkten är installerad och används korrekt enligt instruktionerna kan du njuta gratis garanti och livstidsunderhållsservice med ett "certifikat" eller en faktura.
8. Ta inte isär de inre delarna av denna produkt själv för att undvika onödiga skador. Om du upplever att användningen påverkas av kvalitetsproblem, vänligen kontakta företagets eftermarknad serviceavdelning eller auktoriserad distributör.
9. Med start från inköpsdatum inom 1 år, om produkten inte kan fungera normalt pga kvalitetsproblem, kommer företaget att reparera det för kunder gratis.
10. Garantin garanteras enligt kontraktskraven. Utanför garantin period är företaget ansvarigt för underhåll, tillhandahållande av tillbehör och implementering livslång service för kunder.

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen sho en kärleksordad vinge indikerar att produkten kräver separat sopsamling

i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med

denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste föras till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.se/support