


UREVO Wireless Recovery Boots

User Manual

Mode.UCRM003



IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for future reference. The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

UREVO WELLNESS US CO., LTD
22635 NE MARKETPLACE DR STE 100, REDMOND, WA,
98053-5898, UNITED STATES

Version: 1.0 FCC ID: 2BQ4M-UCRM003



MADE IN P.R.C.



Activate UREVO App Now
For Longer Warranty &
Smart Features Access



Table of Contents

01	EN	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
03		CUSTOMER SERVICE
03		WARRANTY
04		UREVO APP
06		SPECIFICATIONS
06		PACKING LIST
07		PRODUCT INTRODUCTION
10		HOW TO USE
13		ERROR CODE
13		CLEANING AND MAINTENANCE
13		ACCESSING PRODUCT INFORMATION

Important Safety Instructions

WARNING!

Read all instructions before using (this appliance).






DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors.
8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
10. Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
11. This appliance contains batteries that are non-replaceable.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. Do not immerse this appliance in water or any liquid.
14. Do not use this appliance in humid environments such as bathrooms and saunas.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

	Note: There is a possibility of personal injury and damage when used incorrectly		Handle fragile items with care
	Please read the instructions carefully before using this product		Moisture-proof and rainproof
	Do not throw rubbish carelessly. Please dispose of it according to local regulations		

1. Charging with adapters that do not meet the requirements of this product is prohibited.
2. Non-professional repair technicians are prohibited from decomposing and repairing this product.
3. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department and similar full-time personnel.
4. Do not use in wet areas or when the product has penetrated into water or other liquids.
5. After use, please place the massager in a dry place, away from humidity and direct sunlight.
6. Do not place in fusible, explosive, chemical solution, damp place.
7. Do not touch the product with sharp objects to prevent damage to the product parts.
8. If you feel uncomfortable or abnormal during use, please stop using immediately.
9. Do not use in high temperature environment.
10. Please keep the product clean and use a dry towel during maintenance.
11. Before using this product, it is recommended to consult a doctor or use under the guidance of a professional:
 - High-risk pregnant women and children should not use.
 - Mental patient
 - Suffer from skin infection, skin swelling, scalding burns, etc
 - High-risk patients who have a serious illness and are not suitable for massage
 - The injured have weak or damaging bones
 - People with cardiac pacemakers
 - The body is fitted with other metal devices, such as prosthetics
 - People with serious heart disease or abnormal blood pressure
 - People with spinal abnormalities or spinal curvature disorders

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC STATEMENT:

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux

deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement: The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel qu'écris dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Customer Service

Email:

US: services@urevo.com

EU: service_eu@urevo.com

US Support Hotline: (1)844-988-2473

Hours of Operation:

Monday - Friday (9 am - 12 pm; 1 pm - 6 pm PST)

For more content, please visit : urevo.com

Warranty

You'll receive a **12-month** warranty and lifetime customer service after activation. This warranty applies only to eligible purchases from UREVO authorized distributors.

For more details, visit urevo.com/warranty.

UREVO APP

Discover exciting new features and massage modes by connecting to the UREVO App.

App Connection Steps:

Turn on Bluetooth on your phone/tablet.

Open the UREVO App and follow the on-screen instructions to add and connect your UREVO Wireless Recovery Boots Via Bluetooth.



Activate Your UREVO App for Extended Warranty & Smart Feature Access!

The UREVO App offers:

- Smart control for an immersive relaxation experience.
- Personalized smart massage intensity, tailored just for you.
- A diverse range of massage modes to suit various life scenarios.
- Intelligent data reports for visible health benefits.





OTA Firmware Update Instructions

To Update Your Firmware:

1. Navigate to the Settings page within the massager app.
2. Tap on the [Firmware Update] option.
3. Select [Update] to begin the firmware update process.

Important Notes During Upgrade:

- The appliance will be temporarily unavailable (estimated 5-10 minutes).
- Do not power off your phone or the massager.
- Ensure your Bluetooth connection remains active throughout the entire process.




Critical Requirements for OTA Update:

- Ensure battery level is above 25%.
- Keep the appliance powered ON throughout the entire procedure.

Specifications

Product configuration	Detailed parameters
Product name	UREVO Wireless Recovery Boots
Product model	UCRM003
Modes	4 modes
Pressure	Low\Mid\High
Decibel rating	<65dB
Battery	5000mAh
Charging time	<3H
Working time	>4H
Operating Conditions	Temperature 5°C to 35°C/ 33°F to 95°F
Product Weight	4.2 kg / 9.24lb
Input power	20W
Output Power	20W
Charging port	Type C



Packing List



- 1 UREVO Wireless Recovery Boots x 1
- 2 Controller x 2
- 3 Type-C to Type-C fast charging cable x 2

- 4 Flannel bag x 2
- 5 User Manual x 1
- 6 Storage Bag x 1

Product Introduction



a. Icon Description



Pairing Icon

Default: Solid (indicating both leg units are paired).
 Status: Lit when paired, off when unpaired.
 Note: Two left leg units or two right leg units cannot be paired together.



App Icon

Default: Unlit.
 Status: Lights up when connected to the app and the Smart Massager function is active.



OTA Icon

Default: Unlit.
 Status: Flashes during the Over-the-Air (OTA) firmware update process.



Mute Icon

Buzzer Default: On (icon off).
 Sounds: A tone sounds for abnormal codes during power switching, pairing completion, OTA, massage end, or when the controller is properly inserted. There's no sound for function selection or massage start/stop.
 Disabling Buzzer: Can be disabled via the app (icon remains lit).
 Reactivation: If reactivated, the icon will turn off as soon as the "beep" sound is heard (due to the appliance's memory function).



Bluetooth Icon

Unconnected: Flashes (on for 0.4s, off for 0.2s). If connected to the app within 2 minutes, it stays lit; otherwise, it turns off.
 Connected: Remains steadily lit.
 After Disconnection: Flashes (on for 0.4s, off for 0.2s). If reconnected to the app within 2 minutes, it stays lit; otherwise, it turns off.



Charging Icon

Status: Remains steadily lit during charging (both self-charging and reverse charging). Turns off when not charging.
Note: The product cannot be operated during charging or discharging.



Battery Level

0% - 10%: Leftmost LED segment flashes (0.5s on / 0.5s off).
 10% - 25%: One segment steadily lit.
 25% - 50%: Two segments steadily lit.
 50% - 75%: Three segments steadily lit.
 75% - 100%: Four segments steadily lit.




b. Description of buttons and corresponding icons

	ON/OFF button	<p>Power On/Off To Turn On: Press and hold the button for 2 seconds. Accidental Power Off Prevention: If you continue pressing the button for 3 seconds or more without releasing, the appliance will turn off. To Turn Off (when on): Press and hold the button for 2 seconds. Indicator Light Colors: White, Red, Orange, Green. Normal Operation: Remains White. Charging Status: Switches from Red (low charge) to Orange (mid-charge) then to Green (fully charged).</p>
	Mode Selection	<p>Number of Modes: 4 in total. Default Mode: Mode 1. Indicator: Four blocks light up sequentially based on the selected mode: bottom-left, bottom-right, top-left, top-right.</p>
	Intensity Selection	<p>Number of Levels: 3 in total: LOW, MID, HIGH. Default Level: Level A (LOW intensity). Pressure Values: LOW (80 mmHg), MID (140 mmHg), HIGH (180 mmHg). Ready Status: Remains at LOW level, and its corresponding indicator light is always on.</p>
	Temperature Selection	<p>Number of Levels: 4 in total: Off, 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F). Unit Switching: The app supports switching between °F and °C. Indicator Light: Semi-lit under "Ready" status (default OFF), and fully lit at active temperatures.</p>
	Start Massage	<p>Ready Status: The Start icon is always on. The Pause icon is off.</p>
	Pause Massage	<p>In Operation Status: The Start icon is off. The Pause icon is always on. To End Program Quickly: Press and hold the Start/Pause button for 2 seconds.</p>


How to Use

1. Normal use


Step 1: Wear the appliance according to the instructions in the picture.




Step 2: Adjust the width and length adjustment zippers accordingly and fasten the straps.



Step 3: Install the controller, then press and hold the power button for 2 seconds to turn on the appliance.



Step 4: Select the program, massage pressure, and bottom heating temperature (OFF by default) from left to right, and then press the Start button.




2. Targeted Relief: Localized Intensive Massage (The massage heads and straps are sold separately.)

How to Apply:


1. Select a suitable massage head featuring protrusions.
2. Apply the massage head directly to your target area or secure it with the provided strap.
3. Begin the massage at the LOWEST intensity setting.

Important Safety Warning: If you experience any discomfort during the massage, discontinue use immediately.

a. The massage head is adhered to the base unit




b. The massage head is attached to the securing strap



3. Additional product functions


Pairing / Unpairing

In the "Ready" state: Press the Intensity Level button on both units at the same time for 3 seconds to pair or unpair.



Power Bank

Provides up to 20W output power for charging external electrical devices.



Error Code

Error Code	Resolutions	Recommended Action
E02	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	Contact customer service.
E03	Disable heating function, , then turn off and restart the appliance.	
E04	Turn off and restart the appliance.	
E05	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	
E06	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	
E07	/	
E08	To ensure proper function, please reinstall the controller, then turn off and restart the appliance.	
W01	1. Inconsistent firmware versions of paired products. The hardware cannot operate until you unpair them. 2. Please upgrade the firmware in the APP.	

Cleaning and Maintenance

Before Cleaning: Ensure the product is turned off and disconnected from the power supply.

Cleaning Steps: Simply wipe the surface of the appliance with a clean cloth and water.

After Cleaning: Allow the surface to completely dry for at least 10 minutes before using the appliance.

Important Notes: Do not use irritating liquids such as gasoline or solvents to clean the appliance, as this may cause malfunction, damage to parts, or discoloration.

Ensure no liquid enters the appliance.

Accessing Product Information

To view your product's basic information, follow these steps:

1.While the device is charging, insert the charging cable.

2.Press and hold the Mode button for 5 seconds.

The screen will then display the product version and controller code alternately.

Inhaltsverzeichnis

15	DE	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
16		KUNDENSERVICE
16		GARANTIE
17		UREVO APP
19		TECHNISCHE DATEN
19		PACKLISTE
20		PRODUKTEINFÜHRUNG
23		GEBRAUCHSANWEISUNGEN
26		FEHLERCODE
26		REINIGUNG UND WARTUNG
26		ZUGRIFF AUF PRODUKTINFORMATIONEN

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen durch (dieses Produkt).

GEFAHR – Zur Verringerung des Risikos eines Stromschlags:

1. Ziehen Sie den Netzstecker stets unmittelbar nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Produkts aus der Steckdose.

WARNUNG – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen:

1. Sollte dieses Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern, Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung verwendet werden, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
2. Verwenden Sie das Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
3. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Servicezentrum.
4. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
5. Betreiben Sie das Produkt niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen stets frei von Fusseln, Haaren und ähnlichen Verunreinigungen.
6. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen, und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
7. Nicht im Freien verwenden.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
9. Verwenden Sie beheizte Oberflächen vorsichtig. Kann schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Produkt nicht an besonders empfindlichen Hautstellen oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Anwendung von Wärme durch Kinder oder Menschen mit Behinderungen stellt ggf. eine Gefahr dar.
10. Stellen Sie sich nicht auf oder in das Gerät. Verwenden Sie das Produkt nur im Sitzen.
11. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
13. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
14. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern und Saunen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

	Hinweis: Eine unsachgemäße Verwendung kann Verletzungen und Sachschäden verursachen		Behandeln Sie zerbrechliche Gegenstände mit Vorsicht
	Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden		Vor Feuchtigkeit und Regen schützen
	Nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften		

1. Das Aufladen mit Adaptern, die nicht den Anforderungen dieses Produkts entsprechen, ist verboten.
2. Die Demontage und Reparatur dieses Produkts ist ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten.
3. Ist das Netzkabel beschädigt, darf es ausschließlich vom Hersteller, dessen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
5. Bewahren Sie das Massagegerät nach der Verwendung an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
6. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von schmelzbaren Materialien, explosiven Stoffen, chemischen Lösungen oder an feuchten Orten.
7. Berühren Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung der Geräteteile zu vermeiden.
8. Wenn Sie während der Verwendung Unwohlsein oder ungewöhnliche Reaktionen verspüren, beenden Sie die Nutzung umgehend.
9. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
10. Bitte halten Sie das Produkt sauber und verwenden Sie bei der Verwendung ein trockenes Handtuch.
11. Vor der Verwendung dieses Produkts wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren oder es unter Anleitung einer Fachkraft zu verwenden:
 - Hochrisikoschwangere und Kinder sollten dieses Produkt nicht verwenden.
 - Psychisch erkrankte Person
 - Personen, die an Hautinfektionen, Hautschwellungen, Verbrühungen, usw., leiden
 - Hochrisikopatienten mit schweren Erkrankungen, für die eine Massage nicht geeignet ist.
 - Verletzte Personen mit geschwächten oder beschädigten Knochen.
 - Personen mit Herzschrittmachern
 - Im Körper befinden sich metallische Implantate, bzw. Vorrichtungen (z. B. Prothesen).
 - Personen mit schwerer Herzkrankheit oder abnormalem Blutdruck
 - Personen mit Wirbelsäulenanomalien oder Wirbelsäulenverkrümmungen

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Kundenservice

E-Mail:

USA: services@urevo.com

EU: service_eu@urevo.com

US-Kundendienst-Hotline: +(1) 844-988-2473

Geschäftszeiten:

Montag – Freitag (9 – 12 Uhr; 13 – 18 Uhr PST)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: urevo.com

Garantie

Nach der Aktivierung erhalten Sie eine **12-monatige** Garantie und lebenslangen Support. Diese Garantie gilt nur für berechtigte Käufe über autorisierte UREVO-Händler.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter: urevo.com/warranty

UREVO APP

Entdecken Sie spannende neue Funktionen und Massageprogramme, indem Sie sich mit der UREVO App verbinden.

Schritte zur App-Verbindung:

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy/Tablet.
Öffnen Sie die UREVO-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr UREVO Care Wireless Recovery Massagegerät per Bluetooth hinzuzufügen und zu verbinden.



Aktivieren Sie Ihre UREVO App für erweiterte Garantie & Zugang zu Smart-Funktionen!

Die UREVO App bietet:

- Intelligente Steuerung für ein immersives Entspannungserlebnis.
- Personalisierte, intelligente Massageintensität - individuell auf Sie abgestimmt.
- Eine vielfältige Auswahl an Massage-Modi, die sich für verschiedene Lebensszenarien eignen.
- Intelligente Datenberichte für sichtbare Gesundheitsvorteile.





Anweisungen für OTA-Firmware-Update

Um Ihre Firmware zu aktualisieren:

1. Navigieren Sie in der Massagegerät-App zur Einstellungsseite.
2. Tippen Sie auf die Option [Firmware-Update].
3. Wählen Sie [Update] um den Firmware-Update-Vorgang zu starten.

Wichtige Hinweise während des Upgrades:

- Das Gerät wird vorübergehend nicht verfügbar sein (geschätzt 5-10 Minuten).
- Schalten Sie Ihr Telefon oder das Massagegerät nicht aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Verbindung während des gesamten Verfahrens aktiv bleibt.




Kritische Anforderungen für ein OTA-Update:

- Stellen Sie sicher, dass der Batteriestand 25% überschreitet.
- Halten Sie das Gerät während des gesamten Vorgangs eingeschaltet.

Technische Daten



Produktkonfiguration	Detaillierte Parameter
Produktname	UREVO kabellose Regenerationsstiefel
Produktmodell	UCRM003
Modus	4 Modus
Druck	Niedrig\Mitte\Hoch
Dezibel-Bewertung	<65dB
Batterie	5000mAh
Ladedauer	<3H
Betriebszeit	>4H
Betriebsbedingungen	Temperatur 5°C bis 35°C/ 33°F bis 95°F
Produktgewicht	4.2 kg / 9.24lb
Eingangsleistung	20 W
Ausgangsleistung	20 W
Ladeanschluss	Typ C

Packliste










- 1 UREVO kabellose Regenerationsstiefel x 1
- 2 Controller x 2
- 3 Type-C zu Type-C Schnellladekabel x 2
- 4 Flanelltasche x 2
- 5 Benutzerhandbuch x 1
- 6 Aufbewahrungstasche x 1

Produkteinführung









a. Symbolbeschreibung

	Kopplungs-Symbol	Standard: Fest (beide Beineinheiten sind gekoppelt). Status: Die Anzeige leuchtet, wenn das Gerät gekoppelt ist, und erlischt, wenn keine Kopplung besteht. Hinweis: Es ist nicht möglich, zwei linke oder zwei rechte Beinmodule miteinander zu koppeln.
	App-Symbol	Standard: Nicht beleuchtet. Status: Leuchtet, wenn das Gerät mit der App verbunden ist und die Smart-Funktion aktiviert wurde.
	OTA-Symbol	Standard: Nicht beleuchtet. Status: Blinkt während des Over-the-Air (OTA) Firmware-Update-Vorgangs.
	Stummschalt-Symbol	Standard-Buzzer: An (Symbol aus). Töne: Ein Ton ertönt bei Fehlermeldungen während des Ein- oder Ausschaltens, nach abgeschlossener Kopplung, bei einem OTA-Update, am Ende einer Massage oder wenn der Controller ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Bei der Funktionsauswahl sowie beim Starten oder Stoppen der Massage wird kein Ton ausgegeben. Deaktivieren des Summers: Kann über die App deaktiviert werden (das Symbol bleibt dabei weiterhin beleuchtet). Reaktivierung: Wenn reaktiviert, wird das Symbol abgeschaltet, sobald der „Beep“-Ton zu hören ist (aufgrund der Speicherfunktion des Geräts).
	Bluetooth-Symbol	Nicht verbunden: Die Anzeige blinkt (0,4s an, 0,2s aus). Bei Verbindung mit der App innerhalb von 2 Minuten bleibt das Symbol an, sonst erlischt es. Verbunden: Leuchtet ständig. Nach dem Trennen: Die Anzeige blinkt (0,4s an, 0,2s aus). Wenn sie innerhalb von 2 Minuten erneut mit der App verbunden wird, bleibt sie eingeschaltet; sonst schaltet sie sich aus.
	Ladesymbol	Status: Leuchtet während des Ladevorgangs (sowohl Selbstladung als auch Rückwärtsladung) ständig. Erlischt, wenn kein Ladevorgang stattfindet. Hinweis: Das Produkt kann während des Ladens oder Entladens nicht betrieben werden.
	Batteriestand	0% - 10%: Das äußerste linke LED-Segment blinkt im Intervall (0,5 s ein / 0,5 s aus). 10% - 25%: Ein Segment leuchtet ständig. 25% - 50%: Zwei Segmente leuchten ständig. 50% - 75%: Drei Segmente leuchten ständig. 75% - 100%: Vier Segmente leuchten ständig.




b. Beschreibung der Tasten und der entsprechenden Symbole

	EIN/AUS-Taste	Einschalten/Ausschalten Zum Einschalten: Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Sicherung gegen versehentliches Ausschalten: Wird die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt gehalten, schaltet sich das Gerät aus. Ausschalten (wenn an): Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Anzeigeleuchte Farben: Weiß, Rot, Orange, Grün. Normaler Betrieb: Leuchtet weiterhin weiß. Ladestatus: Wechselt von Rot (niedriger Ladestand) zu Orange (mittlerer Ladestand) anschliessend zu Grün (vollständig geladen).
	Modusauswahl	Anzahl der Modus Insgesamt 4. Standardmodus: Modus 1. Anzeige: Vier Blöcke leuchten sequenziell auf, entsprechend des ausgewählten Modus: unten links, unten rechts, oben links, oben rechts.
	Auswahl der Intensität	Anzahl der Stufen: Insgesamt 3: NIEDRIG, MITTEL, HOCH. Standardstufe: Stufe A (GERINGE Intensität). Druckwerte: NIEDRIG (80 mmHg), MITTEL (140 mmHg), HOCH (180 mmHg). Bereitschaftsstatus: Bleibt auf der Stufe „NIEDRIG“, die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet ständig.
	Temperaturoauswahl	Anzahl der Stufen: Insgesamt 4: Aus, 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F). Einheitenwechsel: Die App unterstützt das Umschalten zwischen °F und °C. Anzeigeleuchte: Im „Bereit“-Status halb beleuchtet (standardmäßig AUS), bei aktiven Temperaturen vollständig beleuchtet.
	Massage starten	Bereitschaftsstatus: Das Start-Symbol leuchtet ständig. Das Pause-Symbol ist aus.
	Massage pausieren	Im Betriebsstatus: Das Startsymbol ist ausgeschaltet. Das Pause-Symbol leuchtet ständig. Um das Programm schnell zu beenden: Drücken und halten Sie die Start/Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.


Gebrauchsanweisungen

1. Normale Nutzung


Schritt 1: Tragen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen auf der Abbildung.




Schritt 2: Passen Sie die Reißverschlüsse zur Breiten- und Längenanpassung entsprechend an und befestigen Sie die Gurte.



Schritt 3: Installieren Sie den Controller und halten Sie dann die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



Schritt 4: Wählen Sie von links nach rechts das Programm, den Massagedruck und die Temperatur der Bodenheizung (standardmäßig AUS) aus und drücken Sie anschließend die Start-Taste.




2. Gezielte Entspannung: Lokalisierte intensive Massage (Die Massageköpfe und Gurte sind separat erhältlich.)

Anwendung:


1. Wählen Sie einen geeigneten Massagekopf mit Vorsprüngen aus.
2. Legen Sie den Massagekopf direkt auf Ihren Zielbereich oder befestigen Sie ihn anhand des mitgelieferten Riemens.
3. Beginnen Sie die Massage mit der niedrigsten Intensitätsstufe.

Wichtige Sicherheitswarnung: Wenn Sie während der Massage Unbehagen verspüren, stellen Sie die Anwendung sofort ein.

a. Der Massagekopf ist an der Basiseinheit befestigt




b. Der Massagekopf ist am Sicherheitsgurt befestigt



3. Zusätzliche Produktfunktionen


Kopplung / Entkopplung

Im "Bereit" -Modus: Drücken Sie simultan 3 Sekunden lang auf die Intensitätstasten beider Geräte, um zu koppeln oder zu entkoppeln.



Powerbank

Stellt bis zu 20W Ausgangsleistung zum Aufladen externer elektrischer Geräte bereit.



Fehlercode

Fehlercode	Lösungen	Empfohlenes Vorgehen
E02	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
E03	Deaktivieren Sie die Heizfunktion, , schalten Sie dann das Gerät aus und starten Sie es neu.	
E04	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.	
E05	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	
E06	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	
E07	/	
E08	Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, installieren Sie den Controller bitte erneut, schalten Sie das Gerät dann aus und starten Sie es neu.	
W01	1. Inkompatible Firmware-Versionen der gekoppelten Produkte. Die Hardware kann erst nach Aufhebung der Kopplung betrieben werden. 2. Bitte aktualisieren Sie die Firmware in der APP.	

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der Reinigung:

Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.

Reinigungsschritte:

Wischen Sie einfach die Oberfläche des Geräts mit einem sauberen Tuch und Wasser ab.

Nach der Reinigung:

Lassen Sie die Oberfläche mindestens 10 Minuten lang vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie keine reizenden Flüssigkeiten wie Benzin oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts, da dies zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verfärbungen führen kann.

Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Zugriff auf Produktinformationen

Um die grundlegenden Informationen Ihres Produkts anzuzeigen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Während das Gerät lädt, verbinden Sie das Ladekabel.

2. Drücken und halten Sie die Modustaste 5 Sekunden lang gedrückt.

Der Bildschirm zeigt dann abwechselnd die Produktversion und den Controller-Code an.

Tabla de contenidos

- 28 **ES** INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
- 29 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
- 29 GARANTÍA
- 30 APLICACIÓN UREVO
- 32 ESPECIFICACIONES
- 32 CONTENIDO DEL EMBALAJE
- 33 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
- 36 CÓMO USAR
- 39 CÓDIGOS DE ERROR
- 39 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- 39 ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de seguridad importantes

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de utilizar (este aparato). PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. Desconecte siempre el aparato del enchufe tras su uso y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras, descargas eléctricas o heridas:

1. Es necesario supervisar el uso de este aparato si lo utiliza algún niño o persona discapacitada o se usa cerca de ellos.
2. Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
3. Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examinación y reparación.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
5. Nunca utilice el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y similares.
6. Nunca deje caer o inserte un objeto en la abertura.
7. No lo utilice en exteriores.
8. No utilice el aparato donde se utilicen productos de aerosol (espráis) o donde se administre oxígeno.
9. Utilice las superficies calientes con cuidado. Podría causar quemaduras graves. No lo utilice en zonas de la piel insensibles o de mala circulación. El uso no supervisado del calor por niños o personas discapacitadas podría resultar peligroso.
10. No se ponga de pie en el aparato o sobre él. Utilícelo solo mientras está sentado.
11. Este aparato contiene baterías no reemplazables.
12. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
13. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
14. No utilice este aparato en entornos húmedos, como baños o saunas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

	Nota: Existe la posibilidad de lesiones personales y daños si se utiliza incorrectamente		Manipule los artículos frágiles con cuidado
	Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto		A prueba de humedades y lluvia
	No lo tire a la basura sin cuidado. Deséchelo según las regulaciones locales		

1. Está prohibido cargar con adaptadores que no cumplan los requisitos de este producto.
2. Está prohibido que técnicos de reparación no profesionales desmonten y reparen este producto.
3. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o personal similar a tiempo completo.
4. No lo utilice en zonas húmedas o cuando el producto haya entrado en contacto con agua u otros líquidos.
5. Después de su uso, guarde el masajeador en un lugar seco, lejos de la humedad y de la luz solar directa.
6. No lo coloque en lugares con sustancias inflamables, explosivas, soluciones químicas o humedad.
7. No toque el producto con objetos punzantes para evitar dañar las partes del producto.
8. Si siente molestias o anomalías durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente.
9. No lo use en entornos con altas temperaturas.
10. Mantenga el producto limpio, utilice una toalla seca durante el mantenimiento.
11. Antes de usar el producto, se recomienda consultar a un médico sobre su uso, o utilizarlo bajo el consejo de un profesional:
 - Las mujeres embarazadas de alto riesgo y niños no deben utilizarlo.
 - Pacientes con enfermedades mentales
 - Aquellos que sufran de infecciones en la piel, hinchazones, quemaduras, etc.
 - Pacientes de alto riesgo que tienen enfermedades graves que no son aptos para recibir masajes
 - Personas con huesos débiles o dañados
 - Personas con marcapasos cardíacos
 - Las personas con otros dispositivos metálicos en el cuerpo, como prótesis
 - Personas con cardiopatías graves o presión arterial anormal
 - Personas con anomalías en la columna vertebral o trastornos de curvatura de la columna vertebral

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Servicio de atención al cliente

Correo electrónico:

EE.UU.: services@urevo.com

UE: service_eu@urevo.com

Línea de atención en EE. UU.: (1) 844-988-2473

Horario de operación:

De lunes a viernes (de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00, hora del Pacífico)

Para más información, visite: urevo.com

Garantía

Recibirá una garantía de **12 meses** y soporte vitalicio tras la activación. Esta garantía solo es válida para compras elegibles realizadas a través de los distribuidores de UREVO.

Para más detalles, visite urevo.com/warranty.

APLICACIÓN UREVO

Descubra nuevas interesantes funciones y modos de masaje al conectarse a la aplicación UREVO.

Pasos para conectar la aplicación:

Encienda el Bluetooth de su teléfono/tableta.

Abra la aplicación UREVO y siga las instrucciones de la pantalla para añadir y conectar su masajeador de recuperación inalámbrico UREVO a través de Bluetooth.



¡Active su aplicación UREVO para extender su garantía y tener acceso a las funciones inteligentes!

La aplicación UREVO ofrece:

- Control inteligente para una experiencia relajante inmersiva.
- Intensidad de masaje inteligente personalizada, diseñada para usted.
- Un rango diverso de modos de masaje, adecuado para varios escenarios.
- Informes de datos inteligentes, para obtener beneficios para la salud visibles.




Instrucciones para la actualización del firmware OTA

Para actualizar el firmware:

1. Vaya a la página de ajustes dentro de la aplicación del masajeador.
2. Toque en [Actualización del firmware].
3. Seleccione [Actualización] para iniciar el proceso de actualización del firmware.

Notas importantes durante la actualización:

- El aparato estará temporalmente no disponible (aproximadamente 5-10 minutos).
- No apague su teléfono ni el masajeador.
- Asegúrese de que su conexión Bluetooth permanece activa a lo largo de todo el proceso.




Requisitos clave para la actualización OTA:

- Asegúrese de que el nivel de batería supera el 25 %.
- Mantenga el aparato ENCENDIDO a lo largo del proceso.

Especificaciones

Configuración del producto	Parámetros detallados
Nombre del producto	Botas de recuperación inalámbricas UREVO
Modelo de producto	UCRM003
Modos	4 modos
Presión	Baja\Media\Alta
Clasificación de decibelios	< 65 dB
Batería	5000 mAh
Tiempo de carga	<3 h
Tiempo de funcionamiento	>4 h
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de 5 °C a 35 °C / 33 °F a 95 °F
Peso del producto	4.2 kg / 9.24lb
Potencia de entrada	20 W
Potencia de salida	20 W
Puerto de carga	Tipo C



Contenido del embalaje




- 1 Botas de recuperación inalámbricas UREVO x 1
- 2 Mando x 2
- 3 Cable de carga rápida tipo C a tipo Cx 2

- 4 Bolsa de franela x 2
- 5 Manual del usuario x 1
- 6 Bolsa de almacenamiento x 1


Presentación del producto




a. Descripción de icono

- 


Icono de emparejamiento

Por defecto: Fijo (indica que ambas unidades están emparejadas).
Estado: Encendido cuando está emparejado, apagado cuando no.
Nota: Dos unidades izquierdas o dos unidades derechas no pueden emparejarse juntas.
- 


Icono de la aplicación

Por defecto: Apagado.
Estado: Se enciende cuando está conectado a la aplicación y la función de masaje inteligente está activa.
- 


Icono OTA

Por defecto: Apagado.
Estado: Parpadea durante el proceso de actualización del firmware "Over-the-Air" (OTA).
- 


Icono de silencio

Zumbador predeterminado: ON (icono apagado).
Sonidos: Suena un tono para códigos anómalos durante el encendido, al completarse el emparejamiento, el OTA, el fin de masaje o cuando el mando se inserta correctamente. No hay sonido para la selección de función o el inicio/parada de masaje.
Deshabilitar el zumbador: Se puede deshabilitar mediante la aplicación (el icono permanece encendido).
Reactivación: Si se reactiva, el icono se apagará en cuanto se escuche el sonido "bip" (debido a la función de memoria del aparato).
- 

Icono de Bluetooth

Desconectado: Parpadeo (encendido 0,4 s, apagado 0,2 s). Si se conecta a la aplicación en 2 minutos, permanece encendido; de lo contrario, se apaga.
Conectado: Permanece encendido de forma fija.
Tras las desconexión: Parpadeo (encendido 0,4 s, apagado 0,2 s). Si se reconecta a la aplicación en 2 minutos, permanece encendido; de lo contrario, se apaga.
- 

Icono de carga

Estado: Permanece encendido de forma fija durante la carga (tanto en autocarga como carga inversa). Se apaga cuando no está cargando.
Nota: El producto no puede utilizarse durante la carga o descarga.
- 

Nivel de batería

0 % - 10 %: El segmento LED más a la izquierda parpadea (0,5 s encendido, 0,5 s apagado).
10 % - 25 %: Un segmento encendido de forma fija.
25 % - 50 %: Dos segmentos encendidos de forma fija.
50 % - 75 %: Tres segmentos encendidos de forma fija.
75 % - 100 %: Cuatro segmentos encendidos de forma fija.




b. Descripción de botones e iconos correspondientes

	Botón ON/OFF	<p>Encendido/apagado Para encender: Mantenga pulsado el botón de durante 2 segundos. Prevención de apagado accidental: Si continúa pulsando el botón durante 3 segundos o más sin soltar, el aparato se apagará. Para apagar (cuando está encendido): Mantenga pulsado el botón de durante 2 segundos.</p> <p>Luz indicadora Colores: Blanco, rojo, naranja, verde. Funcionamiento normal: Permanece blanco. Estado de carga: Cambia de rojo (carga baja) a naranja (media carga) y a verde (cargado por completo).</p>
	Selección de modo	<p>Número de modos: 4 en total. Modo por defecto: Modo 1. Indicador: Cuatro bloques que se iluminan secuencialmente según el modo seleccionado: abajo-izquierda, abajo-derecha, arriba-izquierda, arriba-derecha.</p>
	Selección de intensidad	<p>Número de niveles: 3 en total: BAJO, MEDIO, ALTO. Nivel predeterminado: Nivel A (intensidad BAJA). Valores de presión: BAJA (80 mmHg), MEDIA (140 mmHg), ALTA (180 mmHg). Estado de preparación: Permanece en nivel BAJO, y su luz indicadora correspondiente permanece encendida.</p>
	Selección de temperatura	<p>Número de niveles: 4 en total: Apagado, 38 °C (100 °F), 43 °C (109 °F), 48 °C (118 °F). Cambio de unidades: La aplicación admite cambiar entre °F y °C. Luz indicadora: Semientendida en estado "Listo" (apagada por defecto), encendida por completo en temperaturas activas.</p>
	Inicio del masaje	<p>Estado de preparación: El icono de inicio está siempre encendido. El icono de pausa está apagado.</p>
	Pausar masaje	<p>En estado de funcionamiento: El icono de inicio está apagado. El icono de pausa está siempre encendido. Para terminar el programa rápidamente: Mantenga pulsada el botón de Inicio/Pausa durante 2 segundos.</p>


Cómo usar

1. Uso normal


Paso 1: Póngase el aparato según las instrucciones de la imagen.



Paso 2: Ajuste las cremalleras de ajuste de anchura y longitud según corresponda y fije las correas.



Paso 3: Instale el mando, luego mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el aparato.



Paso 4: Seleccione el programa, presión de masaje, y la temperatura de calefacción inferior (apagada por defecto) de izquierda a derecha, luego pulse el botón de inicio.




2. Alivio específico: Masaje intensivo localizado (Los cabezales de masaje y las correas se venden por separado.)

Cómo aplicarlo:

1. Seleccione un cabezal de masaje adecuado con protuberancias.
2. Aplique el cabezal de masaje directamente en la zona objetivo o fíjelo con la correa proporcionada.
3. Comience el masaje en la intensidad MÁS BAJA.

Advertencia de seguridad importante: Si experimenta alguna incomodidad durante el masaje, deje de utilizar el aparato de inmediato.

a.El cabezal de masaje está adherido a la unidad base




b.El cabezal de masaje está fijado a la correa de seguridad



3. Funciones de producto adicionales


Emparejamiento / Desemparejamiento

En estado "listo": Pulse el botón de nivel de intensidad en ambas unidades al mismo tiempo durante 3 segundos para emparejar o desemparejar.



Batería externa

Proporciona hasta 20 W de potencia de salida para cargar dispositivos eléctricos externos.



Códigos de error

Códigos de error	Soluciones	Acción recomendada
E02	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	Contacte con el servicio de atención al cliente.
E03	Deshabilite la función de calefacción, luego apague y reinicie el aparato.	
E04	Apague y reinicie el aparato.	
E05	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	
E06	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	
E07	/	
E08	Para garantizar un funcionamiento correcto, reinstale el mando, luego apague y reinicie el aparato.	
W01	1. Versiones de firmware incompatibles de los productos emparejados. El hardware no podrá funcionar hasta que se desvincule. 2. Actualice el firmware en la APP.	

Limpieza Y Mantenimiento

Antes de la limpieza:

Asegúrese de que el producto está apagado y desconectado de la fuente de alimentación.

Pasos de limpieza:

Limpie la superficie del aparato con un paño limpio y agua.

Tras la limpieza:

Permita que la superficie se seque completamente durante al menos 10 minutos antes de usar el aparato.

Notas importantes:

No utilice líquidos irritantes, como gasolina o solventes para limpiar el aparato, dado que podría provocar errores, daños en las piezas o decoloración.

Asegúrese de que no entra ningún líquido en el aparato.

Acceso a la información del producto

Para ver la información básica del producto, siga estos pasos:

1. Mientras se carga el dispositivo, inserte el cable de carga.

2. Mantenga pulsado el botón de Modo durante 5 segundos.

La pantalla mostrará la versión del producto y el código de controlador de manera alternante.

39

Table des matières

41	FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
42		SERVICE CLIENT
42		GARANTIE
43		APPLICATION UREVO
45		SPÉCIFICATIONS
45		CONTENU DE L'EMBALLAGE
46		PRÉSENTATION DU PRODUIT
49		COMMENT L'UTILISER
52		CODE D'ERREUR
52		NETTOYAGE ET ENTRETIEN
52		ÉVALUER LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT !

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (cet appareil). DANGER - Réduction des risques d'électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après usage et avant tout nettoyage.

AVERTISSEMENT - Prévention des risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

1. Une surveillance attentive est requise lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, de personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
2. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans de l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service après-vente pour examen et réparation.
4. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
5. Ne jamais faire fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'air restent libres de poussières, cheveux et autres résidus.
6. Ne jamais laisser tomber l'appareil et n'insérez aucun objet dans ses ouvertures.
7. Évitez toute utilisation à l'extérieur.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
9. Faites attention lorsque vous manipulez les surfaces chaudes. Risque de brûlures graves. Ne pas utiliser l'appareil sur des zones cutanées insensibles ou en cas de problèmes de circulation sanguine. L'utilisation de la chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes vulnérables peut être dangereuse.
10. Ne montez pas sur l'appareil et ne vous tenez pas à l'intérieur. Utilisez-le uniquement en position assise.
11. Cet appareil contient des piles non remplaçables.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. Ne pas plonger cet appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
14. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements humides : salles de bains et saunas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

	Remarque : Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages		Manipulez les objets fragiles avec précaution
	Remarque : Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages		Résistant à l'humidité et à la pluie
	Ne pas jeter de déchets sans précaution. Veuillez vous en débarrasser conformément aux réglementations locales		

1. N'utilisez pas d'adaptateurs inappropriés qui ne répondent pas aux exigences du produit.
2. Seul un personnel qualifié est autorisé à démonter ou réparer l'appareil. Toute intervention non professionnelle est interdite.
3. En cas de cordon d'alimentation endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service agréé et un technicien qualifié pour éviter tout danger.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez toute pénétration d'eau ou de tout autre liquide.
5. Après utilisation, rangez le masser dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de l'exposition directe au soleil.
6. Ne le placez pas dans un endroit fusible, explosif, contenant des solutions chimiques ou humide.
7. Évitez tout contact avec des objets pointus afin de ne pas endommager les composants.
8. En cas d'inconfort ou de sensation anormale lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation du produit.
9. Ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute température.
10. Maintenez le produit propre et utilisez une serviette sèche pour son entretien.
11. Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un médecin ou de l'utiliser sous la supervision d'un professionnel de santé :
 - Les femmes enceintes et les enfants à haut risque ne doivent pas utiliser ce produit.
 - Patients atteints de troubles mentaux
 - Personnes souffrant d'infections cutanées, de gonflements cutanés, de brûlures graves, etc.
 - Les patients à haut risque souffrant d'une maladie grave et qui ne sont pas aptes à recevoir des massages
 - Personnes blessées ayant des os fragiles ou endommagés
 - Les personnes portant un stimulateur cardiaque
 - Personnes portant des dispositifs métalliques, tels que des prothèses
 - Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque grave ou d'une tension artérielle anormale
 - Personnes présentant des anomalies de la colonne vertébrale ou des troubles de la courbure de la colonne vertébrale

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Service client

Courriel :

États-unis : services@urevo.com

UE : service_eu@urevo.com

Assistance USA : (1) 844-988-2473

Heures de service :

Lundi - Vendredi (9H - 12H ; 13H - 18H PST)

Pour plus d'informations, visitez : urevo.com

Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de **12 mois** et d'une assistance à vie après activation. Cette garantie s'applique uniquement aux achats éligibles effectués auprès des distributeurs agréés UREVO. Pour plus de détails, visitez le site urevo.com/warranty. Pour plus de détails, visitez le site urevo.com/warranty.

APPLICATION UREVO

Découvrez de nouvelles fonctionnalités et modes de massage passionnants via l'application UREVO.

Étapes de connexion à l'application :

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone/tablette.
2. Ouvrez l'application UREVO et suivez les invites à l'écran pour ajouter et connecter votre masseur sans fil UREVO Care via Bluetooth.



Activez votre application UREVO maintenant pour une garantie plus longue et un accès aux fonctions intelligentes !

L'application UREVO offre :

- Contrôle intelligent pour une expérience de relaxation immersive.
- Une intensité de massage intelligente personnalisée, adaptée à vos besoins.
- Une gamme variée de modes de massage répondant aux différents scénarios de vie.
- Rapports de données intelligents pour des avantages visibles pour la santé.





Instructions de mise à jour du micrologiciel OTA

Pour mettre à jour votre micrologiciel :

1. Accédez à la page Paramètres dans l'application de l'appareil de massage.
2. Appuyez sur l'option [Mise à jour du micrologiciel].
3. Appuyez sur [Mettre à jour] pour lancer le processus de mise à jour du micrologiciel.

Remarques importantes pendant la mise à niveau :

- L'appareil sera temporairement indisponible (environ 5 à 10 minutes).
- N'éteignez pas votre téléphone ou le masseur.
- Votre connexion Bluetooth doit être activé pendant toute la procédure.




Conditions requises pour la mise à jour OTA :

- Le niveau de la batterie doit être supérieur à 25 %.
- Gardez l'appareil allumé pendant toute la procédure.


Spécifications

Configuration du produit	Paramètres détaillés
Nom du produit	Bottes de récupération sans fil UREVO
Modèle du produit	UCRM003
Modes	4 modes
Pression	Faible\Moyen\Élevé
Niveau sonore	<65dB
Batterie	5000mAh
Temps de charge	3H
Temps de fonctionnement	>4H
Conditions de fonctionnement	Température 5°C à 35°C/ 33°F à 95°F
Poids du produit	4.2 kg / 9.24lb
Puissance d'entrée	20 W
Puissance de sortie	20 W
Port de charge	Type C

Présentation du produit



Contenu de l'emballage



1 Bottes de récupération sans fil UREVO x 1


2 Télécommande x 2

3 Câble de charge rapide Type-C vers Type-C x 2








4 Sac en flanelle x 2

5 Manuel de l'utilisateur x 1

6 Sac de rangement x 1









a. Description des icônes

	icône d'appariage	Par défaut : Allumé (les deux unités de jambes sont appariées). État : Allumé lorsqu'elles sont appariées, éteint lorsqu'elles sont dissociées. Remarque : Deux unités de jambe gauche ou deux de droite ne peuvent être appariées ensemble.
	icône de l'application	Par défaut : Éteint. État : S'allume lorsqu'il est connecté à l'application et que la fonction Smart Massager est activée.
	icône OTA	Par défaut : Éteint. État : Clignote pendant le processus de mise à jour du micrologiciel Over-the-Air (OTA).
	icône Muet	Buzzer Par défaut : Activé (icône éteinte). Sons : L'appareil émet un son dans les cas suivants : codes anormaux, mise sous tension, fin du couplage, mise à jour OTA, fin du massage ou lorsque le contrôleur est correctement inséré. Aucun son n'est émis lors de la sélection de fonction ou du démarrage/arrêt du massage. Désactivation du buzzer : Peut être désactivé via l'application (l'icône reste allumée). Réactivation : S'il est réactivé, l'icône s'éteint après le « bip » retentira (en raison de la fonction de mémoire de l'appareil).
	icône Bluetooth	Non connecté : Clignote (allumé pendant 0,4 s, éteint pendant 0,2 s). S'il est connecté à l'application dans les 2 minutes, il reste allumé ; sinon, il s'éteint. Connecté : Reste allumé en permanence. Après la déconnexion : Clignote (allumé pendant 0,4 s, éteint pendant 0,2 s). S'il est reconnecté à l'application dans les 2 minutes, il reste allumé ; sinon, il s'éteint.
	icône de charge	État : Reste allumé en permanence pendant la charge (charge automatique et charge inversée). S'éteint lorsqu'il n'est pas en charge. Remarque : L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge ou lorsqu'il est déchargé.
	Niveau de la batterie	0%- 10% : Le segment LED le plus à gauche clignote (0,5 s allumé / 0,5 s éteint). 10%- 25% : Un segment allumé en permanence. 25%- 50% : Deux segments allumés en permanence. 50%- 75% : Trois segments allumés en permanence. 75%- 100% : Quatre segments allumés en continu.




b. Description des boutons et des icônes correspondantes

	Bouton Marche/ Arrêt	Alimentation Marche/Arrêt Mise en marche : Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. Prévention de l'arrêt accidentel : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes ou plus pour éteindre l'appareil. Pour l'éteindre (lorsq'il est allumé) : Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
	Sélection de mode	Voyant Couleurs : Blanc, rouge, orange, vert. Fonctionnement normal : Reste allumé en blanc. État de charge : Passe du rouge (charge faible) à l'orange (charge moyenne), puis au vert (charge complète). Nombre de modes : 4 au total. Mode par défaut : Mode 1. Témoin : Quatre blocs s'allument successivement en fonction du mode sélectionné : en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite.
	Sélection de l'intensité	Nombre de niveaux : 3 au total : FAIBLE, MOYENNE, ÉLEVÉE. Niveau par défaut : Niveau A (intensité FAIBLE). Valeurs de pression : FAIBLE (80 mmHg), MOYENNE (140 mmHg), ÉLEVÉE (180 mmHg). État prêt : Reste au niveau FAIBLE et le voyant correspondant reste allumé.
	Sélection de la température	Nombre de niveaux : 4 au total : Éteint, 38 °C (100 °F), 43 °C (109 °F), 48 °C (118 °F). Changement d'unité de mesure : L'application permet de basculer entre °F et °C. Voyant : Semi-allumé en état « Prêt » (désactivé par défaut) et entièrement allumé à des températures actives.
	Démarrer le massage	État prêt : L'icône Démarrer est toujours allumée. L'icône Pause est éteinte.
	Mettre le massage en pause	En état de fonctionnement : L'icône Démarrer est éteinte. L'icône Pause est toujours allumée. Pour terminer rapidement le programme : Appuyez et maintenez le bouton Démarrer/Pause enfoncé pendant 2 secondes.


Comment l'utiliser

1. Utilisation normale


Étape 1 : Portez l'appareil comme indiqué sur l'illustration.



Étape 2 : Réglez les fermetures éclair pour ajuster la largeur et la longueur et attachez les sangles.



Étape 3 : Installez le contrôleur, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.



Étape 4 : Sélectionnez successivement, de gauche à droite : le programme, la pression de massage, la température de chauffage du bas (désactivée par défaut), puis appuyez sur le bouton Démarrer.




2. Soulagement ciblé : Massage intensif localisé (Les têtes et sangles de massage sont vendus séparément.)

Mode d'emploi :


1. Choisissez une tête de massage adaptée, avec des protrusions.
2. Appliquez la tête de massage directement sur la zone ciblée ou fixez-la avec la sangle fournie.
3. Commencez le massage avec l'intensité la plus FAIBLE.

Avertissement de sécurité importante : En cas de gêne pendant le massage, interrompez immédiatement le message.

a. La tête de massage est fixée à l'unité principale




b. La tête de massage est fixée à la sangle de fixation



3. Fonctions supplémentaires du produit


Appairage / dissociation

En mode « Prêt » : Appuyez simultanément sur le bouton de niveau d'intensité des deux appareils pendant 3 secondes pour les appairer ou les dissocier.



Power Bank

Fournit jusqu'à 20 W de puissance pour charger des dispositifs électriques externes.



Code d'erreur

Code d'erreur	Solution	Action recommandée
E02	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	Contactez le service clientèle.
E03	Désactivez la fonction de chauffage, puis éteignez et rallumez l'appareil.	
E04	Éteignez et rallumez l'appareil.	
E05	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	
E06	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	
E07	/	
E08	Pour garantir un fonctionnement optimal, réinstallez le contrôleur et et rallumez l'appareil.	
W01	1. Les versions des micrologiciels des produits appariés ne correspondent pas. Le matériel ne peut pas fonctionner, veuillez le dissocier. 2. Veuillez mettre à jour le micrologiciel dans l'application.	

Nettoyage Et Entretien

Avant le nettoyage :

Éteint l'appareil et débrnchez-le de la prise de courant.

Guide de nettoyage :

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon propre et de l'eau.

Après le nettoyage :

Laissez la surface sécher complètement pendant au moins 10 minutes avant d'utiliser l'appareil.

Remarques importantes :

N'utilisez pas de liquides irritants tels que de l'essence ou des solvants pour nettoyer l'appareil, car ils peuvent entraîner un dysfonctionnement, endommager des pièces ou provoquer une décoloration.

Évitez toute pénétration de liquide dans l'appareil.

Évaluer les informations sur le produit

Pour afficher les informations de base de votre produit, procédez comme suit :

1. Pendant la charge, insérez le câble de charge.

2. Appuyez et maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 5 secondes.

L'écran affiche en alternance la version du produit, le code du contrôleur.

Indice

54	IT	ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
55		SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
55		GARANZIA
56		APP UREVO
58		SPECIFICHE
58		CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
59		PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
62		MODALITÀ DI UTILIZZO
65		CODICE DI ERRORE
65		PULIZIA E MANUTENZIONE
65		ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Istruzioni importanti per la sicurezza

ATTENZIONE!

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso (di questo apparecchio).

PERICOLO – Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Staccare sempre questo apparecchio dalla presa di corrente subito dopo l'utilizzo e prima della pulizia.

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

1. È necessaria una stretta sorveglianza quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini, persone con invalidità o disabilità.
2. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
3. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato, o se è caduto in acqua. Restituire l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato per un controllo e una riparazione.
4. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
5. Non utilizzare mai l'apparecchio con le prese d'aria bloccate. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli e simili.
6. Non far mai cadere o non inserire oggetti nelle aperture.
7. Non utilizzare all'aperto.
8. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di prodotti aerosol (spray) o di ossigeno somministrato.
9. Utilizzare con cautela le superfici riscaldate. Potrebbe causare gravi ustioni. Non utilizzare su aree della pelle poco sensibili o in presenza di cattiva circolazione. L'uso incustodito del calore da parte di bambini o persone con invalidità o disabilità può essere pericoloso.
10. Non salire sull'apparecchio. Usare l'apparecchio solo da seduti.
11. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati istruiti o sorvegliati sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che esso comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione riservate all'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
13. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
14. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi come bagni e saune.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

	Nota: Un utilizzo improprio può causare lesioni personali e danni		Maneggiare con cura gli oggetti fragili
	Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto		Resistente all'umidità e alla pioggia
	Non gettare via i rifiuti con noncuranza. Smaltire il prodotto nel rispetto delle norme locali		

1. È vietata la ricarica con adattatori che non soddisfano i requisiti di questo prodotto.
2. È vietato ai tecnici non professionisti smontare e riparare questo prodotto.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito dal produttore, dal suo reparto di manutenzione e da personale analogo a tempo pieno.
4. Non utilizzare in ambienti umidi o quando il prodotto è entrato in contatto con acqua o altri liquidi.
5. Dopo l'utilizzo, conservare il massaggiatore in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce diretta del sole.
6. Non posizionare in luoghi infiammabili, esplosivi, umidi o con presenza di soluzioni chimiche.
7. Non toccare il prodotto con oggetti appuntiti, onde evitare di danneggiarne le parti.
8. Se durante l'utilizzo si avverte fastidio o se si riscontrano anomalie, interromperne immediatamente l'uso.
9. Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura.
10. Mantenere il prodotto pulito e utilizzare un panno asciutto durante la manutenzione.
11. Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di consultare un medico o di utilizzarlo sotto la guida di un professionista:
 - Le donne in gravidanza ad alto rischio e i bambini non devono utilizzarlo.
 - Pazienti affetti da disturbi mentali
 - Persone che soffrono di infezioni cutanee, gonfiori della pelle, ustioni, ecc.
 - Pazienti ad alto rischio con patologie gravi e per le quali si sconsigliano i massaggi
 - Persone con ossa deboli o danneggiate
 - Persone con pacemaker cardiaci
 - Persone con altri dispositivi metallici nel corpo, come le protesi
 - Persone affette da gravi patologie cardiache o da pressione sanguigna anomala
 - Persone con anomalie spinali o disturbi di curvatura della colonna vertebrale

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Servizio assistenza clienti

E-mail:

USA: services@urevo.com

UE: service_eu@urevo.com

Assistenza USA: (1) 844-988-2473

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì (9.00-12.00; 13.00-18.00 PST)

Per ulteriori contenuti, visitare: urevo.com

Garanzia

Dopo l'attivazione, si otterrà una garanzia di **12-mesi** e assistenza clienti a vita. Questa garanzia si applica solo agli acquisti idonei effettuati presso i distributori autorizzati UREVO.

Per maggiori dettagli, visitare urevo.com/warranty.

APP UREVO

Scopri nuove entusiasmanti funzionalità e modalità di massaggio collegandoti all'app UREVO.

Come collegarsi all'app:

Attivare Bluetooth sul telefono/tablet.

Aprire l'app UREVO e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere e collegare il massaggiatore di recupero senza fili UREVO Care tramite Bluetooth.



Attivare subito l'app UREVO per usufruire di una garanzia più lunga e avere accesso alle funzioni intelligenti!

L'app UREVO offre:

- Controllo intelligente per un'esperienza di relax coinvolgente.
- Intensità di massaggio intelligente personalizzata e su misura.
- Una vasta gamma di modalità di massaggio, per adattarsi a diversi scenari di vita.
- Rapporti intelligenti sui dati, che offrono benefici visibili per la salute.




Istruzioni per l'aggiornamento del firmware OTA

Per aggiornare il firmware:

1. Accedere alla pagina Impostazioni nell'app del massaggiatore.
2. Toccare l'opzione [Aggiornamento firmware]
3. Selezionare [Aggiornamento] per avviare il processo di aggiornamento del firmware.

Note importanti durante l'aggiornamento:

- Il dispositivo sarà temporaneamente non disponibile (per circa 5-10 minuti).
- Non spegnere il telefono o il massaggiatore.
- Assicurarsi che la connessione Bluetooth rimanga attiva per tutta la durata del processo.




Requisiti fondamentali per l'aggiornamento OTA:

- Assicurarsi che il livello della batteria sia superiore al 25%.
- Mantenere l'apparecchio acceso per tutta la durata del processo.

Specifiche



Configurazione del prodotto	Parametri dettagliati
Nome del prodotto	Stivali per recupero muscolare wireless UREVO
Modello del prodotto	UCRM003
Modalità	4 modalità
Pressione	Bassa\Media\Alta
Livello di decibel	<65 dB
Batteria	5000 mAh
Tempo di ricarica	<3H
Tempo di funzionamento	>4H
Condizioni di funzionamento	Temperatura da 5 °C a 35 °C/ da 33 °F a 95 °F
Peso del prodotto	4.2 kg / 9.24lb
Potenza in ingresso	20 W
Potenza in uscita	20 W
Porta di ricarica	Tipo C

Contenuto della confezione




- 1 Stivali per recupero muscolare wireless UREVO x 1
- 2 Controller x 2
- 3 Cavo di ricarica rapida da Tipo-C a Tipo-C x 2
- 4 Borsa in flanella x 2
- 5 Manuale d'uso x 1
- 6 Borsa per riporre il prodotto x 1


Presentazione del prodotto




a. Descrizione delle icone

- 


Icona di associazione

Impostazione predefinita: fissa (indica che entrambe le unità per le gambe sono associate).
Stato: acceso quando associato, spento se non associato.
Nota: Non è possibile associare due unità per la gamba sinistra o due unità per quella destra.
- 


Icona dell'app

Impostazione predefinita: spenta.
Stato: si accende quando è connessa all'app e la funzione Smart Massager è attiva.
- 


Icona OTA

Impostazione predefinita: spenta.
Stato: lampeggia durante il processo di aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA).
- 


Icona di silenziamto

Cicalino predefinito: attivo (icona spenta).
Suoni: un segnale acustico viene emesso in caso di codici anomali all'accensione, il completamento dell'associazione, l'OTA, la fine del massaggio o quando il controller è inserito correttamente. Non viene emesso alcun suono per la selezione delle funzioni o l'avvio/arresto del massaggio.
Disattivazione del cicalino: può essere disattivato tramite l'app (l'icona rimane accesa).
Riattivazione: se riattivato, l'icona si spegne non appena viene emesso il segnale acustico (grazie alla funzione di memoria dell'apparecchio).
- 

Icona Bluetooth

Non connesso: lampeggia (accesa per 0,4 s, spenta per 0,2 s). Rimane accesa se connesso all'app entro 2 minuti. Si spegne in caso contrario.
Connesso: rimane accesa fissa.
- 

Icona di ricarica

Stato: rimane accesa fissa durante la ricarica (sia ricarica automatica che inversa). Si spegne quando non in carica.
Nota: Il prodotto non può essere utilizzato durante la ricarica o la scarica.
- 

Livello della batteria

0% - 10%: il segmento LED più a sinistra lampeggia (0,5 s acceso / 0,5 s spento).
10% - 25%: Un segmento rimane acceso fisso.
25% - 50%: Due segmenti rimangono accesi fissi.
50% - 75%: Tre segmenti rimangono accesi fissi.
75% - 100%: Quattro segmenti rimangono accesi fissi.



b. Descrizione dei pulsanti e delle icone corrispondenti



Pulsante ON/OFF

Accensione/spengimento
Per accendere: tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
Prevenzione dello spegnimento accidentale:
l'apparecchio si spegne se si preme il pulsante per 3 secondi o più senza rilasciarlo.
Per spegnere (quando acceso): tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
Spia luminosa
Colori: bianco, rosso, arancione, verde.
Funzionamento normale: rimane bianca.
Stato di ricarica: passa da rossa (carica bassa) ad arancione (carica media), poi a verde (carica completa).



Selezione della modalità

Numero di modalità: 4 in totale.
Modalità predefinita: modalità 1.
Indicatore: Quattro blocchi si illuminano in sequenza a seconda della modalità selezionata: in basso a sinistra, in basso a destra, in alto a sinistra, in alto a destra.



Selezione dell'intensità

Numero di livelli: 3 totali: BASSA, MEDIA, ALTA.
Livello predefinito: livello A (intensità BASSA).
Valori di pressione: BASSA (80 mmHg), MEDIA (140 mmHg), ALTA (180 mmHg).
Stato di pronto: rimane al livello BASSO e la spia luminosa corrispondente è sempre accesa.



Selezione della temperatura

Numero di livelli: 4 in totale: Spento, 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F).
Commutazione dell'unità di misura: L'app supporta la commutazione tra °F e °C.
Spia luminosa: semiaccesa in stato "Pronto" (impostazione predefinita OFF) e completamente accesa a temperature attive.



Avvio del massaggio

Stato di pronto:
L'icona Avvio è sempre accesa.
L'icona Pausa è spenta.




Pausa del massaggio

In stato operativo:
L'icona Avvio è spenta.
L'icona Pausa è sempre accesa.
Per terminare rapidamente il programma: tenere premuto il pulsante Avvio/Pausa per 2 secondi.


Modalità di utilizzo

1. Utilizzo normale


Fase 1: indossare l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nell'immagine.



Fase 2: regolare le cerniere di regolazione della larghezza e della lunghezza e allacciare le cinghie.



Fase 3: installare il controller, poi tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'apparecchio.




Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente

b. La testina di massaggio è fissata alla cinghia di fissaggio



Fase 4: selezionare il programma, la pressione del massaggio e la temperatura di riscaldamento della parte inferiore (impostata su OFF per impostazione predefinita) da sinistra a destra, poi premere il pulsante Avvio.




2. Sollievo mirato: massaggio intensivo localizzato (La testina massaggiante e le cinghie sono vendute separatamente)

Come si applica:

1. Scegliere una testina massaggiante adatta, dotata di sporgenze.
2. Applicare la testina di massaggio direttamente sulla zona interessata e fissarla con la cinghia fornita in dotazione.
3. Avviare il massaggio con l'intensità PIÙ BASSA.

Avvertenza importante per la sicurezza: interrompere immediatamente l'utilizzo se si avverte un disagio durante il massaggio.


a. La testina di massaggio è fissata all'unità base



3. Funzioni aggiuntive del prodotto


Accoppiamento / disaccoppiamento

Pronti per l'uso : Premere contemporaneamente il pulsante del livello di intensità per 3 secondi su entrambe le unità per accoppiarle o disaccoppiarle.



Power Bank

Fornisce una potenza in uscita fino a 20 W per la ricarica di dispositivi elettrici esterni.



Codice di errore

Codice di errore	Soluzioni	Azione consigliata
E02	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	Contattare l'assistenza clienti.
E03	Disattivare la funzione di riscaldamento, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E04	Spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E05	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E06	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	
E07	/	
E08	Per garantire il corretto funzionamento, reinstallare il controller, poi spegnere e riavviare l'apparecchio.	
W01	1. Versioni del firmware di prodotti associati incoerenti. L'hardware non può funzionare finché non vengono disassociati. 2. Aggiornare il firmware nell'APP.	

Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia:

Assicurarsi che il prodotto sia spento e scollegato dall'alimentazione.

Fasi di pulizia:

Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno pulito e acqua.

Dopo la pulizia:

Prima di utilizzare l'apparecchio, lasciare asciugare completamente la superficie per almeno 10 minuti.

Note importanti:

Non utilizzare liquidi irritanti come benzina o solventi per pulire l'apparecchio, poiché potrebbero causare malfunzionamenti, danni alle parti o scolorimento.

Assicurarsi che nessun liquido penetri all'interno dell'apparecchio.

Accesso alle informazioni sul prodotto

Per visualizzare le informazioni di base del prodotto, procedere secondo quanto indicato qui di seguito:

1. Mentre il dispositivo è in carica, inserire il cavo di ricarica.

2. Tenere premuto il pulsante Modalità per 5 secondi.

Sullo schermo vengono visualizzati in modo alternato la versione del prodotto e il codice del controller.

65

Spis treści

67	PL	WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
68		OBSŁUGA KLIENTA
68		GWARANCJA
69		APLIKACJA UREVO
71		SPECYFIKACJE
71		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
72		PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU
75		SPOSÓB UŻYCIA
78		KOD BŁĘDU
78		CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
78		DOSTĘP DO INFORMACJI O PRODUKCIE

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem (tego urządzenia).






ZAGROŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Zawsze odłączać urządzenie od gniazda elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób:

1. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy to urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych.
2. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nie używać nasadek niezalecanych przez producenta.
3. Nigdy nie używać tego urządzenia, jeśli ma ono uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwrócić urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
4. Trzymać przewód z dala od gorących powierzchni.
5. Nigdy nie używać urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Nie dopuszczać do zatykania otworów wentylacyjnych przez klaczki, włosy i tym podobne.
6. Nigdy nie upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie używać w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w miejscach, w których podawany jest tlen.
9. Ostrożnie używać rozgrzanych powierzchni. Może to spowodować poważne oparzenia. Nie stosować na niewrażliwych obszarach skóry lub w przypadku słabego krążenia. Korzystanie z ciepła bez nadzoru przez dzieci lub osoby ubezwłasnowolnione może być niebezpieczne.
10. Nie stawać na urządzeniu ani w nim. Używać tylko w pozycji siedzącej.
11. To urządzenie zawiera baterie, które są niewymienne.
12. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Nie zanurzać tego urządzenia w wodzie ani żadnym płynie.
14. Nie używać tego urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łaźienki i sauny.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

	Uwaga: Istnieje możliwość obrażeń ciała i uszkodzeń w przypadku nieprawidłowego użytkowania		Ostrożnie obchodzić się z delikatnymi przedmiotami
	Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem tego produktu		Produkt odporny na wilgoć i deszcz
	Nie wyrzucać śmieci w sposób niedbały. Prosimy o utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami		

1. Ładowanie za pomocą adapterów, które nie spełniają wymagań tego produktu, jest zabronione.
2. Osobom niebędącym profesjonalnymi technikami serwisowymi zabrania się rozkładania i naprawiania tego produktu.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowany personel.
4. Nie stosować w wilgotnych miejscach ani w przypadku, gdy produkt miał kontakt z wodą lub innymi płynami.
5. Po użyciu należy umieścić masażer w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
6. Nie umieszczać w topliwym, wybuchowym, chemicznym roztworze, wilgotnym miejscu.
7. Nie dotykać produktu ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu części produktu.
8. Jeśli czujesz się nieswojo lub nienormalnie podczas użytkowania, natychmiast przestań używać.
9. Nie używać w środowisku o wysokiej temperaturze.
10. Utrzymać produkt w czystości i używać suchego ręcznika podczas konserwacji.
11. Przed użyciem tego produktu zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub stosowanie pod kierunkiem profesjonalisty:
 - Kobiety w ciąży i dzieci z grupy wysokiego ryzyka nie powinny stosować tego produktu.
 - Pacjent chory psychicznie
 - Osoby cierpiące na infekcje skóry, obrzęki skóry, oparzenia itp
 - Pacjenci wysokiego ryzyka, którzy cierpią na ciężką chorobę i nie masaż nie jest dla nich odpowiedni
 - Ranni mający słabe lub uszkodzone kości
 - Osoby z rozrzuśnikami serca
 - Osoby, których ciało jest wyposażone w inne metalowe urządzenia, takie jak protezy
 - Osoby z poważnymi chorobami serca lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi
 - Osoby z nieprawidłowościami kręgosłupa lub zaburzeniami skrzywienia kręgosłupa

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Obsługa klienta

E-mail:

Stany Zjednoczone: services@urevo.com

UE: service_eu@urevo.com

Infolinia pomocy technicznej w USA: (1) 844-988-2473

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek (9:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 PST)

Więcej informacji można znaleźć na stronie: urevo.com

Gwarancja

Po aktywacji użytkownik otrzyma **12-miesięczną** gwarancję i dożywotnią obsługę klienta. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie kwalifikujących się zakupów od autoryzowanych dystrybutorów UREVO.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przejść na stronę internetową: urevo.com/warranty.

APLIKACJA UREVO

Odkryj nowe, ekscytujące funkcje i tryby masażu, łącząc się z aplikacją UREVO.

Kroki połączenia z aplikacją:

Włącz Bluetooth w telefonie/tablecie.

Otwórz aplikację UREVO i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać i podłączyć bezprzewodowy masażer regeneracyjny UREVO Care przez Bluetooth.



Aktywuj swoją aplikację UREVO, aby uzyskać przedłużoną gwarancję i dostęp do inteligentnych funkcji!

Aplikacja UREVO oferuje:

- Inteligentne sterowanie zapewnia wciągające doznania relaksacyjne.
- Spersonalizowana inteligentna intensywność masażu, dostosowana specjalnie dla Ciebie.
- Różnorodna gama trybów masażu dostosowanych do różnych scenariuszy życiowych.
- Inteligentne raporty danych zapewniające widoczne korzyści zdrowotne.





Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego OTA

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

1. Przejdź do strony Ustawienia w aplikacji do masażu.
2. Stuknij w opcję [Aktualizacja oprogramowania układowego].
3. Wybierz [Aktualizacja], aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji:

- Urządzenie będzie chwilowo niedostępne (około 5-10 minut).
- Nie wyłączaj telefonu ani masażera.
- Upewnij się, że połączenie Bluetooth pozostaje aktywne przez cały proces.




Kluczowe wymagania dotyczące aktualizacji OTA:

- Upewnij się, że poziom naładowania baterii przekracza 25%.
- Utrzymuj urządzenie włączone przez cały czas trwania procedury.

Specyfikacje



Konfiguracja produktu	Szczegółowe parametry
Nazwa produktu	Bezprzewodowe buty do regeneracji UREVO
Model produktu	UCRM003
Tryby	4 tryby
Nacisk	Niski\Średni\Wysoki
Ocena w decybelach	<65 dB
Bateria	5000 mAh
Czas ładowania	<3 godz.
Czas pracy	>4 godz.
Warunki pracy	Temperatura 5°C do 35°C/ 33°F do 95°F
Waga produktu	4.2 kg / 9.24lb
Moc wejściowa	20 W
Moc wyjściowa	20 W
Port ładowania	Typu C

Zawartość opakowania










- 1 Bezprzewodowe buty do regeneracji UREVO x 1
- 2 Kontroler x 2
- 3 Kabel do szybkiego ładowania typu C do typu C x 2
- 4 Torba flanelowa x 2
- 5 Instrukcja obsługi x 1
- 6 Torba do przechowywania x 1

Przedstawienie produktu










a. Opis ikon

	Ikona parowania	Domyślny: Stałe (wskazujące, że obie jednostki nożne są sparowane). Stan: Świeci się po sparowaniu, wyłącza się, gdy nie jest sparowany. Uwaga: Nie można sparować ze sobą dwóch lewych nóg ani dwóch prawych nóg.
	Ikona aplikacji	Domyślny: Nieoświetlona. Stan: Zapala się po połączeniu z aplikacją, a funkcja inteligentnego masażera jest aktywna.
	Ikona OTA	Domyślny: Nieoświetlona. Stan: Miga podczas procesu aktualizacji oprogramowania układowego Over-the-Air (OTA).
	Ikona wyciszenia	Domyślne brzęczyk: Włączone (ikona wyłączona). Dźwięki: Rozlega się sygnał dźwiękowy informujący o nieprawidłowych kodach podczas przełączania zasilania, zakończenia parowania, OTA, zakończenia masażu lub gdy kontroler jest prawidłowo włożony. Nie słychać dźwięku do wyboru funkcji lub włączania/wyłączenia masażu. Wyłączanie brzęczyka: Można go wyłączyć za pomocą aplikacji (ikona pozostaje podświetlona). Ponowna aktywacja: W przypadku ponownej aktywacji ikona zgaśnie, gdy tylko usłyszysz sygnał dźwiękowy (ze względu na funkcję pamięci urządzenia).
	Ikona Bluetooth	Niepołączono: Miga (włączone na 0,4 s, wyłączone na 0,2 s). Jeśli połączysz się z aplikacją w ciągu 2 minut, pozostanie podświetlona; w przeciwnym razie wyłączy się. Połączono: Świeci światłem ciągłym. Po rozłączeniu: Miga (włączone na 0,4 s, wyłączone na 0,2 s). Jeśli ponownie połączysz się z aplikacją w ciągu 2 minut, pozostanie podświetlona; w przeciwnym razie wyłączy się.
	Ikona ładowania	Stan: Świeci światłem ciągłym podczas ładowania (zarówno podczas ładowania samoczynnego, jak i odwrotnego). Wyłącza się, gdy produkt nie jest ładowany. Uwaga: Produkt nie może być używany podczas ładowania lub rozładowywania.
	Poziom naładowania baterii	0% - 10%: Skrajny lewy segment LED (0,5 s wł. / 0,5 s wył.). 10% - 25%: Jeden segment świeci światłem ciągłym. 25% - 50%: Dwa segmenty świecą światłem ciągłym. 50% - 75%: Trzy segmenty świecą światłem ciągłym. 75% - 100%: Cztery segmenty świecą światłem ciągłym.




b. Opis przycisków i odpowiadających im ikon

	Przycisk ON/OFF	Włączanie/wyłączanie zasilania Aby włączyć: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Zapobieganie przypadkowemu wyłączeniu zasilania: Jeśli będziesz naciskać przycisk przez 3 sekundy lub dłużej bez zwalniania, urządzenie się wyłączy. Aby wyłączyć (gdy jest włączone): Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.
	Wskaźnik	Kolory: Biały, czerwony, pomarańczowy, zielony. Normalna praca: Pozostaje biały. Stan ładowania: Zmienia kolor z czerwonego (niski poziom naładowania) na pomarańczowy (średni poziom naładowania), a następnie na zielony (w pełni naładowany).
	Wybór trybu	Liczba trybów: W sumie 4. Tryb domyślny: Tryb 1. Wskaźnik: Cztery bloki zapalają się sekwencyjnie w zależności od wybranego trybu: lewy dolny, prawy dolny, lewy górny, prawy górny.
	Wybór intensywności	Liczba poziomów: 3 w sumie: NISKI, ŚREDNI, WYSOKI. Poziom domyślny: Poziom A (NISKA intensywność). Wartości ciśnienia: NISKI (80 mmHg), ŚREDNI (140 mmHg), WYSOKI (180 mmHg). Stan gotowości: Pozostaje na NISKIM poziomie, a odpowiadająca mu lampka kontrolna jest zawsze włączona.
	Wybór temperatury	Liczba poziomów: W sumie 4: Wył., 38°C (100°F), 43°C (109°F), 48°C (118°F). Przełączanie jednostek: Aplikacja obsługuje przełączanie między °F i °C. Wskaźnik: Częściowo świeci się w stanie "Gotowy" (domyślnie WYŁĄCZONE) i w pełni świeci w aktywnych temperaturach.
	Rozpocznij masaż	Stan gotowości: Ikona Start jest zawsze włączona. Ikona pauzy jest wyłączona.
	Przerwa w masażu	W stanie pracy: Ikona Start jest wyłączona. Ikona pauzy jest zawsze włączona. Aby szybko zakończyć program: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza przez 2 sekundy.


Sposób użycia

1. Normalne użytkowanie


Krok 1: Noś urządzenie zgodnie z instrukcjami na zdjęciu.




Krok 2: Wyreguluj odpowiednio zamki błyskawiczne regulacji szerokości i długości oraz zapnij paski.



Krok 3: Zamontuj kontroler, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.



Krok 4: Wybierz program, ciśnienie masażu i dolną temperaturę ogrzewania (domyślnie WYŁĄCZONE) od lewej do prawej, a następnie naciśnij przycisk Start.




2. Ukierunkowana pomoc: Miejscowy masaż intensywny (Główce do masażu i paski są sprzedawane osobno.)

Sposób aplikacji:


1. Wybierz odpowiednią główkę do masażu z wypukłościami.
2. Przyłóż główkę do masażu bezpośrednio do obszaru docelowego lub zabezpiecz ją dostarczonym paskiem.
3. Rozpocznij masaż przy NAJNIŻSZYM ustawieniu intensywności.

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Jeśli podczas masażu odczuwasz dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie.

a. Główka do masażu jest przyklejona do jednostki bazowej




b. Głowica do masażu jest przymocowana do paska zabezpieczającego



3. Dodatkowe funkcje produktu


Parowanie / Rozłączanie

W stanie "gotowości" : Naciśnij przycisk poziomu intensywności na obu urządzeniach jednocześnie przez 3 sekundy, aby sparować lub rozparować.



Bank energii

Zapewnia moc wyjściową do 20 W do ładowania zewnętrznych urządzeń elektrycznych.



Kod błędu

Kod błędu	Rozwiązania	Zalecane działanie
E02	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
E03	Wyłącz funkcję podgrzewania, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E04	Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E05	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E06	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
E07	/	
E08	Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamontuj ponownie kontroler, a następnie wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.	
W01	1. Niezgodne wersje oprogramowania sprzętowego parowanych produktów. Sprzęt nie będzie działał, dopóki go nie rozłączysz. 2. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe w aplikacji.	

Czyszczenie i Konserwacja

Przed czyszczeniem:

Upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od zasilania.

Kroki czyszczenia:

Wystarczy przetrzeć powierzchnię urządzenia czystą szmatką i wodą.

Po czyszczeniu:

Pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 10 minut przed użyciem urządzenia.

Ważne uwagi:

Nie używaj do czyszczenia drażniących płynów, takich jak benzyna lub rozpuszczalniki, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenie części lub odbarwienia.

Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostał się żaden płyn.

Dostęp do informacji o produkcie

Aby wyświetlić podstawowe informacje o produkcie, wykonaj następujące kroki:

1. Podczas ładowania urządzenia podłącz kabel ładujący.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 5 sekund.

Na ekranie pojawi się wtedy naprzemiennie wersja produktu i kod kontrolera.

